

# Komfortable und zuverlässige Instrumentenaufbereitung



Dr. Diego Vezzoli zeigt sich vom Lisa Remote überzeugt. Neben der einfachen Integration in den Hygieneprozess unterstützt der Sterilisator bei der raschen und sicheren Instrumentenaufbereitung.

Hygiene hat in Zahnarztpraxen oberste Priorität. Neben einer erhöhten Sicherheit für das Praxisteam und die Patienten spielt vor allem die effiziente Gestaltung von Arbeitsabläufen mit modernen Wiederaufbereitungstechnologien eine wichtige Rolle.

Dr. Diego Vezzoli, Zahnarzt im Studio Dentistico Eurodent in Palazzolo sull'Oglio in der Provinz Brescia (Lombardei, Italien), setzt bereits seit mehreren Monaten auf den Einsatz des Lisa Remote von W&H. Um das tägliche Patientenaufkommen von durchschnittlich 20 bis 40 Personen zu bewältigen, unterstützt der W&H Sterilisator bei der raschen und zuverlässigen Instrumentenaufbereitung. Das Praxisteam, bestehend aus acht Personen, schätzt die Vorteile der Lisa Remote. Im folgenden Interview spricht Dr. Diego Vezzoli über die Vorzüge des neuen W&H Sterilisators.

## Herr Dr. Vezzoli, welchen Stellenwert hat Lisa Remote im Hygienezyklus Ihrer Praxis?

Er ist sehr wichtig. Der Lisa Remote Sterilisator von W&H verfügt über optimierte Zykluszeiten und beschleunigt so unsere tägliche Arbeit. Die Wiederaufbereitungszeit zwischen den Patientenbehandlungen ist sehr kurz, so stehen die Instrumente rasch für die nächste Anwendung zur Verfügung.

## Bei der Entwicklung von Lisa Remote wurde auf eine benutzerfreundliche Menüführung geachtet. Die vier Hauptmenüpunkte sollen eine einfache Zyklusauswahl ermöglichen. Wie bewerten Sie das neuartige Navigationskonzept? Bringt dieses für Ihr Praxisteam eine Arbeitserleichterung mit sich?

Die Bedienung wurde meines Erachtens weiter vereinfacht und an alle Anforderungen der Praxis angepasst. Abgesehen von der einfachen Navigation schätzen unsere Assistentinnen bei der täglichen Arbeit auch die Ergonomie von Lisa Remote. Im Vergleich zu den Sterilisatoren, die wir früher verwendet haben, sind dies zwei wesentliche Vorteile. Wir sind rundum zufrieden.

## Effizientes und zeitsparendes Arbeiten steht im Mittelpunkt jeder modernen Zahnarztpraxis. Wie bewerten Sie den beschleunigten Typ B-Zyklus von Lisa Remote (patentierter Eco Dry Technologie)?

Abgesehen von einem schnellen Sterilisationszyklus und einem geringen Energieverbrauch, kommt es auch zu einer spürbar kürzeren Bearbeitungszeit. Darüber hinaus werden die Instrumente durch den verkürzten Sterilisationszyklus weniger beansprucht und weisen so eine längere Lebensdauer auf.

## Ein umfassendes Qualitätsmanagement ist heute ein wesentlicher Standard jeder Zahnarztpraxis. Die Sicherheit des Patienten steht dabei im Vordergrund. Daher ist eine vollständige Dokumentation von Sterilisationszyklen unabdingbar. Inwieweit unterstützt Sie Lisa Remote bei dieser Aufgabe?

Die Einfachheit des Systems ist ein wesentlicher Vorteil. Die Möglichkeit der Erstellung eines Etiketts für das eingeschweißte Sterilgut belegt

den Status der Sterilität. Mit dem Öffnen der eingeschweißten Instrumente in Anwesenheit des Patienten und dem Anbringen des Etiketts auf der Krankenakte schließt sich der Kreis. Neben den professionellen Hygieneprozessen nimmt der Patient damit auch die Sicherheit sowie den hohen Stellenwert der Sterilisation in unserer Praxis wahr. Die Rückverfolgbarkeit gibt dem Patienten Sicherheit und ist darüber hinaus für unsere Praxis ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

Die verpackten Instrumente werden nach einer umfassenden Reinigung und Ölpflege im Lisa Remote Sterilisator weiter aufbereitet.



**Abbildung links:** Lisa Remote unterstützt das Praxisteam bei einfachen und raschen Zykluseinstellungen.  
**Abbildung rechts:** Die Lisa Mobile App erweist sich insbesondere bei hohem Arbeitsaufkommen als nützliches Tool für die Überwachung des Sterilisationsprozesses.



**Machen Sie in Ihrer Praxis auch von der Lisa Mobile App Gebrauch?**

Dieses Tool wird von unserem Praxisteam sehr geschätzt. Vor allem bei einem hohen Arbeitsaufkommen kann die Lisa Mobile App meines Erachtens eine gute Unterstützung bieten und bei der Optimierung des Arbeitsworkflows helfen.

**Wie gefällt Ihnen das Design von Lisa Remote? Würden Sie die Abmessungen als „praktisch“ bezeichnen?**

Lisa Remote passt sich meines Erachtens sehr gut den räumlichen Gegebenheiten an. Dank der kompakten Abmessungen und der flexiblen Vorderfüße konnten wir den Sterilisator sehr einfach in unsere Hygieneabläufe integrieren.

**Dürfen wir Sie zum Schluss noch um eine persönliche Bewertung zu Lisa Remote bitten?**

Ich bin mit meiner Investition sehr zufrieden. Lisa Remote überzeugt nicht nur mich, sondern auch meine Praxiskollegen.

**KONTAKT**

**Dr. Diego Venzoli**  
 Studio Dentistico  
 Eurodent  
 VI. Europa, 36/F  
 25036 Palazzolo  
 Sull'Oglio (BS)  
 Italien



ANZEIGE

**E10** Gutes besser machen:  
 Der neue Premium-Autoklav

**Euronda®**



- ⊕ sterilisiert schnell
- ⊕ trocknet gründlich
- ⊕ spart Energie
- ⊕ wartungsfreundlich

**NEU**

