

**INDIVIDUALPROPHYLAXE** // Während der Parodontitisbehandlung stellte Zahnärztin Marzena Szalski aus Berlin-Wilmersdorf ihren Patienten mit erhöhtem Risikoprofil ein spezielles Prophylaxe-Gel und eine Mundspüllösung für die tägliche Anwendung zu Hause zur Verfügung. Im folgenden Erfahrungsbericht zeigt sie die Resultate der Patienten auf.

## NEUES PROPHYLAXEKONZEPT BEWÄHRT BEI RISIKOPATIENTEN

Marzena Szalski / Berlin-Wilmersdorf



Abb. 1

**Abb. 1:** Das parodur Gel gibt es in den Geschmacksrichtungen Limette und Minze. Die Mundspüllösung parodur Liquid dient als sehr gute Ergänzung dazu.

Unsere Praxis liegt zentral in Berlin. Mit drei Behandlerinnen bieten wir unseren Patienten das gesamte Spektrum der modernen Zahnmedizin mit den Schwerpunkten Implantologie, Parodontologie, Individualprophylaxe, Endodontie und Kinderzahnheilkunde an.

Im Rahmen einer Parodontitisbehandlung haben wir über unsere komplett ausgestattete Prophylaxeabteilung etwa 50 Patienten und Patientinnen mit erhöhtem Risikoprofil parodur Gel und zusätz-

lich teilweise parodur Liquid (Hersteller lege artis Pharma GmbH + Co. KG, Dettenhausen) empfohlen und mitgegeben.

Als Risikopatienten werten wir PA-Patienten mit schwerer bzw. fortgeschrittener Parodontitis marginalis. Wir empfehlen parodur vor und nach der geschlossenen Kürettage, offener Kürettage und in der Einheilphase nach Implantation. Ebenso Patienten in einer Lebenskrise, Stress sowie Schwangeren boten wir parodur zur Parodontitishygiene an.

### Vorgehensweise

Die im Fokus stehenden Zähne und Implantate wurden abends nach dem letzten Zähneputzen und anschließendem Mundspülen am Zahnfleischsaum mit einem Wattestäbchen mit parodur Gel bestrichen. Es darf nicht nachgespült werden. Während der Nachtruhe verblieb das Gel vor Ort (im Mund) und gab sukzessive für Stunden seine Inhaltsstoffe (u.a. zwei verschiedene CHX-Lösungen sowie natürliche Inhaltsstoffe zur Unterstützung der individuellen Immunabwehr und Heilungstendenz) ab. Der Einsatz von parodur Gel wurde täglich abends empfohlen. Zur Auswahl stehen zwei Geschmacksvarianten: Limette und Minze.

parodur Liquid haben wir bei Patienten mit festsitzendem Zahnersatz empfohlen, sowohl implantatgetragen als auch auf eigenen Pfeilerzähnen. Ebenso ist es zum Einsatz in Mundduschen geeignet oder für das schnelle Spülen nach dem Essen oder zwischendurch bei Bedarf. parodur Liquid ist alkoholfrei und somit auch sehr gut in der Akzeptanz bei leberkranken Patienten oder „trockenen Alkoholikern“.

### Erfahrungen und Fazit

Die Produkte sind über die Apotheke bzw. den praxiseigenen Prophylaxeshop frei verkäuflich.



parodur Gel erfreute sich bei den Patienten durchweg sehr guter Akzeptanz und Compliance. Besonders gut kam der angenehme Geschmack und die gute Anhaftung am feuchten Gewebe durch die Gelmatrix an. Durch das abendliche Auftragen des Gels durch den Patienten hat er seinem Mund zumindest einmal täglich besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Kleinere Entzündungen heilten schnell ab, was den Patienten besonders positiv auffiel.

parodur Liquid war eine sehr gute Ergänzung und vermittelte den Patienten den Eindruck von einem ausgefeilten Prophylaxe-konzept. Auch die Behandlerinnen und die Mitarbeiterinnen in der Prophylaxeabteilung waren von Patientenakzeptanz und leichter Anwendbarkeit angetan.

Wir werden parodur Gel und parodur Liquid weiter in unserer Praxis einsetzen und weiterempfehlen. Es hat sich sehr gut bei unserem Patientenstamm bewährt.

#### MARZENA SZALSKI

Zahnärztin  
10627 Berlin-Wilmersdorf

#### LEGE ARTIS PHARMA GMBH + CO. KG

Breitwasenring 1  
72135 Dettenhausen  
Tel.: 07157 5645-0  
Fax: 07157 564550  
info@legeartis.de  
www.legeartis.de

KENNZIFFER 0351 >

## Wir haben eine Lösung die Einwegverpackungen überflüssig macht.

NEU: SALUS<sup>®</sup>, Der weltweit erste Steril-Container, bestehend aus Gehäuse und Einschub der Papier überflüssig macht.



Bedenken Sie die Zeit, die Kosten und die Umweltbelastung, die durch den Gebrauch von hunderten Einweg-Sterilverpackungen entstehen. Wir haben uns etwas Besseres einfallen lassen. SALUS ist eine schnelle, sichere und prozessoptimierende Lösung für Ihre Praxis.

Der SALUS Steril Container ist nicht nur für die Sterilisation und Lagerung, sondern auch für die Reinigung und Thermodesinfektion von Hygieneinstrumenten verwendbar.

SALUS ist eine schnelle, sichere und prozessoptimierende Lösung für Ihre Praxis.

Weitere Informationen unter:  
[www.scican.de.com/salus](http://www.scican.de.com/salus)

**SciCan**  
A Sanavis Group Company

Your Infection Control Specialist™