

**KOMPLETTSYSTEM** // Auf dem Weg zu Ihrer eigenen Praxis war Alexander Kampf und Ulrike Vieler-Kampf das Thema Hygiene besonders wichtig. Für die Aufbereitung der Instrumente wollten sie keine Kompromisse eingehen. Daher galt es bei der Technikauswahl auf eine Optimierung der einzelnen Prozesse zu achten, um eine effiziente und gründliche Arbeitsweise gewährleisten zu können. Im folgenden Beitrag schildert Zahnarzt Alexander Kampf, welche Lösung für seine Praxis gefunden werden konnte und welche Erfahrung er damit hat.

## INSTRUMENTENAUFBEREITUNG OHNE KOMPROMISSE

Alexander Kampf / Grebenstein



Abb. 1: Das gesamte Praxisteam der Zahnarztpraxis Kampf & Vieler-Kampf.

Meine Frau und ich starteten das Projekt „eigene Praxis“ im Sommer 2016. Bereits während der Konzepterstellung war uns die Sicherung des gesamten Spektrums der modernen Zahnmedizin unter einem

Dach wichtig. Momentan liegt unser chirurgischer Anteil bei 40 Prozent. Auch aus diesem Grund steht das Thema Instrumentenaufbereitung und Hygiene im Zentrum unserer Praxis.

### Prozessoptimierung mit dem MELAG-System

Alle Mitarbeiterinnen unseres Teams verfügen über eine Zusatzqualifikation zur Aufbereitung von Medizinprodukten. Aber nicht nur an unser Praxisteam, sondern auch an die Technik haben wir hohe Erwartungen. Bereits in unseren Ausbildungspraxen wurden wir von der Zuverlässigkeit eines MELAG Sterilisators überzeugt. Zusätzlich sollte in unserem Aufbereitungsraum ein abgestimmtes System zum Einsatz kommen.

MELAG bietet mit dem MELAtherm, MELAseal 200 und dem Vacuklav 40 B+ eine entsprechende Lösung für die Zahnarztpraxis.

Der MELAtherm sichert uns eine effiziente Reinigung und Desinfektion unserer Instrumente. Vor allem an Tagen mit bis zu 60 Patienten trägt die maschinelle Aufbereitung zur deutlichen Arbeitsentlastung bei. Zukünftig planen wir, unsere vier Behandlungszimmer auf sechs zu erweitern. Durch die individualisierbare Korb- beladung des MELAtherm und durch die hohe Beladefähigkeit des Vacuklav 40 B+ wird die Expansionsstrategie meiner Praxis auch in Zukunft gesichert.

Der hohe Innovationsgrad der MELAG- Geräte bietet uns noch weiteren Komfort.



Abb. 2

Abb. 2: Arbeitsentlastung durch den MELAtherm.

Die aktive Trocknung des MELAtherm sorgt für eine schonende Aufbereitung aller Instrumente. Durch die integrierte Prozessmedienaufnahme des MELAtherm konnte das Gerät platzsparend in den

Unterschrank integriert werden. Zusätzlich verfügen alle MELAG-Geräte über Dokumentationsschnittstellen, um die Protokollspeicherung auf dem PC vereinfacht zu gewährleisten.

## Unser Fazit

Unser Motto „keine Kompromisse in der Instrumentenaufbereitung“ wurde durch unser zuständiges Depot erfolgreich realisiert. Der gesamte Prozess von Reinigung, Desinfektion, Verpackung und Sterilisation wird durch das abgestimmte System sehr effizient und zeitsparend umgesetzt. Von der MELAG-Lösung sind wir begeistert.

### ZAHNARZTPRAXIS KAMPF & VIELER-KAMPF

Bahnhofstraße 18a  
34393 Grebenstein  
info@zahnarztpraxis-kampf.de  
www.zahnarztpraxis-kampf.de

### MELAG MEDIZINTECHNIK OHG

Geneststraße 6–10  
10829 Berlin  
Tel.: 030 757911-82  
Fax: 030 757911-99  
info@melag.de  
www.melag.de

Abb. 3: Der Aufbereitungsraum mit reinem und unreinem Bereich.



Abb. 3