

GlaxoSmithKline

## Chlorhexidin jetzt als 300 ml-Flasche

Zur vorübergehenden unterstützenden Therapie von Zahnfleischentzündungen hat sich die antiseptische Mundspülung Chlorhexamed FORTE alkoholfrei 0,2% bewährt. Der darin enthaltene Wirkstoff Chlorhexidin überzeugt seit über 40 Jahren in der klinischen Anwendung und gilt daher als „Goldstandard“ bei der chemischen Plaquekontrolle.<sup>1</sup>



Je nach Indikation empfiehlt es sich, zwei Wochen lang zweimal täglich mit zehn Millilitern zu spülen. Um diesen Behandlungszeitraum abzudecken, gibt es die Mundspülung jetzt in einer Packungsgröße mit 300 ml. Die Erhöhung der Füllmenge trägt so dazu bei, die Compliance der Patienten zu verbessern – ebenso wie die integrierte Messfunktion in der Verschlusskappe, denn sie erleichtert die Dosierung. Das neue bruchstichere PET-Material der Flasche eignet sich sehr gut für die tägliche Anwendung im Badezimmer.

<sup>1</sup> Jones CG. Chlorhexidine: is it still the gold standard? *Periodontol* 2000. 1997 Oct; 15: 55–62.

GlaxoSmithKline –  
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG  
Tel.: 0800 6645626  
[www.chlorhexamed.de](http://www.chlorhexamed.de)

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Dent-o-care

## Hafttablette gegen Mundtrockenheit

Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH hat mit den XyliMelts Hafttabletten erneut ein innovatives Produkt ins Sortiment aufgenommen, welches das immer weiter verbreitete Problem der Mundtrockenheit effektiv bekämpft. Die Inhaltsstoffe Xylitol und Calciumcarbonat werden dabei kontinuierlich abgegeben und regen den Speichelfluss an, was als positive Nebenwirkung die Zähne auch noch vor Karies schützt. So wird die Mundschleimhaut befeuchtet und geschützt, wodurch ein angenehmes Mundgefühl entsteht, das stundenlang anhält. Die spezielle Hafttechnik (XyliMelts haften am Zahn oder Zahnfleisch) sorgt für eine sehr diskrete Anwendung und ermöglicht sogar eine problemlose Anwendung im Schlaf, wenn häufig der Mund am trockensten ist.

XyliMelts geben ein frisches Mundgefühl, verhindern unangenehmen Mundgeruch

Sunstar

## Patientenbindung mit persönlicher Note

Gibt es ein besseres Werbegeschenk als eines, das von Patienten täglich verwendet wird und dazu noch thematisch perfekt zur eigenen Zahnarztpraxis passt? Eine Zahnbürste mit dem Praxisnamen oder Logo bietet die ideale Möglichkeit, die Patienten immer wieder an den Arzt und seine Praxis zu erinnern.

Die zur Praxis passende Zahnbürste kann aus über zehn Modellen ausgewählt werden. Auch Spezialzahnbürsten wie die GUM Büschelbürste oder die GUM Prothesenbürste sind mit Aufdruck erhältlich. Im



und sind vegan, was sie auch sehr gut verträglich macht.

Die Tabletten sind mit Minzgeschmack und neutral erhaltlich, eine Packung enthält 40 Tabletten.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH  
Tel.: 08102 7772-888  
[www.dentocare.de](http://www.dentocare.de)



Sommer können beispielsweise bedruckte Reisezahnbürsten verschenkt werden, um in der schönsten Zeit des Jahres präsent zu sein.

Den Farben und Formen des Aufdrucks sind keine Grenzen gesetzt, die einzige Begrenzung

ist der zur Verfügung stehende bedruckbare Bereich der Zahnbürste.

Sunstar Deutschland GmbH  
Tel.: 07673 885-10855  
[www.gum-professionell.de](http://www.gum-professionell.de)





minilu

## Prophylaxe-System für Profis im Online-Depot

minilu.de, das Online-Depot für Praxismaterial zu mini Preisen, führt in seinem mehr als 25.000 Artikel umfassenden Sortiment auch viele Prophylaxeprodukte bekannter Markenhersteller. Neu im Programm ist das Premium Prophylaxe-System Lunos von Dürr Dental mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten – mit Vorteilen sowohl für den Behandler als auch für den Patienten. Im ersten Behandlungsschritt kommt das Pulverstrahlgerät Lunos MyFlow mit dem einzigartigen Wechselkammerprinzip zum Einsatz, mit dem man dem Patienten ganz individuell verschiedene Geschmacksrichtungen anbieten kann. Hierzu werden zwei Prophylaxepulver angeboten: Gentle Clean für die supragingivale Reinigung und Perio Combi für die sub- und supragingivale Reinigung.

Beide Produkte lösen sich rückstandslos auf, was die Sauganlage schonend und angenehm für den Patienten ist. Letzterer wird auch den leicht süßlichen Geschmack schätzen. Für die anschließende Politur stehen verschiedene Pasten zur Auswahl, etwa die Two-in-one-Lösung oder das nachhaltig schonende Super Soft. Ergänzt wird das System durch die gebrauchsfertige Mundspüllösung sowie schützende Produkte zur Desensibilisierung, Versiegelung und zur intensiven Kariesprophylaxe.

minilu GmbH  
Tel.: 0800 5889919  
www.minilu.de

Loser & Co

## Scharfe Instrumente für die Paro-Therapie

Pro Thin-Instrumente wurden für besondere Herausforderungen bei der Parodontaltherapie entwickelt. Die sehr grazilen Instrumente sind ideal für die Behandlung von tiefen Taschen oder engen Interproximalbereichen. Das präzise Design der Arbeitsenden und die leichten, ergonomisch gestalteten Handgriffe ermöglichen eine sichere und schonende mechanische Therapie. Der Behandler arbeitet entspannt beim Sondieren und Abtasten und spürt eine hervorragende Taktilität und Effizienz beim Entfernen der Ablagerungen. Im Instrumentenset sind neben den Scalern Blackjack und M23 sowie der Universalkürette Barnhart auch vier Gracey Access-Küretten enthalten. Die neuen Pro Thin-Instrumente erweitern die Reihe der hochwertigen XP-Instrumente mit einer Auswahl der beliebtesten Instrumententypen. XP Technology macht die Oberfläche der



Instrumente wesentlich haltbarer und ermöglicht die Herstellung dünnerer Instrumentenspitzen mit schärferen Klingen. Das Design und die Schärfe der feinen Instrumente bleiben während der Einsatzzeit erhalten, ganz ohne Schleifen.

Loser & Co GmbH  
[Infos zum Unternehmen]



Loser & Co GmbH  
Tel.: 02171 706670  
www.loser.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Hager & Werken

## Aktivsauerstoff bei Parodontitis und Periimplantitis



Viele Produkte zur Behandlung von Parodontitis und Periimplantitis haben nur eine kurze Wirkungszeit. Hierdurch wird der Prozess einer Reinfektion begünstigt. Sowohl Antibiotika als auch Chlorhexidin haben aufgrund ihrer Molekülgröße Schwierigkeiten, den Biofilm zu durchdringen. OXYSAFE Professional-Produkte enthalten die patentierte Ardox-X®-Technologie auf Aktivsauerstoffbasis (Kohlenwasserstoff-Oxoborat-Komplex), die durch Kontakt mit der Haut oder Schleimhaut aktiviert wird. Dieser Komplex fungiert als Matrix, die den Aktivsauerstoff in dem zu behandelnden Bereich freisetzt. Hierdurch wird sofort die Anzahl der gramnegativen Bakterien reduziert.

OXYSAFE eliminiert schädliche, anaerobe Bakterien (auch in der Tasche), die für Parodontitis und Periimplantitis verantwortlich sind. Das mit Sauerstoff angereicherte Mikromilieu hat einen nachweislich positiven Effekt auf die Behandlung entzündeter Zahnfleischtaschen. OXYSAFE Gel Professional wird von der Prophylaxefachkraft angewendet und in die Zahntasche appliziert. OXYSAFE Liquid Professional wird als Mundspülung vom Patienten direkt nach der Behandlung im häuslichen Gebrauch als Nachsorge angewendet.

Hager & Werken GmbH & Co. KG  
Tel.: 0203 99269-0  
www.hagerwerken.de



Dentsply Sirona

## Prophylaxe mit besonderem Ergonomiefaktor

Mit Intego Pro von Dentsply Sirona ist die Behandlung für Zahnarzt, Assistenz und natürlich auch für Patienten einfach und bequem. Auch das Behandeln in 12-Uhr-Position, vierhändig oder alleine geht leicht von der Hand. Um perfekte Ergebnisse zu erzielen unterstützt das Dentsply Sirona-Ergonomiekonzept sowohl Patienten als auch Behandler. Für komfortable Patientenlagerung sorgen die ergonomisch bequeme Polsterung, entlastende Armlehnen und die Vario-Fußablage. Bei einer langen Prophylaxesitzung profitieren Behandler von der optimalen Sitzposition zum Patienten mit ausreichender Beinfreiheit. Durch optimierte Greifwege, die durch ein perfektes Zusammenspiel von Arzt- und Assistenzelement und eine flexible Positionierung des Zusatztrays ermöglicht werden, ist die Bedienung intuitiv. Für ergonomisches Sehen verfügt Intego Pro über beste Ausleuchtung: LEDview Plus oder LED-Instrumentenlicht bringen Licht ins Dunkle.

Dentsply Sirona  
Tel.: +43 662 2450-0  
www.dentsplysirona.com



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

NSK

## Sichere und effiziente subgingivale Plaquentfernung



Die Kombination aus der grazilen Perio-Mate Düse mit einer schlanken, flexiblen Plastikspitze macht die subgingivale Behandlung nicht nur sicherer, sondern bietet dazu auch eine außerordentliche Sicht und überragendes Handling. Denn die Form der hygienischen Düsen- spitze (Einmalprodukt) ist anwen- derfreundlich und ermöglicht ein- fachen Zugang in die



Zahnfleischtaschen und eine für den Patienten sowie auch für den Anwender komfortable Behandlung. Diese Eigenschaften machen den Perio-Mate zum Instrument der Wahl für die Behandlung von Parodontitis und Periimplantitis.

NSK Europe GmbH  
Tel.: 06196 77606-0  
www.nsk-europe.de

Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrungen in der Strömungslehre, die in der Turbinen- entwicklung gewonnen wurden, ist es NSK gelungen, eine sichere und höchst effi- ziente Spraydruckmethode zu entwickeln, welche die schnelle und präzise Entfernung von Biofilm im subgingivalen Bereich er- möglicht.



lege artis

## Mehr Freude am Implantat!

Zahnfleisch und Mundschleimhaut – besonders auch bei Patienten, die zu Entzündungen neigen – benötigen spezielle Aufmerksamkeit. Mit durimplant Implantat-Pflege-Gel wird das Gewebe rund um Implantate und Zähne vor Erkrankungen wie Periimplantitis oder Parodontitis geschützt. Nicht nur in der Zahnarztpraxis kommt das Implantat-Pflege-Gel zum Einsatz, der Zahnarzt empfiehlt es auch für die Pflege zu Hause. Die Anwendung ist für den Patienten kinder- leicht: Das Gel auf die saubere Fingerkuppe, ein Wattestäbchen oder ein Bürstchen aufbringen und danach auf das leicht feuchte Zahn- fleisch um das Implantat herum oder auf die zu behandelnde Stelle auftragen und leicht einmassieren. Die Anwendung kann abends, nach dem Zähneputzen, bis mehrmals täglich erfolgen.


lege artis Pharma GmbH + Co. KG  
Tel.: 07157 5645-0  
www.legeartis.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE

# TSUNGENSAUGEN

Der TS1 Zungensauger - Total Simpel, Total Schnell, Total Sanft.



Den TS1 auf den Speichelsauger der Behandlungseinheit aufstecken, Gel auftragen, Zunge absaugen. Fertig.

### Warum Zungenreinigung in der Praxis?

- ca. 60% aller Bakterien im Mund liegen auf der Zunge (Quirynen et al. 2009)
- bakterielle Zungenbeläge sind die Hauptursache für Halitosis
- zur kompletten PZR gehört auch die Reinigung der Zunge

### Warum TS1 Zungensauger?

- bessere Zungenreinigung verglichen mit herkömmlichen Zungenschabern\*
- Tiefenreinigung der Zunge durch Absaugen bis in die Krypten der Zunge
- Entfernung bakterieller Zungenbeläge aus der Mundhöhle
- kaum Würgereiz beim Patienten

Für die Leser des **Prophylaxe Journals** haben wir ein spezielles Angebot! Geben Sie bei Ihrer nächsten TS1 Bestellung den unten stehenden **Code** mit an und erhalten Sie zum **100 Stk. Karton 10 Stk. TS1 gratis dazu!**

Ihr Sparcode:

**TS1-PJ4**



TSpro

## System für die optimale Zungenreinigung



Der TS1 Zungensauger ist mittlerweile aus dem Praxisalltag im Rahmen einer PZR oder einer Full Mouth Disinfection nicht mehr wegzudenken. Das Absaugen der bakteriellen Zungenbeläge hat sich als wirksame Methode etabliert. Zur optimalen Absaugung und Steigerung des Frischegefühls gibt es jetzt das neue TS1 Gel. Dieses Gel fördert die Gleitfähigkeit bei der Zungenreinigung. Die bakteriellen Zungenbeläge werden sanft zusammen mit dem aufgetragenen Gel von der Zunge abgesaugt. Patienten berichten, dass sie nach der Zungenreinigung durch den Zungensauger plus Gel in der Praxis ein höheres und länger anhaltendes Frische- und Sauberkeitsgefühl verspüren. Das TS1 Gel wird in einem 75 ml-Fläschchen mit Kappe geliefert, welches sich mühelos einhändig öffnen und schließen lässt und somit perfekt in die Arbeitsabläufe der Zungenreinigung integriert werden kann. Für den Gebrauch zu Hause kann der Zahnarzt seinen Patienten anschließend den Zungensauger zusammen mit dem TS1 Handgriff mitgeben.

TSpro GmbH  
 Exklusivvertrieb über white cross GmbH  
 Tel.: 0721 94249857  
[www.ts-1.com](http://www.ts-1.com)

W&H

## Sichere Prophylaxe auch bei Herzschrittmachern

Als erster Anbieter bestätigt W&H den bedenkenlosen Einsatz von W&H Piezo Scalern an Patienten mit Herzschrittmachern. Eine Behandlung mit elektrisch betriebenen Ultraschallgeräten wurde bisher als mögliche Störquelle für Herzschrittmacher betrachtet und hätte den Patienten somit gefährden können. Um jedoch auch Patienten mit Herzschrittmachern in jeder Situation eine möglichst schonende und effiziente Prophylaxebehandlung zukommen zu lassen, wurden die W&H Piezo Scaler Tigon+, Tigon, Pyon 2 und Piezo Built-in einem unabhängigen Gutachten unterzogen. Geprüft wurde die elektromagnetische Verträglichkeit der W&H-Geräte mit Herzschrittmachern. Dabei wurden in einem Prüfverfahren die von den W&H Piezo Scalern erzeugten elektromagnetischen Felder sowohl an den Handstücken als auch den Steuereinheiten gemessen. Aus dem Gutachten geht klar hervor, dass die für die W&H Geräte ermittelten Werte deutlich unter den für Herzschrittmacher zulässigen Maximalwerten liegen und eine Störbeeinflussung somit ausgeschlossen werden kann.



Dank dieses Gutachtens können sich Dentalhygienikerinnen voll und ganz auf den Patienten und eine sichere und schonende Behandlung konzentrieren.

W&H Deutschland GmbH  
 Tel.: 08682 8967-0  
[www.wh.com](http://www.wh.com)





Optimale Vergrößerung, hochwertige Qualitätsoptik maximale Schärfe und tolles Design dafür stehen Lupenbrillen von EXAM VISION

**BAJOHR**  
OPTECmed

Der Augenoptikspezialist für professionelle Lupenbrillen und Lichtsysteme mit der größten Markenauswahl in Deutschland.

BaLUPO EXAM VISION™ ZEISS PX PeriOptix

Kulzer

## Doxycyclin-Gel einfach, wirksam und verträglich

Die bewährte Parodontitisbehandlung durch Scaling and Root Planing (SRP) ist nachweislich besser in Kombination mit lokalen Antibiotika. Mit Ligosan® Slow Release stellt Kulzer ein 14%iges Doxycyclin-Gel mit einfacher Applikation aus der praktischen Zylinderkartusche in die betroffenen Taschen zur Verfügung. Dank seiner speziellen Formel ist eine erhöhte Viskosität in wässriger Umgebung gegeben, sodass der Wirkstoff in der Tasche verbleibt und dort über mindestens zwölf Tage in der benötigten Konzentration abgegeben wird – eine einmalige Anwendung ist ausreichend. Doxycyclin wirkt direkt an der betroffenen Stelle und reduziert auf der einen Seite Sondierungstiefen, während es auf



der anderen Seite den Attachmentlevel verbessert. Aufgrund der lokalen Anwendung ist die systemische Belastung gering und das Risiko von Resistenzbildung vermindert. Darüber hinaus ist Ligosan® Slow Release resorbierbar und wird vom

Körper zu Glykol- und Milchsäure abgebaut, womit eine Entfernung nicht mehr notwendig ist. Das Gel überzeugt in Studien und im Praxisalltag und ist somit eine optimale Ergänzung zur Parodontitistherapie mit einfacher Anwendung und hoher Verträglichkeit.

Kulzer GmbH  
Tel.: 0800 43723368  
www.kulzer.de

Cumdente

## Luftgetriebener Ultraschallscaler



UAS blau



UAS hellblau



UAS rot



UAS grün

Cumdente steht seit 20 Jahren für innovative Dentalprodukte und durchgängige Praxisprodukte der modernen Zahnheilkunde. Dem Unternehmen ist es in Zusammenarbeit mit einem japanischen Hersteller gelungen, die Schwingungsfrequenz eines Schallscalers in den Ultraschallbereich hinein zu steigern. Damit werden die Vorteile des Schallscalers mit denen der Ultraschallgeräte kombiniert – einfaches Handling, günstiger Preis und Ultraschallbewegung am Instrument (17 kHz). Der Scaler wird zur supra- und subgingivalen, schonenden Zahnreinigung, zur Wurzelglättung und

zur geschlossenen Parodontitistherapie eingesetzt. Dafür stehen vier verschiedene Scaleraufsätze zur Verfügung. Der Scaler arbeitet angenehm leise, sanft, schmerzarm (in der Regel ist keine Anästhesie für subgingivale Anwendung erforderlich) und besitzt außerdem eine hohe Taktilität und Sensorik, eine stabile Leistungsabgabe sowie eine konstante Oszillation durch seine intelligente Leistungsregelung. Er erzeugt keine elektromagnetischen Interferenzen (Herzschrittmacher etc.) und ist auto-klavierbar bei 134 °C.

Cumdente GmbH  
Tel.: 07071 9755721  
www.cumdente.com

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Ivoclar Vivadent

## Schutzlack spart Zeit

In einer Umfrage haben Zahnärzte und Praxisteams den neuen Schutzlack Cervitec F getestet. 279 ausgewertete Fragebögen zeigen: Der Schutzlack hat die Tester überzeugt. Mehr als 80 Prozent der Tester sind mit den Eigenschaften des Lacksystems generell sehr zufrieden oder zufrieden. Positiv bewertet haben sie die Ästhetik von Cervitec F, das breite Anwendungsspektrum, die Darreichungsform, die Fluorid- und Chlorhexidin-Konzentration sowie den Geschmack. 80 Prozent der Anwender empfehlen die Applikation des Schutzlacks nach professioneller Zahnreinigung. Über die Hälfte der Befragten empfehlen den Schutzlack auch während der kieferorthopädischen Behandlung, bei Hochrisikopatienten oder bei Patienten mit motorischer Beeinträchtigung. Als weitere Einsatzgebiete werden die Anwendung bei Wurzelkaries oder bei Implantaten sowie bei Zahndurchbruch und zur allgemeinen Kariesprophylaxe genannt. Als deutlichen Vorteil des Kombinationslacks sehen Anwender die Zeitersparnis.



Quelle: Umfrage Ivoclar Vivadent, 2016.

Ivoclar Vivadent GmbH  
Tel.: 07961 889-0  
www.ivoclarvivadent.de

GlaxoSmithKline

## Neue Zahnbürste für gründliche Dreifach-Reinigung

Eine gründliche Dreifach-Reinigung der Zähne – das gelingt jetzt mit der neuen Dr.BEST multi expert. Die von der Dr.BEST-Forschung entwickelte innovative Zahnbürste ist mit ihrem multifunktionalen Bürstenkopf ein echter Allrounder. Sie kann nicht nur Plaque gründlich von den Zahnoberflächen entfernen, sondern auch die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand effizient reinigen. Für eine bessere Erreichbarkeit, auch von schwer zugänglichen Bereichen in der Mundhöhle, ist die Zahnbürste mit einem kurzen Kopf ausgestattet. Dank des flexiblen Kugelgelenks kann sich der Bürstenkopf zudem dem Verlauf der Zahnreihe anpassen.

GlaxoSmithKline – Consumer Healthcare GmbH & Co. KG  
Tel.: 0800 6645626  
www.dr-best.de



Dr. Liebe

## Mit Ajona verreisen und gewinnen



Unter dem Motto „Ajona geht auf Reisen“ lädt das Zahncremekonzentrat alle Weltbummler zu einem tollen Gewinnspiel ein. Ziel ist, aus jedem Land der Erde einen Ajona-Bildgruß zu sammeln. Dabei kann jede Einsendung auf [ajona.de/reise](http://ajona.de/reise) gewinnen. Als medizinisches Zahncremekonzentrat passt die kleine rote Ajona-Tube selbst ins kleinste Reisegepäck und reicht locker für eine ganze Weltreise mit frischem Atem und gepflegten Zähnen.



Landestypische Bilder der Reiseerlebnisse mit Ajona können auf [ajona.de/reise](http://ajona.de/reise) hochgeladen werden. Für den jeweils ersten Beitrag in einem Land werden zusätzlich Sonderpreise vergeben. Zu gewinnen gibt es 111 tolle Reisepreise. Vom Ajona-Rimowa-Kabinentrolley über coole Kulturtaschen und Unterwasserkameras bis zu einem Reisegutschein im Wert von 1.500 Euro, quasi als Urlaubsverlängerung, wenn die Ajona-Tube immer noch nicht leer ist. Aktionsende ist am 31.10.2017.

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG  
Tel.: 0711 7585779-11  
www.drliede.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.