

face

& body

magazin für ästhetik

3²⁰¹⁷

Fachbeitrag

Kompositorische Möglichkeiten
der Gesichtsästhetik
bei Masseterhypertrophie

Spezial

Geheimwaffe Mitarbeiter

Recht

Unzulässige Werbung für
Folgekostenversicherung

medica

NEU

3 Wellenlängen
und Resolve
fraktioniert


PicoWay®

Die komplette Pikosekunden-Plattform



- Jetzt mit drei Wellenlängen: 532nm, 785nm und 1067nm
- Für eine große Bandbreite an Tattoos und pigmentierten Läsionen
- Resolve™, das fraktionierte Pikosekunden-Modul mit zwei Wellenlängen
- Höchste Peakpower und Ultrakurze Pikosekunden-Pulse

SYNERON  CANDELA®
www.syneron-candela.com/de

Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an unter: +49 (0) 6102 59985-0