

# face

## & body

magazin für ästhetik

3<sup>2017</sup>

### Fachbeitrag

Kompositorische Möglichkeiten  
der Gesichtsästhetik  
bei Masseterhypertrophie

### Spezial

Geheimwaffe Mitarbeiter

### Recht

Unzulässige Werbung für  
Folgekostenversicherung



# NEU

3 Wellenlängen  
und Resolve  
fraktioniert

  
PicoWay®

Die komplette Pikosekunden-Plattform



- Jetzt mit drei Wellenlängen: 532nm, 785nm und 1067nm
- Für eine große Bandbreite an Tattoos und pigmentierten Läsionen
- Resolve™, das fraktionierte Pikosekunden-Modul mit zwei Wellenlängen
- Höchste Peakpower und Ultrakurze Pikosekunden-Pulse

SYNERON  CANDELA®  
[www.syneron-candela.com/de](http://www.syneron-candela.com/de)

Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an unter: +49 (0) 6102 59985-0