

Produkte

Kosmetik

Luxuriöses Serum mit hochwertigen Inhaltsstoffen



Die Kosmetikprodukte der Meyer-Haake GmbH werden nicht nur für die persönliche Hautpflege zu Hause, sondern auch für die Anti-Aging-Behandlungen mit Radiowellen eingesetzt. Da bei dieser

Behandlung – RF-ReFacing® genannt – die Kosmetikprodukte in die Haut eingeschleust werden, um die Produktion von Elastin und Kollagen anzuregen, müssen die Produkte besonders hohen

Anforderungen genügen. Das Skin Treasure Serum ist ein Produkt der Spitzenklasse mit luxuriösen Inhaltsstoffen: Gold, Perlmutter, Hyaluronsäure, Auszug aus der Olive, Sandelholz und noch viele weitere. Für ein luxuriöses Hautgefühl sollte das Serum für die tägliche Pflege von Gesicht, Hals und Dekolleté morgens und abends verwendet werden. Es eignet sich auch als mattierende Basis unter dekorativer Kosmetik. Auch als wertvolles Weihnachtsgeschenk ist das Skin Treasure Serum 30 ml – Artikel-Nr. RSGOPE01 – im hygienischen Airless-Spender eine gute Idee. Mit einem edlen Aufkleber aus Acetatseide und im perlmuttfarbenen Karton kann es bis zum 31.12.2017 zum Sonderpreis von 38,25 Euro (danach 42,50 Euro) direkt beim Hersteller bestellt werden.*

* Alle Preise zuzüglich Porto/Verpackung/MwSt. Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen, die unter www.meyer-haake.com/agb eingesehen werden können.

Meyer-Haake GmbH Medical Innovations
Tel.: 06002 99270-0
www.meyer-haake.com

Minimalinvasive Behandlungen

Eine Erfolgsgeschichte im Microneedling

Vor knapp 18 Jahren brachte die Erfindung des Dermarollers Bewegung in die Ästhetische Dermatologie. Heute wird das Produkt in unterschiedlichen Modellvarianten in eigener Manufaktur in Norddeutschland gefertigt und produziert und erfüllt als eines der wenigen Geräte seiner Klassifikation die strengen Auflagen medizinischer Zertifizierungen. Im Jahre 2013 wurde das Unternehmen Teil der mi.to.pharm GmbH, deren Geschäftsführer Michael Tomerius über langjährige internationale Erfahrung in der Medizintechnik verfügt und dem Unternehmen neue Impulse gibt. Die Dermaroller GmbH, zertifiziert nach ISO 13485 und nach Anhang V der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEG, ist ein auf Mikronadeln spezialisierter Hersteller von Medizinprodukten. Die Dermaroller-Therapie, international bekannt als Microneedling/Medi-

cal Needling, ist eines der erfolgreichsten minimalinvasiven Behandlungskonzepte zur Verbesserung des Hautbildes – ganz besonders bei Narben aller Art. Weitere Behandlungsfelder sind: Falten, Pigmentstörungen, Sonnenschäden der Haut, Schwangerschaftsstreifen etc. Die Dermaroller sind auch geeignet für das transdermale Einschleusen von Wirkstoffen. Im Sortiment wird zwischen drei Modelllinien unterschieden: Produkte für die rein medizinische Anwendung, Produkte für die Behandlung im Kosmetikinstitut und Produkte für den Heimgebrauch.

mi.to. pharm GmbH
Tel.: 05331 710-8488
www.mi-to-pharm.de





waveguide

Love it.
LOVE IT, *not.*

NICHT ALLES WAS MAN LIEBTE...
MUSS FÜR DIE **EWIGKEIT** HALTEN.

Dank des revolutionären Fortschritts in der Lasertechnologie, entfernt der Enlighten™ Ihre Tattoos, die Sie nicht mehr mögen.

Der neue Enlighten™³ ist ein Kraftpaket mit konkurrenzloser Tiefenwirkung. Neben den Wellenlängen 532 und 1064 nm stehen nun **erstmal**s auch 670 nm im Picosekundenbereich zur Verfügung. Durch seine extrem kurzen Pulse erlaubt der Enlighten™ 3 auch optimale Ergebnisse bei angeborenen und selbst bei hartnäckigen Pigmentflecken. Und das bei reduzierter Belastung für das umliegende Gewebe.

Enlighten™³ - Optimale Tiefenwirkung bei Tattoos und benignen pigmenthaltigen Läsionen.

Die neue Gebraucht-Laserbörse:

www.wave2guide.com

Ein Service der waveguide group

enLIGHTen™³
LASER TATTOO REMOVAL

waveguide medical systems GmbH Deutschland
Konrad-Zuse-Platz 8, 81829 München
Telefon: +49 / 89 / 20 70 42 45 5
Fax: +49 / 89 / 20 70 42 45 6
info@waveguide-medical.de
www.waveguide-medical.de

Produkte

Anti-Aging & Beauty Trophy

Und der beste Dermalfiller ist ...

TEOSYAL® RHA 4* von TEOXANE erhält die Anti-Aging & Beauty Trophy als „BEST DERMAL FILLER“. „Wir freuen uns über diese Auszeichnung und danken besonders unserer großartigen Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Genf“, so Carolin Marx, Geschäftsführerin von TEOXANE LABORATORIES Deutschland.

TEOSYAL® RHA4* von TEOXANE ist eine hochvernetzte Hyaluronsäure der nächsten Generation, die erstmals die Haut und das Gewebe bei jeder Bewegung unterstützt und so die Vitalität und Elastizität bewahrt. Dahinter steht die Erkenntnis, dass nicht nur statische Merkmale, sondern auch die Dynamik eines Gesichts wesentlich zu seiner Attraktivität und Einzigartigkeit beiträgt. TEOSYAL® RHA4 ist speziell für den Volumenaufbau in bestimmten Regionen wie Kinn, Jochbein, Schläfen oder Kieferlinie konzipiert. Die Resultate sind natürlich und sofort sichtbar. Sobald das

Hyaluron-Gel vom behandelnden Arzt injiziert wurde, glättet es die Falten von innen, unterstützt das Gewebe und gibt der Haut ihre Elastizität zurück. Das Gesicht erhält neue Spannkraft und bewahrt dabei seine Lebendigkeit und seine natürliche Ausstrahlung. Ein weiterer Pluspunkt: Das Produkt ist nicht spür- und fühlbar, sondern wird eins mit der dermalen Struktur.

TEOXANE hat mit seiner TEOSYAL® RHA-Linie vier Produkte für unterschiedliche Gesichtsbereiche und Indikationen entwickelt. Die Filler eignen sich besonders für die dynamischen Bereiche, etwa Mundregion, Wangen, Nasolabialfalten, Stirn, Krähenfüße, aber auch für Hals und Dekolleté. Die Linie umfasst vier verschiedene vernetzte Produkte: RHA1 für oberflächliche und feine Falten, RHA2 für moderate Falten und die Mundregion, RHA3 für tiefe Falten und RHA4 für Volumen in erweiterten Bereichen.



* TEOSYAL® RHA 4 ist ein Medizinprodukt (Klasse III) mit CE-Zertifizierung (CE0086) nach dieser Regelung.

TEOXANE Deutschland GmbH
Tel.: 08161 14805-0
www.teoxane.de

Operationsausstattung

Mobiles Arbeiten in der Ästhetischen und Plastischen Chirurgie



Die Firma BRUMABA produziert seit 1980 hochwertige Operationstische für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Ein Grundprinzip der BRUMABA OP-Tische lässt sich mit „Mobilität und anwendungsfreundlicher Langlebigkeit“ beschreiben. Mobilität heißt, die OP-Tische sind unabhängig von externen Versorgungsleitungen

und lassen sich leicht auf speziellen Fahrwerken verschieben. Diese Fahrwerke sind optional bestellbar. Mobilität heißt aber auch, die OP-Tische sind sehr flexibel einzustellen, damit Patienten bequem liegen und Operateure in ergonomisch angenehmen Positionen ermüdungsfrei arbeiten können. Langlebigkeit wird u. a. garantiert durch

Verwendung hochwertigster Materialien und ausgereifter technischer Lösungen. Aus strategischen Überlegungen werden alle BRUMABA-Produkte in Deutschland entwickelt und produziert. Dabei profitieren die Entwicklungsingenieure insbesondere vom intensiven Gedankenaustausch mit Chirurgen verschiedener Fachdisziplinen aus unterschiedlichen Ländern. Praxisorientierung bis ins kleinste Detail ist der Maßstab für alle Produkte. Funktionalität und modernes Design bilden eine Einheit. Zum Produktportfolio gehören neben Operationstischen auch der bewährte Patienten-Transportstuhl „Caddy“, spezielle OP-Stühle, OP-Hocker und variables Zubehör für die Operationstische. Das BRUMABA-Team, welches am 24. November 2017 sein neu erbautes Firmengebäude in Geretsried bezogen hat, steht für Beratung und Anregungen immer zur Verfügung.


BRUMABA GmbH & Co. KG
Tel.: 08171 2672-0
www.brumaba.de

Venus^VLine

PDO FADENLIFTING

DIE NUMMER 1 IN DEUTSCHLAND.

CE 2195



SONEWA GmbH

An der Spinnerei 4 • 96049 Bamberg • Tel. +49 (0)951 29 60 093 • Fax +49 (0)951 29 60 166 • info@sonewa.com

www.sonewa.com

Produkte

Früherkennung

Elektrische Impedanzspektroskopie (EIS) verbessert NNE bei der Melanomvorsorge

Bereits im Jahre 2014 wurde für das nicht optische System „Nevisense“ laut einer der größten diesbezüglichen Studie gute Ergebnisse bei der Diagnostik von Hautkrebs erzielt (Malvey J et al., Br J Dermatol 2014). Das System kann mithilfe der elektrischen Impedanzspektroskopie (EIS) benigne Läsionen von Melanomen unterscheiden. In der multizentrischen prospektiven Doppelblindstudie wurden an 23 Zentren 1.943 melanomverdächtige Läsionen untersucht. Die gemessene Sensitivität auf Melanome lag bei 97%, ab dem Tumorstadium T1b sogar bei 100%. Beim nicht melanozytären Hautkrebs wurden alle 55 in der Studie enthaltenen Fälle richtig identifiziert. Die

EIS nutzt die elektrischen Eigenschaften von menschlichem Gewebe, um zelluläre Strukturen zu kategorisieren bzw. malignes Gewebe zu identifizieren.

In einer aktuellen Studie (Menzies, Rocha et al., Br J Dermatol 2017) wurde belegt, dass in der Kombination mit der sequenziellen Videodermatoskopie bei gleichzeitig sehr hoher Melanomerkennungsrate bis zu 70% der unnötigen Exzisionen erspart werden können, und zeigt somit auf, dass in der kombinierten Anwendung von EIS und sequenzieller Videodermatoskopie die NNE (Number Needed to Excise) signifikant verbessert werden kann.



Die Nevisense®-Anwendung ist nicht zuletzt dank einer 2017 eingeführten interaktiven Messanleitung gut in den Praxen delegierbar. Nevisense ist seit Juni 2017 FDA-zugelassen.

SciBase GmbH
Tel.: 089 2007-6939
www.nevisense.de

Soft-Fadenlifting

Minimalinvasive Gewebestraffung mit resorbierbaren PDO-Fäden

Für Patienten, die Maßnahmen gegen ihr von Alterserscheinungen gezeichnetes Hautbild wünschen, jedoch operative Eingriffe scheuen, bietet die Soft-Lifting-Behandlung mit den resorbierbaren VENUS V-Line Lifting-Fäden eine minimalinvasive Alternative. Unter Lokalanästhesie werden die CE-zertifizierten Polydioxanon-(PDO)-Fäden mit Nadeln subkutan positioniert und bilden so ein stützendes Gerüst in der Dermis. Durch körpereigene Immunreaktionen erfolgen anschließend eine intensive, lang anhaltende Stimulation der Kollagen-Neogenese sowie eine Steigerung der Blut-Mikrozirkulation. Das umliegende Gewebe haftet an den gesetzten Fäden und generiert auf diese Weise zusätzlich einen Zügeffekt, der die anatomischen Strukturen strafft und das Gewebe deutlich sichtbar hebt.

Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von verschiedenen Gesichtsregionen (Stirn- und Schläfenbereich, Augen-

brauen, Wangen und Kiefer) über den Hals und das Dekolleté bis zur Unterseite der Oberarme sowie zu Oberschenkeln, Bauch, Brust und Gesäß. Das biokompatible PDO wird bereits seit 1970 erfolgreich als chirurgisches Nahtmaterial eingesetzt und birgt keine Allergierisiken. Zu den weiteren Vorteilen gehören die leichte Erlernbarkeit der Techniken, eine kurze Behandlungsdauer, verbunden mit keinerlei Downtime für den Patienten, sowie die Beibehaltung der natürlichen Gesichtszüge.

Es stehen je nach Indikation vier spezialisierte Fadentypen zur Verfügung: Mit „Mono“ wird ein universell im Gesicht und in vielen Körperarealen verwendbarer, einfacher Faden angeboten. „Twin“ besteht aus zwei ineinander verdrehten Fäden, die besonders im Bereich des superfiziellen muskulo-aponeurotischen Systems (SMAS) zum Einsatz kommen. Ergänzt wird das Sortiment durch den Spiralfaden „Screw“ mit einer sehr starken Verankerung im Gewebe und „COG“, der mit monodirektionalen Widerhaken den stärksten Zügeffekt besitzt und sich damit für die Behandlung von Hängewangen, eine Straffung der Kinnpartie sowie

Venus^VLine



das Lifting deutlich hängender Gesichtsareale empfiehlt.

In Kombination mit Hyaluronsäurefillern, wie z. B. STYLAGE®, und Mesotherapie ermöglicht das Venus V-Line Fadenlifting seinem Anwender innovative Behandlungsmöglichkeiten und eine Erweiterung des Angebotsspektrums.

SONEWA GmbH
Tel.: 0951 2960093
www.sonewa.com



*Erfolg ist einfach,
wenn alles optimal
aneinander abgestimmt ist...*



e Dermastamp®

Kleines und leises Tischgerät
für elektrisches Micro Needling

Ergonomisch geformtes Handstück
für ermüdungsfreies Arbeiten
bei 50 bis 150 Zyklen pro Sekunde



Minimal invasive Penetrationen
mit minimalen Traumata

- eDermastamp® Nadelspitzen mit Sicherheitsmembran.
- CE gekennzeichnetes Medizinprodukt.
- Lieferbare Nadel-länge: 1,5 mm



Durch Stimulation körpereigener Regenerationsprozesse:

- ✓ Stärkung und Neuaufbau der Epidermis
- ✓ Glättung und Faltenreduktion
- ✓ Verbesserung der Hauttextur

Dermaroller CIT Hyal
als Gleitgel für eine optimale
Behandlung!

