

Glänzende Ergebnisse auf Kompositrestaurationen

Flexible Polierlamellen ermöglichen Anpassung an jede Oberflächenstruktur.

Das MEISINGER Twist Polishing Kit wurde speziell für die einfache Hochglanzpolitur aller Komposit-

restaurationen entwickelt. Die flexiblen Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur und erzeugen auch in schwer zugänglichen Bereichen, wie der Okklusionsfläche, makellose Ergebnisse. Mit der Vorpolierstufe werden zunächst Rauheiten reduziert, sodass anschließend die Hochglanzpolitur erfolgen kann. In nur zwei Schritten erhalten Behandler glänzende Ergebnisse auf Kompositrestaurationen. Aufgrund des materialscho-

nenden Designs bleibt die ursprüngliche Oberflächenstruktur der Restauration erhalten. Die zweiteilige Abstufung der Diamantkörnung sorgt zudem für kurze Bearbeitungszeiten und äußerst hohe Standzeiten.

Alle Instrumente des Twist Polishing Kits haben einen Winkelstückenschaft und können bei einer Drehzahl von 3.000 bis 8.000/min sowie mit geringem Anpressdruck angewendet werden.

Das MEISINGER Twist Polishing Kit wurde mit dem Dental Advisor Top Award 2018 ausgezeichnet. **DT**

Hager & Meisinger GmbH

Tel.: +49 2131 2012-0

www.meisinger.de



Das MEISINGER Twist Polishing Kit (Art.-Nr. 2663) ermöglicht eine effektive Hochglanzpolitur aller Kompositrestaurationen.

ANZEIGE

Merano

20. Internationales Frühjahr - Seminar Meran

Aktuelles Wissen, bester Erfolg.

26. - 28. April 2018 Kurhaus Meran

Martin Bonsmann (Deutschland)

Risiken, Komplikationen und Misserfolge in der Implantologie

Corinna Bruckmann (Österreich)

Update Paro – gibt es etwas Neues?

Jens Emmelmann (Österreich)

Die Wurzelkanalaufbereitung – Mit einem Step-by-Step-Konzept zum vorhersagbaren Erfolg der endodontischen Behandlung.

Kishor Gulabivala (England)

Evidence-based tips for root canal treatment
Evidence-based tips for restoration of root treated teeth

Bernd Klaiber (Deutschland)

Ästhetische Korrekturen mit Komposit - es muss nicht immer gleich Keramik sein!

Giuliano Maino (Italien)

The impact of 3D Technology in the use of skeletal anchorage: New Perspective

Nicola Meißner (Österreich)

Aktuelle Kinderzahnmedizin: von kleinen Tricks bis zum umfassenden Konzept

Nadja Naenni (Schweiz)

Kurze Implantate - wieviel Knochen braucht es?
Schmale Implantate und Extensionen - was ist möglich?

Wolfgang F. Schuster (Österreich)

Die Zahnmedizin wird immer digitaler! Analog=Out? - Digital=In?
Betriebswirtschaftliche Betrachtung von der Abformung bis zum Röntgen

Heinrich Strobl (Österreich)

Die chirurgische Versorgung von traumatisierten Frontzähnen

AssistentInnenprogramm

Corinna Bruckmann (Österreich)

Wie wichtig ist Plaquekontrolle und was können Mundspülungen bewirken?
Mundgesundheit aus der Schachtel? Was können Probiotika?

Anton Mayr (Österreich)

Trends in der geschlossenen Parodontaltherapie-Wissenswertes für ZASS und PASS

Nicola Meißner (Österreich)

Kinderzahnbehandlung im Team: wertvolle Tipps für den Umgang mit kleinen Patienten

Petra Natter (Österreich)

Weißmacher und Kosmetik in der Zahnarztpraxis
Implantatreinigung - Mythos und Fakten

Dentalausstellung und Workshops

ÖGZMIK

VTZ, Ina Gstrein, Anichstraße 35, A - 6020 Innsbruck
Tel.: +43/(0)699/15047190, lki.za.vtz-office@tirol-kliniken.at

VTZ Verein
Tiroler
Zahnärzte

www.vtz.at

40 Jahre Erfindergeist und Erfahrung

Ein Global Player der Dentalbranche hat Grund zum Feiern.

Ultradent Products, das US-Familienunternehmen mit Sitz in South Jordan, Utah, versorgt Anwender weltweit mit fortschrittlichen und verlässlichen Lösungen. Das umfassende und praxisnahe Produktsortiment mit fast 1.500 Dentalmaterialien und -geräten wird fast ausschließlich hausintern erforscht, entwickelt, gefertigt und versendet – ganz ähnlich, wie Zahnarzt Dr. Dan Fischer, Gründer und CEO von Ultradent Products, einst am Küchentisch begann. Schon damals verfolgte ihn die Vision, die Mundgesundheit mithilfe von Wissenschaft, Kreativität und Innovationskraft nachhaltig und minimalinvasiv zu verbessern. Nach Feierabend in der Zahnarztpraxis schuf Dr. Fischer auf diese Weise sein erstes Produkt, Astringedent®, einen zuverlässigen Blutstiller für erfolgreiches Gewebemanagement. Der Grundstein für den Erfolg von Ultradent Products war gelegt.

Zu den international bekanntesten Produkten zählen heute die Opalescence®-Reihe zur medizinischen und kosmetischen Zahnaufhellung, die vielfach ausgezeichnete

ten Polymerisationslampen VALO® und VALO® Grand, das Ultra-Etch® Gel sowie der erst vor Kurzem ein-



geführte Diodenlaser Gemini® mit Dual-Wellenlängen-Technologie. Auch in Zukunft werden Zahnärzte wie Patienten von Ultradent Products und seinem Streben nach höchster Qualität profitieren. **DT**

Infos zum Unternehmen



Ultradent Products GmbH

Tel.: +49 2203 3592-15

www.ultradent.com/de

Zahzwischenraumreinigung neu gedacht

Einfach und effektiv – die paro® slider Interdentälbürste besitzt viele Vorteile.

Ingenieure von paro® entwickelten in Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Dentalhygienikerinnen über mehrere Jahre ein geniales System. Dieses ermöglicht nun den Zahzwischenraum mit geschlossenem Mund einfach und effizient mit einer Interdentälbürste zu reinigen.

Dank des anatomisch geformten weichen Kelches des paro® sliders kann der Zahzwischenraum auf einfache Art gefühlt werden und durch das reibungsfreie Hin- und Herschieben des griffigen Knopfes, gleitet die Interdentälbürste geschmeidig in den Zahzwischenraum.


Einfach genial – genial einfach

Das überzeugende System besteht aus einem ergonomischen paro® slider und verschiedenen Interdentälbürsteneinsätzen in den Größen XS, S und M. Mit diesem Spektrum werden 80 Prozent der Zahzwischenraumgrößen abgedeckt. Die Interdentälbürste wird einfach in den paro® slider eingeführt und eingeklickt.

Die im Bogen eingelassenen seitlichen Schlitze erlauben das sichere Applizieren von Fluorid- oder CHX-

Gelées zur ergänzenden Pflege der Zahzwischenräume.

Ebenso tragen diese Öffnungen zur optimalen Hygiene bei, denn durch diese Schlitze kann das System gut ausgespült werden und die Luft kann zur Trocknung einwandfrei zirkulieren. **DT**



Profimed VertriebsgmbH

Tel.: +43 5574 77727-0

www.profimed.at

www.paroslider.com

