

Dentsply Sirona

Schmerz ausschalten, Compliance steigern




Das Potenzial einer konsequenten Parodontalprophylaxe und -behandlung steht außer Frage. Allerdings besteht vor dem Scaling und Root Planing oftmals die Notwendigkeit für eine Anästhesie, und bei einigen Patienten beeinträchtigt die Angst vor der Spritze die Wahrnehmung von Recall-Terminen. Eine mögliche Lösung bietet das Parodontal-Gel Oraquix.

Mit Oraquix kommt das Prophylaxeteam ohne Injektionen aus. Nach dem Abschluss der Behandlung bleibt kein Taubheitsgefühl zurück. Für den Patienten liegt der Nutzen auf der Hand. In verschiedenen, kürzlich veröffentlichten Reviews^{1,2} von Studien und Anwendererfahrungen wird

das grundlegende Ergebnis der Studien von Dr. Nele van Assche, Universität Löwen, zitiert: 70 Prozent der Teilnehmer bevorzugten Oraquix im Vergleich zur konventionellen Lokalanästhesie vor der Kürettage und Wurzelglättung. Dagegen präferierten 22 Prozent die Spritze. Jüngere Untersuchungen kommen auf 69 Prozent³ bzw. 72,9 Prozent⁴ pro Parodontal-Gel. Die effektive Schmerzausschaltung wird durch weitere Studien belegt.⁴⁻⁸

Aufgrund der Erfahrungen aus Studien und aus 13 Jahren praktischer Anwendung besitzt das Gel das Potenzial, die Zahl angstbedingter Therapieabbrüche zu verringern und die Akzeptanz von nicht-chirurgischen Maßnahmen bei der Parodontitisbehandlung zu erhöhen.

Dentsply Sirona Preventive
Tel.: 08000 735000 (gebührenfrei)
www.dentsplysirona.com



NSK

Optimale Leistungskontrolle

Unterstützt durch die intuitive NSK iPiezo Steuerung, bietet der LED-Ultraschall-Scaler Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen – von der sanften Minimal- bis hin zur effektiven Maximaleinstellung. Die Leistungseinstellung wird dabei so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst effizient in der Endodontie, Parodontologie und Prophylaxe eingesetzt werden kann. Mit dem neuen, 33g leichten Handstück, dem Varios 2, bietet NSK durch sein Slim-Line Design eine perfekte Balance und ermöglicht so einen hervorragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Zudem ist das Varios 2 Lux-Handstück mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. Das Varios 970 verfügt

über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen (je 400 ml) und ein großes, intuitiv zu betätigendes Bedienfeld sowie

ein Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden. Als Varios 170 können die Vorteile des Varios 2-Handstücks auch in die vorhandene Behandlungseinheit integriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED-Einbaumodul das kleinste der Welt und findet in praktisch jeder Einheit Platz. Varios 970 und Varios 170 sind jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie mit drei Drehmomentschlüsseln und einer Steribox erhältlich.



NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Cumdente

Probiotische Mundhygiene reduziert Plaque und Mundgeruch


Durch die vierwöchige Anwendung des Probiotikums BioLactis® wird die Mundflora für längere Zeit verändert: natürliche,

nichtkariogene Milchsäurebakterien besiedeln den Mundraum und verdrängen die geruchs- und plaquebildenden Keime.

Während der Parodontitistherapie oder Gingivitisprophylaxe kann BioLactis® das Chlorhexidin ersetzen und die Plaquebildung genauso effizient vermindern.¹ Das Probiotikum eignet sich für alle Altersgruppen (ab dem 3. Lebensjahr) und wird einmal täglich für 60 Sekunden in der Mundhöhle verteilt. Jedes Sacht ent-

hält mindestens eine Milliarde probiotische Mikroorganismen aus drei verschiedenen Stämmen. Die Wirkung der Kombination von *Lactobacillus helveticus* Rosell®-52, *Lactobacillus rhamnosus* Rosell®-11 und

Bifidobacterium longum Rosell®-175 ist klinisch geprüft, in Studien wurde eine höhere Plaquereduktion gegenüber Chlorhexidin festgestellt^{1,2} sowie eine signifikante Reduktion von *Streptococcus mutans*.^{3,4} Eine Packung enthält 30 Sachtets und ist in allen Apotheken für 14,90 Euro erhältlich. Zahnärzte erhalten attraktive Einkaufskonditionen. Zum Testen versendet Cumdente BioLactis® mit 50 Prozent Rabatt.



Cumdente GmbH
Tel.: 07071 9755721
www.cumdente.com

Hager & Werken

Interdentalbürste für Zähne, Brackets und Co.

In den meisten Fällen reicht tägliches Zähneputzen für die optimale Zahnreinigung nicht aus. Speisereste, Bakterien und Zahnbeläge siedeln sich besonders schnell und geschützt in den Zahnzwischenräumen sowie an Brackets, Spangen und Brücken an. Interdentalbürsten reinigen hier besonders schonend und gründlich. Die bewährte miradent Pic-Brush ist neben der klassischen Interdentalraumreinigung auch zur Reinigung von Brackets, Zahnspangen und Brücken geeignet. Sie entfernt intensiv Zahnbelag und bietet hochwertige Bürsten mit beschichtetem Draht für den schonenden Gebrauch. Das Halterende kann als Depot für Ersatzbürsten genutzt werden und bietet eine zusätzliche Aufsteckfunktion. Die Interdentalbürste ist in sieben farb-

codierten Größen erhältlich. Der 120°-Winkel des konischen Einführstutzens garantiert eine optimale und sichere Anwendung. Zusätzlich ermöglicht der Back-Pic mit der alternativen Aufsteckmöglichkeit eine bessere Reinigung der Frontzähne. Besonders beliebt sind die 25er-Verpackungseinheiten



der Ersatzbürsten für die Praxis. Diese sind 30 Prozent günstiger als die 6er-Einheit Ersatzbürsten.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Loser & Co

Mehr Sicherheit für die Mehrfunktionspritze



Mit Pro-Tip® Barrier Sleeve ist nun ein kompletter hygienischer Schutz für die Mehrfunktionspritze verfügbar. Die transparenten Einweghüllen ermöglichen neben den Pro-Tip® Einwegansätzen eine sichere und hygienische Ausstattung der Spritzen und bieten einen zuverlässigen Schutz für Behandler und Patient. Die Schutzhüllen

Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de

passen auf alle Funktionsspritzen und decken den Handgriff während der Behandlung zuverlässig ab. Die als semikritisch B eingestufte Multifunktionspritze ist eines der am meisten kontaminationsgefährdeten Übertragungsinstrumente in der Praxis. Mit Pro-Tip® Barrier Sleeve und Pro-Tip® Turbo trifft der Behandler eine wirkungsvolle Maßnahme, die RKI-Richtlinien umzusetzen und das Risiko einer Kreuzkontamination zu beseitigen. Der Patient wird die hygienische Ausstattung der Spritze als vorbeugende und achtensame Maßnahme seines Behandlungsteams zur Infektionsprophylaxe wahrnehmen. Die Schutzhüllen sind ab sofort über den Fachhandel zu beziehen.



minilu

Schonende Aufhellung für empfindliche Zähne



Kokosöl ist ab sofort nicht mehr nur als Superfood in aller Munde, sondern auch zur Zahnreinigung. Die neue biomed Superwhite Zahnpasta mit Kokosöl ist die

neueste Produktinnovation im Sortiment des Online-Depots minilu.de. Sogar empfindliche Zähne können laut Hersteller mit der biomed Superwhite schonend aufgehellt werden. Natürliche Enzyme

aus Papaya und Ananas entfernen sanft Beläge und polieren den Schmelz. Zusätzlich versorgen Calciumhydroxylapatit und L-Arginine den Zahnschmelz mit Mineralien und stärken ihn von innen, sodass er widerstandsfähiger gegen Säuren und Bakterien wird. Eine Kombination aus Kokosöl, Zimtextrakt und ätherischem Thymianöl bietet antibakteriellen Schutz und sorgt für einen einzigartigen, würzigen Geschmack. Zudem sind natürliche Antiseptika, Wegerichextrakt und Birkenextrakt in Verbindung mit Extrakten aus der Rinde der Espe enthalten. Sie sollen aufgrund ihrer natürlich enthaltenden antibiotisch wirksamen Substanzen eine entzündliche und antibakterielle Wirkung haben. biomed Superwhite ist frei von Fluorid, Parabenen, künstlichen Aromen oder Farbstoffen und besteht aus 99 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen.

minilu GmbH
Tel.: 0800 5889919
www.minilu.de



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

GlaxoSmithKline

Keine Kompromisse bei der Mundhygiene

Gesunde Zähne brauchen ein gesundes Zahnfleisch. Doch viele Menschen wählen eine Zahnpasta, die gesunde, starke oder weiße Zähne verspricht, und denken primär nicht an ihr Zahnfleisch. Erste Anzeichen von Zahnfleischproblemen werden häufig ignoriert. Diese verschwinden jedoch nicht immer von allein, sondern sollten behandelt werden. Die parodontax Complete Protection hilft, Zahnfleischproblemen vorzubeugen. So entfernt die Zahnpasta viermal effektiver Plaque als herkömmliche Produkte.¹ Sie enthält Fluorid, Natriumbicarbonat und Minzgeschmack, was hilft, den Zahnschmelz, Zähne und Zahnfleisch stark, sauber und frisch zu erhalten sowie widerstandsfähiger gegen Säureangriffe zu machen. Das Mineralsalz poliert zudem sanft die Zahnoberflächen und entfernt dadurch schonend oberflächliche Verfärbungen. Unterstützt wird die Zahnpasta von der neuen parodontax Complete Protection Zahnbürste. Mit den weichen Borsten entfernt sie Plaque gründlich und reinigt den Zahnfleischrand schonend. Zusätzlich werden mithilfe des Zungenreinigers auf

der Rückseite des Kopfes Bakterien auf der Zunge entfernt. Die parodontax Complete Protection Zahnpasta ist für 4,99 Euro, die Zahnbürste für 2,99 Euro seit März 2018 erhältlich.

¹ GSK data on file, 2015. Entfernt mehr Plaque als eine herkömmliche Zahnpasta nach einer professionellen Zahnreinigung und bei zweimal täglichem Zähneputzen.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Tel.: 0800 6645626
www.parodontax.de



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE

Cavitron Touch™ Ultraschall-Scaling System

Spüren Sie den Unterschied müheloser Rotation

Eine Weiterentwicklung*, die Ihnen mit jedem Schritt einzigartigen Komfort und Kontrolle bietet:

- Das vollrotierende **Steri-Mate 360° Handstück** bietet freifließende Bewegungen für das Ultraschall-Insert innerhalb der Mundhöhle.
- Der federleichte Führungsschlauch des ergonomischen Handstücks optimiert und verringert den Widerstand am Handgelenk.
- Die digitale Touchscreen-Technologie bietet eine intuitiv zu bedienende Oberfläche.

Für weitere Informationen oder einen Demotermin rufen Sie uns an unter 0203 - 99269-888, oder besuchen Sie uns auf www.hagerwerken.de.



Dürr Dental

Neue Desinfektionstücher für optimale Praxishygiene



Bei jeder Behandlung entsteht eine potenziell kontaminierte Aerosolwolke, die sich vom Patientenmund aus mehrere Meter in den Praxisraum ausbreitet. Eine gründliche Schnelldesinfektion, die gleichzeitig die Wartezeiten kurz hält, ist nach jeder Behandlung unerlässlich. Die wirkstoffgetränkten Desinfektionstücher von Dürr Dental überzeugen mit einer schnellen und praktischen Anwendung, hoher Materialverträglichkeit und einem breiten Wirkungsspektrum. Generell erfreuen sich gebrauchsfertig vorgetränkte Tücher einer wachsenden Beliebtheit. Dürr Dental hat daher sein Tüchersortiment weiter ergänzt. Die bewährten Flächendesinfektionsprodukte aus der Dürr Systemhygiene wurden mit adäquatem Tuchmaterial kombiniert. Das Wirkungsspektrum reicht von begrenzt viruzid (FD 312 wet wipes, FD 366 sensitive wipes) über begrenzt viruzid PLUS (FD 322 premium wipes, FD 322 top wipes, FD 333 wipes, FD 350)

bis hin zu viruzid (FD 300 top wipes, FD 333 forte wipes).

Besonders erwähnenswert sind die FD 333 forte wipes. Sie sind die einzigen alkoholischen Schnelldesinfektionstücher, die gemäß aktueller Leitlinien von DVV/RKI sowie EN 14476 als bakterizid, fungizid und viruzid deklariert werden. Darüber hinaus weisen sie eine sehr gute und geprüfte Materialverträglichkeit gegenüber Instrumenten auf, die einer Abschlussdesinfektion (semikritisch A) unterzogen werden. FD 333 forte ist außerdem als gebrauchsfertige Lösung für die Wischdesinfektion erhältlich.

DÜRR DENTAL SE
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com



3M Oral Care

Innovation in der konventionellen Abformung



Schnell und präzise: Diese Eigenschaften machen das im April 2018 eingeführte 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Polyether-Abformmaterial aus. Seit Oktober 2018 wurde das bisher aus zwei Konsistenzen (Light und Medium Body) bestehende Portfolio um 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Heavy Body Polyether-Abformmaterial erweitert. Es wurde speziell für die Kombination mit dem Light Body-Umspritzmaterial zur Anwendung in der Doppelmischtechnik entwickelt.

Wie die anderen Viskositäten wurde auch dieses Löffelmaterial speziell für wenig komplexe Fälle ent-

wickelt. Alle bieten eine Verarbeitungszeit von 45 Sekunden und eine intraorale Abbindezeit von zwei Minuten. Damit ist das schnelle Polyether ideal für Kronen-, Inlay/Onlay-, Implantat- und Brückenabformungen (bis zu drei Glieder) geeignet. Behandler profitieren von einem effizienteren Arbeitsablauf und zufriedeneren Patienten, denn der Löffel kann rasch aus dem Mund entnommen werden. Trotz der Veränderungen in der Zusammensetzung bieten die Abformmaterialien die bekannten und bewährten Eigenschaften von Polyethern. Sie sind feuchtigkeitstolerant, fließen zuverlässig selbst in die kleinsten Winkel und bieten während der Verarbeitungszeit ein konstantes Fließverhalten.

3M Oral Care
Tel.: 0800 2753773
www.3m.de/OralCare

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Komet Dental

Zwei Schallspitzen mit neuem Gewinde

Die SF10T und SF11 aus der Komet SonicLine gehören zu den Stars in der Paro-Behandlung. Jetzt hat sich ein Q in deren Identifikationsnummer platziert: SFQ10T und SFQ11. Q steht für Quick, denn mit diesem Anschluss, dem Quick-Gewinde, bieten die beiden Schallspitzen im Handumdrehen noch mehr Komfort am Behandlungsstuhl. Das machte eine Lizenz in Kooperation mit KaVo möglich. Die Eigenschaften der Spitzen bleiben dadurch unangetastet: Die schlanke SF10T mit innovativer spezieller Ösenform ermöglicht auch bei eng stehenden Situation oder tiefen Zahnfleischtaschen ein effektives Entfernen von weichen und harten subgingivalen Belägen und, wenn gewünscht, eine minimalinvasive Glättung der Wurzeloberfläche. Die SF11 erleichtert mit ihrer ausgeklügelten Knospenform

die maschinelle Furkationsbehandlung. Die Spitzen sind nicht nur im Komet Schallhandstück SFQ2008L einsetzbar, sondern auch im KaVo SONICflex™ quick Schallhandstück der Serie 2008/S/L/LS.




Komet Dental
Tel.: 05261 701-700
www.kometdental.de



Directa

Absorber mit optimaler Feuchtigkeitskontrolle



Mit DryDent® startet Directa eine Produktlinie von Speichelabsorbentien mit optimaler Feuchtigkeitsregulierung und großem Komfort. Mit den Absorbentien DryDent® Parotid und DryDent® Sublingual in Kombination mit gewöhnlichen Speichelsaugern wird die Feuchtigkeitsregulierung signifikant verbessert. DryDent® Parotid enthält keine Bindemittel und hat sehr weiche Kanten, die der Mundschleimhaut keinen Schaden zufügen. Es ist dabei absolut formbeständig und erleichtert einen freien Behandlungsraum auch für längere Zeit.

DryDent® Sublingual verringert die Verletzung der Mundschleimhaut. Das absorbierende Material wird durch ein neues Verfahren gewebt, das ein Gefühl einer seidig weichen Oberfläche ergibt. Ein über diesem Speichel-

absorber platzierter Speichelabsauger minimiert Schmerzen sowie Geräusche und hat eine beruhigende Wirkung durch reduzierte Schluckreflexe. Kostenlose Muster können unter der unten stehenden E-Mail-Adresse bestellt werden.

Directa AB
wolfgang.hirsch@directadental.com
www.directadentalgroup.com



BESUCHEN SIE UNS!

Herbstmessen 2018

Leipzig, Stuttgart

München, Frankfurt

Nicht nur der Herbst hat viel zu bieten

Jetzt sparen mit der
Herbstaktion von Young
Innovations

01. 10. bis 30. 11. 2018



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Information zur Herbstaktion 2018

www.youngdental.de
www.microbrush.de
www.am-eagle.de

lege artis

Zahnfleischmanagement vor direkten und indirekten Restaurationen



In vielen Situationen treten für die Weiterbehandlung störende Zahnfleischblutungen auf. Schnell, sicher und effektiv können diese mit ORBAT forte zum Stillstand gebracht werden. Das von lege artis entwickelte Flüssiggel enthält 20 Prozent

Eisen(III)-sulfat. Es lässt sich einfach mit einem Mikroapplikator oder einem Wattepellet auftragen. Ein Einreiben des Gels beschleunigt den Effekt. Das Gel kann ebenso zum Tränken von Retraktionsfäden verwendet werden. Hierfür wird aus der

Flasche mit dem praktischen Tropfaufsatz etwas Gel in ein Dappenglas vorgelegt. Dieses Vorgehen hat sich auch für die direkte Applikation mit einem Wattepelet oder Mikroapplikator bewährt. Um störende Koagel zu entfernen und um Verfärbungen zu vermeiden, wird Eisen(III)-sulfat immer mit dem Wasserspray abgespült. Hier liegt auch der Vorteil von ORBAT forte: Es lässt sich besonders leicht mit Wasser entfernen. Für eine klassische Zahnfleischretraktion und für eine empfindliche Gingiva empfiehlt der Hersteller das bewährte ORBAT sensitive.



lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: 07157 5645-0
www.legeartis.de

Dent-o-care

Whitening geht jetzt modern, peroxidfrei und effektiv

Schlicht und einfach WHITE ist der Name des brandneuen Whitening-Systems, das die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH ab sofort im Sortiment anbietet. Das von Zahnärzten in Deutschland entwickelte und produzierte WHITE-Gel ermöglicht laut Hersteller eine sehr schonende, peroxidfreie und daher schmerzfreie Aufhellung der Zähne um bis zu zehn Stufen ohne Nebenwirkungen. Die Aktivierung des Gels erfolgt durch eine LED-Lampe, eine Whitening-Sitzung dauert lediglich 3 x sieben Minuten. Bei WHITE, der In-Office-Variante, verwendet man dazu eine spezielle LED-Lampe für die Praxis, bei WHITE 2GO für die Heimanwendung ist eine kleine LED im Paket enthalten. Getragen wird das Gel von weichen Silikonschienen.

Das gesamte Verfahren ist sehr einfach und günstig in der Anwendung und darf delegiert werden.

WHITE und viele weitere Neuheiten findet man im neuen Dent-o-care Katalog „Herbst/Winter 2018/19“, der bereits Mitte September an die Praxen verschickt wurde, und im Onlineshop, der sich seit dem 1. Oktober 2018 im neuen Design präsentiert.




Dent-o-care
Dentalvertriebs GmbH
Tel.: 08102 7772-888
www.dentocare.de


Dr. Liebe

Kariesprophylaxe für Spangenträger

Träger fester Zahnspannen müssen ihre Zähne besonders an den Bracketrändern und unter den Metallbögen frei von Plaque halten. Andernfalls drohen hier Karies und Verfärbungen. Die in der Zahnpaste Pearls & Dents enthaltenen Naturperlen rollen Verfärbungen und Beläge äußerst sanft und effektiv weg. Das natürliche Perl-System befreit sogar die schwer zugänglichen Stellen unter den Metallbögen und an den Bracketrändern von Plaque und beugt der Entstehung von Karies erfolgreich vor. Der Härteunterschied zwischen den Perlen und dem Zahn ist so groß, dass eine Schädigung des Zahnschmelzes bzw. Zahnbeins auch bei täglich mehrmaligem Putzen mit Pearls & Dents vollkommen ausgeschlossen werden kann (RDA-Wert 32)¹. Die sehr gute Reinigungsleistung bestätigten 97,5 Prozent der Fachanwender, die sehr schonende Reinigung 98,4 Prozent².



Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Tel.: 0711 7585779-11
www.pearls-dents.de



Curaden


Gesunde Bisskorrektur für den Nachwuchs

Entwickelt von Dr. med. univ. et dent. Herbert Pick, bringt der neue Schnuller „Hang Loose“ von CURAPROX Baby diverse Vorteile mit sich. Er hat Kreuz- und offene Bisse weitestgehend korrigiert sowie transversale Probleme vermindert, komplett ohne Zahnspange. Dabei geht es nicht nur um eine schöne Zahnstellung, denn Kreuzbisse führen über die Mundatmung auch zu Entwicklungsverzögerungen. Die CURAPROX Babyprodukte sind biofunktional, da sie im Einklang mit der natürlichen Entwicklung von Kiefer, Zähnen, Mund und Atmung stehen. Sie funktionieren ohne Nebeneffekte und sind damit äußerst gesund. Die flache Spitze der Beißfläche gibt dem Gaumen Raum, er wächst nicht in die Höhe. Das verhindert Fehlstellungen sowie Atmungs-



Curaden
[Infos zum Unternehmen]

Schlaf- und Konzentrationsprobleme. Die Silikonmembran an der Beißfläche ist dank des Natural-Breast-Feelings sehr angenehm. Die Membran bewegt sich mit, was den natürlichen Schluckvorgang unterstützt. Der Schnuller ist in drei Größen und Farben (Blau, Rosa, Orange) erhältlich. Dazu kommt pro Doppelpack eine Transport- und Sterilisationsbox. Der praktische Schnullerhalter ist der ideale Freund für den Schnuller und Beißring. Lästiges zu Boden fallen



gehört damit der Vergangenheit an. Er ist – passend zum Schnuller – ebenfalls in Blau, Rosa und Orange erhältlich.

Curaden AG
Tel.: +41 44 7444646
www.curaden.ch

Philips

Neue Produktserie für die sanfte und gründliche Zahnpflege

Viele Patienten wünschen sich von ihrer täglichen Mundhygiene nicht nur saubere Zähne, sondern auch gesundes Zahnfleisch, weiße Zähne und eine Zahnbürste, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Philips brachte daher im September ein komplett neues Angebot von Schallzahnbürsten heraus: Sonicare ProtectiveClean. Dank der patentierten Schalltechnologie mit 31.000 Seitwärtsbewegungen sorgt das neue Modell für eine dynamische Flüssigkeitsströmung und unterstützt die Reinigung der schwerer zugänglichen Zahnzwischenräume. Alle Schallzahnbürsten verfügen über eine Andruckkontrolle und signalisieren, wann es Zeit für den Bürstenkopfwechsel ist. Bereits vor der Markteinführung probierten ausgewählte ZFA und ZMF in einem Lesertest der Fachzeitschrift *FachAssistenzNews* die neue Schallzahnbürste aus.¹ Über 90 Prozent empfanden die Reinigung als angenehm und bewerteten die Plaque-Biofilm-Entfernung als „sehr gut“ oder „gut“. 91 Prozent glaubten, dass sich Schäden an Gingiva und Zahnhartsubstanz durch die intuitive Andruckkontrolle besser vermeiden lassen. 82 Prozent würden sie Patienten mit sensiblen Zähnen und zu Entzündungen neigendem Zahnfleisch sowie mit Parodontitis empfehlen. Das Angebot umfasst



Philips
[Infos zum Unternehmen]

die Serien 4300, 4500, 5100 und 6100. Sie unterscheiden sich im Umfang der Putzprogramme und Intensitätsstufen sowie im Preis (UVP 79,99 – 234,99 Euro). Zudem sind sie mit unterschiedlichem Zubehör und in verschiedenen Farben erhältlich.

¹ Lesertest, DZW FachAssistenzNews, Ausg. 16, 18.04.2018, Aufruf zum FAN Produkttest; Ausg. 37, 12.09.2018, Nachbericht zu den Ergebnissen.

Philips GmbH
Tel.: 040 2899-1509
www.philips.de/sonicare



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.