

Digidental Blog: Kompromisslose Hygiene im Video

Text: Dorothee Holsten

PRAXISMANAGEMENT >>> Wer die Gesundheit anderer zu seinem Beruf macht, trägt eine große Verantwortung. Absolute Hygiene gehört deshalb in jeder gut geführten Praxis zum Standard. Doch häufig schwingt die Frage mit: Machen wir wirklich alles richtig? Komet hilft auf unterschiedliche Weise, die Richtlinien korrekt umzusetzen, und bietet jetzt in seinem Digidental Blog eine neue Serviceleistung an: praktische Anwendungsvideos zur Aufbereitung.



© rawpixel/unsplash.com

Das Studium lehrt vor allem die Behandlung von Zähnen. Auch bei einer Praxisgründung oder -übernahme möchte man bestimmt einfach nur zum Instrumenten-Tray greifen und im Mund loslegen. Doch davor muss so viel Organisatorisches in festen Bahnen laufen, z. B. die Hygienestandards bei der Instrumentenaufbereitung erfüllt sein. Womöglich schwingt da spontan eine gewisse Verunsicherung mit? Besonders bei der Instrumentenaufbereitung und -aufbewahrung lässt sich schon mal der Überblick verlieren: Wie lauten die aktuellen Richtlinien des Robert Koch-Instituts, was ist kritisch/semikritisch? Welche Aufbereitungsregeln gelten für Schall- und Ultraschallspitzen? Welche Einwirkzeiten gelten bei welchen Konzentrationen,

wie steht es speziell um Trepanbohrer und innengekühlte Instrumente? Diesen Fragen muss sich ein junges Team stellen und darf dabei den Kopf nicht in den Sand stecken.

Blog dich ein!

Damit sich Behandler und Team mit einem Blick auf der sicheren Seite fühlen können, hat Komet seinen Digidental Blog um praktische Anwendungsvideos ergänzt. In fünf Kurzfilmen werden Step by Step die einzelnen Aufbereitungsschritte einfach und verständlich erklärt. Von semikritisch A bis kritisch B sind alle Risikoklassen dabei, alles wird exakt beschrieben.




Abb. 1




Abb. 2

Abb. 1: Vorreinigung der Instrumente unter fließendem Wasser unterhalb der Wasseroberfläche. – **Abb. 2:** Maschinelle Reinigung semikritischer Instrumente im Instrumentenständer im Thermodesinfektor.

Tipps und Tricks gibt es auch z. B. zur optimalen Vorreinigung und zur Reinigung von zahnärztlichen Polierern. Selbstverständlich basieren alle Infos auf einem validierten Verfahren. Die durchstrukturierten Videos helfen, die komplexen Aufbereitungsschritte mit Auge und Ohr zu erfassen. Das wird dann alles viel schneller verinnerlicht und anschließend in der Praxis auch korrekt umgesetzt.

Der Digidental Blog ist zusätzlich gespickt mit wertvollen Links zu noch mehr Wissen rund um das Produkt und dessen Indikation. Dieses Know-how wird von Komet-Fachleuten, unabhängigen Zahnärzten und Zahntechnikern, Professoren und Fachjournalisten generiert und aktualisiert. Das ergibt ein ganzes Netzwerk an wichtigen Informationen! Einen Klick wert ist außerdem immer das Produkt des Monats, und natürlich gibt es auch Platz für ein persönliches Feedback: Kommentare sind erwünscht! Der Digidental Blog ist für User bzw. die Hygienebeauftragte also vor allem ein Problemlöser. Am besten gleich den Blog abonnieren und sich zum Newsletter anmelden!

Print als Sprungbrett

Online ist gut und schnell, aber vielleicht will das Team die wertvollen Informationen auch in der Hand halten? Kein Pro-

blem, hinter jedem Produkt von Komet steckt auch praktischer Lesestoff, z. B. als Produktinformation. Hilfreich ist auch das Aufbereitungsposter, das als praktische „Eselsbrücke“ euren Hygieneraum schmücken könnte und die wichtigsten Informationen auf einen Blick liefert. Das Poster ist übrigens auch Bestandteil eines praktischen Komplettpakets inklusive einer Instrumenten-Management-Broschüre. Damit behält das ganze Team den absoluten Durchblick. Das Material kann über den persönlichen Fachberater oder direkt aus Lemgo angefordert werden. Komet bietet somit mit seinen Serviceleistungen einen unschätzbaren Mehrwert – gerade für junge Zahnärzte! <<<

KONTAKT

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
 Trophagener Weg 25
 32657 Lemgo
 Tel.: 05261 701-700
 www.kometdental.de

Infos zum Unternehmen



ANZEIGE

Für Durchstarter,
 Pläneschmieder und
 Zielerreicher.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

- Messe Stuttgart 12. –13.10.2018
- Messe München 20.10.2018
- FutureDent München 27.10.2018
- Messe Frankfurt 09.–10.11.2018

Das Pluradent Existenzgründungsprogramm.
 Einfach, effektiv, erfolgreich gründen.

Das alles und noch viel mehr finden Sie auf www.plurastart.de

E-Mail existenzgruendung@pluradent.de
 Tel. 0800 0138755

