

# Kleine Taschen, großer Fortschritt

**HERSTELLERINFORMATION** Was passt besser in diese eventreichen Tage der Dentalbranche als genau dieser Fortschritt? Mit Blick auf die bevorstehende Internationale Dental-Schau (IDS) in Köln ist das Wort wohl eines der meistgenutzten – und auch mal überstrapazierten. Doch manche Dinge lassen sich nun einmal nicht anders beschreiben.



Die Rede ist natürlich vom antimikrobiellen „Taschen-Minimierer“ Ligosan® Slow Release. Das effiziente Lokalantibiotikum für die Parodontitistherapie überzeugt Anwender wie Patienten unverändert seit fast einem Jahrzehnt. Schließlich ist bei Parodontitis schnelles und gezieltes Handeln geboten, da die Entzündung des Zahnhalteapparates unbehandelt schlimmstenfalls zum Zahnverlust führen sowie Auswirkungen auf die Allgemeingesundheit haben kann.

Ligosan® Slow Release ergänzt ab einer Taschentiefe von 5 mm die konventionelle, nichtchirurgische Standardtherapie der chronischen und aggressiven Parodontitis. Die Studienergebnisse lassen keinen Zweifel am Anwendungserfolg: Nach sechs Monaten sind die Taschentiefen stärker reduziert, und es ist ein höherer Attachmenlevel-Gewinn zu verzeichnen als mit alleinigem Scaling and Root Planing (SRP).<sup>1</sup> Die Resultate der Zulassungsstudie wurden auch im Rahmen einer

Ligosan® Slow Release bekämpft die parodontalpathogenen Keime gleich zweifach gründlich. So wirkt das Produkt auf Basis von Doxycyclin sowohl antibiotisch als auch antiinflammatorisch und genau dort, wo es gebraucht wird. Denn dank der neuartigen Darreichung per Hydrogelmatrix und seiner zunächst fließenden Konsistenz gelingt es ganz leicht, ansonsten schwer zugängliche Stellen zu erreichen.

groß angelegten Anwendungsbeobachtung im niedergelassenen Bereich bestätigt.<sup>2</sup>

## Simpel wie clever

Ligosan® Slow Release bekämpft die parodontalpathogenen Keime gleich zweifach gründlich. So wirkt das Pro-

dukt auf Basis von Doxycyclin sowohl antibiotisch als auch antiinflammatorisch und genau dort, wo es gebraucht wird. Denn dank der neuartigen Darreichung per Hydrogel-Matrix und seiner zunächst fließenden Konsistenz gelingt es ganz leicht, ansonsten schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Mit einem handelsüblichen Applikator wird

das Gel einmalig und unkompliziert in den Fundus der Parodontaltasche eingebracht. Je nach Taschengröße und -tiefe reicht der Inhalt einer Zylinderkartusche für etwa vier Parodontaltaschen aus. Etwaige Gelüberschüsse werden am Gingivarand mit einem feuchten Wattepellet entfernt. Da sich die Viskosität des Präparats in wässriger Umgebung erhöht, verbleibt das in der Tasche befindliche Lokalantibiotikum für mindestens zwölf Tage zuverlässig an Ort und Stelle. Dabei setzt Ligosan® Slow Release seinen Wirkstoff kontinuierlich und in ausreichend hoher Konzentration, aber mit nur geringer systemischer Belastung, frei<sup>3</sup> – ein weiteres Argument für die lokalantibiotische Therapiemaßnahme.

Kostenlose Informationen und Beratungsunterlagen für das Patientengespräch gibt es unter [www.kulzer.de/ligosanunterlagen](http://www.kulzer.de/ligosanunterlagen).

#### Quellen:

- 1 Eickholz P. et al., J Clin Periodontol 2002; 108–117. Non-surgical periodontal therapy with adjunctive topical doxycycline: a double-blind randomized controlled multicenter study.
- 2 Kim T. S. et al., Acta Odontol Scand, 2009; 67: 289–296: Systemic detection of doxycycline after local administration.
- 3 Kim T. S. et al., J Periodontol, 2002 Nov. 73 (11) 1285–91. Pharmacokinetic profile of a locally administered doxycycline gel on crevicular fluid, blood and saliva.

#### Come and see

Wer sich selbst von Ligosan® Slow Release überzeugen möchte, ist herzlich auf die Internationale Dental-Schau nach Köln eingeladen. Dort präsentiert Kulzer neben Neuigkeiten für Praxis und Labor auch das bewährte wie beliebte Lokalantibiotikum. Interessierte können am Messestand das Handling mit dem Applikator ausprobieren und sich von Experten vor Ort umfassend beraten lassen. Und weil Kulzer ein „Unternehmen zum Anfassen“ ist, können Besucher bei Kulzer natürlich noch weitaus mehr entdecken und ausprobieren. Als Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für den analogen und digitalen Workflow stellt das Hanauer Unternehmen – räumlich untergliedert in die drei Kernbereiche Chairside-Lösungen, Kronen- und Brücken-Workflows sowie Prothesenherstellung – sein umfangreiches Produktportfolio vor. Ob in spannenden **Live-Demos täglich von jeweils 9.15 Uhr bis 17.15 Uhr** zu Intraoralscan, 3D-Druck und Verblendung oder im Rahmen einer auf die individuellen Fragen des Messegastes zugeschnittenen **5-Minute-Speed-Dating-Tour**: Mit Kulzer ist „Mundgesundheit in besten Händen“! **Die 5-Minute-Speed-Dating-Tour kann, wenn gewünscht, bereits bequem vor der IDS online gebucht werden: [www.kulzer.de/IDS](http://www.kulzer.de/IDS).** Ebenfalls sind unter diesem Link weitere Informationen rund um den Messeauftritt und Produkte zu finden; auch können sich Interessierte dort

für den Newsletter zur IDS anmelden oder jederzeit unter [www.kulzer.de/newsletter](http://www.kulzer.de/newsletter)

Foto/Abbildung: Kulzer GmbH

**IDS 2019** LIVE DEMO INTRAORAL SCAN 3D DRUCK VERBLENDUNG  
38. Internationale Dental Show  
Köln, Deutschland  
12. – 16.03.2019  
Halle 10.1, Stand A010–C019

#### INFORMATION

**Kulzer GmbH**  
Leipziger Straße 2  
63450 Hanau  
Tel.: 0800 43723368  
[www.kulzer.de/ligosan](http://www.kulzer.de/ligosan)



Infos zum Unternehmen

ANZEIGE

# Gehen Sie auf Nummer Sicher!

[www.euronda.de](http://www.euronda.de)



## Euronda® Pro System

Live vor Ort  
auf der **IDS**

Halle 10.1 · Stand A030-B031

Alles für die  
**validierte  
Aufbereitung  
in Ihrer Praxis!**