

# Design und Technik in Vollendung

B-Productions setzt Meilenstein bei LED-Leuchten.

Das Unternehmen B-Productions stellt eine Innovation vor: die SUN-LED Classic, eine LED-Leuchte mit neuester Technik (powered by Asetronics).



Die SUN-LED Classic kann den ganzen Tag verwendet werden, ohne dass daraus eine unzulässige Erwärmung resultiert. Dabei kommt sie aufgrund des patentierten Wärmemanagementsystems ohne störenden Lüfter oder unhygienische Lüftungsschlitze aus.

Für kleine operative Eingriffe und für den mobilen Gebrauch eignet sich SUN-LED Classic optimal. Sie ist einfach

zu transportieren und kann auf verschiedene Arten befestigt und verwendet werden.

### Weitere beeindruckende Eigenschaften der SUN-LED Classic

- 45.000 Lux auf 50 cm bzw. 35.000 Lux auf 70 cm (einzeln geprüft und garantiert)
- Sensor für berührungsloses Ein- und Ausschalten der Leuchte

- Erschütterungs- und vibrationsresistent
- Keine UV- und IR-Strahlen
- Keine Unterhaltskosten aufgrund der unvergleichlichen Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Sehr tiefer Energieverbrauch bzw. tiefe Energiekosten (etwa 30 % im Vergleich zu einer Halogenleuchte)
- Abgedichtetes hochwertiges Stahlgehäuse mit leicht zu reinigender Oberfläche.

### B-PRODUCTIONS GMBH DENTAL MOBILITY

Dorfstrasse 10, 3673 Linden Schweiz  
Tel.: +41-31/771 27 28  
Fax: +41-31/771 27 18  
info@b-productions.com  
www.b-productions.com



### Zahnärzte gewinnen im dent-net® Netzwerk neue Patienten.

Immer mehr Zahnarztpraxen in Deutschland setzen auf die bewährte Kooperation im dent-net®-Verbund mit Krankenkassen und der Imex Dental und Technik GmbH. Im vergangenen Jahr verzeichnete dent-net® bei der Anzahl der teilnehmenden Zahnarztpraxen einen Zuwachs von 49%. Durch Fusionen zahlreicher Kassen zum 1. Januar 2010 sind weitere neue Krankenkassen dem Netzwerk angeschlossen. Eine stets aktuelle Übersicht aller Krankenkassen im dent-net® Netzwerk ist auf den Internetseiten [www.dent-net.de](http://www.dent-net.de) zu finden, wo übrigens auch alle teilnehmenden Zahnarztpraxen gelistet sind. Insgesamt können nun mehr als 15 Millionen Versicherungsnehmer von den Kooperationsvereinbarungen profitieren – Tendenz weiter steigend.

### Hohe Sicherheit im dent-net®-Verbund

Die kontinuierliche Expansion basiert auf dem hohen Nutzen für alle Beteiligten und dem Vertrauen, das immer mehr Zahnärzte dent-net® aufgrund der langjährigen Netzwerk-Erfahrung entgegenbringen. dent-net® steht seit jeher für hochwertige Zahnersatz-Versorgungen, die durch gemeinsame Ziele, vertragliche Vereinbarungen und die wirtschaftliche Leistungserbringung der Imex Dental und Technik GmbH besonders günstig realisiert werden können. So günstig, dass Regelleistungen ohne Eigenbeteiligung des Patienten möglich sind. Und auch bei außervertraglichen Leistungen können Einsparungen bei Zuzahlungen bis zu 65 % erzielt werden.

Durch Zusatzvereinbarungen mit vielen Partner-Krankenkassen und die

erweiterte Kooperation mit implantierenden Praxen sowie dem Implantat-Anbieter Implant Direct™ erhalten Patienten auch Implantatversorgungen erheblich preiswerter. Qualifizierte implantierende Praxen nutzen das dent-net®-Konzept zur Nachfragesteigerung. Ca. 14 % der teilnehmenden Praxen bei dent-net® bieten das Implantologie-Modul an.

### Erschwingliche Alternativen durch dent-net®

Für die allermeisten Praxen ist es von existenzieller Bedeutung, nicht nur einzelne lukrative Spitzenversorgungen zu erbringen, sondern die breite Masse der Patienten behandeln zu können. Da sich immer mehr Menschen keine hohen Zuzahlungen leisten können oder wollen, sind erschwingliche Alternativen heute wichtiger denn je. Genau hier setzt das dent-net®-Konzept an. Partner-Praxen profitieren von einem vielseitigen Leistungsspektrum, mit dem sie den veränderten Patientenbedürfnissen durch individuelle, bedarfs- und budgetgerechte Lösungen mehr als gerecht werden.

Bundesweit verfügt die Imex Dental und Technik GmbH über Service Labore für schnellen und flexiblen Vor-Ort-Service. Darüber hinaus stehen Praxen und Patienten flächendeckend in ganz Deutschland qualifizierte Kundenbetreuer zur Verfügung.

**Imex Dental und Technik GmbH**  
Bonsiepen 6–8, 45136 Essen  
Tel.: 0800/8 77 62 26  
[www.imexdental.de](http://www.imexdental.de)  
[www.dent-net.de](http://www.dent-net.de)

# Sichere Kavitäten- und Stumpfversorgung

Kavitäten-Waschliquid unterstützt Restaurationsvorbereitung.

Grundlage für einen langfristigen Erhalt einer Restauration ist nicht nur die optimale Materialauswahl und -verarbeitung, sondern auch die sorgfältige Vorbereitung. Hierfür wurde das Programm zur Kavitäten- und Stumpfversorgung der HUMANCHEMIE GmbH entwickelt.

Für eine gründliche Reinigung nach der Präparation ist *Kavitäten-Waschliquid* das Mittel der Wahl. Kavitäten-Waschliquid agiert fett- und feuchtigkeitslösend. Somit werden nicht nur Füllungsreste vorheriger Kunststofffüllungen sicher entfernt, sondern auch Fettreste und Wasser, das zur Reinigung, zum Ausspülen oder zur Bohrer Kühlung eingesetzt wurde. Zudem wirkt Kavitäten-Waschliquid schwach anästhesierend durch Kühlung.

Die daran anschließende Anwendung des *Dentin-Versiegelungsliquids* bietet dazu einen dauerhaft desinfizierenden Pulpenschutz. Hierbei wird das Füllungsprinzip der Cu-dotierten Tiefenfluoridierung genutzt und durch eine einfache Doppeltouchierung eine Versiegelung in der Tiefe der Dentinkanälchen bewirkt. Als wertvoller

Nebeneffekt wird die Bildung von Sekundärdentin stimuliert. Bei Kunststofffüllungen kann so durch die gründliche Touchierung



der Kavität eine Unterfüllung ersetzt werden. Die Anwendung erfolgt vor Ätzen und Bonding, ohne deren Wirkung negativ zu beeinflussen.

Speziell für Metallfüllungen und Kronen ist das Produkt *Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur* entwickelt worden. Es verleiht durch einfaches Touchieren der Kavität unter Metallfüllungen und

Kronen diesen die bakteriziden und abdichtenden Eigenschaften von Kupfer-Amalgam bei Vermeidung von dessen Nachteilen. Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur bewirkt einen völligen Verschluss der Randspalten durch seine Umsetzungsprodukte mit dem Speichel und eine wesentlich stärkere Verankerung der Metallfüllungen in der Kavität. Somit ergibt sich ebenfalls eine optimierte und dauerhafte Sekundärkariesprophylaxe. Bei frisch bereiteten Amalgamfüllungen wirkt die vorherige Behandlung mit Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur als Barriere und reduziert die Quecksilberdampfemission in Richtung Dentin. Bei hellen Füllungsmaterialien hinterlässt das Produkt allerdings einen dunklen Rand, weshalb hier Dentin-Versiegelungsliquid empfohlen wird.

### HUMANCHEMIE GmbH

Hinter dem Krüge 5, 31061 Alfeld  
Tel.: 0 51 81/2 46 33  
Fax: 0 51 81/8 12 26  
info@humanchemie.de  
www.humanchemie.de

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE



# Flexibilität in Form und Service

**Medizin Praxis**  
**Le-iS Stahlmöbel GmbH**  
**Dental Labor**



### QUALITÄT

Die komplette Fertigung in Deutschland ist einer der wesentlichen Qualitätsmerkmale unserer Möbellinien. Hinzu kommen Langlebigkeit sowie zeitloses und unverwechselbares Design.



### FLEXIBILITÄT

Ihre räumlichen Gegebenheiten sind für uns eine Herausforderung. Wir planen mit Ihnen gemeinsam, transportieren und montieren pünktlich zum gewünschten Termin.



### SERVICE


Schaffen Sie in Ihrer Praxis ein individuelles Ambiente – unsere Mitarbeiter beraten Sie vor Ort. Wählen Sie aus 180 RAL Farben – nur bei uns und ganz ohne Aufpreis.

## Adstringierend, atraumatisch, aromatisch

Retraktionspaste Expasyl jetzt mit verlängerten Applikationsspitzen.

Seit der Markteinführung im Jahr 2000 zählt Expasyl weltweit zu den maßgeblichen Verfahren zur temporären Gingivaretraktion und zur nachhaltigen Hämostase. Pierre Rolland (Acteon Group) orientierte sich am neuesten Stand der Wissenschaft und verbesserte die Anwendbarkeit sowie die chemische Zusammensetzung der Retraktionspaste noch mehr.

Die Expasyl-Paste zur temporären Gingivaretraktion ist äußerst zu-



verlässig und schonend zur Gingiva. So kommt es nach der Applikation zu keinen postoperativen Rezessionen, keinem Gingivawund und weniger Nekrosen. Der Patient hat keine Schmerzen. Nach einer maximalen Einwirkzeit von zwei Minuten und dem Abspritzen der Paste erhält der Zahnarzt garantiert einen optimalen Zugang zu den Zahnhalsgrenzen und einen trockenen Sulkus – für einen exakten Abdruck ohne Druck.

### Verlängerte Spitzen – verbesserte Applikation

Damit die Anwendung von Expasyl noch einfacher, exakter und schneller gelingt, hat Pierre Rolland die bereits vorgebogenen Applikationskanülen von 36 auf 40 Millimeter verlängert. Dadurch lässt sich die leicht fließende Paste gezielter in den Sulkus einbringen. Und das neue Erdbeeraroma liefert dem Patienten bei gleichbleibend effektiver Wirkung des Präparats ein angenehmes Geschmackserlebnis während der Einwirkzeit.

Das Expasyl mit Erdbeergeschmack ist kostengünstig im Einkauf und wirtschaftlich im Verbrauch. Das Premium-Paket enthält 10 Kapseln, 40 gebogene Kanülen zum Einmalgebrauch und einen manuellen Applikator. In der neuen Duo-Box befindet sich neben der verbesserten Retraktionspaste zusätzlich noch der thixotrope Gel-Wundverband Hemostasyl zur effektiven Blutstillung.


### Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9, 40822 Mettmann  
Tel.: 0 21 04/95 65 10  
Fax: 0 21 04/95 65 11  
info@de.acteongroup.com  
www.de.acteongroup.com

**ZWP online**  
Weitere Informationen auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

### Fallbericht – Präparation für eine Keramikkrone

Als Erstes wird Expasyl zur Hämostase und zur Sulkusöffnung appliziert, dann die Abformung genommen und das Provisorium eingesetzt. Anschließend wird nochmal Expasyl aufgetragen, um die Präparation zu trocknen und das Zahnfleisch für das Einkleben der Keramikkrone zurückzudrängen.



Fotos: Dr. Lesage – Frankreich

## Funktion und Hygiene in einem

Hygienzubehör optimiert Behandlungsabläufe.



Stets bemüht sich die Le-IS Stahlmöbel GmbH nach neuen Alternativen, die Hygienevorschriften in die Praxismöbel bzw. das -zubehör zu integrieren. Eine Möglichkeit bietet der Hygieneschrank 1000, der in Funktion, Ergonomie, Design und nicht zuletzt im Preis überzeugt. Der Hygieneschrank ist ausgestattet mit Papierhandtüchern, Mundschutz, Einmalhandschuhen, schwenkbarem sowie abnehmbarem Becherspender und sensorgesteuerten Desinfektions- und Seifenspendern. Dieses wesentliche Hygienzubehör lässt

sich bequem durch den Boden des Schrankes entnehmen.

Eine weitere Möglichkeit für optimale Praxishygiene bieten einzelne Hygienemodule, in denen unterschiedliche Arbeitsmittel untergebracht sind. Das Hygienemodul 001 enthält Desinfektionsmittel- und Seifenspender sowie Handtücher, das Modul 002 Mundschutz und Handschuhe, Modul 003 ist ein Becherspender wahlweise mit und ohne Rückwand und im Hygienemodul 004 kann man Materialien lagern. Diese Module können dann einzeln

so zusammengestellt werden, wie sie benötigt werden. Natürlich ist bei Hygienemodulen und Hygieneschränken auch eine individuelle Ausstattung ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen möglich.

### LE-IS STAHLMÖBEL GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 28a  
99830 Treffurt  
Tel.: 03 69 23/8 08 84  
Fax: 03 69 23/5 13 04  
service@le-is.de  
www.le-is.de

## Lippenkonturierung mit Hyaluron

Monophasisches Gel speziell für den Lippenbereich konzipiert.



zeitwirkung zu erzielen, ist das Gel stark vernetzt. Es empfiehlt sich, eine Nachbehandlung nach sechs bis neun Monaten, bei der jedoch eine geringere Menge des

Präparats nachgespritzt wird.

TEOSYAL® Kiss ist sehr viskös und besitzt eine starke Füllkraft. Die Injektion mit einer Nadel 27G oder 30G, jeweils zur Hälfte gefüllt, ermöglicht eine besonders feine und präzise Korrektur der Lippen sowie der Konturen im Mundbereich.

### Fortbildung mit Surplus

Die Teilnehmer der Workshops „Faltenunterspritzung mit Hyaluron“ erhalten nach dem Seminar eine Empfehlung zum Versicherungserschutz, bei der Arno Lemberg GmbH. Diese exklusive Versicherung gilt bundesweit für jeden Zahnarzt und greift bei ästhetischen nicht-zahn-

Aufgrund der Beweglichkeit und ihrer starken Durchblutung sind die Lippen ein schwieriger zu behandelnder Bereich. Sie erfordern ein besonderes Präparat, das dieser Aufgabe gerecht wird. Deshalb haben die Laboratories TEOXANE ein Produkt entwickelt, das sich durch eine bessere Haltbarkeit und eine unkomplizierte Injektionsweise auszeichnet.

TEOSYAL® Kiss ist ein innovatives und exklusives Gel, das speziell für die Behandlung von Lippen und Lippenkontur sowie für den Bereich um den Mund herum konzipiert wurde. Um eine verlängerte Haltbarkeit und somit eine optimale Lang-



ärztlichen Behandlungen. Voraussetzung ist, dass für das zahnärztliche Risiko eine eigene Haftpflichtversicherung existiert, der Versicherte nicht ausschließlich nicht-zahnärztliche Schönheitsbehandlung betreibt und erfolgreich an einer Ausbildung der Firma TEOXANE teilgenommen hat.

### TEOXANE GmbH

Am Lohmühlbach 17, 85356 Freising  
Tel.: 0 81 61/1 48 05-0  
Fax: 0 81 61/1 48 05-15  
info@teoxane.de  
www.teoxane.com

**ZWP online**  
Weitere Informationen auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE

## Schleif- & Poliersystem für Oxidkeramiken



### EVE DASYNT PLUS

Diamantschleifer in synthetischer Bindung zum Abtragen von Metall, Keramik und insbesondere Oxidkeramiken. Seine hochtemperaturstabile Bindung mit ausgewählter Diamantkörnung und zusätzlich verstärkter Kantenstabilität ermöglicht dem neuen Dasynt Plus ein sehr breites Einsatzgebiet. Er garantiert neben seiner extrem hohen Abtragsleistung und hohen Standzeit eine minimierte Wärmeentwicklung. Dadurch ist der Dasynt Plus in seiner Anwendung sehr materialschonend und vermindert die Gefahr der Mikrorissbildung.

### EVE DIACERA

Vervollständigt wird das Schleif- und Poliersystem durch das zweistufige Diacera Hochglanzpoliersystem. Die Polierer sind speziell für die Anwendung auf Zirkonoxid- und Aluminiumoxidkeramiken konzipiert worden. Die Instrumente haben eine sehr lange Standzeit. In Verbindung mit der hohen Abtragsleistung erlauben sie eine wirtschaftliche und schnelle Bearbeitung und verleihen Hochglanz in Sekundenschnelle.

Kostenloses Muster anfordern! Dasynt Plus

**EVE**  
Rotary Grinding and Polishing Instruments

EVE · Ernst Vetter GmbH  
Rastatter Strasse 30  
D-75179 Pforzheim, Germany  
Tel. +49 72 31 97 77 - 0  
Fax +49 72 31 97 77 - 99  
info@eve-rotary.com  
www.eve-rotary.com

# beyond™

Innovation und Vollkommenheit  
in der ästhetischen Zahnmedizin

Maximieren Sie  
Ihre Gewinne

mit **beyond MAX™**



**BEYOND™ Max5™  
und Max10™**

**Materialkosten für  
Zahnärzte so niedrig wie  
nie zuvor bei BEYOND™**

\*Für die Anwendung mit jedem beliebigen Licht-beschleunigtem Bleaching-System (Bleaching-Lampe). LED-Systeme können zusätzliche Zyklen erfordern.

**beyond™  
POLUS®**

*Die besten Bleachingergebnisse  
werden bei der Nutzung einer  
von unseren in-office  
BEYOND™-Lampen garantiert.*

Kontaktieren Sie uns noch heute und  
erfahren Sie mehr über BEYOND™  
Produkte.



**beyond™** Dental & Health

www.beyonddent.com

**BEYOND™ USA HEADQUARTERS**  
12503 Exchange Dr. Suite 558  
Stafford, TX 77477 USA  
Tel: +1-281-277-4352  
Fax: +1-281-277-4350  
E-mail: beyondusa@beyonddent.com

**BEYOND™ EUROPEAN HEADQUARTERS**  
Melkerstr. 4  
14167 Berlin, Germany  
Tel: +49-301-389-88-12  
Fax: +49-301-389-88-11  
E-mail: europe@beyonddent.com

**BEYOND™ ASIA PACIFIC HEADQUARTERS**  
No. 69 Bei Chen West Rd. D-2008/2011  
Beijing, China 100029  
Tel: +86-10-5877-2600  
Fax: +86-10-5877-2700  
E-mail: info@beyonddent.com

Questions? Call +1-866-695-6452 M-F 9:00 a.m. – 5:30 p.m. CST

[www.bleaching-pro.de](http://www.bleaching-pro.de)

**BEYOND™ DEUTSCHLAND**  
Schöppinger Str. 12  
12207 Berlin  
Telefon: 030 34668150  
Fax: 030 34668151  
Mobil: 0179 7569024  
m.ochman@bleaching-pro.de