



Einfach, sicher, zuverlässig – OrthoDots® CLEAR

dentalline stellt clevere, MDR-konforme Alternative zu herkömmlichem Zahnwachs vor.



Einfache Anwendung, zuverlässiger Halt – mit den neuen OrthoDots® CLEAR gehören durch KFO-Apparaturen verursachte Druckstellen sowie Reizungen der Mundschleimhaut der Vergangenheit an.

Um Patienten mit festsitzenden KFO-Apparaturen das Tragen ihrer Apparatur zu erleichtern bzw. Reizungen der Mundschleimhaut sowie Druckstellen vorzubeugen, kommen bislang Dentalwaxse zum Einsatz. Zahnspangenträger reißen hierfür ein kleines Stück des in einer kleinen Box befindlichen Wachses ab und formen es zwischen den Fingern, um es anschließend an die Schmerzen verursachende Stelle ihrer Apparatur zu drücken. Leider ist die Linderung dann oft nur von kurzer Dauer, da der Halt des Wachses aufgrund des feuchten Milieus im Mund sehr

begrenzt ist. Das Wachs löst sich von der Apparatur und alles beginnt von vorn.

Feuchtaktive Klebeschicht für optimalen Halt

Mit OrthoDots® CLEAR des amerikanischen Dentalanbieters OrVance® LLC (deutschlandweiter Vertrieb über dentalline) steht ab sofort eine einfache und schnell anzuwendende sowie lang

haltende Alternative zu dentalem Wachs zur Verfügung. Die hygienisch einzeln verpackten, portionierten „Punkte“ bestehen aus medizinischem Silikon und weisen eine einseitige Beschichtung mit Kleber auf. Das Adhäsiv wird durch die Feuchtigkeit im Mund aktiviert, wodurch es eine hervorragende Haftung an der Behandlungsapparatur (auch während des Essens und Trinkens) ermöglicht. OrthoDots® CLEAR sind transparent, gewährleisten daher eine gute Ästhetik, und eignen sich für alle Arten von kieferorthopädischen Apparaturen (von Brackets und Bögen über Aligner bis hin zu Klasse II-Apparaturen).


Latexfrei, nicht toxisch und MDR-konform

OrthoDots® CLEAR entsprechen den aktuellen Qualitäts- und Si-

cherheitsstandards sowie den ab 26. Mai 2020 verpflichtend anzuwendenden Bestimmungen der neuen EU-Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation, MDR). Sie sind latexfrei und nicht toxisch, sodass selbst ein versehentliches Verschlucken kein Problem darstellt.


Einfache und schnelle Anwendung in der Praxis sowie zu Hause

OrthoDots® CLEAR werden in hygienischen, manipulationssicheren Einzeleinwegverpackungen (inklusive Kennzeichnung zur Produktrückverfolgbarkeit) zur sicheren und komfortablen Anwendung in der Praxis sowie zu Hause angeboten. Sie sind in Praxispackungen zu 48 Stück (ca. zehn Sekunden Stuhlzeit erforderlich) so-



Sichtbarer Unterschied: links generisches Dentalwachs, rechts die neuen, transparenten OrthoDots® CLEAR.

wie in Patientenpackungen zu vier oder zwölf Stück über die dentalline GmbH erhältlich.



Und so einfach funktioniert's: Einzelverpackung öffnen (Schritt 1), OrthoDots® CLEAR herausnehmen (Schritt 2) und mit der Kleberbeschichteten Seite (welche durch die Verpackung sichtbar ist) auf die entsprechende Stelle der KFO-Apparatur setzen und fest andrücken (Schritt 3).

kontakt

dentalline GmbH & Co. KG

Goethestraße 47
75217 Birkenfeld
Tel.: 07231 9781-0
Fax: 07231 9781-15
info@dentalline.de
www.dentalline.de

Wie aus Mauerblümchen Rockstars werden

Nicht vergessen: Happy Metal Smiles mit Metallbrackets von 3M – bis zu 53 Prozent Rabatt.



My metal rocks!

Zahnspangen, die rocken, versüßen Teentees garantiert den Alltag. Metallbrackets von 3M rocken aus verschiedenen Gründen: Sie passen beispielsweise präzise, sind leicht sauberzuhalten und bieten einen hohen Tragekomfort. Auf Anwenderseite zählen ein einfaches Einligieren, besonders schnelle Bogenwechsel und eine optimale Kontrolle der Torque- und Angulationswerte zu den Argumenten für ihren Einsatz. Derzeit sind sie besonders günstig zu haben – dank der lau-



#staytuned

Info- und Bestellhotline:
Deutschland und Österreich:
+49 (0)8191 9474-5000
Schweiz: +41 (0)44 724 92 51

fenden „Happy Metal Aktion“.

Noch bis zum 31. Mai 2019 erhalten Anwender der 3M Victory Series Low Profile Metallbrackets und 3M Smart-Clip SL3 Selbstligierende Metallbrackets bis zu 53 Prozent Rabatt auf ihre Bestellung. Die Höhe des Rabatts orientiert sich am Ordervolumen. Auch Bänder, Bukkalröhrchen und Bögen sind zu rekordverdächtig günstigen Preisen (um 50 bzw. 67 Prozent reduziert) erhältlich. Detaillierte Informationen sind dem Angebotsflyer zu entnehmen,

der über unten stehenden QR-Code aufgerufen werden kann.

Es lohnt sich für eingefleischte Fans der 3M-Produkte ebenso wie für Neuanwender, schnellstens eine Bestellung aufzugeben. Möglich ist dies telefonisch unter der Rufnummer 08191 9474-5000. Dann können sie schon bald #happymetalsmiles kreieren und aus Mauerblümchen strahlende Stars machen – ganz zur Freude aller jungen Patienten.

kontakt

3M Deutschland GmbH

ESPE Platz
82229 Seefeld
Tel.: 08152 700-1777
Fax: 08152 700-1666
info3mespe@mmm.com
www.3M.de/OralCare



Neuer Palatinalbügel

Modifizierte Variante mit verlängerter Retention für leichteres Einführen und Anpassen.

Der Gilchinger Dentalanbieter Adenta bietet ab sofort einen modifizierten Palatinalbügel nach Goshgarian an. Im Gegensatz zu den am Markt erhältlichen Standard-Palatinalbügeln ist die neu über Adenta erhältliche Variante mit beidseitig verlängerter Retention ausgestattet. Dadurch wird dem Anwender nicht nur ein leichteres Einführen in die Lingualschlösser der Molarenbänder ermöglicht. Darüber hinaus kann auch eine bessere individuelle Anpassung des biegbaren Retentionsteils gewährleistet werden. Ein weiterer Vorteil, der mit der Verlängerung des geraden Schlossteils einhergeht, ist das einfachere Anbringen zusätzlicher Hilfsmittel wie z.B. intraoraler Gummizüge oder Stahlligaturen.



Adenta's Palatinalbügel nach Goshgarian – links die neue Variante mit verlängertem Schlossteil, rechts die bisherige, nicht weiter erhältliche Version mit kürzerer Retention.

Der modifizierte Palatinalbügel mit verlängerter Retention ist aus 0,9 mm starkem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und verfügt in der Gaumenmitte über einen u-förmigen distalen Loop zur Ermöglichung von Aktivierungen. Er ersetzt die bisherige Variante mit kürzerem Schlossteil.

Der neue Palatinalbügel kann in zwölf verschiedene Größen (34 bis 57 mm) in Packungen zu je zehn Stück über Adenta bezogen werden.

kontakt

Adenta GmbH
Gutenbergstraße 9–11
82205 Gilching
Tel.: 08105 73436-0
Fax: 08105 73436-22
info@adenta.com
www.adenta.de