

P

SAUBERKEIT UND FRISCHE BEGINNT BEREITS IM MUND

KENNZIFFER 0781

Den Traum, allein mit einer Mundspülung Karies und Parodontitis verhindern zu können, kann man leider noch nicht erfüllen. Aber ALPRO MEDICAL kann mit der Mundspüllösung Alprox vor Plaque und Zahnstein schützen und das Zahnfleisch stärken. Alprox dient zur täglichen Ergänzung bei der Zahnpflege, beseitigt unangenehmen Mundgeruch und bekämpft die Mikroorganismen* in der Mundhöhle. Die gebrauchsfertige alkoholfreie Mundspüllösung ist universell einsetzbar, sie dient auch zur Anwendung in Mundspül- und Ultraschallgeräten. Ebenso unterstützt Alprox den Heilungsprozess bei Entzündungen von Zahnfleisch (Gingivitis), Zahnbett (Parodontitis) und Mundschleimhaut (Sto-



färbungen ausgeschlossen. Durch das dezente Pfefferminzaroma sorgt die Mundspülung der Firma ALPRO für einen frischen Atem. Alprox dient zur Reinigung und Pflege der Mundhöhle und Zahnfleischtaschen während und nach der Parodontosebehandlung. Einsetzbar ist Alprox zur Reinigung und Pflege während und nach der Entfernung von Zahnstein und Konkrementen und kann auch zum Spülen des Wurzelkanals eingesetzt werden.

Die universell einsetzbare und gebrauchsfertige Spüllösung ist in zwei Lieferformen erhältlich. Mit der beigelegten Alprox-Dosierkappe ist eine einfache und sichere Dosierung aus der 250-ml-Flasche und der 1-Liter-Flasche möglich.

ALPRO MEDICAL GMBH

Mooswiesenstraße 9
78112 St. Georgen im Schwarzwald
Tel.: 0 77 25/93 92-0
E-Mail: info@alpro-medical.de
www.alpro-medical.de

matitis). Alprox ist frei von Chlorhexidin, so-
mit sind die in der Literatur beschriebenen
Geschmacksveränderungen und Zahnver-

*insbesondere Bakterien, die Zahnbeläge, Zahn-
fleischentzündungen und Mundgeruch verursachen.

P

EMS WILL ES WISSEN

KENNZIFFER 0782

Seit dem 1. Mai können prophylaxeaffine Zahnarztpraxen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an einer honorierten EMS-Umfrage teilnehmen. Als Belohnung winkt ein Original Swiss Instrument PS im Wert von 118 €. Um das Instrument PS kostenlos zu erhalten, muss die Praxis zu allererst ins Internet und unter www.die-1PS-Frage.com ein paar Fragen zum Thema Prophylaxe in der Zahnarztpraxis beantworten. Mit Leichtigkeit und nur wenigen Klicks kommt man zum



▲ Das prägnante und aufmerksamkeitsstarke Logo begrüßt die Besucher auf der Aktionsseite www.die-1PS-Frage.com

Ende des Fragebogens und erhält als Dank per Post ein Original Swiss Instrument PS. Das Instrument wird in einer attraktiven Geschenkbox mit zahlreichen weiteren Informationen rund um das Thema Prophylaxe geliefert. Die Anzahl der zu gewinnenden Instrumente ist auf fünftausend Stück und

auf einen Teilnehmer pro Praxis limitiert. Darum sollte jede interessierte Zahnarztpraxis schnellstmöglich ins Netz, um an dieser am 30. September 2010 endenden Kampagne teilzunehmen.

Mit der Aktion möchte man bei EMS zeigen, dass die Qualität der EMS Swiss Instruments sich gegenüber den zahlreichen No-Name-Ultraschallinstrumenten deutlich unterscheidet. Dank der ausgewogenen Abstimmung der i.Piezon Technologie mit den feinen Oberflä-

chen der EMS Instrumente wird es möglich, dem Patienten eine nahezu schmerzfreie Ultraschallbehandlung zu ermöglichen, so EMS. Inzwischen arbeitet man in vielen Zahnarztpraxen mit der Original Methode

Piezon und nutzt die Leistungsfähigkeit der EMS-Geräte in Verbindung mit dem breiten Sortiment an Instrumenten.

Eins der erfolgreichsten Scaling-Instrumente ist das EMS Instrument PS, das sich laut EMS für die meisten Fälle von Zahnsteinentfernungen eignet. Ausgezeichnet von der CRA (Clinical Research Association, USA), löst das Original Perio Slim (PS) Instrument von EMS demnach rund 90 Prozent aller Belagsprobleme.



▲ Instrument PS zum Entfernen von Konkrementen, auch aus tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.

**EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
GMBH**

Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 0 89/42 71 61-0
Fax: 0 89/42 71 61-0
E-Mail: info@ems-ch.de
www.ems-ch.de

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.


Über 150 Aussteller informieren zu 60.000 Produkten aus den Bereichen:



Einrichtung / Einheiten
Diagnostik / Analytik
Restauration / Prothetik
Hygiene / Umweltschutz
Prophylaxe / Parodontologie
Management / Kommunikation
Zahntechnik

Ihre Dental-Depots laden ein

Rundum informiert



Die Fachmessen für den Praktiker:

www.fachdental-leipzig.de
Leipzig
Freitag
17.09.
13:00-19:00 Uhr
Samstag
18.09.
09:00-14:00 Uhr
Halle: 4



www.norddental.de
Hamburg
Freitag
24.09.
14:00-20:00 Uhr
Samstag
25.09.
10:00-15:00 Uhr
Halle: A1



www.infodental-duesseldorf.de
Düsseldorf
Freitag
01.10.
15:00-21:00 Uhr
Samstag
02.10.
09:00-15:00 Uhr
Halle: 8a



www.fachdental-bayern.de
München
Samstag
16.10.
09:00-17:00 Uhr
Halle: A6



www.messe-stuttgart.de/fachdental
Stuttgart
Freitag
29.10.
11:00-18:00 Uhr
Samstag
30.10.
09:00-16:00 Uhr
Halle: 4



www.infodental-mitte.de
Frankfurt
Freitag
12.11.
14:00-19:00 Uhr
Samstag
13.11.
09:00-16:00 Uhr
Halle: 5.0 + 5.1





MEDIZINISCHE ZAHNPASTA BEI SCHMERZEMPFLINDLICHEN ZÄHNEN **KENNZIFFER 0801**

Seit Mai 2010 bietet GABA eine Desensibilisierungspaste auf Basis der innovativen Pro-Argin Technologie zur Verwendung in zahnärztlichen Praxen an. Ab sofort ergänzt der Spezialist für orale Prävention dieses Angebot um eine Zahnpasta für die tägliche häusliche Mundhygiene, basierend auf derselben Technologie.

Etwa 30 Prozent der Bevölkerung leiden an Dentinhypersensibilität (DHS). Diese kann die Lebensqualität stark beeinträchtigen.

GABA GMBH

Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07-0
E-Mail: info@gaba.com
www.gaba-dent.de



DHS verursacht Schmerzen bei der täglichen Mundhygiene und kann sich deshalb negativ auf die Mundgesundheit auswirken. Herkömmliche Produkte basieren meist auf der Desensibilisierung des Nervs. Hierbei wird lediglich ein Symptom bekämpft.

Mit der neuen elmex SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta steht den Patienten

ein täglich verwendbares Produkt zur Verfügung, das bei direktem Auftragen mit der Fingerspitze für eine Minute sofort DHS an ihrem Entstehungsort bekämpft. Die Wirkstoffkombination aus der natürlichen Aminosäure Arginin und Kalziumkarbonat dringt schon bei einmaliger Anwendung in die Dentintubuli ein und verschließt sie.



ZWEI SPITZENTEAMS FÜR DEN ENDODONTISCHEN ERFOLG **KENNZIFFER 0802**

EndoSuccess Retreatment beinhaltet sechs Ultraschallspitzen für eine vollständige orthograde Endodontologie. So dient die diamantierte ET 18D-Minispitze zum zügigen Entfernen von infiziertem Wanddentin, von Kalzifizierungen und Füllungsmaterialien. Für das Sondieren des Kanals empfiehlt sich der ET BD-Ansatz, der außen wie eine kugelförmige Mikrofräse geformt ist. ET 20 eignet sich zum Extrahieren von Füllungsmaterialien, Silberstiften und gebrochenen Instrumenten im koronalen Kanaldrittel; und ET-PR ist eine kurze Spitze mit besonderer



▲ Während der Operation, Spitze AS 9D (Apikale Chirurgie/Klinischer Fall, Dr. B. Khayat [Frankreich]).

Power zum Lösen von Stiften und Kronen.

Ti-Nb für mehr Elastizität und Widerstandskraft!

Das Bahnbrechende an den beiden Spitzen ET 25 und ET 25S, die für die Behandlung in stark gekrümmten Kanälen vorgeformt werden können,

ist die einzigartige Titanium-Niobium-Legierung (Ti-Nb). Sie ist im Vergleich zu Nickel titan biokompatibler und bürgt vor allem für mehr Elastizität, Widerstandsfähigkeit und Formgedächtnis. Die zwei filigranen Spitzen leiten die Vibrationen zielgerichtet weiter – für ein effizientes Aufbereiten und effektives Abtragen bis in die Isthmen! Für besonders lange und gerade Wurzelkanäle ist zusätzlich noch die Spitze ET 25L (ebenfalls mit Ti-Nb-Legierung) optional erhältlich. Die fünf neuen Ultraschallspitzen im Kit Endo-Success Apikale Chirurgie wurden speziell für Endodontologen

und Kieferchirurgen entwickelt, die das Arbeiten mit dem OP-Mikroskop gewohnt sind.

Effiziente Kanalpräparation direkt an der Infektionsquelle

Dem neuen mikrochirurgischen Endodontologie-Konzept „3-6-9“ von Satelec folgend, ist die Universalspitze AS 3D das erste Instrument der Arbeitssequenz mit einer Länge von 3 mm, es folgen AS 6D (6 mm) und AS 9D (9 mm) für besonders komplizierte Fälle im koronalen Drittel. Die beiden kurzen gebogenen Ultraschallspitzen AS LD und AS RD sind vor allem für die endodontische Behandlung an Prämolaren indiziert.

Die neuen Mikrospitzen der Instrumentenkits EndoSuccess Retreatment und Apikale Chirurgie, die ab sofort in einer exklusiven Edelstahlbox erhältlich sind, werden mit einer mittleren Arbeitsleistung und einer hohen Amplitude eingesetzt (CCS-Farbcode Gelb auf dem Display der Newtron- und Piezotome-Ultraschallgeneratoren) – für eine minimalinvasive Kanalpräparation mit minimalem Fehlerrisiko.

ACTEON GERMANY GMBH

Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65 10
Fax: 0 21 04/95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

NWD-Planmeca Flatrate

Die erste Dental-Flatrate!



Planmeca Compact i ab

599,-

Euro/Monat *

***zzgl. MwSt.**

- Preis ist inklusive einer Full-Service Flatrate.**
- 60 Monate „rundum sorglos“ – keine zusätzlichen Kosten**
- 60 Monate Planungssicherheit für Sie!**
- 60 Monate Vollfinanzierung ohne Anzahlung und ohne Restwert**

* Alle Preise in Euro. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Multimedia optional gegen Aufpreis. Angebot gültig bis zum 31.12.2010. Die Finanzierungslaufzeit beträgt 60 Monate.

Infotelefon: 0251 / 777 55 50
ccc@nwdent.de
www.nwd.de



NWD
GRUPPE