

Equipment

## Lichtsonde für die einfache Diagnose

Egal, ob für die schnelle Diagnose oder ein besonders gutes Ausleuchten des Mundraums: Die Lichtsonde isoE-LUX aus dem Hause NSK ist jederzeit einsatzbereit, da sie durch bloßes Aufsetzen auf einen Lichtmikromotor ihre volle Wirkung entfaltet. So sind Mikrorisse im Frontzahnbereich oder etliche sonstige Schädigungen am Zahn schnell und ohne den aufwendigen Einsatz von Großgeräten direkt am Arbeitsplatz erkennbar.

Speziell die heutzutage üblichen Mikromotoren mit LED-Beleuchtung erzeugen mit mehr als 30.000 LUX ein so helles Licht, dass unter Einsatz der isoE-LUX eine kraftvolle Ausleuchtung des gesamten Mundraums und eine aufschlussreiche Hinterleuchtung von Zahnschubstanz erfolgt. isoE-LUX ist damit ein äußerst kostengünstiges

Hilfsmittel für jeden Zahnarzt – gerade im mobilen Einsatz, bei dem andere Diagnosehilfen oft nicht verfügbar sind. Auch hier spielt die isoE-LUX ihre Fähigkeiten voll aus, da sie zum Beispiel in Verbindung mit der mobilen Dentaleinheit Dentalone oder dem kabellosen VIVAMATE G5 eine einfache Befundung ermöglicht.



**NSK Europe GmbH**

Tel.: 06196 77606-0

[www.nsk-europe.de](http://www.nsk-europe.de)

[Infos zum Unternehmen](#)

Präventionsdiagnostik

## Neues Präventionsmodul generiert personalisierten Präventionsplan



Das neue CGM Z1.PRO Perio-Prevention-Modul verknüpft erstmals aMMP-8-Chairside-Biomarker-Diagnostik direkt mit Patientendaten und generiert einen personalisierten Präventionsplan binnen Sekunden. Mit einer Prävalenz von mehr als 43 bis 64 Prozent<sup>1</sup> ist Parodontitis global die häufigste aller chronischen Entzündungserkrankungen. Krankenkassen<sup>2</sup> und Landesvertreter<sup>3</sup> fordern seit Jahren eine frühere Diagnostik und zielgerichtete Sekundärprävention. Gemeinsam präsentieren die drei Marktführer

CGM Dentalsysteme (Praxissoftware), dentogistics (chairside aMMP-8-Analytik) und QIAGEN (Diagnostik und Laborsysteme) den neuen Standard der digitalen Analyse in der immunologischen Präventionsdiagnostik. Die hochsensitive Speichelanalytik aMMP-8 PerioSafe erkennt und quantifiziert chairside in 300 Sekunden den parodontalen und periimplantären Kollagenabbau im Frühstadium. Dem Entwicklerteam ist es gelungen, die hochsensitive Speichelanalytik und deren Auswertung direkt mit der CGM Z1.PRO Pra-

xissoftware zu verknüpfen. Dieser Technologiesprung ermöglicht Tausenden Anwendern den Eintritt in die Welt der Next Generation Dentistry, deren Ziel es ist, die Progression von Parodontitis nachhaltig zu reduzieren. Kombiniert mit zielgerichteter Sekundärprävention kann jetzt die PA/PI-Progression um bis zu 90 Prozent reduziert werden.<sup>4</sup> Für präventionsorientierte Praxen steigt der Bedarf an delegierten Dentalhygieneleistungen hierdurch um das Zwei- bis Dreifache.



Literatur



[Infos zum Unternehmen](#)

**CGM Dentalsysteme GmbH** • Tel.: 0261 8000-1900 • [www.cgmdentalsysteme.de](http://www.cgmdentalsysteme.de)

Dentinversorgung

## Calciumhydroxid-Paste und -Pulver mit Röntgenkontrast



Calciumhydroxid ist in jeder Zahnarztpraxis ein wichtiger Bestandteil zur temporären Wurzelkanalfüllung. Es ist das Mittel der Wahl beim Einsatz zur direkten Pulpenüberkappung, als dauerhafter Verband bei Vitalamputationen und zur indirekten Überkappung bei Caries profunda. SPEIKOCAL kann als temporäre Wurzelkanalfüllung bei abgeschlossenem wie auch bei nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum angewandt werden. Es schützt als Auskleidung von Kavitäten vor der Säureexposition bei Zementen und ist unter allen Unterfüllungs- und Füllungsmaterialien einsetzbar. Die Röntgensichtbarkeit ermöglicht die Qualitätskontrolle und erhöht so die Sicherheit bei der Anwendung. Die starke bakterizide Wirkung erklärt sich auch durch den hohen pH-Wert von über 12,5.



SPEIKOCAL stimuliert über seinen stark basischen pH-Wert reaktiv langsam die Neubildung von Zahnhartsubstanz im apikalen (Wurzelspitzen-)Bereich und wird deshalb auch zur direkten Überkappung der Pulpa nach Eröffnung empfohlen.

Neben der fertigen SPEIKOCAL-Paste, gebrauchsfertig in der Einmalspritze, ist das SPEIKOCAL-Pulver seit über einem Jahr neu auf dem Markt. Das SPEIKOCAL-Pulver wandelt sich erst beim Anmischen in Carbonat. Es gestattet dem Zahnarzt unmittelbar vor dem Gebrauch die Calciumhydroxid-Paste rasch und unkompliziert in der von ihm gewünschten Konsistenz, von wässriger Suspension bis zur geschmeidigen Paste, herzustellen. Ein Tipp vom Experten: Calciumhydroxid-Pulver kann auch mit Kochsalzlösung, CHX-Lösung oder NaOCl-Lösung angemischt werden.


Ob als cremige Paste oder als Pulver – SPEIKOCAL wird in eigener Produktion mit dem Label „made in Bielefeld“ von SPEIKO hergestellt und durch Dentalhändler weltweit vertrieben.

**SPEIKO – Dr. Speier GmbH**  
Tel.: 0521 770107-0  
[www.speiko.de](http://www.speiko.de)

Röntgendiagnostik

## Ultrapräzise Bilder bei geringster Strahlung

Das neue DVT-System des japanischen High-tech-Unternehmens PreXion, der PreXion3D EXPLORER, bietet mit einem 0,3 mm Focal Spot und Voxel-Größen von 0,07 mm eine einzigartige Kombination aus höchstmöglicher Bildqualität bei geringstmöglicher Strahlenbelastung – und das zu einem wirtschaftlich attraktiven Preis.



Das neue PreXion-DVT ermöglicht einen akkuraten 360-Grad-Rundumblick von 512 bis 1.024 Aufnahmen. Der PreXion3D EXPLORER verfügt neben der 3D-Analysefunktion über einen *True*- und einen *Reconstructed*-Panoramamodus bei Bildausschnitt-Größen (FOV) von 50 x 50, 150 x 78 und 150 x 160 mm. Zudem besticht das Gerät durch einfache Bedienbarkeit, umfangreiche Planungsprogramme und Bildgebungssoftware über alle zahnmedizinischen Indikationsbereiche hinweg.

**PreXion (Europe) GmbH**  
Tel.: 06142 4078558  
[www.prexion.eu](http://www.prexion.eu)

Alignertherapie

## Moderne Behandlungsmethode zur ästhetischen Frontzahnkorrektur

Mittels der Alignertherapie ist es möglich, Lücken und Engstände sowie ästhetische Stellungsanomalien wie Zahnkipfung und -drehung bei erwachsenen Patienten zu korrigieren. Zur Behandlung werden transparente Kunststoffschienen genutzt, welche die Zähne in mehreren Behandlungsschritten in die gewünschte Position bringen. Die Einbindung der Alignertherapie für ästhetische Zahnkorrekturen ermöglicht zudem eine Erweiterung des zahnärztlichen Praxisangebots. Der Zahnarzt kann hier kompetent beraten und die komplette Therapie direkt in seiner Praxis durchführen. Bei der Fallbeurteilung und Therapiekontrolle werden die Zahnärzte digital unterstützt. dentaltrade identifiziert dabei zunächst die Möglichkeiten einer Alignertherapie, indem Intraoralaufnahmen des Patienten ins dentaltrade.de-System geladen werden. Anschließend wird ein individueller Behandlungsplan erstellt, durch den der behandelnde Arzt eine visuelle Kontrollmöglichkeit über den gesamten Fall erhält. Ist der Behandlungsplan durch den Arzt bestätigt, wird mittels moderner und präziser digitaler 3D-Technologie ein individuelles Alignerset mit einer hohen Passgenauigkeit angefertigt, das direkt in die Zahnarztpraxis geliefert wird. Die schmerzfreie Therapie ermöglicht eine schrittweise Annäherung an ein optimales Ergebnis. Für den Patienten ist diese Methode besonders angenehm, da sie das Sprechen und Lachen durch den nahezu unsichtbaren Aligner nicht beeinträchtigt. Zum Abschluss der Behandlung wird für die Festigung der Zähne ein Retainer empfohlen, welcher auch bei dentaltrade bestellt werden kann.



dentaltrade GmbH • Tel.: 0421 247147-0 • www.dentaltrade.de

Ausstattung

## Sattelsitz bringt Wirbelsäule in natürliche S-Haltung



Was unterscheidet den rückenfreundlichen Bambach® Sattelsitz von herkömmlichen Stühlen oder anderen Sattelsitzen? Ein „normaler“ Stuhl zwingt die Wirbelsäule in eine ungesunde Haltung in Form eines C. Diese unnatürliche Haltung erhöht den Druck auf die Bandscheiben enorm. Die Folge können vielfältige Probleme in Verbindung mit Rücken-, Nacken-, Arm-, Hand- oder Schulterschmerzen sein. Eine flache Sitzfläche oder eine nachgeahmte Sattelsitzfläche ohne rückseitige Sitzwölbung erschwert es der Wirbelsäule, ihre natürliche S-Haltung einzunehmen. Bei einem herkömmlichen Stuhl

haben Untersuchungen ergeben, dass vorgebeugtes Sitzen einen ähnlichen Bandscheibendruck verursacht wie das Heben schwerer Gewichte.

Nur der Bambach® Sattelsitz unterstützt das Becken durch seine patentierte Sitzwölbung optimal und ermöglicht es der Wirbelsäule, ihre natürliche S-Form einzunehmen. Hierdurch wird eine falsche Sitzhaltung vermieden und eine natürliche, gesunde Sitzhaltung eingenommen. In einer optimalen Sitzhaltung befinden sich der Kopf in aufrechter Haltung über dem Rücken, die Ellenbogen seitlich in einem 90°-Winkel, die Hüften etwas höher als die Knie und die Füße flach auf dem Boden. Zusätzlich lässt sich der Bambach® Sattelsitz sowohl in der Höhe als auch im Neigungswinkel, für eine optimale – über dem Patienten gebeugte – Sitzhaltung anpassen. Wer eine ergonomisch richtige Haltung einnimmt, wird schon nach einigen Tagen feststellen, dass sich typische Nacken- und Schulterschmerzen erheblich reduzieren bzw. sogar komplett verschwinden. Diese verbesserte Haltung wirkt sich nicht nur positiv auf die Gesundheit aus, sondern erhöht auch nachweislich die Qualität und Produktivität der Arbeit.




Hager & Werken GmbH & Co. KG  
Tel.: 0203 99269-0  
www.hagerwerken.de

Infos zum Unternehmen

Orthomolekularia

## Sekundärprävention und Behandlung von Parodontitis

**Itis-Protect® verringert die Entzündung in vier Schritten.**



© hypo-A Premium Orthomolekularia Lübeck, Gestaltung: www.altamedinet.de

Itis-Protect® ist das führende systemische Konzept bei Parodontitis in allen Stadien. Die ergänzende bilanzierte Diät der Lübecker Mikronährstoffspezialisten hypo-A GmbH reduziert parodontalpathogene Keime durch die Einnahme entzündungsauflösender Nährstoffe. Studien haben gezeigt, dass sich eine Reduktion entzündungsfördernder zugunsten entzündungshemmender Nährstoffe re-

gulierend auf orale Entzündungsparameter auswirken kann. Itis-Protect® unterstützt die Behandlung von der Sekundärprävention bis hin zur Implantologie und erweitert so das therapeutische Maßnahmenspektrum. Die gezielt auf Parodontalerkrankungen abgestimmte Substitution von Omega-3-Fettsäuren, Vitaminen, Magnesium, Calcium, Spurenelementen und Mineralstoffen sowie

eine Darmpflege mit *Bifidobacterium lactis* und *Lactobacillus acidophilus* regulieren die orale Entzündungsaktivität nachweislich. Die Nährstoffe beeinflussen die Entzündung sowohl systemisch als auch lokal über die Plaquezusammensetzung. In der Parodontitisbehandlung ist es also sinnvoll, über die Einflüsse bestimmter Nährstoffe auf den parodontalen Krankheitsverlauf aufzuklären. Eine antibiotikafreie Studie mit dem Destruktionsmarker aMMP-8 (aktive Matrix-Metalloproteinase-8) als Prüfparameter wies im Laufe der viermonatigen Kuranwendung von Itis-Protect® I–IV Heilungsraten von 60 Prozent bei einem therapierefraktären Patientenkollektiv auf. Weitere Informationen unter: [www.itis-protect.de](http://www.itis-protect.de)




Infos zum Unternehmen

**hypo-A GmbH**  
Tel.: 0451 3072121  
[www.hypo-a.de](http://www.hypo-a.de)

Mundspiegel

## Anhaltend klare Sicht durch selbstreinigende Spiegeloberfläche

Die Schweizer Firma I-DENT SA bietet Zahnärzten mit ihrem akkubetriebenen, voll autoklavierbaren und selbstreinigenden Mundspiegel EverClear ein durchgängiges Arbeiten ohne lästige Unterbrechungen. Die Ausstattung des EverClear mit einem Mikromotor, der mit 15.000 Umdrehungen pro Minute die Spiegelscheibe dreht, ermöglicht es, dass Wasser, Schmutz, Speichel und Blut weggeschleudert werden und so durchgängig optimale Sicht, besonders bei anspruchsvollen Präparationen, gegeben ist. Somit wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch eine erhöhte Produktivität erreicht, da unnötiger Arbeitsstress reduziert und die Augen durch eine konstant gute Sicht entlastet werden. Darüber hinaus erlaubt ein integriertes Mikromagnetsystem den schnellen Austausch der doppelseitig nutzbaren Präzisionsspiegelscheiben, die auf modernstem Kugellager gleiten. Das innovative Präzisionsinstrument EverClear ist leicht und ergonomisch ideal geformt. Es begleitet so sinnvoll jedes Präparationsset, das mit Kühlspray eingesetzt wird. EverClear entspricht den stetig wachsenden Hygieneanforderungen und kann, mit Ausnahme der Akkus, voll sterilisiert werden.



Infos zum Unternehmen



Video: EverClear™



**I-DENT** • Vertrieb Goldstein • Tel.: 0171 7717937 • [www.i-dent-dental.com](http://www.i-dent-dental.com)

Obstruktiven Schlafapnoe

## Respire-Schnarchschiene-Therapie

Die Nachfrage ist ebenso groß wie das Problem, und die Lösung ebenso effektiv wie kostengünstig: Millionen Menschen leiden direkt oder indirekt unter Schnarchen bzw. einer leichten bis mittleren obstruktiven Schlafapnoe (OSA). Mit den individuell angefertigten Respire-Protrusionsschienen (Whole You™) von PERMADENTAL sorgen immer mehr Zahnärzte in Deutschland dafür, dass Betroffene und ihre Partner wieder ungestört schlafen können. „Das einfache, aber wirkungsvolle Behandlungskonzept der Respire Schnarchschiene von Whole You™ (Mitsui Chemical) hat Zahnärzte und ihre Patienten längst auch in Deutschland überzeugt und sich ausgesprochen erfolgreich im hiesigen Markt etabliert“, so zieht Frank Rolf, ZTM und Produktspezialist für Protrusionsschienen bei PERMADENTAL, gut ein Jahr nach der Exklusiv Einführung in Deutschland Bilanz.

Exakt auf diesen wachsenden Bedarf indikationsbezogener Geräte für Schnarchtherapien hat sich PERMADENTAL mit den sehr grazilen Respire-Schnarchschiene eingestellt.



Neben ausführlichen Produktkatalogen, besonders smarten Preisen und der Unterstützung der Zahnarztpraxen durch Patientenflyer und Praxisaufsteller werden auch kostenlose Webinare rund um die Schnarchschiene-therapie angeboten. Die beiden Webinar-Aufzeichnungen stehen interessierten Mitarbeitern der Zahnarztpraxis als kostenlose Fortbildung zur Verfügung. Es werden entweder theoretische Grundlagen

des Schnarchens und der Schlafapnoe sowie die Möglichkeiten einer Therapie mit Protrusionsschienen vermittelt oder die Planung und Abrechnung einer Schnarchtherapie erläutert.

---

**PERMADENTAL GmbH**  
Tel.: 02822 10065  
[www.permadental.de](http://www.permadental.de)

Patientenberatung

## Neue App ermöglicht optimale Erklärung von Behandlungsabläufen



Gerade junge Patienten benötigen bei den ersten Zahnarztbesuchen Sicherheit und Vertrauen zum Behandler. Auch bei Kindern und Jugendlichen kann es zu schwerwiegenden oder komplizierteren Eingriffen kommen. Visuelle Darstellungsformen zur Vorgehensweise führen nachweislich zu einem vereinfachten und reibungsloseren Behandlungsablauf.

Mit der von DATEXT entwickelten isiDent® App verfügen Zahnärzte über ein visuelles Beratungsmodul, mit dessen Hilfe sich Behandlungsschritte und Zahnersatzplanung detailgetreu und individuell darstellen lassen. Mit aufwendig produzierten Videos, Fotos und Flyern unterstützen Zahnärzte ihre Patientenberatung optimal und können patientenorientierter informieren und behandeln.

Jeder Patient ist mit Befunden und Anamnese in der App hinterlegt. Ruft der Zahnarzt den Patienten in der App auf, kann nach Themenbereichen informiert und beraten werden. In der App hinterlegt sind Fotos und Videos, die individuell auf die jeweilige Behandlung zugeschnitten sind. Per Touchfunktion kann der Zahnarzt jederzeit Informationen und Anmerkungen hinterlegen. Das neu entwickelte und bisher in dieser Form einzigartige 3D-Modell fasst die Beratung in Befund, Regelversorgung und Therapieplan anschaulich zusammen. Der Wahlleistungskatalog ist mehrsprachig.

Ist die visuelle Behandlung abgeschlossen, erstellt die App ein Beratungsprotokoll als PDF. Der Patient bestätigt rechtssicher die Therapie digital mit seiner Unterschrift.

Weitere Funktionen der isiDent® App sind die digitale Anamnese, die rechtskonforme Dokumentation sowie eine Schnittstelle zu allen Verwaltungsprogrammen.

---

**DATEXT iT-Beratung**  
Tel.: 02331 121-0 • [www.datext.de](http://www.datext.de)

Praxissoftware

## Rundum-Verwaltung erlaubt Kinderzahnärzten mehr Zeit für Behandlung

Zahnärzte, die sich auf die Behandlung von sehr jungen Patienten spezialisieren, müssen sich ganz eigenen Herausforderungen stellen. Die Anleitung und Motivation zur richtigen Mundhygiene, eine rechtzeitige schmerzfreie Behandlung und die Abrechnung lassen sich durch speziell geschultes Personal und mit einer zeitgemäßen Zahnarztsoftware wie ivoris® problemlos meistern. Seit fast 30 Jahren ist ivoris® der Marktführer im Bereich der kieferorthopädischen Abrechnung und das nicht nur, weil man sich primär auf den Kieferorthopäden konzentriert hat, sondern auch, weil der besondere Patientenkreis berücksichtigt wurde. Die Behandlung eines Kindes oder Jugendlichen ist nur schwer vergleichbar mit einer kompletten ZE-Versorgung im Erwachsenenalter. Kinder brauchen von ihrem Zahnarzt viel Aufmerksamkeit, Geduld und vor allem Zeit. Zeit, die sich noch verdoppelt, indem die Eltern immer mit in die Behandlung, die Aufklärung und die Terminkoordination einbezogen werden müssen. ivoris® gibt seinen Anwendern einen Teil dieser Zeit zurück. Durch den klar strukturierten Aufbau findet jeder schnell zum richtigen Behandlungsfenster. Hier stehen direkt alle Bilder des Patienten, wichtige Dokumente und behandlungsrelevante Informationen zur Verfügung – alles auf einen Klick. Patienten können direkt aus ivoris® angerufen werden, die Terminerinnerung erfolgt automatisch per Mail. Und falls jemand einmal doch nicht weiterweiß, kann man sich immer auf die Computer konkret-Hotline verlassen. Sie steht mit schneller und kompetenter Hilfe allen Anwendern zur Seite.



© DanielDash/Shutterstock.com

Computer konkret AG – DentalSoftwarePower  
Tel.: 03745 7824-33 • www.computer-konkret.de

ivoris® dent

Parodontitistherapie

## „Taschen-Minimierer“ für ein Mehr an Sicherheit

Ligosan® Slow Release von Kulzer für die Therapie chronischer und aggressiver Parodontitis wirkt sicher und gleich doppelt: Das Lokalanthibiotikum für Taschentiefen ab fünf Millimeter nutzt das klinisch bewährte Doxycyclin, das die parodontalpathogenen Keime antibiotisch und antiinflammatorisch bekämpft. Für die einfache und effektive Anwendung ist der Wirkstoff in ein fließfähiges Gel integriert, das mit einem handelsüblichen Applikator aus der Zylinderkartusche einmalig und direkt in die jeweilige Parodontaltasche eingebracht wird. Da sich die Viskosität des Gels in wässriger Umgebung erhöht, verbleibt der Wirkstoff sicher in der Tasche. Dort wird er über einen Zeitraum von mindestens zwölf Tagen zuverlässig, gleichmäßig und mit geringer systemischer Belastung abgegeben.<sup>1</sup> Das sorgt nicht nur für eine gute Patient compliance, sondern auch für den entscheidenden klinischen Nutzen: In Studien konnte nach sechs Monaten eine höhere Reduktion der Taschentiefen und ein höherer Attachmentlevel-Gewinn nachgewiesen werden als mit Scaling and Root Planing allein.<sup>2</sup> Eine groß angelegte Anwendungsbeobachtung im niedergelassenen Bereich bestätigte diese Ergebnisse.<sup>3</sup> Fordern Sie jetzt kostenlos Beratungsunterlagen für das Patientengespräch unter [www.kulzer.de/ligosanunterlagen](http://www.kulzer.de/ligosanunterlagen) an.



Fortbildungen zu diesem Thema finden Sie unter [www.kulzer.de/zahnarztfortbildungen](http://www.kulzer.de/zahnarztfortbildungen)

**Kulzer Fortbildungen 2019  
10 % Rabatt bei Online-Anmeldung!**

Literatur



Kulzer GmbH  
Tel.: 0800 4372-3368  
[www.kulzer.de/ligosan](http://www.kulzer.de/ligosan)  
Infos zum Unternehmen

Biofilmbekämpfung

## Lückenlose Wasserhygiene bietet Sicherheit für Groß und Klein



lichen Austrittsstellen der Trinkwasserinstallation sorgt. Als zentrales System entfernt SAFEWATER den Biofilm schonend und verhindert konsequent dessen Neubildung. So sind sich Anwender der Trinkwasserqualität jederzeit sicher. Doch nur eine engmaschige Betreuung kann eine lückenlose Wasserhygiene dauerhaft gewährleisten. Aus diesem Grund perfektioniert ein umfassendes Servicepaket die Technologie. Nach der Beratung und Bestandsaufnahme wird das System individuell an die Praxisgegebenheiten angepasst und durch unternehmenseigene Techniker installiert.

Ein maßgeschneiderter Spülplan sowie regelmäßige Wartungen garantieren langfristig die Wirksamkeit, während jährliche akkreditierte Probenahmen Rechtssicherheit versprechen. Auch auf teure Desinfektionsmittel kann so verzichtet werden.

Delegieren Sie das Thema Wasserhygiene an einen festen Ansprechpartner – BLUE SAFETY. Damit Sie sich ganz Ihren großen und kleinen Patienten widmen können. Offene Fragen? Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenfreie *Sprechstunde Wasserhygiene* unter 00800 88552288 oder [www.bluesafety.com/Termin](http://www.bluesafety.com/Termin)

Keime und Bakterien setzen sich häufig als aquatischer Biofilm in Wasser führenden Systemen fest. Die Trinkwasserinstallationen von Zahnarztpraxen bilden da keine Ausnahme. Auch hier entsteht, bedingt durch Stagnationszeiten und bautechnische Gegebenheiten, schnell eine mikrobiologische Kontamination des Wassers. Eine Gefahr, der es gilt, entgegenzuwirken, um Ausfallzeiten zu vermeiden und Reparaturen vorzubeugen.

Eine langfristige Lösung bietet das SAFEWATER Hygiene-Technologie-Konzept, das für hygienisch einwandfreies Wasser an sämt-

**Hinweis:** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



**BLUE SAFETY GmbH**


Tel.: 00800 88552288

[www.bluesafety.com](http://www.bluesafety.com)

Infos zum Unternehmen

Ersatzteile

## Einfache Turbinenselbstreparatur mit hochwertigen Rotoren



Bei Produktproblemen nach Ablauf der Garantie braucht das Praxisteam einen zuverlässigen Servicepartner. Ziel von [winkelstueck-reparatur.de](http://winkelstueck-reparatur.de) ist es, Ausfallzeiten im Praxisbetrieb zu reduzieren. Hierzu zählt auch die Möglichkeit der Selbstreparatur. Gerade bei Turbinen ist ein unkomplizierter Rotoraustausch oft die naheliegende Wahl, denn durch die eigenhändige Instandsetzung werden wertvolle Zeit und Kosten gespart. Je nach Wunsch können hierfür bei [winkelstueck-reparatur.de](http://winkelstueck-reparatur.de) Ersatzteile und Reparaturinstrumente bestellt werden. Dabei bietet das Sortiment auch Originalteile von ADENSYS – made in Germany, denn so bleiben Betriebssicherheit und Leistung der Turbinen auf lange Zeit garantiert erhalten. Das freundliche Serviceteam und die hoch qualifizierten Techniker von [winkelstueck-reparatur.de](http://winkelstueck-reparatur.de) beraten objektiv. Zudem versichern Onlinevideos und die innovative *Turbine Dr.* Test-App einen reibungslosen Reparaturablauf.

Weitere Informationen unter [www.winkelstueck-reparatur.de](http://www.winkelstueck-reparatur.de) oder Telefon 08331 9853360.

[winkelstueck-reparatur.de](http://winkelstueck-reparatur.de) – ADENSYS GmbH • Tel.: 08331 9853360 • [www.winkelstueck-reparatur.de](http://www.winkelstueck-reparatur.de)

Implantologie

## Alternative zu Sinuslift und Augmentation

Wichtigste Erfolgsfaktoren des beliebten Bicon SHORT Implant™-Systems sind vor allem das seit über 30 Jahren bewährte „Plateau-Design“ und die selbsthemmende Konusverbindung zwischen Implantat und Abutment. Während Schraubenimplantate unter ungünstigen Bedingungen mit einem Knochenabbau einhergehen können, sprechen Fachleute bei den sogenannten „Plateau-Ankern“ sogar vom möglichen Knochengewinn. Der Hauptgrund hierfür ist das Plateau-Design, welches gegenüber vergleichbaren Schraubenimplantaten mindestens 30 Prozent mehr Knochenoberfläche bietet. Studien zeigen, dass es bei dem Bicon-spezifischen Design zu einer Bildung von reifem Lamellenknochen mit Haversschen Kanälen kommt. Durch die biomechanischen Vorteile der Plateaus kommt es zudem zu einer Optimierung der lateralen Kraftverteilung,



welches den Knochenerhalt begünstigt. Die selbsthemmende, bakteriedichte Innenkonusverbindung und das integrierte Platform Switching begünstigen zusätzlich den langfristigen funktionalen und ästhetischen Erfolg des Systems. Damit stellt das bewährte System mit seinen fünf Millimeter kurzen Implantaten eine sinnvolle Indikationserweiterung im implantologischen Alltag dar.

**Bicon Europe Ltd.**  
Tel.: 06543 818200  
[www.bicon.de.com](http://www.bicon.de.com)

[Infos zum Unternehmen](#)



Home-Whitening

## Zahnaufhellung – zu Hause, aber sicher



© Ultradent Products

Schöne Zähne machen die eigene Ausstrahlung perfekt. Dafür wünschen sich die meisten Patienten eine professionelle und schonende Zahnaufhellung, die zu ihnen und ihrem Lifestyle passt.

Dank Opalescence™ PF, einem Gel mit zehn oder 16 Prozent Carbamidperoxid, kann das ganz einfach sein.

Opalescence PF ist ein Produkt für die kosmetische Zahnaufhellung zu Hause mit einer individuellen Tiefziehschiene, die sich optimal an den Zahnbogen anpasst und über

einen längeren Zeitraum getragen werden kann. Das Präparat ist nur über die Zahnarztpraxis erhältlich und empfiehlt sich neben allgemeinen ästhetischen Gründen zum Beispiel vor dem Einbringen von Kronen, Veneers oder Brücken, um dem Patienten zu einer entsprechend helleren Zahnfarbe zu verhelfen.

Nach einer gründlichen Untersuchung der Zahnschubstanz und der Einweisung in der Praxis erfolgt die weitere Anwendung des Zahnaufhellungsgels zu Hause. Dieses lässt

sich vom Patienten unkompliziert selbst in die Tiefziehschiene füllen. Das Gel haftet sehr gut, verflüssigt sich nicht und sorgt damit für einen sicheren Sitz auf den Zahnreihen, ein angenehmes Tragegefühl und eine zuverlässige Wirkung.

Opalescence PF wird entweder für einige Stunden am Tag oder in der Nacht getragen. Dabei kann je nach Belieben zwischen den Geschmacksrichtungen Mint, Melone oder Neutral gewählt werden. Bei jedem Aufhellungsvorgang schützt und pflegt Opalescence PF die Zähne mit Kaliumnitrat, Fluorid (PF) und einem Wassergehalt von 20 Prozent. Selbstverständlich wird die häusliche Anwendung bis zum gewünschten Ergebnis vom Zahnarzt begleitet. Das Konzept kommt an: Seit fast 30 Jahren ist Opalescence PF für die individuelle wie schonende kosmetische Zahnaufhellung zu Hause weltweit erfolgreich.



[Infos zum Unternehmen](#)

**Ultradent Products GmbH**  
Tel.: 02203 3592-15  
[www.ultradent.com/de](http://www.ultradent.com/de)