

# Partner auf www.zwp-online.info

iPad 9:41 AM

Mediacenter Bildergalerie Zahnarztuche Kliniken Labore Patientenportal Newsletter Zahnarztuche

**ZWP online** NEWS FACHGEBIETE FIRMEN & PRODUKTE EVENTS KAMMERN & VERBÄNDE AUS- & WEITERBILDUNG

Firmen Fachhandel Produkte Produktinformationen Fachverlage Unternehmensberatung & Agenturen Anwälte

Firmen Suche Alle Bereiche

## m&k dental Jena

**Spezielle Dental-Produkte**

### m&k GmbH Bereich Dental

Im Camisch 49, 07708 Kahla  
Telefon: 036424-8110  
Telefax: 036424-81121  
E-Mail: [mail@m&k-webseite.de](mailto:mail@m&k-webseite.de)  
Internet: <http://www.m&k-dental.de>

#### Das Unternehmen

Die 1991 in Jena von Bodo Müller und Hans-Georg Klauens gegründete Großhandelsfirma "m&k dental GmbH Jena" hat sich mit dem Vertrieb spezieller Dental-Produkte im gesamten mitteleuropäischen Raum und darüber hinaus einen Namen gemacht. Seit 1993 existiert mit der "m&k edelmetallrecycling" eine Tochterfirma, die den Ankauf und Vertrieb von Edelmetallen betreibt. Beide Firmen haben seit 1998 ihren Sitz im gemeinsamen Geschäftshaus in Kahla, einem gelungenen in die Landschaft eingefügten Neubau im Gewerbegebiet "Im Camisch". Seit September 2005 firmieren die Bereiche "dental" und "edelmetallrecycling" unter dem neuen Namen "m&k gmbh".

- Als Stadtkapital konnten die Firmengründer ihre wissenschaftlich-technische Kompetenz, erworben im Jenaer Präzisionsgeräteeinsatz, einbringen. Das trug nicht unwesentlich zur Akzeptanz bei den Lieferanten und Kunden in der Startphase bei. Heute haben sich beide Firmen eine feste Position auf hart umkämpften Märkten erobert und sichern in Kahla sowie im deutschlandweiten Außendienst etwa 20 Arbeitsplätze.
- Das Serviceangebot, das schnelle Reagieren auf die Kundenwünsche und die Beratungskompetenz des Außendienstes haben wesentlich zum Erfolg der Firmen beigetragen.
- m&k dental beliefert Dentalabore und Zahnärzte mit folgendem Produktsortiment: Implantate und Implantataufbauten, Dentallegierungen, Geschlebe, Riegel, Anker, Magnetanker, Einbettmassen, Fraktionselemente, Silikon. Praktisch alle Sortimentspositionen sind in Kahla vom firmeneigenen Lager abrufbar. Renommierte Hersteller aus dem In- und Ausland gehören zu den Lieferanten, z.B.: Servo-Dental, Dyna-Dental, Fa. Bauer-Walser AG, W.C. Heraeus GmbH, Wieland Dental-Technik GmbH.
- Die Firmenphilosophie von m&k stellt den Kunden in den Mittelpunkt. Er ist Maßstab für die Lieferzeit, die persönliche Betreuung, Lagerbestand und Adresswahl sowie die Logistik insgesamt. Zum Service gehören regelmäßige Betreuung durch die Kundenberater, Garantieleistungen, eine Hotline von 8.00-18.00 Uhr, Schulungen, Anker-Reparatur, Ankauf von Altlegierungen.
- Die Qualität der Produkte und Dienstleistungen wird durch ein Qualitäts-Managementsystem gemäß DIN EN ISO 13485:2003 gewährleistet. Die Dentallegierungen sind gemäß den Anforderungen der EG-Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG Anhang V zertifiziert.

#### Trias II-Implantatsystem

Das Trias®-Implantatsystem zeichnet sich durch Einfachheit in der chirurgischen und prothetischen Phase aus. Dadurch werden die Behandlungskosten reduziert und gleichzeitig die Erfolgsprognose optimiert. Diese neueste Entwicklung besitzt insbesondere durch eine bakterien-dichte Verbindung zwischen Implantat und Abutment.

Trias® überzeugt durch eine intelligente Gewindestruktur:

- Die Extensionslamellen im oberen Bereich gewährleisten eine reduzierte Wärmeentwicklung während der Insertion sowie eine exzellente Primärstabilität.
- Umlaufenden Nuten an der Implantataußenseite optimieren die Osseointegration.
- Kompressions- und Schneidgewinde im apikalen Bereich gehen harmonisch ineinander über und durch den geringfügig größeren Durchmesser des Kompressionsgewindes im Vergleich zum Durchmesser im Korbhalbbereich wird eine optimale Verdichtung der Spongiosa erreicht.
- Das Abutment wird komplett mit der neuen Zentralschraube geliefert. Beim Einsetzen dieses Abutments rastet die eingesetzte Zentralschraube durch deren Schilbung in die ersten Gewindegänge des Implantats ein. Alternativ kann nun die Schraube festgezogen werden. Beim Anziehen der Schrauben passt sich die "weiche" Goldscheibe der Oberflächenstruktur von Implantat und Abutment an und ermöglicht eine bakterien-dichte Verbindung - dieses Verfahren ist patentgeschützt. So minimiert sich die Gefahr einer Bakterienkontamination des Mikrospalts und die ehemals durch den Spalt bedingten Mikrobewegungen werden reduziert. Damit wird das Risiko einer Perimplantitis und dem dabei einhergehenden krestalen Knochenchwund signifikant verringert. Neben den Möglichkeiten für Plattform-Switching und einem Tube-in-tube Design zeichnet sich das Trias®-Implantatsystem durch ein umfangreiches Prothetikangebot aus.

#### Literaturlisten

02.03.2010  
Interview: Implantologie hautnah  
Autor: Tina Fricke  
[zum Artikel](#)

26.02.2010  
Implantatsystem Trias II: Dichtigkeitsprüfung bestanden!  
Autor: m&k  
[zum Artikel](#)

18.11.2009  
Interview: "Meine Patienten wünschen sich die 3-D-Planung"  
Autor: ZWP Redaktion  
[zum Artikel](#)

18.11.2009  
Interview mit Herrn Dr. Liebler: Meine Patienten wünschen sich die 3-D-Planung  
Autor: ZWP Redaktion  
[zum Artikel](#)

23.02.2009  
Abutment mit Mikrostoßdämpfer für eine optimale Biomechanik  
Autor: Dr. Univ. Sarajev Thomas Laux  
[zum Artikel](#)

Jetzt auch als iPad- und Tablet-PC-Version verfügbar!

Besuchen Sie uns auf: [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

