

## Computer Assistierte Lokal Anästhesie

Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes Verabreichen von Lokalanästhetika. CALAJECT™ kontrolliert die Fließgeschwindigkeit des Anästhetikums in jedem Programm und verhindert damit Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe Geschwindigkeit der Injektion und die anschließende Schwellung des Gewebes entstehen.



Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch glatten Touchscreen und überzeugt durch einfache Programmwahl mit nur einer

Berührung und übersichtlicher Programmanzeige.

Absolut geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb sind durch das Handstück bei allen Einstellungen mit Sichtbarkeit der Zylinderampulle während der gesamten Injektion gegeben. Alle Standard-Dentalkanülen können benutzt werden. CALAJECT™ ist für alle Injektionstechniken einsetzbar und bietet drei Injektionseinstellungen für die Infiltrations-, Leitungs- und intra-ligamentäre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung – keine Mehrkosten für zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien –, und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit CALAJECT™ fördert eine vertrauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! [DT](#)

**RØNVIG Dental Mfg. A/S**  
Vertrieb D-A-CH  
Tel.: +49 171 7717937  
[www.calaject.de](http://www.calaject.de)

## Effektives Biofilmmangement

Regelmässige orale Prophylaxe beugt Mund- und Zahnerkrankungen vor.

Eine der wirksamsten Massnahmen, um Zähne und Zahnfleisch langfristig gesund zu halten, ist die Kontrolle des dentalen Biofilms. Basis ist die Zahnreinigung mithilfe von Zahnbürste und Interdentälbürste oder Zahnseide. Viele Patienten schaffen es jedoch mit der mechanischen Reinigung alleine oftmals nur unzureichend, den dentalen Plaque zu reduzieren. Dadurch können sich Bakterien schneller vermehren und neuen Zahnbelag bilden. Um auch für Zahnbürste und Zahnseide nicht oder nicht ausreichend zugängliche Regionen zu erreichen, sind Mundspüllösungen (z.B. Listerine®) eine sinnvolle Ergänzung.



Ziel der zahnmedizinischen Prophylaxe in der Praxis und zu Hause ist es, Erkrankungen im Mund vorzubeugen. Ideale Ansprechpartner für alle Fragen der Mundgesundheit sind Zahnarzt und Dentalhygieniker. Sie können mit einem gelungenen Beratungsgespräch Ängste der Patienten abbauen und die Adhärenz an die häuslichen oralen Hygienemassnahmen verbessern.

Für den Patienten sind Kenntnisse über Befund, sein individuelles Erkrankungsrisiko sowie konkrete Behandlungsempfehlungen von zentraler Bedeutung. Im Prophylaxegespräch werden individuelle Bedürfnisse und Unsicherheiten des Patienten bezüglich seiner täglichen Mundhygiene angesprochen und Prophylaxewissen gezielt an den Patienten weitergegeben.

Dabei gilt es auch, individuelle Risiken einzuschätzen, etwa wenn ein Patient raucht, einer gesundheitlichen Risikogruppe angehört oder motorische Einschränkungen bestehen.

Eine kompetente und sensible Beratung durch den Dentalexperthen sowie ein durchdachtes 3-fach-Prophylaxekonzept für die häusliche Mundhygiene können somit das Bewusstsein für die Bedeutung umfassender präventiver Massnahmen verbessern und auch die Basis einer erfolgreichen Patientenbindung bilden.

Nähere Informationen u. a. zum Thema effektives Biofilmmangement finden Sie online. [DT](#)

**Johnson & Johnson GmbH**  
**Listerine**

Tel.: 00800 26026000 (kostenfrei)  
[www.listerine.ch](http://www.listerine.ch)

## Zahnaufhellung – zu Hause, aber sicher

Schöne Zähne machen die eigene Ausstrahlung perfekt.

Die meisten Patienten wünschen sich eine professionelle und schonende Zahnaufhellung, die zu ihnen und ihrem Lifestyle passt. Dank Opalescence™ PF, einem Gel mit 10% oder 16% Carbamidperoxid, kann das ganz einfach sein.

Opalescence PF ist ein Produkt für die kosmetische Zahnaufhellung zu Hause mit einer individuellen Tiefziehschiene, die sich optimal an den Zahnbogen anpasst und über einen längeren Zeitraum getragen werden kann. Das Präparat ist nur über die Zahnarztpraxis erhältlich und empfiehlt sich neben allgemeinen ästhetischen Gründen zum Beispiel vor dem Einbringen von Kronen, Veneers oder Brücken, um dem Patienten zu einer entsprechend helleren Zahnfarbe zu verhelfen.

Nach einer gründlichen Untersuchung der Zahnschubstanz und der Einweisung in der Praxis erfolgt die weitere Anwendung des Zahnaufhellungsgels zu Hause. Dieses lässt sich vom Patienten unkompliziert selbst in die Tiefziehschiene füllen. Das Gel haftet sehr gut, verflüssigt sich nicht und sorgt damit für einen sicheren Sitz auf den Zahnreihen, ein angenehmes Tragegefühl und eine zuverlässige Wirkung.

Opalescence PF wird entweder für einige Stunden am Tag oder in der Nacht getragen. Dabei kann je nach Belieben zwischen den Geschmacksrichtungen Mint, Melone oder Regular gewählt werden. Bei jedem Aufhellungsvorgang schützt und pflegt das Gel die Zähne mit



© Ultradent Products

Kaliumnitrat, Fluorid (PF) und einem Wassergehalt von 20%. Selbstverständlich wird die häusliche Anwendung von Opalescence PF bis zum gewünschten Ergebnis vom Zahnarzt begleitet. [DT](#)

**Ultradent Products GmbH**

Tel.: +49 2203 3592-15  
[www.ultradent.com/de](http://www.ultradent.com/de)

## Gesundheitstipp zu Aluminium

Oft praktisch, aber ungesund: Es gibt viele Gründe, das Metall zu meiden.

Ob als Verpackung, Einweggrill oder Folie: Aluminium ist beliebt und weit verbreitet. Dabei ist seine schädliche Wirkung schon lange bekannt. Das Metall kann unter anderem das Nervensystem schädigen und die Fruchtbarkeit senken; es wird mit Depressionen und Autoimmunerkrankungen in Zusammenhang gebracht. Das Bundesinstitut für Risikobewertung bestätigt, dass hohe Aluminiumdosen neurotoxische Wirkungen entfalten können und weist unter anderem auf Aluminiumschalen hin, die vorrangig in Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenheimen eingesetzt werden und jede Menge Aluminiumionen in Lebensmittel abgeben. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit schätzt, dass die tolerierbare Aufnahme für Aluminium bei vielen

alleine über Lebensmittel ausgeschöpft wird. Wie viel Aluminium ins Essen übergeht, hängt stark von

der Zubereitung ab. Säuren (z.B. Kompott und Marinaden), salzige Speisen und Basen sollten auf keinen

Fall in Kontakt mit Aluminium kommen. Das beliebte Laugengebäck ist bedenklich, weil die Teig-

linge in Natronlauge getaucht werden, wodurch sich Aluminium aus den Blechen löst. Es gibt also viele Gründe, Aluminium zu meiden. Gute Alternativen sind zum Beispiel Behälter aus Edelstahl oder Glas, Pfandgläser statt Tetrapacks, Töpfe aus Edelstahl und aluminiumfreie Deos. [DT](#)

Dieser Gesundheitstipp wird Ihnen von der hypo-A GmbH präsentiert, dem Hersteller der bilanzierten Diät Itis-Protect®. Weitere Tipps, Informationen und Quellenangaben: [www.hypo-a.de/gesundheitsstipps.html](http://www.hypo-a.de/gesundheitsstipps.html)

**hypo-A GmbH**

Tel.: +49 451 3072121  
[www.hypo-a.de](http://www.hypo-a.de)




# Giornate Veronesi

Implantologie & Allgemeine Zahnheilkunde

1./2. Mai 2020, Verona/Valpolicella (Italien)

ONLINE-ANMELDUNG/  
KONGRESSPROGRAMM



www.giornate-veronesi.info

## Programm Zahnärzte:

- Team-Workshops
- Übertragung Live-OP | 13.00 – 14.00 Uhr
- Table Clinics
- Wissenschaftliche Vorträge  
Podium ① Implantologie  
Podium ② Allgemeine ZHK

## Programm Helferinnen:

- Team-Workshops
- Übertragung Live-OP | 13.00 – 14.00 Uhr
- Table Clinics
- Hygieneseminar/alternativ wiss. Vorträge

## Workshops und Seminar:

- Freitag, 10.00 – 12.00 Uhr  
WS 1: Herstellung von autologem Knochen aus natürlichen Zähnen  
WS 2: Grundlagen und Herstellung von PRF
- Samstag, 09.00 – 16.00 Uhr  
Seminar: Hygiene in der implantologisch-chirurgischen Praxis

## Table Clinics:

- TC ① ACTEON
- TC ② Bicon
- TC ③ Champions-Implants
- TC ④ Kulzer
- TC ⑤ Schneider Dental
- TC ⑥ Schütz Dental
- TC ⑦ OMNIA
- TC ⑧ Sunstar Guidor
- TC ⑨ IWB Consulting
- TC ⑩ Thommen
- TC ⑪ mectron
- TC ⑫ curasan
- TC ⑬ Prof. Arweiler

## Ablauf:

- Freitag, 15.00 – 17.45 Uhr
- Staffel, 15.00 – 15.45 Uhr
  - Staffel, 16.00 – 16.45 Uhr
  - Staffel, 17.00 – 17.45 Uhr

Bitte tragen Sie die Nummer der von Ihnen gewählten Table Clinics (TC) auf dem Anmeldeformular ein.

## Referenten:

Prof. Dr. Nicole B. Arweiler/DE, Prof. Dr. Thorsten M. Auschill/DE, Prof. Dr. Andrea Cicconetti/IT, apl. Prof. Dr. Christian Gernhardt/DE, Prof. Dr. Dr. Dr. Shahram Ghanaati/DE, Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz/DE, Prof. Dr. Mauro Labanca/IT, Prof. (Jiaoshou, Shandong University, China) Dr. Frank Liebaug/DE, Prof. Dr. Andrea Mombelli/CH, Dr. Armin Nedjat/DE, Prof. Dr. Georg-H. Nentwig/DE, Prof. Dr. Marcel Wainwright/DE u. v. a. m.

## Rahmenprogramm:

- Donnerstag, 18.00 – 19.30 Uhr  
Weinseminar | Gebühr: 50,- € zzgl. 19% MwSt.
- Freitag, ab 18.00 Uhr  
Get-together | Für Teilnehmer in der Gebühr enthalten
- Samstag, ab 20.00 Uhr  
Dinnerparty | Für Teilnehmer in der Gebühr enthalten

## Kongressgebühren:

- Zahnarzt 595,- €  
Zahnarzthelferin 275,- €  
(inkl. Get-together und Dinnerparty, alle Preise zzgl. MwSt.)

www.villaquaranta.com

## Giornate Veronesi

Implantologie & Allgemeine Zahnheilkunde

Anmeldeformular per Fax an  
**+49 341 48474-290**  
oder per Post an

OEMUS MEDIA AG  
Holbeinstraße 29  
04229 Leipzig  
Deutschland

Für die Veranstaltung **Giornate Veronesi** am 1. und 2. Mai 2020 in Verona/Valpolicella (IT) melde ich folgende Personen verbindlich an:

<input type="checkbox"/> Zahnarzt	① ___ ② ___ ③ ___	<input type="checkbox"/> Workshop 1	<input type="checkbox"/> Live-OP
<input type="checkbox"/> Zahnarzthelferin	(Bitte Nr. der Table Clinics eintragen)	<input type="checkbox"/> Workshop 2	<input type="checkbox"/> Podium ①
		<input type="checkbox"/> Hygieneseminar	<input type="checkbox"/> Podium ②
Titel, Name, Vorname, Tätigkeit	Teilnahme	Table Clinics (max. 3)	Workshops/Seminar Programmunkte
<input type="checkbox"/> Zahnarzt	① ___ ② ___ ③ ___	<input type="checkbox"/> Workshop 1	<input type="checkbox"/> Live-OP
<input type="checkbox"/> Zahnarzthelferin	(Bitte Nr. der Table Clinics eintragen)	<input type="checkbox"/> Workshop 2	<input type="checkbox"/> Podium ①
		<input type="checkbox"/> Hygieneseminar	<input type="checkbox"/> Podium ②
Titel, Name, Vorname, Tätigkeit	Teilnahme	Table Clinics (max. 3)	Workshops/Seminar Programmunkte

**Abendveranstaltung (Samstag)**  Teilnehmer \_\_\_  Begleitpersonen \_\_\_ (Bitte ankreuzen und Personenzahl eintragen!)

Stempel

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OEMUS MEDIA AG (abrufbar unter [www.oemus.com/agn-veranstaltungen](http://www.oemus.com/agn-veranstaltungen)) erkenne ich an.

Datum, Unterschrift

E-Mail (Bitte angeben! Sie erhalten Ihr Zertifikat und Rechnung per E-Mail.)

## Webshop erstrahlt in frischem Gewand

Neuer Onlineauftritt von abc dental wird modernem E-Commerce gerecht.

In Zeiten von genial durchdachten Webshops wie Zalando und Amazon wird online einzukaufen immer mehr zu einem Genuss. Auch wir

weit: Nach monatelanger Vorbereitungszeit erscheint unser Online-shop nun in neuem Gewand. Doch nicht nur äusserlich kann der neue

abc dental-Shop sich sehen lassen. Er ist zudem mit vielen tollen, neuen Funktionen ausgestattet. Die Produkte sind weiterhin übersichtlich in Kategorien unterteilt. Unsere Neuheiten und unsere Marken sind bereits auf der Startseite ersichtlich. Es ist möglich, die Produkte nach verschiedenen Kriterien (Preis, Farbe, Hersteller) zu filtern sowie die Sortierreihenfolge nach Preis, Beliebtheit, Relevanz und anderen Kriterien anzupassen. Die verein-

fachte Suchfunktion zeigt bereits bei der Eingabe eine Artikelvorschau an und schlägt automatisch zu den Suchbegriffen passende Produkte vor. In der Kontoübersicht können Kontoinformationen eingesehen und direkt angepasst werden. Zudem findet man eine Übersicht über die offenen und abgeschlossenen Bestellungen sowie die aktuelle persönliche Bestellliste. Produkte, die Sie gerne bestellen, können unter Favoriten abgelegt werden. Diese sind ebenfalls in der Kontoübersicht ersichtlich. Mit dem Barcodescanner können Sie übrigens auch weiterhin ganz einfach Produkte einlesen und diese per Knopfdruck ordern.

Wir freuen uns mit Ihnen auf Ihre erste Bestellung im neuen Shop. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! [DT](#)

Wir freuen uns mit Ihnen auf Ihre erste Bestellung im neuen Shop. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! [DT](#)

**abc dental ag**

Tel.: +41 44 755 51 00  
www.abcdental.ch




© abc dental ag

möchten dieser Tatsache mehr Gewicht geben. Schon lange herbeigesehnt, war es am 1. Juli endlich so

die Sortierreihenfolge nach Preis, Beliebtheit, Relevanz und anderen Kriterien anzupassen. Die verein-

ANZEIGE

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR REKONSTRUKTIVE ZAHNHEILKUNDE



**ZAHNTECHNIK  
AWARD  
SSRD  
GOLDENER  
PINSEL 2019**

Anlässlich der SSRD Jahrestagung vom **8. November 2019**, wird allen Zahntechniker/innen die Möglichkeit geboten, **im Team mit ihren Partnern, den Zahnärzten**, zu präsentieren wie sie bei ihrer Zusammenarbeit die digitalen Technologien bei der Rehabilitation der Patienten einsetzen.

Wir laden Zahnarzt & Zahntechniker Teams ein, ihren bestdokumentierten klinischen Fall zum Thema **«Digitaler Workflow: Faktoren zum gemeinsamen Erfolg»** in pptx oder Keynote einzureichen. Die Präsentation kann auf DE oder FR erstellt werden, sollte 30 Slides nicht überschreiten.

Die Team-Präsentation muss via E-Mail **bis zum 1. Oktober 2019** an das Kongresssekretariat eingereicht werden. Eine unabhängige Fachjury wählt die drei besten Fälle für die Präsentation am Kongress aus.

Die Auswahl der besten Team-Präsentation erfolgt durch das Fachpublikum. Die beste Team-Präsentation wird mit CHF 2000 (ZAZ 1000|ZT 1000) und dem Goldenen Pinsel (ZT) honoriert. Die zweitbeste Präsentation wird mit CHF 1500 (50:50) und die Drittbeste mit CHF 1000 (50:50) honoriert.



**KONTAKT:**

SSRD Kongresssekretariat  
Kennwort:  
SSRD Goldener Pinsel 2019  
info@veronikathalmann.ch

SSRD  
SSRD  
SSRD  
SSRD

Swiss Society of Reconstructive Dentistry  
Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin  
Société Suisse de Médecine Dentaire Reconstructive  
Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva

## Poliersystem sorgt für Hochglanz

TWIST-Konzept für alle Keramiken.



Die Flexibilität in der Anwendung und die Reduzierung der Anzahl von Instrumenten während des Polierprozesses sind die grossen Vorteile für die Anwender seit der Einführung der TWIST-Systeme.

DIAPOL TWIST ist ein dreistufiges Poliersystem für Hochglanz auf allen keramischen Materialien. Die Diamantkörnung sorgt für einen schnellen Bearbeitungsprozess und herausragende Polierergergebnisse. Der erste Schritt (blau) dient zur Glättung der Oberfläche. Im zweiten Schritt (rosa) findet die Vorpolutur statt und mit dem letzten Arbeits-

schritt (grau) wird der Hochglanz generiert. [DT](#)

**EVE Ernst Vetter GmbH**

Vertrieb in der Schweiz:

**Rodent AG**

Tel.: +41 71 763 90 60  
www.rodent.ch

## Abutmentreihe für keramische In-Lab-Versorgungen

Neoss® präsentiert NeoBase™ Abutments auf Titanbasis für individuelle Bedingungen.

Das Unternehmen Neoss® hat sich der «intelligenten Einfachheit» verschrieben und widmet sich der Verbesserung von Implantatlösungen. Das übergeordnete Ziel sind langzeitstabile, ästhetische und zugleich kostengünstige Versorgungen. Technisches Know-how, modernste Technologie und Erfahrung aus erster Hand sind die Grundlage jedes Produktes.

Mit der neuen Abutmentreihe NeoBase™ gewährt Neoss® ein hohes Mass an Flexibilität für individuelle Voraussetzungen. So sind die Abutments in vielen verschiedenen Pfostenhöhen für maximale Klebeflächen und einen zusätzlichen Retentionsbereich verfügbar; ausserdem kann der Anwender aus diversen Gingivarandhöhen für die optimale Implantatinsertion und Ästhetik wählen.

Die NeoBase Abutments sind weiterhin sowohl für gerade als auch für abgewinkelte Schraubenkanäle geeignet – den Möglichkeiten sind somit kaum Grenzen gesetzt. Alle NeoBase Abutments erlauben einen einfachen posterioren Zugang für ein verbessertes Handling, sind bei Winkeln bis zu 25 Grad verwendbar und mit bis zu 360 Grad Rotationsfreiheit ausgestattet. Für ausreichend Gestaltungsspielraum sorgt ebenso die kompakte Innen- und Aussen-geometrie der Abutments.



NeoBase ist in jeder Ausführung mit allen gängigen dentalen Fräsmaschinen kompatibel und empfiehlt sich zusammenfassend als überaus flexibles Titanbasensortiment zur Laborherstellung von keramischen Restaurationen mit geraden und abgewinkelten Schraubenzugungskanälen – eine lokale Lösung und Grundlage für ästhetisch anspruchsvolle Versorgungen.

Die NeoBase Abutments sind ab sofort im Webshop der Flexident AG erhältlich. [DT](#)

**Flexident AG**

Tel.: +41 41 310 40 20  
www.flexident.ch

## Adhäsiv-Applikation ganz einfach und zeitsparend

Adhese Universal ist das klinisch bewährte lichthärtende Ein-Komponenten-Adhäsiv von Ivoclar Vivadent.

Das universell einsetzbare Adhäsiv Adhese Universal schafft einen guten Verbund zu unterschiedlichen Restaurationen. Es eignet sich für direkte und indirekte Versorgungen. Durch seine geringe Schichtdicke erzeugt es keine Beeinträchtigung der Passung indirekter Restaurationen. Bei der Befestigung von indirekten Restaurationen ist keine Verwendung eines Aktivators für die Dualhärtung nötig.

### Kompatibel mit allen Ätztechniken

In Adhese Universal sind hydrophile und hydrophobe Eigenschaften vereint. Es ist tolerant gegenüber Feuchtigkeit und dringt gut in offene Dentintubuli ein. Da es gemässigt sauer ist, eignet es sich für alle Ätztechniken (Self-Etch, selektive Schmelzätzung oder Total-Etch) und sorgt für eine optimale Haftung zwischen Zahn und Restauration.

### Effiziente Dosierung

Mithilfe des einfachen Klick-Mechanismus der Stiftdarreichungsform VivaPen kann die benötigte Menge Adhäsiv exakt dosiert werden. Ein Vordosieren in Portionierschälchen entfällt, was den Materialverlust deutlich verringert. Der VivaPen ermöglicht mit 2 ml Füllmenge circa 190 Einzelzahn-Anwendungen. Das sind fast dreimal mehr Anwendungen pro Milliliter im Vergleich zu konventionellen Flaschen (Quelle: Berndt & Partner, VivaPen Benchmarking Study, August 2013). Adhese Universal ist nicht nur in der Stiftdarreichungsform VivaPen, sondern auch in konventionellen Flaschen erhältlich.

### Überzeugende Ergebnisse

Adhese Universal ist technik- und fehlertolerant. Es bildet eine

homogene und stabile Filmschicht, die unempfindlich gegenüber unterschiedlichen Anwendungstechniken ist. Gleichzeitig sorgt es mit nur einer Adhäsivschicht für anhaltend

schaftlich herzustellen. Es besteht aus dem Universaladhäsiv Adhese Universal, der intelligenten Hochleistungspolymerisationslampe Bluephase PowerCure sowie aus

© Ivoclar Vivadent



Das Ein-Komponenten-Adhäsiv Adhese Universal von Ivoclar Vivadent.

hohe Haftwerte auf Schmelz und Dentin, unabhängig vom verwendeten Ätzprotokoll. Zudem kann Adhese Universal – durch den Einsatz eines acetonfreien, hydrophilen Lösungsmittels – Dentin und Schmelz optimal benetzen. Es dringt in die Dentintubuli ein und versiegelt sie, Flüssigkeitsbewegungen in den Tubuli und das Risiko der damit in Zusammenhang stehenden postoperativen Sensibilitäten werden minimiert.

### Zuverlässige Aushärtung ab drei Sekunden

Adhese Universal gliedert sich in ein durchdachtes System ein: Das 3sPowerCure-Produktsystem hilft mit aufeinander abgestimmten Produkten, ästhetische, hochqualitative Seitenzahnrestaurationen sehr wirt-

Tetric PowerFill als modellierbarem und Tetric PowerFlow als fließfähigem 4 mm-Komposit.

Alle Polymerisationsschritte bei direkten Restaurationen von bleibenden Seitenzähnen der Klassen I und II können neu in jeweils nur noch drei Sekunden im 3sCure-Belichtungsprogramm okklusal durchgeführt werden. Die Zeitersparnis ist deutlich zu spüren – bei gewohnter Qualität und Ästhetik. **DT**

Adhese® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

### Ivoclar Vivadent AG

Tel.: +423 235 35 35  
www.ivoclarvivadent.com

## Weit mehr als nur ein Logo

Das «Zahnmännchen» ist als Qualitätslabel für Zahnfreundlichkeit in aller Munde.

### Als Mitglied der «Aktion Zahnfreundlich Schweiz»

engagieren Sie sich für einen guten Zweck, da der gemeinnützige Verein sich für die Mundgesundheit in der Schweizer Bevölkerung einsetzt.

Möchten Sie sich ebenfalls hierfür einsetzen? Dann werden Sie Einzelmitglied bei der Aktion Zahnfreundlich (Mitgliedschaftsgebühr CHF 50.00/Jahr) und profitieren Sie von diversen Vorteilen.



Im Jahre 1982 wurde der Verein «Aktion Zahnfreundlich Schweiz» durch die zahnärztlichen Fakultäten der Universitäten Zürich, Basel, Bern und Genf gegründet. Der Verein garantiert mit seinem Markenzeichen – dem «Zahnmännchen» – dafür, dass dieses nur zur Auszeichnung von nachweislich zahnfreundlichen Lebensmitteln verwendet wird. Ebenso informiert die «Aktion Zahnfreundlich Schweiz» die Schweizer Bevölkerung seit über 35 Jahren über die Wichtigkeit von zahnfreundlicher Ernährung.

Inzwischen zählt der Verein rund 1'000 Einzelmitglieder, darunter Zahnärzte, Professoren von Universitätskliniken und Dentalhygienikerinnen. Durch dieses breite Netzwerk an Fachpersonen erhält der Verein in der Schweiz einen hohen Stellenwert.

Mehr als 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung kennen das «Zahnmännchen», und als Qualitätslabel für zahnfreundliche Süßigkeiten ist es sozusagen in aller Munde. Dank dem Einsatz der Schulzahnpflege-Instruktorinnen wird bereits in den Zahn-

putzaktionen in der Schule über den Nutzen des «Zahnmännchens» als Wegweiser zu zahnfreundlichen Süßwaren gesprochen. Obwohl sich die Zahngesundheit in der Schweiz während der letzten Jahrzehnte kontinuierlich verbessert hat, besteht noch kein Grund zur Verharmlosung von Karies. Zuwanderer aus Ländern mit weniger entwickelter Gesundheitsvorsorge leiden oft unter Karies und Parodontitis, die bei richtiger Mundhygiene und Ernährung hätten vermieden werden können.

Das Vorbild «Aktion Zahnfreundlich Schweiz» hat inzwischen auch Nachahmung in anderen Ländern wie Deutschland, Japan sowie Korea gefunden. Dem «Zahnmännchen» können wir als schweizerischem Bekannten deshalb auch im Kiosk eines türkischen Bazars oder am Palmenstrand von Ecuador begegnen. **DT**

### Aktion Zahnfreundlich Schweiz

Tel.: +41 61 271 22 25  
www.zahnfreundlich.ch

**Flexident**  
sorglos implantieren

## Sorgenfreie Implantologie dank starker Partner

Implantatsystem mit nachweislich hervorragenden Ergebnissen, 3D für jeden, Fortbildungen und vieles mehr



### Wussten Sie, dass über 40 Prozent der Schweizer Zahnärzte nicht implantieren?

Die Flexident AG ist Ihr Partner für innovative Lösungen und Weiterbildungen für sorgloses Implantieren.

### Hochwertige Implantatlösungen:

Unsere starken Partner bieten höchste Erfolgsraten dank innovativer CBCT-Diagnostik, 3D-geführter Chirurgie und nachhaltigen Prophylaxekonzepten.

### Nachhaltige Weiterbildungen:

Das neue Flexident-Trainingskonzept gibt Zahnärzten die Möglichkeit, bei führenden Experten der Implantologie zu hospitieren. In Zusammenarbeit mit der **zumstein dental academy** präsentieren renommierte Schweizer Professoren regelmässig Workshops und Symposien zu allen Facetten der modernen Implantologie – verständlich aufbereitet und sofort umsetzbar. **Fragen Sie bei uns an: info@flexident.ch**

### Flexident ist Ihr Partner für sorgloses implantieren.

Erleben Sie spannende Angebote im Jahr 2019. Jetzt informieren auf [www.flexident.ch](http://www.flexident.ch)

**neoss**

**Bien Air**  
Dental

**OSTEOGENICS**  
BIOMEDICAL

**mectron**

**Hu-Friedy**

**OSSTELL**

**CURAPROX**

**curaden**  
better health for you

# PERIOPLUS<sup>+</sup>

**RICHTIG RUND –  
MIT RICHTIG ECKEN  
UND KANTEN.**

Und die zeigt Perio Plus+ Bakterien, Viren und Pilzen, und zwar mit natürlicher extra Power: CITROX<sup>®</sup>, extrahiert aus der Bitterorange, erhöht die Wirkung von CHX.

(Malic S. et al. 2013).



**FREUEN SIE SICH  
über die Compliance,  
die Perio Plus+  
ermöglicht – mit  
CITROX<sup>®</sup> und CHX.**

