

Computer Assistierte Lokal Anästhesie

Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes Verabreichen von Lokalanästhetika. CALAJECT™ kontrolliert die Fließgeschwindigkeit des Anäs-

thetikums in jedem Programm und verhindert damit Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe Geschwindigkeit der Injektion und die anschließende Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch glatten Touchscreen und überzeugt durch einfache Programmwahl mit nur einer Berührung und übersichtlicher Programmanzeige.

Absolut geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb sind

durch das Handstück bei allen Einstellungen mit Sichtbarkeit der Zylinderampulle während der gesamten Injektion gegeben. Alle Standard-Dentalkanülen können benutzt werden. CALAJECT™ ist für alle Injektionstechniken einsetzbar und bietet drei Injektionseinstellungen für die Infiltrations-, Leitungs- und intraligamentäre (sowie palatale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung – keine Mehrkosten für zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit CALAJECT™ fördert eine vertrauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! **DT**

RØNVIG Dental Mfg. A/S

Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de




Modern und effizient: minimalinvasive parodontale Regeneration

Emdogain® FL für Anwendungen ohne Lappenbildung.

Ein mehr als zwei Jahrzehnte lang bewährtes Präparat für einen neuen gewebeschonenden Indikationsbereich: Emdogain® FL von Straumann ermöglicht eine zuverlässige Regeneration jetzt auch ohne Parodontalchirurgie.

Emdogain® FL lässt sich nahtlos in den Workflow der geschlossenen subgingivalen Reinigung (Scaling and Root Planing) integrieren, um Parodontaltaschen bis 9 mm effizient¹ und effektiv² wie bei einem parodontalchirurgischen Verfahren, aber mit verbessertem Patientenkomfort^{3,4} zu therapieren. Ein spezieller Aufsatz erleichtert das Applizieren von Emdogain® FL minimalinvasiv und ohne Lappenbildung. Klinische Studien haben gezeigt, dass die Anwendung von Emdogain® FL die Konzentrationen der systemischen Ent-



Geschlossene regenerative Parodontalbehandlung ohne Lappenbildung mit Emdogain® FL.

zündungsmarker der akuten Phase um bis zu 25 Prozent reduzieren kann und Schmerzen und Schwellungen nach einem Scaling and Root Planing minimiert werden. „Mit Emdogain® FL zeigte sich eine

signifikante Reduktion der systemischen Entzündungsmarker“, so auch Prof. Dr. Filippo Graziani, Präsident der European Federation of Periodontology.

Das Therapieangebot kann zudem zur Steigerung des Praxisertrags beitragen: durch die Zeitersparnis dank der bis zu 50 Prozent verkürzten Behandlungszeit wie auch durch erhöhte Patientenzufriedenheit dank beschleunigter Heilung und verbesserter ästhetischer Ergebnisse. Das Verfahren bewirkt eine echte, in humanhistologischen Studien belegte parodontale Regeneration^{5,6}.

Weitere Informationen und Literatur unter www.straumann.ch/emdogain-fl. **DT**

Institut Straumann AG

Tel.: 0800 810812
www.straumann.ch

Eine unkomplizierte und zuverlässige Behandlungseinheit

A-dec 500 – eine Legende, neu definiert.

In einer Welt, die voll komplexer Technologien und Ablenkungen ist, bieten wir Ihnen Unkompliziertheit und Zuverlässigkeit. Die neue

ren, deaktivieren, positionieren und deponieren und sich dabei weiter auf Ihre Behandlung konzentrieren, ohne dabei Ihren Blick abzuwenden.

Intelligente Steuerung

Individuelle Anpassung und einfache Bedienbarkeit. Sie können weitere Instrumente jederzeit hinzufügen. Die visuellen, klar strukturierten Steuerelemente am Bildschirm zeigen nur die Einstellungen an, die Sie benötigen. Die Bildschirmanzeige wird aktiviert,



A-dec 500 Behandlungseinheit wurde so konzipiert, dass sie intuitiv funktioniert, leise im Hintergrund agiert und kontinuierlich auf jede Bewegung reagiert.

Optimaler Zugang

Gehen Sie näher an die Patienten heran und positionieren Sie alle Instrumente in Reichweite. Sie nehmen eine gesunde Haltung ein, haben eine klare Sicht und können alle Instrumente schnell erreichen.

Flexible Integration

Dank des flexiblen Designs können Sie neue klinische Instrumente je nach Bedarf konfigurieren. Sie können Ihre Instrumente aktivie-

wenn Sie Ihr Instrument in die Hand nehmen. Greifen Sie mit einer einzigen Berührung auf Ihre persönlichen Einstellungen auf gemeinsam genutzten Geräten zu.

Beste Pflege

Die A-dec 500 Kopfstütze kann mit einem Hebeldruck angepasst werden, sodass Sie eine optimale Sicht auf die Mundhöhle haben. Die extradünne, komfortable Rückenlehne und Kopfstütze können auf die perfekte Position angepasst werden, damit Sie in bequemer Haltung arbeiten können. **DT**

abc dental ag

Tel.: +41 44 755 51 00
www.abcdental.ch

Präzises, zügiges und ermüdungsfreies Arbeiten

PiezoLine Ultraschallspitzen von Komet ermöglichen perfektionierte Praxisabläufe.

Die PiezoLine Ultraschallspitzen decken die Prophylaxe, die Parodontalbehandlung und die Implantatprophylaxe mit einem vielfältigen Spitzenprogramm ab, welches mit den Ultraschallsystemen von EMS, Sirona®, KaVo und Satelec® kompatibel ist.

Die Vorteile der maschinellen Entfernung von Zahnstein und Belägen sind offensichtlich: Sie erlauben ein präzises, zügiges und ermüdungsfreies Arbeiten bei gleichzeiti-

ger Schonung der Zahnhartsubstanz und des Weichgewebes. Eine einheitliche Figurenzuordnung am Schaft der Spitzen sichert ein leichtes Handling. Hochwertig verarbeiteter Edelstahl unterstützt die Lebensdauer und bietet ein exaktes Schwingungsverhalten für eine schmerzarme Behandlung.

Die Spitzen können im Thermodesinfektor unter Ver-



wendung eines Spüladapters aufbereitet werden. Komet, als einziger Anbieter einer validierten maschinellen Aufbereitungsempfehlung, hat entsprechende Spüladapter im Programm. Besonders praktisch sind ausserdem die von Komet angebotenen Steri-Kassetten. Die Ständer nehmen fünf Spitzen inklusive Drehmomentschlüssel auf. Dadurch bleibt selbst in

Seitenlage alles schön geordnet und es entstehen keine Spülschatten. Das perfektioniert die Praxisabläufe. **DT**

**Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG**

Vertrieb in der Schweiz:

Rodent AG

Tel.: +41 71 763 90 60
www.rodent.ch