

## Ein Bohrstopp-System für alle Bohrer

Einfach und übersichtlich in den neuen Mini-Trays.



Das implantologische Arbeiten soll so einfach und übersichtlich wie möglich sein. Diese Philosophie gilt sowohl für die Implantatsysteme von Dr. Ihde Dental wie auch für deren chirurgisches und prothetisches Zubehör. Jetzt bringt die implant.comany ein neues Bohrstopp-System auf den Markt, das für alle Bohrer der Implantatsysteme Hexacone®, Xigñ®, KOS® und für die S®-Implantate verwendet werden kann. Nun haben alle Bohrer genau an der Stelle, an der die Bohrstopp-Hülsen befestigt werden, denselben Durchmesser. Mit dem neuen Bohrstopp-System wird es noch einfacher, die Anzahl des chirurgischen Zubehörs zu begrenzen und insgesamt übersichtlich zu halten.



Die abnehmbaren Bohrstopps lassen sich ganz einfach aufstecken und wieder abziehen. Es gibt spezielle Mini-Trays, die dabei helfen, den richtigen Bohrstopp für den Bohrer und die entsprechende Tiefe zu finden. Diese Trays sind verfügbar für die Systeme Hexacone®, KOS®, Xigñ® und für die S®-Implantate.

Die abnehmbaren Bohrstopps sorgen für mehr Sicherheit und eine zusätzliche Präzision beim Bohren. Ihr Einsatz kann dann sinnvoll sein, wenn während des Bohrens die Sicht auf die Markierung des Bohrers schlecht oder eingeschränkt ist. Das Aufsetzen eines Bohrstopps verhindert ein zu tiefes Bohren.

### Dr. Ihde Dental GmbH

Erfurter Straße 19, 85386 Eching  
Tel.: 089 319761-0  
Fax: 089 319761-33  
info@ihde-dental.de  
www.implant.com  
www.ihde-dental.de



## Keine Kompromisse in Sicherheit und Qualität

Hochwertige medizinische Versorgung made in Germany.

Eine effektive, zuverlässige und sichere Behandlungsmethodik sowie funktionale und ästhetische Patientenversorgung stehen für OT medical im Mittelpunkt. Dem Anwender den implantologischen und zahntechnischen Alltag bestmöglich zu erleichtern und mit einer hochwertigen Produktpalette

tats, ein seit Jahrzehnten bewährter Implantattyp mit einem umfangreichen Prothetik-Sortiment.

Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit vereint das selbstschneidende einteilige BICORTIC®-Implantat aus Titan Grad 4. Mit drei unterschiedlichen Implantatkopf-Varianten



eine größtmögliche Indikationsbreite abzudecken ist der Anspruch, an dem sich OT medical täglich messen lässt.

Als Basis einer hochwertigen medizinischen Versorgung stehen dem Implantologen folgende Implantatsysteme zur Verfügung: Die einheitliche FOURBYFOUR® Innenverbindung des OT-F<sup>2</sup>-Schraubimplantats und des OT-F<sup>3</sup> Press-Fit-Implantats vereint beide Systeme zu einem umfassenden Konzept, das nahezu jeden Indikationsbereich zuverlässig abdeckt. Die Herausforderung, selbst bei geringstem Implantatdurchmesser höchste Stabilität und filigrane Konturen miteinander zu vereinen, die zudem auch in extrem kurzen Implantaten Platz findet, wird mit diesem Konzept realisiert.

Das OT-F<sup>2</sup>-Implantat ist die Weiterentwicklung des OT-F<sup>1</sup>-Implan-

ten sowie drei Durchmessern und diversen Implantatlängen ermöglicht es, flexibel auf viele prothetische und implantologische Indikationen zu reagieren.

Alle Produkte entstanden aus der Praxis für die Praxis und sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung im Schulterschluss von Wissenschaft, Medizin, Zahntechnik und Anwendern, ständiger Innovation und Präzision sowie zertifizierter Sicherheit „made in Germany“.

### OT medical GmbH

Konsul-Smidt-Straße 8b  
28217 Bremen  
Tel.: 0421 557161-0, Fax: 0421 557161-95  
info@ot-medical.de  
www.ot-medical.de



## Zuverlässig Periimplantitis bekämpfen

ChloSite Perio Schutz Gel hilft bei infizierten periimplantären Defekten.

Laut aktueller wissenschaftlicher Veröffentlichungen treten bei ca. 5–8 % der implantologisch behandelten Patienten Parodontitis und Periimplantitis auf. Aufgrund der Komplexität der Gewebesituation und der multifaktoriellen Genese ist es nicht immer leicht, die optimale Therapie zu bestimmen. Wichtig ist es daher, in einem ersten Schritt zunächst den akuten Bakterienbefall und Inflammationen wirksam, gezielt und schnell zu behandeln. ChloSite Perio Schutz Gel gilt hier als erstes Mittel der Wahl zur wirkungsvollen Bekämpfung von Parodontitis und Periimplantitis.

Das Perio-Schutz Material besteht aus einem mukoadhäsiven Xanthan-Gel mit subgingivaler Haftung, das 1,5%iges, bakterizides Chlorhexidin enthält. Die spezielle Beschaffenheit des Gels bildet einen Biofilm und erlaubt eine Verweildauer von wissenschaftlich belegten zwei bis drei Wochen im behandelten Defekt. Um Bakterien während

der gesamten Phase wirksam zu bekämpfen, wird über diesen Zeitraum parallel zum Abbau des Gels kon-



tinuierlich CHX freigesetzt. Das Xanthan-Gel selbst wird allmählich abgebaut und muss nicht manuell entfernt werden.

### Sichere Wirkung, schnelle Erfolgskontrolle

Nach nur einer Behandlungsphase sind bereits eine deutliche Verbesserung, ein Abklingen der Entzündung sowie eine Erholung

der Gingiva sichtbar. Dank der seitlich geöffneten, abgerundeten Endotec-Kanüle lässt sich ChloSite Perio Schutz Gel ohne Traumatisierung des Weichgewebes angenehm, schnell und präzise in der benötigten Menge applizieren.

Die exakte Dosierbarkeit führt zu einer sparsamen Anwendung des Produktes. Eine Spritze mit 0,25 ml reicht für die Behandlung von etwa vier bis fünf periimplantären Zonen, so dass der Materialwert pro Defekt nur bei etwa 2,99 € liegt. Die Applikationskanülen lassen sich einfach tauschen.

ChloSite enthält keine Antibiotika, ist also ohne Gefahr einer bakteriellen Resistenz anzuwenden.

### Zantomed GmbH

Ackerstraße 1  
47269 Duisburg  
Tel.: 0203 8051045  
Fax: 0203 8051044  
www.zantomed.de



ANZEIGE

## CHAMPIONS® IMPLANTS

einfach, erfolgreich & bezahlbar  
minimal-invasiv statt kostenintensiv

- Champions® begeistern in allen Indikationen
- Sparen Sie am Preis, nicht an der Qualität
- Beste Primärstabilität durch kreistales Mikrogewinde → sichere Sofortbelastung
- Bereits über 1200 Champions®-Praxen/Kliniken in Deutschland
- Geniales Prothetik-Konzept
- Kommissionslieferungen für die ersten zwei Fälle
- Spaß und Erfolg bei der Arbeit

Von einem bekannten deutschen Hersteller gefertigt  
**€ 74** + MWS



Champions-Vierkant  
jetzt ab 6 mm Länge

Fortbildung, die begeistert ...  
denn SIE bohren & implantieren selbst!



### Champions®-Individual Coaching – step by step



... und für Ihr Team die  
**TeamDays**

Ihre besten Mitarbeiter/innen lernen auf diesem praxis-orientierten „Power-Seminar“, was Ihre Patienten von moderner Implantologie, Prothetikkonzepten und Servicebereitschaft zukünftig erwarten können.

Themen sind u. a. Patientenführung, Rhetorik, Service, Provisorium-Erstellung, Abformung, Abrechnung.

**NEU!**  
In vielen Städten –  
auch in Ihrer Nähe



### Dr. Armin Nedjat

Zahnarzt, Spezialist Implantologie, Diplomat ICOT, Entwickler & Referent

Alle Infos & Kurstermine:

Telefon (0 67 34) 69 91 • Fax 10 53

Info & Online-Bestellung:

www.champions-implants.com

# Danke...

## für Ihr Vertrauen!

**59,-€\***

je ICX-Implantat

Alle Längen,  
alle Durchmesser  
\*zzgl. MwSt.

**ICX<sup>+</sup>templant<sup>®</sup>**  
...das Volkimplantat...

ist unter den

# Top 10

der meistverkauften Implantate in Deutschland, im 1. Halbjahr 2010.

Laut internen Berechnungen auf Basis der veröffentlichten,  
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der Wettbewerber.

### Kostenfreier Express-Service!

Wenn Sie bis 18.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit  
„Express-Saver“ bis Mittag des nächsten Tages geliefert;  
ohne Versandkosten, ohne Mindestbestellwert!

**Service-Tel.: 02643 902000-0**

**Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr**

**SILBERSPONSOR  
der DGI**

**BRONZESPONSOR  
der EAO**

**made in  
Germany**