

## „Auch bei hoffnungslosen Fällen“

Ligosan Slow Release® – ergänzende Parodontitistherapie für den Zahnerhalt.



© Dr. Ellen Roth

Zahnärztin Dr. Ellen Roth, Praxisinhaberin in Waldbronn und langjährige Anwenderin von Ligosan® Slow Release.

Seit vielen Jahren ist das Lokalantibiotikum Ligosan® Slow Release fester Bestandteil der unterstützenden Parodontitistherapie bei Zahnärztin Dr. Ellen Roth aus Waldbronn. Etwa ein bis zwei Mal pro Woche kommt der sogenannte „Taschen-Minimierer“ in ihrer Praxis zum Einsatz und hat damit einen recht hohen Stellenwert v. a. bei Taschentiefen ab fünf Millimetern mit Beteiligung des Weichgewebes.

### Patienten zufrieden? Erfolg für die Praxis!

Ihre Erfahrungen im täglichen Praxisbetrieb sind durchweg positiv: Dr. Roth schätzt die einfache und einmalige Instillation des Gels in die entzündlichen Taschen mit einem handelsüblichen Applikator

aus der Zylinderkartusche. Die gewünschte Wirkung der Taschenreduktion setze „schnell“ ein, „an Ort und Stelle“ und lang anhaltend. So wird der Wirkstoff, 14%iges Doxycyclin, in ausreichend hoher Konzentration (MHK90) über mindestens zwölf Tage freigesetzt und sorgt dafür, dass nach sechs Monaten die parodontalen Taschen stärker reduziert sind als nur mit Scaling and Root Planing. Auch ist der Attachmentlevel-Gewinn im Vergleich größer.

Das bringe zufriedene Patienten, vor allem auch solche, die zuvor an akuten Schmerzen litten, und somit Erfolg für die Praxis. „Manche wünschen speziell dieses Medikament bei kritischen Zähnen“, also bei solchen, die eigentlich fast extrahierungswürdig sind, erzählt die Zahnärztin. Denn Ligosan® Slow Release wirkt nach Einschätzung von Dr. Roth „fast immer“, „auch bei hoffnungslosen Fällen“.

Ein Anwendungsvideo und mehr Informationen finden Sie auf [www.kulzer.de/taschenminimierer](http://www.kulzer.de/taschenminimierer). **DT**

Hinweis: Ligosan® Slow Release ist in der Schweiz nicht zugelassen.

#### Literatur:

- 1 Kim T. S. et al. J Periodontol, 2002 Nov. 73 (11) 1285–91. Pharmacokinetic profile of a locally administered doxycycline gel on crevicular fluid, blood and saliva.
- 2 Eickholz P. et al. J Clin Periodontol 2002; 108–17. Nonsurgical periodontal therapy with adjunctive topical doxycycline: a doubleblind randomized controlled multicenter study.
- 3 Kim T. S. et al. Acta Odontol Scand, 2009; 67:289–96: Systemic detection of doxycycline after local administration.
- 4 Leyer et al.: Adjunctive Topical Application of 14% DoxycyclineGel: An Observational Study. J Dent Res (Spec Iss 92A):2186, 2013.

#### Kulzer GmbH

Tel.: 0800 43723368  
[www.kulzer.de/](http://www.kulzer.de/)  
ligosan

Infos zum Unternehmen



ANZEIGE

# OSSTEM IMPLANT

## auf dem Weg an die Spitze



Das weltweit größte Verkaufsvolumen von Implantaten seit 2017 | 2,33M(2017), 2,86M(2018)

DEUTSCHE OSSTEM GmbH

Mergenthalerallee 35-37, DE-65760 Eschborn | +49 (0)6196 777 5500

[www.osstem.de](http://www.osstem.de) [info@osstem.de](mailto:info@osstem.de) [osstem.eu](https://www.facebook.com/osstem.eu) [osstem\\_europe](https://www.instagram.com/osstem_europe)

**OSSTEM**  
IMPLANT

## Bestes Teilmatrizensystem 2020

Composi-Tight® 3D Fusion™ von Garrison Dental Solutions wurde von THE DENTAL ADVISOR ausgezeichnet.

Composi-Tight® 3D Fusion™ von Garrison Dental Solutions, LLC wurde mit dem Top Sectional Matrix Award 2020 von THE DENTAL ADVISOR ausgezeichnet. Das Produkt wurde entwickelt, um die Behandlungszeit zu verkürzen und die Ergebnisse der Klasse II-Kompositrestaurationen zu verbessern.

„Garrisons Engagement für Innovation und kontinuierliche Verbesserung hat die Branche erneut bestärkt, dass das Composi-Tight® 3D Fusion™-System das ideale Teilmatrizensystem für Kliniker auf der ganzen Welt ist“, sagte Sara Zuelke, Produktmanagerin bei Garrison. „Wir sind begeistert, dass sich eine hoch angesehene Organisation wie der Dental Advisor dafür entschieden hat, 3D Fusion™ als das beste Teilmatrizensystem zu küren, wie von der Zahnarztgruppe empfohlen.“

Garrison revolutionierte den Prozess der Klasse II-Kompositrestaurationen mit der Einführung des Composi-Tight®-Teilmatrizensystems in der Dentalindustrie im Jahr 1996 und verzeichnete in den letzten zehn Jahren einen stetigen Strom an



Teilmatrizennnovationen. Das 2017 eingeführte 3D Fusion™-Teilmatrizensystem bietet gegenüber anderen auf dem Markt erhältlichen Systemen deutliche Vorteile, da es distal zum Eckzahn, bei kurzen Zähnen, bei pädiatrischen Anwendungen und, mit dem neuen Wide Prep-Ring, auch bei extrem breiten Kavitäten verwendet werden kann. **DT**

#### Garrison Dental Solutions

Tel.: +49 2451 971409  
[www.garrisdental.com](http://www.garrisdental.com)

Infos zum Unternehmen



## Nachhaltigkeit durch Innovation

Raffiniert: „3 in 1 Konzept“ von paro®.

Immer wieder raffiniert! Die innovative Schweizer Marke paro, welche ihre Prophylaxeprodukte in der Schweiz in Kilchberg ZH herstellt, kombiniert das Zähneputzen mit der Zahnzwischenraumpflege.

Wie das Schweizer Militär-Taschenmesser ist die paro-Zahnbürste multifunktional und bietet ein „3 in 1 Konzept“. Dies ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern verringert die Vielfalt an Mundhygienemitteln im Badezimmer.

### „3 in 1 Konzept“

Gezielt auf die Indikation und das Bedürfnis des Patienten gibt es die paro-Zahnbürsten in drei Härtegraden: Dies umfasst hochqualitative Filamente in den Härten ultrasoft, soft und medium.

Am Ende des Stiels lassen sich die paro interspace Einbüschelbürsten und paro Interdentalbürsten individuell einsetzen. So können Sie die für die Zahnbürste schwierig zu erreichenden Bereiche wie Interdentalräume oder Furkationen einfach und elegant mit der Zahnbürsten-Kombi reinigen.

Schwingungen entfalten eine dynamische Putzwirkung. Unter Verwendung von Zahnpasta entsteht so ein hydrodynamischer Effekt. Dadurch entsteht eine Schaumwelle, die eine Putzwirkung sogar kontaktlos in Zahnfleischtaschen ermöglicht. Druck auf die Bürste ist für Schallzahnbürsten nicht nötig und wäre sogar kontraproduktiv.

Einzigartig und als zusätzlicher Nutzen bietet die paro®sonic als einzige Schallzahnbürste auch die Interdental-Funktion an. Dank des integrierten Interdental-Modus, welcher nun sanfte Vibrationen erzeugt, und mit dem eigens dafür entwickelten Interdentalaufsatz können auch die Interdentalbürsten optimal zum Einsatz gelangen. Die paro®sonic Schallzahnbürste wurde in Zusammenarbeit mit dem Zahnmedizinischen Zentrum der Universität Zürich entwickelt sowie an der Dentalhygienikerinnen-Schule – Prophylaxe Zentrum Zürich getestet. Der Praxistest wurde auch durch Untersuchungen der Universität Zürich bestätigt.

Die paro Produkte sind in Deutschland bei der Profimed VertriebsgmbH. und in serviceorientierten Apotheken erhältlich. **DT**

### Auch mit Schalltechnologie?

Elektrische Zahnbürsten mit Schalltechnologie sind aus unserer Sicht besonders zu empfehlen. Die durch bis zu 40.000 Impulse/Minute erzeugten

paro/Esro AG  
[www.paro.swiss](http://www.paro.swiss)

Vertrieb in Deutschland:  
Profimed VertriebsgmbH.

Tel.: +49 8031 71017  
[www.profimed.de](http://www.profimed.de)

Infos zum Unternehmen



## Münsteraner Wasserexperten werden hohe Qualitätsstandards attestiert

„Ich hatte keine Lust mehr auf Ungewissheiten bei meinem Praxiswasser.“



Seit 10 Jahren verfolgt das Münsteraner Wasserhygiene- und Medizintechnik-Unternehmen BLUE SAFETY höchste Standards im Bereich der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizinprodukten. Mit einer eindeutigen Mission vor Augen: Die Gewährleistung der Sicherheit von Patienten,

Mitarbeitern und Ärzten. Jetzt bescheinigt die erfolgreiche Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485 den Wasserexperten die hohe Messlatte in puncto Qualität. Mit der 3cert GmbH prüfte und zertifizierte eine unabhängige Stelle im November 2019 das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens. Für das in-

terne Expertenteam, das Unterstützung durch hochkarätige externe Partner erfuhr, eine wohlverdiente Bestätigung nach Monaten der akribischen Vorbereitung, Dokumentation, Implementierung standardisierter Prozesse und abschließender Auditierung.

### Höchste Qualitätsansprüche für zukunftsweisende Innovationen

„Die Zertifizierung bestätigt die Wirksamkeit unserer eingeführten Prozesse, die zur Erfüllung der hohen Qualitätsanforderungen an unsere Produkte dienen. Sie legt einen wichtigen Grundstein für die weitere Entwicklung und Einführung hochklassiger, innovativer Medizinprodukte national wie international. Für uns war es der konsequente Schritt, um noch bessere ganzheitliche Hygienekonzepte anbieten zu können und das kundenseitige Vertrauen noch weiter zu stärken“, kommentiert Henner Vogel, Qualitätsmanagementbeauftragter.

Bewusst entschied sich BLUE SAFETY für die Extrameile der Zertifizierung – auch vor dem Hintergrund der neuen Medical Device Regulation (MDR), die seit 2017

besteht und deren Übergangszeit dieses Jahr endet. Ab dem 26. Mai 2020 tritt die MDR verbindlich in Kraft. „Mit der neuen MDR werden die Eintrittshürden für neue Medizinproduktehersteller zu Recht immer höher. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen scheuen wir diese Hürde nicht. So können wir auch in Zukunft nach höchsten Standards Produkte entwickeln und in den Markt bringen“, so Vogel weiter.

### Vom Start-up zu anerkanntem Medizinproduktehersteller

Mit der bestandenen Zertifizierung ist den Wasserexperten der Weg geebnet, Medizinprodukte auch höher Klasse I zu entwickeln und einzuführen. Damit stellt sich das Unternehmen mit den ganz Großen der Branche auf eine Stufe. „Es ist ein weiterer bedeutender Meilenstein in unserer noch verhältnismäßig jungen Unternehmensgeschichte, auf den wir besonders stolz sind. Das Zertifikat zeigt allen: Wir erfüllen mit unserem Qualitätsmanagement den international anerkannten Standard im Bereich Konstruktion, Entwicklung, Herstellung, Installation, Wartung und

Vertrieb“, sagt Dr. Friederike Emeis, Prozess-, Projekt- und Qualitätsmanagerin bei BLUE SAFETY.

„Alle Prozesse unseres Qualitätsmanagementsystems haben wir eigens entwickelt. So haben wir ein passgenaues, praxisnahes System, das im Alltag gelebt wird und gleichzeitig ständige Optimierungen zulässt“, ergänzt Medizintechnik-Ingenieurin Maxie Vienenkötter, die gemeinsam mit Vogel und Emeis das Projekt Zertifizierung verantwortete. „Nach erfolgreicher Einführung unserer Druckflaschen-Revolution SAFEBOTTLE als Medizinprodukt der Klasse I arbeitet unser Team bereits an weiteren Innovationen, die die Welt der Medizintechnik reformieren. Mit der Zertifizierung im Rücken können sich unsere Kunden darauf verlassen, dass die Produktneuheiten auch in Zukunft höchsten regulatorischen und hygienischen Anforderungen genügen.“ [DI](#)

Infos zum Unternehmen

**BLUE SAFETY GmbH**  
Tel.: 00800 8852288  
[www.bluesafety.com](http://www.bluesafety.com)



ANZEIGE

## XO FLEX 2020 EDITION

Mit neuem XO Ambidex-Saugschlauchhalter, einer weiter entwickelten Nackenstütze und vielen anderen Neuerungen.

Besuchen Sie [xo-care.com](http://xo-care.com) jetzt!



**XO**<sup>®</sup>

**EXTRAORDINARY DENTISTRY**

NEU!



Das neue Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrixsystem bietet die Lösung für alle Klasse II Kavitäten.



FX-KFF-00

Preis:  
€ 459,00\*

Exklusiv!  
Ein Ring für breite  
Präparationen.

### FX-KFF-00 Starter Set

3x Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring  
(1x Ring kurz blau, 1x Ring lang orange, 1x Ring breit grün)  
1x verbesserte Ringseparierzange,  
80x Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrizenbänder,  
70x Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile

Testen ohne Risiko mit der  
60-Tage-Geld-zurück-Garantie!

Das haben wir verbessert:

#### NEUES

Herstellungsverfahren  
sorgt für eine längere  
Haltbarkeit der Ringe.

Ultra-Grip™  
Retentionsspitzen  
verhindern ein  
Abrutschen aller  
Composi-Tight®  
3D Fusion™ Ringe.

Harter Kunststoffkern  
separiert die Zähne  
approximal.

Weiches Soft-  
Face™ Silikon  
für perfekte  
Adaption der  
Matrize an den  
Zahn.

Erster Ring mit extra  
breiten Füßen für  
weite Kavitäten.



- Für kurze, schiefstehende Zähne
  - Hält auf Kofferdam
- Art.Nr. FX400 (2 Stück/Pack)  
Preis: € 195,00\* je Pack



- Für große Molare oder sehr bauchige Zähne
- Art.Nr. FX500 (2 Stück/Pack)  
Preis: € 195,00\* je Pack



- Erster Ring für weite Kavitäten & fehlende Höcker
  - Separationskraft liegt im unteren Bereich
- Art.Nr. FX600 (2 Stück/Pack)  
Preis: € 195,00\* je Pack

# Garrison

Dental Solutions

Rufen Sie uns an:  
02451 971 409

Tel.: +49 2451 971 409 • info@garrisdental.net • www.garrisdental.com

THE LEADER IN MATRIX SYSTEMS

\*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen  
zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

© 2019 Garrison Dental Solutions, LLC

ADGM320

## Transparentes Dichtsilikon

Implanto Protect – für eine sichere Abdichtung.



Für den langfristigen Erfolg bei implantologischen Versorgung kommt der sicheren Abdichtung der verschraubten Implantat-Abutment-Verbindungen eine entscheidende Bedeutung zu. Das niedrigviskose und selbsthärtende Dichtsilikon Implanto Protect ermöglicht eine sichere Abdichtung von Hohlräumen und Gewindegängen bei zwei- und mehrteilig verschraubten

Implantat-Abutment-Verbindungen, bei Kronen und Brücken sowie Teleskoparbeiten auf Abutments und Implantaten und Stegkombinationen. Zudem können im Rahmen der Implantatprothetik Schrauben zuverlässig abgesichert werden. Implanto Protect überzeugt durch eine einfache Handhabung, kurze Aushärtungszeit sowie ein chemisch und biologisch inertes Verhalten. Überschüssig appliziertes Material kann leicht entfernt werden. Implanto Protect ist erhältlich in einer 5 ml-Doppelkammerspritze mit Zubehör. [DT](#)

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH

Tel.: +49 40 3070703-0  
www.r-dental.com

## Ihre digitale Zukunft beginnt heute

OneBox pro – die digitale Praxislösung von Curaden.

Die digitale Praxislösung OneBox pro ist im letzten Herbst an den Start gegangen. Schritt für Schritt stößt Curaden damit in den Markt vor und hat Erfolg. Kein Wunder, denn die Lösung ist umfassend, modern und einfach in Abrechnung, Bedienung und Unterhalt. Vor allem funktioniert sie webbasiert und entspricht damit den Standards, die heute an eine Software gestellt werden sollten. Die Sicherheit der Daten nimmt dabei einen zentralen Punkt ein und ist jederzeit garantiert. Alle Daten werden laufend auf gesonderten, nur für diesen Zweck verwendeten Rechnern gesichert und sind mehrfach abgelegt. Wer die Daten lieber innerhalb der Praxisgrenzen halten will – auch dies ist möglich, dann

wird ein kleines „Rechenzentrum“ auf dem Server der Praxis eingerichtet.

### Willkommen im „Digital Club“

Doch auch diesmal gilt: Was hilft die beste Lösung, wenn sie nicht richtig angewendet wird? Dagegen hilft nur eines: Wissen kombiniert mit Dienstleistung.

Deshalb geht Curaden mit OneBox pro einen neuen Weg und hat den „Digital Club“ gegründet. Er wird an der DENTAL BERN seine Premiere haben, und für alle, die nicht dabei sein können, künftig in einer Roadshow unterwegs durch die Schweiz sein.

Wer im „Digital Club“ mitmacht, kauft noch nichts. Aber er bekommt eine kostenlose und kon-

krete Einführung der Lösung am Beispiel seiner Praxis. Flankierend dazu wartet der Club-Newsletter, der Wissenswertes zu den neusten Entwicklungen von digitalen Praxen vermittelt. Die offerierte Möglichkeit, sich im Club regelmäßig mit Praxisbetreibern in der Region auszutauschen, rundet das Angebot ab.

Wer einsteigt und auf die neue Lösung OneBox pro wechselt oder sogar erstmals den Schritt ins digitale Zeitalter wage, habe Anspruch auf Trainings der Mitarbeitenden, heißt es bei Curaden zum Club-Angebot. Die Datenmigration ist zudem zu Sonderkonditionen inkludiert.

Damit geht Curaden neue Wege. Sie führen in die digitale Zukunft. Wer das Morgen schon heute besichtigen will, kann dies an der DENTAL BERN tun. Mehr unter [www.onebox-pro.ch](http://www.onebox-pro.ch). [DT](#)



Curaden Germany GmbH

Tel.: +49 7249 9130610  
www.curadox.com

## Überzeugende Abrechnungs- und Verwaltungslösungen

smart ZMV – dentisratio GmbH betreut Zahnarztpraxen in allen KZV-Bereichen.

Von der Einzelbehandlerpraxis bis hin zu ganzen Zahnkliniken – um allen Kundenwünschen auf höchstem Niveau und zu jeder Zeit gerecht werden zu können, hat das Dienstleistungsunternehmen für zahnärztliche Abrechnung und Verwaltung expandiert: Die dentisratio GmbH baut kontinuierlich die Mitarbeiterzahl aus, um das umfangreiche Dienstleistungsangebot entsprechend der großen Nachfrage zu bedienen.

Die Büros in Potsdam und Hamburg sorgen für Kundennähe, ausgewiesene Fachkompetenz und direkte Ansprechpartner. Das sind die Markenzeichen des Unternehmens. Die Vorteile für die Kunden liegen auf der Hand: keine zeitaufwendige Mitarbeitersuche, keine Probleme mit Urlaub, Krankheit, Schwangerschaft. Der Kunde kann sicher sein, jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner zu erreichen, denn es sind prinzipiell immer mehrere Kollegen in seine Betreuung involviert.

tentem Ansprechpartner zu erreichen, denn es sind prinzipiell immer mehrere Kollegen in seine Betreuung involviert.

### Großes Angebotsspektrum

Mit dem Angebot der smart ZMV werden sowohl kleine Praxen als auch große Praxisgemeinschaften mit unterschiedlichsten Abrechnungsmodalitäten betreut. Das Angebotsspektrum reicht von der vollständigen Übernahme der Abrechnungsabwicklung und aller Verwaltungsaufgaben inkl. Korrespondenz mit Versicherungen und Erstattungsstellen bis hin zur Systempflege der Praxissoftware und dem Controlling zur Sicherstellung, dass keine erbrachten Leistungen verloren gehen. Das Team smart ZMV arbeitet mit allen gängigen Praxissystemen und passt sich den Erfordernissen der Praxen an.

Auch bei wirtschaftlichen Fragen, wie Neuanschaffungen von kostspieligen Geräten, kann die dentisratio GmbH anhand der authentischen Praxiszahlen Auskunft darüber geben, wie sich solche Investitionen für die Praxis rechnen.

Ihre Wünsche, gleich, ob das komplette Auslagern aller Verwaltungsaufgaben oder die Unterstützung und Beratung Ihrer mit der Abrechnung in der Praxis betrauten Mitarbeiter sind umsetzbar. Und Sie haben wieder mehr Zeit für Ihre eigentliche zahnärztliche Arbeit. [DT](#)

dentisratio GmbH


Tel.: +49 331 979216-0  
www.dentisratio.de

© Billion Photos/Shutterstock.com



## Transfer-Abutments – die einfache prothetische Lösung

Transfer-Abutments von Osstem weisen deutliche Unterschiede zu anderen Abutments auf.



keit und Reibungskoeffizient zu schaffen. Im Vergleich zu anderen Titanschrauben wurde die Reibungskoeffizient um 60 Prozent verringert, was nachhaltig zur besonderen Vorspannung und dem Drehwinkel beiträgt. So werden mehr Langzeitstabilität sowie Abrufbarkeit gewährleistet, da die Ebony Gold Schraube das Absinken vermeidet, was ein grundlegendes Problem der internen Verbindung ist.

Das Transfer-Abutment hat die Gestalt von am häufigsten verwendeten Abutments, die fast jeder Implantathersteller zur Verfügung stellt. Durch verschiedene auffällige Merkmale unterscheidet sich es jedoch deutlich von anderen und somit ist es eines der beständigsten und meistverkauften prothetischen Produkte.

### 196 verschiedene Spezifikationen

Beim Osstem Transfer-Abutment sind 196 verschiedene Spezifikationen für Durchmesser, Gingivahöhe und Höhe verfügbar. So viele Optionen bietet kein anderes großes Unternehmen. Diese können bei den meisten klinischen Fällen angewendet werden – Zahnärzte sparen somit Zeit und Kosten.

### Genauere Abformung für Implantat und Abutment

Je nach der Präferenz kann der Anwender entweder Implantat- oder Abutment-Niveau abformen. Vom Abformpfosten und Ausbrennzylinder bis hin zum Labor – analog sind alle entsprechenden Komponenten für beide Fälle verfügbar.

### Ebony Gold Schraube als die Lösung gegen Sink-down

Das Transfer-Abutment kommt mit einer hervorragenden Ebony Gold Schraube mit einer WCC (Tungsten Carbide Coating), die jegliche Schraubenlockerung und -fraktur wirksam verhindert. Die mehrschichtige Struktur aus Tungsten Carbide und Kohlenstoffschicht ist auf eine Titanschraube aufgebracht, um eine hohe Dauerhaftig-

### Analog? Digital? Beides ist möglich!

Um den Bedürfnissen der verschiedenen Kundentypen entsprechen zu können, hat Osstem außerdem digitale Arbeitsabläufe vom Transfer-Abutment ermöglicht. Für jede Spezifikation sind CAD Abutment-Bibliotheken vorhanden. Damit kann im CAD-System vorher überprüft werden, welche Spezifikation am besten zum eingesetzten Implantat passt. Auch ohne zusätzliches Zubehör kann die Krone auf digitale Weise gestaltet werden, da das Abutment während des Scans als ein Scanbody dient. [DT](#)

**Osstem Implant**  
Tel.: +49 6196  
7775500  
[www.osstem.de](http://www.osstem.de)



## Perfektionierte Behandlungseinheit bietet mehr Flexibilität

2020 startet der dänische Hersteller XO CARE mit einer neuen Edition der XO FLEX-Einheit.

Zahlreiche Innovationen der Behandlungseinheit machen die 2020er Edition für den Zahnarzt noch flexibler. Das XO Ambidex Saugschlauchsystem ist zentral unterhalb der Rückenlehne befestigt und kann dadurch mit dem Schlauch von der Behandlungsposition 8 bis 4 Uhr herumgeschwenkt werden. So können Rechts- wie Linkshänder ohne Umbau an der Einheit arbeiten. Die Saugschlauchdesinfektion ist in der neuen Edition 2020 zum Schutz vor Verkeimung serienmäßig integriert.

Auch die Nackenstütze wurde verbessert: Die Entfernung der Stütze zur Rückenlehne ist nun mit einem Klemmmechanismus arretiert, sodass sich die Neigung leichter einstellen lässt. Größtmögliche Flexibilität bietet XO CARE Zahnärzten mit der neuen Option für individuelle Bezüge des Soft-Polsters nach ihren eigenen Wünschen. Wer die Qual der Wahl scheut, kann


sich für eine der sieben Farben des Herstellers entscheiden. Neu hinzugekommen ist die Farbe Seidengrau (silk grey).

Ein weiteres Plus der XO FLEX 2020 ist die serienmäßige Ausstattung der Einheit mit einem Wasserdesinfektionssystem inklusive Rückflussverhinderung, die damit den EU-Richtlinien gemäß ISO 7494-2 entspricht. Für die sorgfältige Hygiene bietet XO CARE seinen Kunden ab sofort auch die passenden Desinfektionsprodukte für alle Oberflächen: Mit XO Intensive Desinfektion können alle alkoholresistenten Oberflächen desinfiziert werden (z. B. die Instrumente). XO Gentle

Disinfection eignet sich zur gründlichen Desinfektion aller weiteren Oberflächen und mit XO Fabric Makeup kann das Polster besonders gut gereinigt und gepflegt werden.

Ab sofort können Zahnärzte die neue VistaCam iX HD Smart von Dürr Dental in die 2020er Edition integrieren und damit auch im Videomodus eine brillante HD-Bildqualität erzielen. Dank Infrarottechnologie bietet die Intraoralkamera ohne Strahlenbelastung eine Diagnosehilfe bei Approximalkaries.

Bestehende XO 4- oder XO FLEX-Einheiten können ohne Austausch des Polsters mit dem Ambidex Saugschlauchsystem und der neuen Nackenstütze aufgerüstet werden. [DT](#)



Mit dem XO Ambidex Saugschlauchsystem kann der Schlauch ohne Umbau von links nach rechts bewegt werden.

**XO CARE A/S**  
Tel.: +49 151 22866248  
[www.xo-care.com](http://www.xo-care.com)

# [dentisratio]

Der Wert Ihrer Arbeit

Unser Angebot für Ihre Praxis:

### smart ZMV®

Mit einer intelligenten Abrechnungs- und Verwaltungslösung schafft [dentisratio] Freiräume in Ihrer Zahnarztpraxis.

### Coaching und Fortbildung

Mit [dentisratio] bleiben Sie aktuell in den Themen

- ▶ Abrechnung und Praxisorganisation
- ▶ Personalplanung und Zeitmanagement
- ▶ Teambuilding und Praxiskultur

### Betriebswirtschaftliche Beratung

Sie treffen strategische Entscheidungen, [dentisratio] berät und begleitet Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg.

### Digitalisierung der Zahnarztpraxis

[dentisratio] erarbeitet Ihr Konzept für eine zukunftssichere Transformation von der Karteikarte zum digitalen Praxissystem.

# [dentisratio]

Abrechnungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

**dentisratio GmbH**  
Großbeerenstr. 179  
14482 Potsdam

Tel. 0331 979 216 0  
Fax 0331 979 216 69

[info@dentisratio.de](mailto:info@dentisratio.de)  
[www.dentisratio.de](http://www.dentisratio.de)

# Ersparen Sie Patienten einschneidende Erlebnisse.



## Ligosan® Slow Release

Behandelt Parodontitis wirksam –  
bis in die Tiefe.

- » klinisch bewiesene antibakterielle und antiinflammatorische Wirkung für bessere Abheilung der Parodontaltaschen
- » hohe Patientenzufriedenheit dank geringer systemischer Belastung
- » einfache und einmalige Applikation des Gels; kontinuierliche lokale Freisetzung des Wirkstoffs Doxycyclin über mindestens 12 Tage

Ein Anwendungsvideo und weitere Informationen können  
Sie sich unter [kulzer.de/taschenminimierer](http://kulzer.de/taschenminimierer) ansehen.

Mundgesundheit in besten Händen.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP