Neu im Sortiment hochflexibler NiTi-Feilen

HyFlex Remover erleichtert endodontische Revisionsbehandlung.

Der international führende Dentalspezialist COLTENE erweitert mit einer speziellen Revisionsfeile aktuell sein Sortiment hochflexibler Nickel-Titan-Feilen. Die neuartige HyFlex Remover entfernt im Handumdrehen insuffiziente Guttaperchafüllungen sowie ähnliche in die Jahre gekommene endodontische Versorgungen. Dank ihrer filigranen Form passt sie sich (wie alle Feilen der HyFlex Serie) dem natürlichen Kanalverlauf an und lockert somit effizient das vorhandene Dentalmaterial - ganz ohne zusätzliche Lösungsmittel. Gleichzeitig schont die Removerfeile die umliegende Zahnhartsubstanz: Ihre nicht schneidende Spitze bietet zusätzliche Sicherheit bei der Präparation.

Für eine rasche, gründliche Behandlung empfiehlt sich der anschliessende Einsatz entsprechender NiTi-Feilen zur optimalen Ausfor-

mung des Wurzelkanals. Die Feile Taper .07 in den Längen 19 und 23 mm ist ab sofort im gut sortierten Dentalfachhandel erhältlich. Damit fügt sie sich nahtlos in die Reihe eigens entwickelter Spezialfeilen aus der COLTENE-Unternehmensgruppe ein, wie die HyFlex CM und EDM oder den Feilen von MicroMega. Auf www.coltene.com oder einem der Social-Media-Kanäle des Unternehmens informieren sich interessierte Zahnärzte über die neuesten Trends und Ideen aus der Dentalwelt. So gelingt auch Endo-Einsteigern bereits nach kurzer Zeit eine souveräne und effiziente Aufbereitung.

Coltène/ Whaledent AG Tel.: +41 71 757 53 00 www.coltene.com



von Garrison Dental Solutions.

werden.

zur Technik zu stellen und sich die Techniken von uns live demonstrieren zu lassen. Bitte rufen Sie uns an, um Ihre Schulungssitzung zu pla-

Kommen Sie gut durch diese ungewöhnliche Zeit, und zögern Sie nicht, uns bei Fragen telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren.

Sie können natürlich die drei neuen Ringe und die verbesserte Ringseparierzange zusammen mit den passenden Keilen und Matrizenbän-

dern in dem Starter-Set FX-KFF-00 für CHF 558 erhalten.

Durch unsere 60-Tage-Geld-zurück-Garantie sind Sie abgesichert.

ganz einfach online, ohne Anmeldung unter: https://catalogue. garrisondental.net/



durchzusehen. Geben Sie in dem Suchfeld einfach GarrisonDental

www.garrisondental.com

Computer Assistierte Lokal Anästhesie

Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes Verabreichen von Lokalanästhetika. CALAJECT™ kontrolliert die Fliessgeschwindigkeit des Anäs-

thetikums in jedem Programm und verhindert damit Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe Geschwindigkeit der Injektion und die anschliessende Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch glatten Touch-

screen und überzeugt durch einfache Programmwahl mit nur einer Berührung und übersichtlicher Programm-

Absolut geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb sind durch das Handstück bei allen Einstellungen mit Sichtbarkeit der Zylinderampulle während der gesamten Injektion gegeben. Alle Standard-Dentalkanülen können benützt werden. CALAJECT™ ist für alle Injektionstechniken einsetzbar und bietet drei Injektionseinstellungen für die Infiltrations-, Leitungsund intraligamentäre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung - keine Mehrkosten für zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien - und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit CALAJECT™ fördert eine

vertrauensbildende Behandlung Ihrer Patien-

RØNVIG Dental Mfg. A/S

Vertrieb D-A-CH Tel.: +49 171 7717937 www.calaject.de



Book your place at www.londondentistryshow.co.uk today

T +44 (0) 1923 851 777 E info@fmc.co.uk W www.fmc.co.uk

Reibungslose Versorgung mit **Garrison Produkten**

Live Web-Demonstration des Composi-Tight® 3D Fusion™

Wir sind weiterhin für Sie da und telefonisch erreichbar. Seien Sie versichert, dass unser Team alle Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen einhält, um sowohl Ihre als auch die eigene Sicherheit während dieser Zeit zu gewährleisten. Unser Ziel ist

es, eine reibungslose Versorgung mit Garrison Produkten zu gewährleis-

oder für Notfallverfahren zur Verfügung steht, seien Sie versichert, dass

wir Sie unterstützen werden. Unsere

Telefone sind besetzt und wir si-

ist dies ein guter Zeitpunkt, unsere Schulungsvideos auf YouTube

(ein Wort) ein, um unseren Kanal zu

finden, und abonnieren Sie ihn,

damit Sie bei jeder Veröffentlichung

Wenn Ihre Praxis geschlossen ist,

chern Ihre Produktversorgung.

Wenn Ihre Praxis geöffnet ist

Composi-

Sectional Matrix Sv

SECTIONAL MATRIX

eines neuen Videos benachrichtigt

Sie können auch Einzelsitzungen im Stil von Live-Streaming-Videokonferenzen planen. Dies ist wie Ihr eigenes persönliches Webinar und ermöglicht es Ihnen, Fragen

Bestellen Sie jetzt



Garrison Dental Solutions

Tel.: 0800 666655

metalvalor

Edelmetall-Rückgewinnung aus Dentalersatz



Kostenlose Analyse

Unsere Analyse mit dem Spektrometer ist kostenlos und ohne Verpflichtung.

Transparenz

Beim Ankauf-Termin vor Ort führen wir vor Ihren Augen die präzise Messung mit dem Spektrometer durch.

Schnelligkeit

Tel: +49 (0) 681 9471-0

Fax: +49 (0) 681 9471-171

In nur zwei Sekunden pro Dentalrest analysiert das Spektrometer dessen exakte Zusammensetzung.

Gewinnmaximierung

Dank der zuverlässigen Messtechnik erhalten Sie einen höheren Verkaufspreis als bei einer groben Schätzung.

So einfach geht's:

- 1. Befüllen Sie die Sammelbox mit Dentalresten.
- 2. Hat der Füllstand die Mindestfüllhöhe erreicht, rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin für die Messung und den Ankauf.
- 3. Zum vereinbarten Termin führt einer unserer kompetenten Service-Mitarbeiter die Messung in Ihrer Anwesenheit durch.
- 4. Sind Sie mit unserem Preisangebot einverstanden, erfolgt die Zahlung gleich vor Ort.

Sie haben noch Fragen?

Unser Kundenservice berät Sie gerne. Rückrufnummer: +49 (0) 681 9471-0



Email: info@metalvalor.com

Web: www.metalvalor.com