

## Abrechnungs- und Verwaltungslösungen in kompetenten Händen

smart ZMV – dentisratio GmbH betreut Zahnarztpraxen in allen KZV-Bereichen.



Von der Einzelbehandlerpraxis bis hin zu ganzen Zahnkliniken – um allen Kundenwünschen auf höchstem Niveau und zu jeder Zeit gerecht werden zu können, hat das Dienstleistungsunternehmen für zahnärztliche Abrechnung und Verwaltung expandiert: Die dentisratio GmbH baut kontinuierlich die Mitarbeiterzahl aus, um das umfangreiche Dienstleistungsangebot entsprechend der großen Nachfrage zu bedienen.

Die Büros in Potsdam und Hamburg sorgen für Kundennähe, ausgewiesene Fachkompetenz und direkte Ansprechpartner. Das sind die Markenzeichen des Unternehmens. Die Vorteile für die Kunden liegen auf der Hand: keine zeitaufwendige Mitarbeitersuche, keine Probleme mit Urlaub, Krankheit, Schwangerschaft. Der Kunde kann

sicher sein, jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner zu erreichen, denn es sind prinzipiell immer mehrere Kollegen in seine Betreuung involviert.

### Umfassende Angebote

Mit dem Angebot der smart ZMV werden sowohl kleine Praxen als auch große Praxisgemeinschaften mit unterschiedlichsten Abrechnungsmodalitäten betreut. Das Angebotsspektrum reicht von der vollständigen Übernahme der Abrechnungsabwicklung und aller Verwaltungsaufgaben inkl. Korrespondenz mit Versicherungen und Erstattungsstellen bis hin zur Systempflege der Praxissoftware und dem Controlling zur Sicherstellung, dass keine erbrachten Leistungen verloren gehen. Das Team smart ZMV arbeitet mit allen gän-

gigen Praxissystemen und passt sich den Erfordernissen der Praxen an.

Auch bei wirtschaftlichen Fragen, wie Neuanschaffungen von kostspieligen Geräten, kann die dentisratio GmbH anhand der authentischen Praxiszahlen Auskunft darüber geben, wie sich solche Investitionen für die Praxis rechnen.

Ihre Wünsche, gleich, ob das komplette Auslagern aller Verwaltungsaufgaben oder die Unterstützung und Beratung Ihrer mit der Abrechnung in der Praxis betrauten Mitarbeiter sind umsetzbar. Und Sie haben wieder mehr Zeit für Ihre eigentliche zahnärztliche Arbeit. **DT**

**dentisratio GmbH**  
Tel.: +49 331 979216-0  
www.dentisratio.de

## Reibungslose Versorgung mit Garrison Produkten

Live Web-Demonstration des Composit-Tight® 3D Fusion™  
von Garrison Dental Solutions.

Wir sind weiterhin für Sie da und telefonisch erreichbar. Seien Sie versichert, dass unser Team alle Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen einhält, um sowohl Ihre als auch die eigene Sicherheit während dieser Zeit zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, eine reibungslose Versorgung mit Garrison Produkten zu gewährleisten.

Wenn Ihre Praxis geöffnet ist oder für Notfallverfahren zur Verfügung steht, seien Sie versichert, dass wir Sie unterstützen werden. Unsere Telefone sind besetzt und wir sichern Ihre Produktversorgung.

Wenn Ihre Praxis geschlossen ist, ist dies ein guter Zeitpunkt, unsere Schulungsvideos auf YouTube durchzusehen. Geben Sie in dem Suchfeld einfach GarrisonDental (ein Wort) ein, um unseren Kanal zu finden, und abonnieren Sie ihn, damit Sie bei jeder Veröffentlichung eines neuen Videos benachrichtigt werden.

Sie können auch Einzelsitzungen im Stil von Live-Streaming-Videokonferenzen planen. Dies ist wie Ihr eigenes persönliches Webinar und ermöglicht es Ihnen, Fragen zur Technik zu stellen und sich die Techniken von uns live demonstrieren zu lassen. Bitte rufen Sie uns an, um Ihre Schulungssitzung zu planen.

Kommen Sie gut durch diese ungewöhnliche Zeit und zögern Sie

nicht, uns bei Fragen telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren.

Sie können natürlich die drei neuen Ringe und die verbesserte Ringseparierzange zusammen mit den passenden Keilen und Matri-



zenbändern in dem Starter-Set FXKFF-00 für 459 € erhalten.

Durch unsere 60-Tage-Geld-zurück-Garantie sind Sie abgesichert.

Bestellen Sie jetzt ganz einfach Online, ohne Anmeldung unter <https://catalogue.garrison-dental.net/de>. **DT**



**Garrison  
Dental Solutions**  
Tel.: +49 2451 971409  
www.garrisondental.com

ANZEIGE

## OroTox®

Zahngesundheit ist messbar!

Jetzt 10 % sparen!\* | Code: DT\_03\_0420

Frühzeitige Bestimmung von  
infektions- & füllungsbedingten Giften.

Möglicher Einsatz bei:

- wurzelgefüllten Zähnen
- FDOK / NICO
- sonstigen Zahnstörfeldern

\* Sparen Sie mit Ihrem Vorteilscode 10% auf Ihre nächste Bestellung. Nur einmalig auf Reagenzien einlösbar und nicht mit anderen Rabatten und Angeboten kombinierbar.



Registrieren, bestellen und Code aktivieren unter:  
**www.shop.orotox.de**

OroTox® International | Grünwalder Str. 1 | D-81547 München  
T. 0049 89 38 17 91 05 | [www.orotox.de](http://www.orotox.de) | [office@orotox.de](mailto:office@orotox.de)

## Nano-Hybrid- Zahnfüllungsmaterial

tZeen® – universell einsetzbar und lichthärtbar.

tZeen® ist ein universelles Zahnfüllungsmaterial für höchste Ansprüche und indiziert für anteriore und posteriore Restaurationen der Black-Klassen I-V. Das lichthärtbare, röntgenopake und vor allem schrumpfarme tZeen® überzeugt durch eine hohe Abrasionsstabilität.

tZeen® ist geschmeidig, klebt nicht am Instrument und ist ausgezeichnet modellier- und hochglanzpolierbar. Es ermöglicht Restaurationen mit einer hervorragenden

Ästhetik und ist dabei ausgezeichnet farbstabil.

tZeen® ist erhältlich in den an die VITA®-Referenz angelehnten Farben A1, A2, A2opak, A3, A3.5, B2, B3, C2 und Inzisal.

Weitere Informationen vom Hersteller auf Anfrage. **DT**

**R-dental  
Dentalerzeugnisse GmbH**  
Tel.: +49 40 3070703-0  
[www.r-dental.com](http://www.r-dental.com)



## Wirksam gegen das neue Coronavirus

OPTIM® erfüllt Anforderungen gleich mehrerer Richtlinien.

Für die Öffentlichkeit hat sich durch den Ausbruch des Coronavirus das Bewusstsein für die Gefahren und die Verbreitung von Viren erhöht, aber für die Mitarbeiter des Gesundheitswesens unterstreicht dieser Ausbruch die Bedeutung der ordnungsgemäßen Durchführung und Überwachung von Standard-Protokollen zur Infektionskontrolle.

OPTIM hat sich auf harten, nichtporösen Oberflächen und nichtinvasiven medizinischen Geräten als wirksam gegen Viren erwiesen, die dem neuartigen Coronavirus ähnlich sind. Somit kann dieses Produkt gegen COVID-19 eingesetzt werden, wenn es gemäß der Gebrauchsanweisung für den Einsatz gegen das Poliovirus auf harten, nichtporösen Oberflächen und nichtinvasiven medizinischen Geräten verwendet wird.

COVID-19 gehört zu einer Virenfamilie, die eine Reihe von Krankheiten – von Erkältungen bis hin zu SARS und MERS – verursachen können. Das Besondere an diesem Coronavirus ist, dass es sich um einen Stamm handelt, der noch nie zuvor beim Menschen aufgetreten ist. Obwohl es neu ist, gehört es zu einer Klasse von Viren, die leichter abzutöten sind als viel robustere Viren, wie etwa das Poliovirus oder das Norovirus.

OPTIM erfüllt die Anforderungen der Richtlinie der EPA für neu

auf tretende virale Pathogene, der Richtlinie von Health Canada für Desinfektionsmittel mit breitem viruziden Wirksamkeitsspektrum gegen neu auftretende Pathogene, der europäischen CEN-Übersichtsnorm EN14885 sowie der Norm EN14476 für die viruzide Wirkung von Desinfektionsmitteln und des RKI/DVV-Standards.

OPTIM 1 hat eine viruzide Kontaktzeit von 30 Sekunden.\* Das bedeutet, dass die Oberfläche lediglich eine Minute lang feucht bleiben muss, damit Viren – einschließlich des neuartigen Coronavirus – inaktiviert werden.

OPTIM 1 und OPTIM Blue haben eine Kontaktzeit von 30 Sekunden bzw. einer Minute gemäß EN 14476 Viruziditätsprüfung. OPTIM 1 ist gemäß RKI/DVV voll viruzid nach einer Einwirkzeit von zwei Minuten. OPTIM Blue hat gemäß RKI/DVV eine begrenzte Viruzidie nach 30 Sekunden Kontaktzeit. [DT](#)

\* OPTIM33TB ist in Kanada, den USA und in Europa erhältlich. OPTIM 1 ist in den USA und Europa erhältlich. OPTIM Blue ist in Europa erhältlich.

SciCan GmbH  
Tel.: +49 7561 98343-0  
[www.scican.com](http://www.scican.com)



## Entnahme von Endo-Lösungen – einfach, sicher und direkt!

Innovativ und nach wie vor aktuell:  
das ESD-Entnahmesystem von lege artis.

Endodontie ist aufwendig. Mit dem ESD-Entnahmesystem wird das Spülen, Desinfizieren und Reinigen des Wurzelkanals deutlich erleichtert. ESD steht für Einfach, Sicher und Direkt. Wollen Sie sich Zeit und Ärger sparen? Sicher kennen Sie NaOCl-Flecken aus der Praxis. Das war einmal. Jetzt gibt es ESD. Es ist ein einfaches System zur rückstandslosen Entnahme Ihrer Endo-Lösungen: simpel und gleichzeitig genial – ohne Zusatzkosten!

Direkt aus der Flasche in die Spritze. Probieren Sie es aus, am besten gleich. Übrigens das HISTOLITH NaOCl gibt es nicht nur in 5%iger Konzentration, sondern auch als 3%ige und 1%ige Lösung.

Über weitere Einzelheiten informiert Sie unser Außendienst, gerne auch telefonisch – klicken Sie einfach auf unsere Homepage unter Vertrieb national. Wir freuen uns über Ihr Interesse. [DT](#)

lege artis Pharma GmbH + Co. KG  
Tel.: +49 7157 5645-0  
[www.legeartis.de](http://www.legeartis.de)



Handling des ESD-Entnahmesystems.

ANZEIGE

## CAMLOG COMPETENCE LIVE

100% Online-Fortbildung –  
Übertragung von drei Live-OPs



**Online-Fortbildung am 13. Mai 2020 mit Übertragung der Live-OP aus Baden-Baden**  
Schablonengeführte Sofortimplantation – eine zeitgemäße Therapieform  
Dr. S. Marcus Beschnidt (Operateur),  
Dr. Kim W. Schulz (Moderator)



**Online-Fortbildung am 17. Juni 2020 mit Übertragung der Live-OP aus München**  
Stabiles Weichgewebe, der Erfolgsfaktor einer implantologischen Therapie  
Dr. Peter Ranzelzhofer (Operateur),  
Dr. Claudio Cacaci (Moderator)



**Online-Fortbildung am 16. September 2020 mit Übertragung der Live-OP aus Berlin**  
Navigierte Implantologie – Qualitätssicherung und Teammanagement  
Dr. Dr. Anette Strunz (Operateurin),  
Dr. Ulf Neveling (Moderator)

In Kooperation mit:



Anmeldung und weitere Informationen unter  
[www.camlog.de/ccl](http://www.camlog.de/ccl)



camlog