

American Dental Systems

Anatomische Wurzelkanalaufbereitung mit innovativem Feilensystem

Die Kombination aus MaxWire® und Booster Tip (BT) Technologie macht den XP-endo® Shaper von FKG Dentaire zu einem innovativen Feilensystem für die sichere, schonende und schnelle Wurzelkanalaufbereitung (auf mindestens 30/.04). Mit diesem hochflexiblen Instrument, das sich an die Kanalform anpasst, lässt sich Mikrodebris effizient entfernen. Dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeit zur Ausdehnung gelingt es,



mit dem FKG XP-endo® Finisher sowohl einfache als auch äußerst komplexe Wurzelkanalsysteme zu reinigen, wobei die ursprüngliche Kanalform erhalten bleibt. Beide Instrumente haben eine hohe Resistenz gegen Ermüdung.

American Dental Systems GmbH
Tel.: 08106 300-300
www.ADSsystems.de

CompuGroup Medical Dentalsysteme

Praxissoftware mit Schutzfunktion

Das Coronavirus hat aufgrund des direkten Patientenkontakts und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr deutliche Auswirkungen auf die dentale Praxis. Dank moderner Technik lässt sich jedoch das Ansteckungsrisiko reduzieren. Dafür haben die Koblenzer Softwareexperten von der CGM Dentalsysteme schon Lösungen parat. So bietet das TELEMED Mobile Praxis Center Zugriff auf den heimischen Praxiscomputer

von jedem Rechner aus. Praxismanagement „to go“, das Homeoffice für Verwaltungsangestellte und Praxisinhaber, bietet: maximale Sicherheit, DSGVO-konform und zugleich mit aktuellster Verschlüsselungstechnologie gesichert. Mit dem CGM-Softwaremodul „Elektronische Zahlung“ kann das Infektionsrisiko zudem minimiert werden. Bei der rechtssicheren und patientenbezogenen Dokumentation der Hygienemaßnahmen

sorgt die CGM Hygieneverwaltung sofort für klare Verhältnisse. Bereits vor der Corona-Krise wurden zudem Webinare als erstklassige Alternative zu den klassischen Schulungen ins Schulungsportfolio aufgenommen.

CompuGroup Medical
Dentalsysteme GmbH
Tel.: 0261 80001900
www.cgm-dentalsysteme.de



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



lege artis

Innovativ und aktuell

Endodontie ist aufwendig. Mit dem ESD-Entnahmesystem wird das Spülen, Desinfizieren und Reinigen des Wurzelkanals deutlich erleichtert, denn es ermöglicht die direkte Entnahme aus der Flasche in die Spritze. Wollen Sie Zeit und Ärger sparen? Sicher kennen Sie NaOCl-Flecken aus der Praxis. Das war einmal. Jetzt gibt es das ESD-Entnahmesystem von lege artis, ein einfaches, sicheres und direktes System zur rückstandslosen Entnahme von Endo-Lösungen – ohne Zusatzkosten. Es ist bereits in jedem Flaschenhals der Endo-Lösungen fest eingebaut. Die Flasche muss nicht auf den Kopf gedreht werden. Probieren Sie es aus. Das HISTOLITH NaOCl gibt es nicht nur in 5%iger und 3%iger Konzentration, sondern auch als 1%ige Lösung. Über weitere Einzelheiten informiert Sie unser Außendienst, gerne auch telefonisch – klicken Sie einfach auf unserer Homepage auf Vertrieb national. lege artis freut sich über Ihr Interesse.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
 Tel.: 07157 5645-0
 www.legeartis.de

Schlumbohm

EndoPilot – die erfolgreiche Komplettlösung

Die EndoPilot²-Reihe überzeugt durch ausgefeilte Technik, ein modulares System und ein modernes Design. Von der Apexmessung während der Aufbereitung (Endo-Motor + Apexmessung) über die Abfülltechnik Downpack und Backfill bis zur Ultraschallnutzung mit und ohne Spülflüssigkeit sind alle Arbeitsschritte einer effektiven Wurzelkanalbehandlung mit einer komfortablen platzsparenden Geräteeinheit durchführbar. Die übersichtliche Menüführung des intuitiv bedienbaren 7-Zoll-Farb-Touchdisplays mit Frontglas ermöglicht eine komfortable Bedienung und eine leichte Reinigung. Besondere Vorteile des EndoPilot² sind u. a. die patentierte hochpräzise Apexmessung in Echtzeit sowie die patentierte zerlegbare Feilenklemme. Diese kann mit wenigen Handgriffen zerlegt werden und erfüllt damit die gestellten RKI-Anforderungen an eine zeitgemäße Aufbereitung. Alle Geräteeinheiten sind mit einem Lithium-Ionen-Akku und Funkfußschalter ausgestattet – also flexibel einsetzbar. Die Feilenbibliothek ist über ein Update leicht zu aktualisieren und ermöglicht den Zugriff auf ein stets aktuelles breit gefächertes Feilensortiment. Zudem bleibt das Gerät immer auf dem neuesten technologischen Stand. Eine spätere Erweiterung ist problemlos durchführbar.

Schlumbohm GmbH & Co. KG
 Tel.: 04324 8929-0
 www.schlumbohm.de



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

NSK

Individuell einsetzbarer Endo-Motor

Ein Endo-Motor für alle gängigen rotierend arbeitenden NiTi-Endodontiefilen? Mit dem neuen ENDO-MATE DT2 stellt NSK genau diesen vor. Diese hohe Flexibilität macht ihn zu einer individuell einsetzbaren Hilfe im Praxisalltag. Die von Feilenanbietern vorgegebenen Parameter wie Drehzahl und Drehmoment können einfach eingestellt und gespeichert werden. Diese benutzerfreundliche Programmierfunktion ermöglicht äußerst effiziente Behandlungen. Selbstverständlich verfügt ENDO-MATE DT2 über verschiedene Auto-Reverse-Funktionen, die dazu beitragen, einen Feilenbruch zu verhindern. Der Kopf des Endo-Motors lässt sich in sechs unterschiedlichen Positionen auf dem Handstück positionieren, sodass stets ein optimaler Zugang zum Wurzelkanal gewährleistet ist. Das geringe



Gewicht des Handstücks unterstützt die ergonomische Anwendung zusätzlich. Das Steuergerät wurde als leichte, kompakte und tragbare Einheit mit einem wiederaufladbaren Akkupaket entwickelt und bietet somit mobile Einsatzbereitschaft. Optional kann der ENDO-MATE DT2 in Kombination mit den bei NSK erhältlichen MPA-Köpfen mit einem



Apex-Lokator, z. B. dem NSK iPex II, oder einem anderen Gerät verbunden werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de


Dentsply Sirona

Komplettlösung für reibungslose Wurzelkanalbehandlung

So viel Dentin wie möglich erhalten – das ist der Schlüssel zu einer langfristigen und erfolgreichen Zahnerhaltung in der Endodontie. Dentsply Sirona hat dafür das dentinschonende Behandlungskonzept TruNatomy™ entwickelt. Es beinhaltet sämtliche Instrumente und Materialien für eine reibungslose und vorhersagbare Wurzelkanalbehandlung. Die Komplettlösung bietet Produkte für jeden Schritt von der Aufbereitung über die Spülung bis zur Obturation. Zudem ist es mit TruNatomy™ möglich, eine kleinere Zugangskavität zu erschaffen, ein geradliniger Zugang ist dabei nicht notwendig, denn die Feilen haben eine hohe Flexibilität. Ihr Design berücksichtigt die Anatomie des Zahns und des Wurzelkanals. So können sogar bei

engen und gekrümmten Kanälen oder eingeschränkter Zugangskavität Behandlungen durchgeführt werden. Kliniker müssen nicht länger einen Kompromiss zwischen Zugang und Strukturerehalt eingehen. Dank nahtloser Übergänge kann der Zahnarzt den Therapieplan in einem einzigen reibungslosen Prozess umsetzen.

Dentsply Sirona Deutschland GmbH
Tel.: 08000 735000 (kostenfrei)
www.dentsplysirona.com



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Loser & Co

Sicher und **wirkungsvoll** absaugen



Loser & Co
[Infos zum Unternehmen]

Mr. Thirsty löst drei wesentliche Herausforderungen gleichzeitig: das sichere Absaugen aller Flüssigkeiten, Abhalten von Zunge und Wange sowie Sichern einer stabilen Mundöffnung. Durch das kontinuierliche Absaugen von Spray und Flüssigkeiten unmittelbar aus der Mundhöhle kann die Behandlung ohne Unterbrechung erfolgen. Das zeitaufwendige Umsetzen des Saugers entfällt. Zudem wird die Assistenz erheblich entlastet

und kann sich während der Sitzung anderen Vorbereitungen widmen. Die Einwegaufsätze werden auf den Absaugeschlauch gesteckt und im Mund des Patienten positioniert. Sie sind weich, flexibel und können der jeweiligen Situation optimal angepasst werden. Wange und Zunge werden zuverlässig abgehalten, der Rachen ist geschützt, sodass ein versehentliches Aspirieren nicht möglich ist. Ein stabiler Bissblock entlastet das Kiefergelenk des Patienten. Mr. Thirsty unterstützt auch beim Behandeln ohne Assistenz: Die Sitzung verläuft effizient und zügig. Nacken- und Rückenschmerzen werden aufgrund der besseren Arbeitsposition vermieden.

Loser & Co GmbH
Tel.: 02171 706670
www.loser.de



COLTENE

Removerfeile erleichtert Revisionsbehandlung

Mit speziellen Revisionsfeilen erweitert COLTENE aktuell sein Sortiment hochflexibler Nickel-Titan-Feilen. Die neuartigen HyFlex™ und MicroMega 30/07 Remover entfernen im Handumdrehen insuffiziente Guttapercha-Füllungen sowie ähnliche in die Jahre gekommene endodontische Versorgungen. Dank ihrer filigranen Form passen sie sich dem natürlichen Kanalverlauf an und lockern somit effizient das vorhandene Dentalmaterial – ganz ohne zusätzliche Lösungsmittel. Gleichzeitig schonen die Removerfeilen die umliegende Zahnhartsubstanz: Ihre nichtschneidende Spitze bietet zusätzliche Sicherheit bei der Präparation. Für eine rasche gründliche Behandlung empfiehlt sich der anschließende Einsatz entsprechender NiTi-Feilen zur optimalen Ausformung des Wurzelkanals. Die Feilen mit Taper .07 sind in den Längen 19 und 23 mm ab sofort im gut sortierten Dentalfachhandel erhältlich. Damit fügen sie sich nahtlos



in die Reihe eigens entwickelter Spezialfeilen aus der COLTENE-Unternehmensgruppe ein.



COLTENE
[Infos zum Unternehmen]

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Tel.: 07345 805-0
www.coltene.com

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE

EndoPilot²

Erweiterbar - Kompakt - Sicher



EndoPilot² ultra



Apex



EndoMotor



DownPack



UltraSchall



BackFill



Pumpe



Akku



Wireless



EndoPilot² comfort plus