

## Von hygienisch rein bis doppelt steril verpackt

Dentaurum bietet breite Palette an Qualitätsprodukten.

Das Dentalunternehmen Dentaurum schreibt Hygiene im Zusammenhang mit den eigenen Produkten nicht nur wegen gesetzlicher Bestimmungen groß. Das Thema war dem Medizinproduktehersteller seit jeher wichtig – bereits vor 20 Jahren standen Ideen für kontaktarme, hygienische Verpackungen im Raum. Eine Vielzahl an gereinigten und sterilen Produkten sowie smarte Verpackungssysteme

gewährleisten nach wie vor, dass sich Behandler und Patienten auf einen professionellen Behandlungsablauf konzentrieren können.

Dentaurum Geschäftsführer Mark S. Pace erklärt: „Für Dentaurum hat die Sicherheit von Anwendern und Patienten höchste Priorität. Als ältestes inhabergeführtes Familienunternehmen in der Dentalindustrie stehen für uns der Mensch und ein für unsere Kunden umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau an erster Stelle. Durch ständige Weiterbildung unserer langjährigen und erfahrenen Mitarbeiter, stetige Qualitätskontrollen wie auch validierte Prozesse ermöglichen wir das Einhalten der Hygienekette bis in die Praxis unserer Kunden hinein. Dies lassen wir jährlich durch unabhängige benannte Stellen prüfen. Seit mehr als 130 Jahren stehen wir für Qualität ‚made in Germany‘. Uns in allen Bereichen kontinuierlich weiterzuentwickeln und an neue Gegebenheiten anzupassen, ist für uns als traditionsreiches Unternehmen eine Selbstverständlichkeit. Während der aktuellen Lage ermöglicht die Sorgfalt, mit der unsere Produkte hergestellt und verpackt werden, dass auch die Notfallbehandlung der Patienten weiter gewährleistet werden kann. So bieten wir Behandlern und Patienten während der Corona-Pandemie ein großes Stück Sicherheit.“



Hygienisch rein verpackte discovery® smart Brackets. (Fotos: © Dentaurum)

Seitdem werden die discovery® smart Brackets vollautomatisch verpackt. Nach der Fertigung durchlaufen sie einen aufwendigen Reinigungsprozess mit bis zu sieben Reinigungsschritten. Anschließend werden sie im Rahmen eines speziell entwickelten Prozesses verpackt, versiegelt und etikettiert. Eine doppelte Folierung bietet optimalen Schutz vor Verunreinigungen, während zwei Siegel auf der Verpackung die Originalität gewährleisten. Kieferorthopäden erhalten hygienisch saubere Brackets, die sie mithilfe einer Klemmpinzette entnehmen und – ganz ohne zusätzliche Reinigung – direkt im Patientenmund einsetzen können.



Die vollautomatische Waschstraße im firmeneigenen Reinraum.

### Sicheres Verpackungskonzept für Implantate

tiologic® TWINFIT Implantattypen werden einem umfangreichen Reinigungs- und Sterilisationsprozess unterzogen und in einer gammasterilisierten Doppelverpackung geliefert. Diese Verpackungsform bietet sowohl im Hinblick auf die Handhabung als auch die Transportsicherheit beste Bedingungen. Beide Außenverpackungen, sowohl Folie als auch Blisterverpackung, gewährleisten einen perfekten Schutz des Innenbehälters mit dem sterilen Implantat, Verschlusschraube und Tiefenstophülse. Zusätzlich sorgt die umweltfreundliche Umverpackung für einen sicheren Transport und eine optimale Lagerung in der Praxis.

An dieser Stelle sei auch das skelettale Verankerungssystem tomas® erwähnt, das eine kieferorthopädische Behandlung effektiv und einfach gestaltet. Bereits seit 2004 werden die tomas® pin steril verpackt. Durch den Einsatz dieser Minipins kann auf eine umständliche Versorgung mit extraoralen Geräten nahezu verzichtet werden. Sie können für die Distalisation, Mesialisation, Intrusion, Gaumennahterweiterung oder indirekte Verankerung eingesetzt werden.


### Hightech-Hygiene in der Kieferorthopädie

2018 hat Dentaurum als erstes KFO-Unternehmen weltweit eine robotergesteuerte Bracketverpackungsmaschine in Betrieb genommen.

### kontakt

#### DENTAURUM GmbH & Co. KG

Turnstraße 31  
75228 Ispringen  
Tel.: 07231 803-0  
Fax: 07231 803-295  
info@dentaurum.de  
www.dentaurum.com



## Optimaler Infektionsschutz

protect-on Gesichtsschutz für opt-on® Lupenbrillen von orangedental.

Damit Anwender der opt-on® Lupenbrillen optimal gegen Tröpfcheninfektion geschützt sind, hat orangedental den Gesichtsschutz protect-on entwickelt, der perfekt an die Lupenbrille angepasst ist.



protect-on besteht aus einer reißfesten, hochtransparenten und leichten PET-Spezialfolie und wird durch ein spezielles Magnetsystem (Pat. Pending) einfach an der Lupenbrille befestigt.

protect-on passt auf opt-on® Lupenbrillen mit und ohne spot-on® Lichtsystem und sorgt für optimalen Infektionsschutz für Patienten und Personal in der Praxis. protect-on kann entweder zur Nachrüstung von opt-on® Lupenbrillen oder bei Neubestellung einer orangedental Lupenbrille direkt als opt-on® protect (mit Gesichtsschutz) bezogen werden. Fragen Sie Ihr Dentaldepot nach protect-on von orangedental oder kontaktieren Sie uns direkt.

### kontakt

orangedental GmbH & Co. KG  
Aspachstraße 11  
88400 Biberach an der Riß  
Tel.: 07351 47499-0  
info@orangedental.de  
www.orangedental.de

**orangedental**  
premium innovations DDI inside

**Das universelle Lupenbrillensystem opt-on®/spot-on® jetzt mit dem optimalen Infektionsschutz**

**opt-on® protect**  
Corona-Preis  
**1.199,-€**

+ 2x Bügel-Pin  
+ 1x opt-on® 2.7 TTL (3.3 Vergrößerung, Aufschlag 100,-€)  
+ 1x Magnetsteg

**protect-on**  
Corona-Preis  
**89,-€**

+ 1x Gesichtsschutz  
+ 1x Magnetsteg

\*Preise inkl. MwSt. / Angebot gültig bis die Corona-Beschränkungen aufgehoben sind.

## CA® Pro

Die neue Alignerfolie von SCHEU-DENTAL.

Folien für die Alignertherapie müssen vielfältigen Kriterien gerecht werden. Eine der gefragtesten Eigenschaften ist ein kontinuierlich hohes Kraftniveau bei gleichzeitig niedriger Initialkraft. Genau das schafft die neu entwickelte Folie von SCHEU-DENTAL und erfüllt damit die biomechanischen

Erwartungen an die Alignertherapie. Durch einen flexiblen Elastomerkern, der in einer hartelastischen Doppelschale eingebettet ist, behält die neue CA® Pro wesentlich länger ein konstantes Kraftniveau als konventionelle Alignerfolien. Ihre anfängliche Initialkraft ist

dabei geringer, sodass sie einen sanfteren Einstieg in die Behandlung und mehr Tragekomfort für den Patienten ermöglicht. Die Doppelschalenkonstruktion mit elastischer Zwischenlage sorgt gleichzeitig für eine höhere Materialflexibilität und Bruchfestigkeit.

CA® Pro ist in den Stärken 0,5 mm, 0,625 mm und 0,75 mm in den Durchmessern 120 mm und 125 mm erhältlich.



CA® Pro


Die innovative Doppelschalenkonstruktion mit Elastomerkern. Gleichbleibendes Kraftniveau. Weniger Initialkraft.

Folienquerschnitt CA® Pro. (Foto: © SCHEU-DENTAL)

### kontakt

#### SCHEU-DENTAL GmbH

Am Burgberg 20  
58642 Iserlohn  
Tel.: 02374 9288-0  
www.scheu-group.com





# „Liebe Kollegen & Kolleginnen! Wisst Ihr, was ich heute gehört habe?“

**Dr. Jan Neugierig:** 12:05  
Ich habe gehört, dass Du auch mit dent.apart zusammen arbeitest?

**Dr. Jan Neugierig:** 12:05  
Warum?

**Dr. Martina Pionier:** 12:06  
Ja! Das tue ich! 😊 Immer häufiger fragen meine Patienten, ob sie den hohen Rechnungsbetrag für den Einstieg in die Aligner-Behandlung in Raten zahlen können.

**Dr. Jan Neugierig:** 12:07  
Ja das kenne ich! Für manche Patienten ist das ein echtes Kaufhindernis ... 😞

**Dr. Martina Pionier:** 12:08  
Siehst Du! Und genau da kommt dent.apart ins Spiel! Denn durch den dent.apart-Zahnkredit entsteht diese Einstiegshürde gar nicht erst!

**Dr. Martina Pionier:** 12:08  
Der Patient schließt den dent.apart-Zahnkredit einfach online ab. Und der Kreditbetrag für die Gesamtbehandlung wird sofort auf mein Praxiskonto überwiesen. Erst danach beginnt die Behandlung!

**Dr. Jan Neugierig:** 12:10  
Echt? Das kann ich gar nicht glauben! 😞

**Dr. Jan Neugierig:** 12:10  
Hat bei Dir ein Patient schon mal die komplette Aligner-Behandlung mit dent.apart im voraus bezahlt?

**Dr. Martina Pionier:** 12:11  
Ja klar, schon einige! 😊😊

**Dr. Martina Pionier:** 12:11  
Das Beste daran ist, dass sowohl alle Mat.&Lab.-Kosten, als auch zukünftigen Teilrechnungen bereits im voraus komplett bezahlt sind! Es kann also kein Risiko mehr entstehen, dass ein Patient später mal nicht zahlt! 😊


**Dr. Jan Neugierig:** 12:12  
So habe ich das noch nie gesehen!!! 💡💡💡  
Ich möchte dent.apart auch meinen Patienten empfehlen!  
Wie geht das? 😊

**Dr. Martina Pionier:** 12:14  
Einfach das Starterpaket bestellen! 📦 Du bekommst die Info-Materialien zugeschickt!

**Dr. Martina Pionier:** 12:15  
Du teilst diese an Deine Patienten aus, wenn Du Sie über dent.apart informierst. Jetzt musst Du nur noch das Praxiskonto checken, ob Dein Honorar eingegangen ist.

**Dr. Jan Neugierig:** 12:18  
Das ist ja einfach! 😊

**Jetzt Starterpaket bestellen!**



Tel.: 0231 – 586 886 – 0



[www.dentapart.de/zahnarzt](http://www.dentapart.de/zahnarzt)



Einfach bessere Zähne.

**dent.apart**®