

Philips

## Zahnaufhellung: Patientenaufklärung mit Fingerspitzengefühl



© Philips GmbH

Oftmals liegen Wunsch und Wirklichkeit einer Zahnaufhellung weit auseinander: Etwa, wenn der Patient mit der Zahnfarbe A1 seine Zähne noch stärker aufhellen lassen möchte oder die gewünschte Zahnfarbe nicht dem Alter entspricht. In solchen Fällen ist vom Behandler viel Fingerspitzengefühl gefragt. Prof. Dr. Michael Noack von der Universität Köln kennt das Dilemma und sieht das Aufklärungsgespräch als eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Therapieerfolg an. Gemeinsam mit Philips hat er einen Gesprächsleitfaden zur Patientenaufklärung im Vorfeld der lichtaktivierten Zahnaufhellung mit Philips Zoom erarbeitet. Zahnärzte können diesen kostenlosen Service im beigefügten QR-Code herunterladen. Außerdem können über den neuen Dentalshop von Philips ab sofort schnell und unkompliziert alle zahnmedizinischen Produkte für die lichtaktivierte Zahnaufhellung mit Philips Zoom bestellt und kostenlose Demonstrationen angefragt werden.



**Philips GmbH**  
 Tel.: +49 40 349713010  
[www.philips.com/dentalshop](http://www.philips.com/dentalshop)

COLTENE

## Programmierbarer Autoklav passt sich Praxisbedürfnissen an

Mit dem Kammerautoklav BRAVO G4 bringt SciCan aus der COLTENE-Gruppe einen hochmodernen Sterilisator der Klasse B auf den Markt. Der EN 13060-konforme Autoklav erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und Funktionalität. Innerhalb von 33 Minuten sterilisiert und trocknet er Instrumente zuverlässig und effektiv. Zur Verbesserung der Dampfpenetration entfernt ein Vorvakuumzyklus die Luft im Gerät, der Nachvakuumzyklus sorgt für verlässliche Trocknung. Funktionen wie ein programmierbarer Startzeitpunkt oder automatische Wartungsprogramme erleichtern die Abläufe in der Praxis. Zudem verfügt der SciCan BRAVO G4 über verschiedene Optionen zum Befüllen und Entleeren. Für eine wirksame Sterilisation überwacht ein elektronisches Steuerungssystem mit Autostopfunktion die Einhaltung der kritischen Parameter, die Datenprotokollierung erfolgt automatisch. Erhältlich ist der BRAVO G4 in drei Größen mit 17-, 22- und 28-Liter-Kammervolumen. Weitere Informationen finden interessierte Zahnärzte unter [www.scican.com](http://www.scican.com)



**SciCan GmbH**  
 Tel.: +49 7561 98343-0 • [www.scican.com](http://www.scican.com)

American Dental Systems

## Das inspiro Direktsystem für hochästhetische Restaurationen



Das inspiro Direktsystem erweitert die Möglichkeiten der Freihand-Bonding-Techniken nach dem bewährten „Natürlichen Schichtkonzept“ von Dr. Didier Dietschi. Es basiert auf der Idee, den natürlichen Zahnaufbau mit einer vereinfachten und verlässlicheren Zwei-Schicht-Technik (Dentin und Schmelz) so exakt wie möglich nachzubilden. Das inspiro Kompositssystem repräsentiert die aktuellsten Entwicklungen in der Anwendung des „Natürlichen Schichtkonzepts“. Dank der verbesserten optischen Eigenschaften und einer umfassenden logischen Farb- und Materialauswahl sowie Materialkonsistenz können Restaurationen von unübertroffener ästhetischer Qualität und Vollständigkeit erschaffen werden. Das inspiro Direktsystem verfügt über ein breites Dentin- und Schmelzfarbensortiment sowie über zusätzliche Effektfarbtöne, mit denen alle in der Natur vorkommenden Farbvarianten nachgeahmt werden können.

**American Dental Systems GmbH**  
 Tel.: +49 8106 300-300 · [www.ADSsystems.de](http://www.ADSsystems.de)



Garrison Dental

## Einführung eines neuen professionellen Zahnaufhellungssystems

Die neuen Daring White™ professionellen Zahnaufhellungsstrips von Garrison Dental Solutions enthalten eine sichere Formulierung aus 15 Prozent Carbamidperoxid für wunderschöne Ergebnisse mit minimaler Empfindlichkeit. Die Strips sind einfach zu Hause anzuwenden. Zahnärzte können mit den Strips praktische Behandlungen am gleichen Tag anbieten, und Patienten bemerken erste Ergebnisse dank der firmeneigenen fortschrittlichen Bleaching-Technologie schon nach fünf bis zehn Tagen. Zahnärzte berichteten, dass Patienten die praktische Anwendung daheim, den Komfort und die gleichmäßigen Ergebnisse schätzen. Sie gaben an, dass die fast unsichtbaren Streifen im Vergleich zu konventionellen Bleaching-Systemen mit Schienen an Ort und Stelle bleiben und so Gespräche, Essen und sogar den Konsum kalter Getränke ermöglichen. Die firmeneigene Comfort-Fit™-Technologie von Garrison sorgt dafür, dass die Streifen ohne Gele oder Schienen gut an den Zähnen haften und sich diesen optimal anpassen, da die aktiven Aufhellungswirkstoffe in den Streifen eingebettet sind. Die komplette Aufhellungsbehandlung umfasst ein Set von Aufhellungsstrips, die Verfärbungen aus vielen Jahren effektiv entfernen. Nach den ersten zehn Behandlungen kann der Patient zur Verfeinerung eine Therapie mit fünf Strips durchführen, wenn er das nächste Mal in die Praxis kommt.

**Garrison Dental Solutions**  
 Tel.: +49 2451 971409  
[www.garrisdental.com](http://www.garrisdental.com)



*Daring* **WHITE**™  
 Professional Teeth Whitening

**Garrison**  
 Dental Solutions