

Neuer Kompositfarbton: Das ABC und D natürlicher Restaurationen

Ein Beitrag von Katja Mannteufel

HERSTELLERINFORMATION /// Schafft mit nur einem einzigen Farbton maximale Einfachheit für die tägliche Anwendung: Venus® Diamond ONE erweitert die Kompositfamilie von Venus® Diamond um ein praktisches Einfarbkonzzept und erleichtert damit tägliche Restaurationen, zum Beispiel im Seitenzahnbereich.

Durch adaptive Lichnanpassung fügt sich das Universalkomposit – unabhängig von der umliegenden Zahnfarbe – nahtlos in die Kavität ein und ermöglicht somit natürlich wirkende Restaurationen in allen Nuancen von A1 bis D4. Die nachfolgenden Bilder, der mit der Farbe ONE gefüllten okklusalen Kavitäten in künstlichen Zähnen, überzeugen: Eine Farbe, viele Möglichkeiten!

A



A1



A2



A3



A3.5



A4

B



B1



B2



B3



B4

A

Immer die richtige Zahnfarbe

Mit dem Einfarbkomposit Venus® Diamond ONE treffen Anwender schnell und sicher die richtige Farbwahl. Dank der hervorragenden Farbanpassung und dauerhaftem Glanz sorgt die Farbe ONE für eine natürliche Ästhetik und harmonische Ergebnisse – für zufriedene Patienten.

B

Neu – und doch mit zehn Jahren klinischer Erfahrung

In Venus® Diamond ONE stecken langjährige Expertise und alle verbesserten mechanischen Eigenschaften der bewährten Kompositfamilie Venus® Diamond. So lässt sich der neue universelle Farbton bestens modellieren, lange verarbeiten und ist äußerst standfest.

C



C1




C2



C3



C4



D



D2



D3



D4

INFORMATION ///

Kulzer GmbH
 Leipziger Straße 2
 63450 Hanau
 Tel.: 0800 4372522
 info.dent@kulzer-dental.com
 www.kulzer.de/ONE

C

Langlebige und verträgliche Lösung

Dank TCD-Urethan-Formel und optimiertem Füllersystem ist Venus® Diamond ONE extrem widerstandsfähig, biegefest und schrumpfkraftreduziert – für langlebige Restaurationen ohne Absplittierungen. Der neue Kompositfarbton ist frei von Bis-GMA und Bisphenol A-verwandten Monomeren.

D

Zum Vorteil für Anwender wie Patienten

Das effiziente Einfarbkonzzept von Venus® Diamond ONE ist kompatibel mit allen VITA-Zahnfarben von A1 bis D4 und vereinfacht nicht nur die Anwendung, sondern auch den Bestellvorgang in der Praxis sowie die Lagerhaltung. Das gibt Freiheit in der Anwendung, spart Zeit und Geld und sorgt für zufriedene Patienten.

ANZEIGE



Neueste 3D-Ultraschalltechnik für Zahnärzte



- Darstellung der Knochendichte
- Überprüfung des Knochenlagers vor Implantation
- Identifikation von Kieferknochenkavitäten

Registrieren & bestellen unter: shop.cavitau.de

CaviTAU® | Grünwalder Str. 1 | D-81547 München | T. +49 89 244 15 44 60 | F. +49 89 244 15 44 69 | www.cavitau.de | office@cavitau.de



Kulzer GmbH
 Infos zum Unternehmen