

## Effiziente Klasse II-Therapie

Non-Compliance-Korrektur von Distalbissslagen mit SARA®.

Für die mitarbeitersunabhängige Klasse II-Korrektur ist über den Anbieter FORESTADENT eine neue Behandlungsapparatur erhältlich – die SARA®. Die nach ihrem Entwickler Dr. Aladin Sabbagh benannte Sabbagh Advanced Repositioning Appliance verbindet die Starrheit des bewährten Herbst-Scharniers mit der Flexibilität des bekannten Jasper Jumpers und bündelt somit die Vorteile beider Techniken in nur einem Therapiegerät.



SARA® – die neue Non-Compliance-Apparatur zur Klasse II-Korrektur von FORESTADENT. (Grafik: © FORESTADENT; klinisches Bild: © Dr. Aladin Sabbagh)

### Keine Labornotwendigkeit,

**in wenigen Minuten einsatzbereit**  
SARA® ist eine Teleskopapparatur mit austauschbarer Außenfeder (wählbare Kraftapplikation 3N oder 4N), welche universell in jedes festsitzende Multibracketsystem integriert werden kann. Die Fixierung im Oberkiefer erfolgt hierbei von mesial im Headgear-Tube. Das vereinfacht nicht nur die Handhabung, sondern verringert darüber hinaus Mundschleimhautirritationen. Zur Befestigung im Unterkiefer steht ein Adapter zur Verfügung, der direkt am Stahlbogen durch eine handliche Schraube fixiert wird. Der

Einbau des Klasse II-Geräts lässt sich binnen weniger Minuten realisieren. Zeitintensive Vermessungen, Vorbereitungen und aufwendige Laborarbeiten entfallen.

### Mitarbeitersunabhängige, progressive Bissumstellung

SARA® kann uni- oder bilateral – auch bei erwachsenen Patienten – eingesetzt werden und bewirkt die Simulation des adaptiven Unterkieferwachstums sowie einen dentoalveolären Ausgleich der Okklusion entsprechend dem Konzept der „progressiven Bissumstellung“ nach Dr. Sabbagh.

Dieses unterscheidet sich insofern von der klassischen Herbst-Methode, dass die UK-Vorverlagerung bzw. Aktivierung im Rahmen mehrerer kleiner Etappen anstatt in nur einem einzigen Schritt erfolgt. Zur Verstärkung des Vorschubs können ergänzend Distanzringe (1 und 2 mm) zur Verlängerung der Führungsrohre zur Anwendung kommen.

Weitere Behandlungseffekte beim Einsatz von SARA® sind neben der Wiederherstellung der Neutralokklusion und der Kaufunktion in Klasse II-Fällen, die Mesialisation der Unterkiefermolaren bei indi-

ziertem Lückenschluss, z. B. bei Aplasie der zweiten Unterkieferprämolaren. Zudem kann mithilfe der Apparatur die Distalisation bzw. die Verankerung von Oberkiefermolaren kooperationslos und ohne Tagesrezidiv erreicht werden (Headgear-Effekt). Ferner deckt die SARA® ein breites Indikationsspektrum bei der Behandlung von CMD und Schlafapnoe ab. Dank der horizontalen Kraftrichtung der applizierten Feder treten hierbei deutlich weniger Nebenwirkungen wie seitlich offener Biss oder die Intrusion der OK-Molaren auf.

### Einheitliche Größe für minimale Lagerhaltung

Die neue Sabbagh Advanced Repositioning Appliance ist in nur einer Produktgröße – jeweils für die linke und rechte Seite des Mundraumes – erhältlich, sodass eine minimale Lagerhaltung gewährleistet werden kann. Sie bietet eine hohe Patientenakzeptanz und kann zur effektiven, mitarbeitersunabhängigen Klasse II-Korrektur ohne Notwendigkeit von Extraktionen oder chirurgischen Eingriffen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist ihre Anwendung bei Applasien, Kiefergelenkdysfunktionen oder in der Schlafmedizin indiziert.

## kontakt

### FORESTADENT

**Bernhard Förster GmbH**  
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151  
75172 Pforzheim  
Tel.: +49 7231 459-0  
Fax: +49 7231 459-102  
info@forestadent.com  
www.forestadent.com

## Ondrohexidin als 5-Liter-Pumpflasche

Beliebte antibakterielle Mundspülung von One Drop Only jetzt auch als perfekte Darreichungsform für die Praxis erhältlich.

Die Pharmacia Ondrohexidin Mundspülung dient der Ergänzung der Mundhygiene vor, während und nach der (fach-)zahnärztlichen Behandlung. Sie reduziert den oralen Biofilm und ist auch für die langfristige Anwendung geeignet. Fluorid und Xylit zur Kariesprophylaxe ergänzen die Rezeptur, die sich durch einen angenehmen milden Geschmack

auszeichnet. Das Produkt ist alkoholfrei und somit für alle Patientengruppen geeignet. Ondrohexidin Mundspülung ist frei von anionischen Tensiden, sodass kein 30-minütiges Warten zwischen Zähneputzen und Spülen erfolgen muss. Chlorhexidin und Cetylpyridiniumchlorid ergänzen sich in ihrer Wirkung, sind daher

langhaltend antibakteriell und beugen effektiv der Plaquebildung vor. Die klinisch getestete Mundspülung schützt das Parodalgewebe und eignet sich für die intensive Pflege bei gereiztem und entzündetem Zahnfleisch sowie begleitend bei Parodontalbehandlungen. CHX-typische Verfärbungen treten bei einer Anwendungsdauer von drei Wochen nur geringfügig und bei weniger als 15 Prozent der Patienten auf. Für eine perfekte Wirkung kann die Ondrohexidin Mundspülung mit der Ondrohexidin Zahncreme kombiniert werden. Die Pharmacia Ondrohexidin Mundspülung als 5-Liter-Pumpflasche gibt es bei der One Drop Only GmbH zum Einführungspreis von 17,90 Euro (gültig bis 31.03.2021). Ab 40 Euro Mindestbestellwert erfolgt die Lieferung kostenfrei.

## kontakt

**One Drop Only GmbH**  
Stieffring 14  
13627 Berlin  
Tel.: +49 30 3467090-0  
Fax: +49 30 3467090-40  
info@onedroponly.de  
www.onedroponly.de



(Foto: © One Drop Only)

## V-Print tray von VOCO

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung individueller Abformlöffel.

VOCO baut das Portfolio innovativer 3D-Druckmaterialien weiter aus: Dank hoher Schichtstärken lassen sich mit dem neuen V-Print tray schnell individuelle Abform- und Funktionslöffel anfertigen. Konfektionierte Standardlöffel, die Patienten nicht passen und den Prozess der Abformung nicht optimal unterstützen, gehören der Vergangenheit an. Dank der CAD/CAM-Technik und den starken Materialeigenschaften von V-Print tray profitieren Praxis bzw. Labor und Patient von einem Ergebnis, das exakt auf die Bedürfnisse des Kiefers und der Abformnahme angepasst ist. Das CAD/CAM-Verfahren ermöglicht die Fertigung individueller Löffel mit Randgestaltung und Retentionselementen in nur einem Arbeitsschritt. Die hohe Festigkeit von V-Print tray sorgt für verzugsfreie Abformungen. Mit Schichtstärken von bis zu 200 µm ist V-Print tray schnell druckbar. Homogen gedruckte Oberflächen reduzieren das Nacharbeiten enorm, was abermals zu einer Zeitersparnis führt. Zudem ist V-Print tray universal und somit mit allen Arten von Abformmaterialien einsetzbar. Wie alle V-Print-Druckmaterialien von VOCO ist V-Print tray ebenfalls sedimentationsstabil, damit sofort einsatzbereit und sichert den Fertigungsprozess über die gesamte Dauer. Bei der Nachbelichtung kann

auf den Einsatz von Schutzgas verzichtet werden. Das macht den Workflow schlank und spart neben Zeit auch noch Geld. V-Print tray ist ein Medizinprodukt der Klasse I und in der 1.000-Gramm-Flasche erhältlich. Es ist geruchs- und geschmacksneutral. Je nach Größe des Kiefers können mit dem Inhalt einer Flasche bis zu 36 Ober- und Unterkieferlöffel hergestellt werden.

## kontakt

### VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1–3  
27472 Cuxhaven  
Tel.: +49 4721 719-0  
Fax: +49 4721 719-109  
www.voco.dental



(Foto: © VOCO)