

Gel:

Lippenstyling und -konturierung

TEOSYAL® Kiss ist ein innovatives und exklusives Gel, das speziell für die Behandlung von Lippen, Lippenkontur und für den Bereich um den Mund herum konzipiert wurde. Um eine verlängerte Haltbarkeit und somit eine optimale Langzeitwirkung zu erzielen, ist das Gel stark vernetzt. Es empfiehlt sich eine Nachbehandlung nach sechs bis neun Monaten, bei der jedoch eine geringere Menge des Präparats nachgespritzt wird. Das Gel ist sehr viskös und besitzt eine starke Füllkraft. Die Injektion mit einer Nadel 27G oder 30G, jeweils zur Hälfte gefüllt, ermöglicht eine besonders feine und präzise Korrektur der Lippen sowie der Konturen im Mundbereich. Um ein harmonisches Ergebnis zu erzielen, sollte bei der Einspritzung des Gels beachtet werden, den gesamten Mund zu behandeln – also auch das Lippenrot und die um den Mund befindlichen Falten.



ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

TEOXANE bietet deutschlandweit praktische Hands-on-Kurse und den Besuchern dort ein ganz besonderes Surplus an. Die Teilnehmer der Workshops „Faltenunterspritzung mit Hyaluron“ erhalten nach dem Seminar eine Empfehlung zum Versicherungsschutz bei der Arno Lemberg GmbH. Diese exklusive Versicherung gilt bundesweit für jeden Zahnarzt und greift bei ästhetischen, nichtzahnärztlichen Behandlungen. Voraussetzung ist, dass für das zahnärztliche Risiko eine eigene Haftpflichtversicherung existiert, der Versicherte nicht ausschließlich nichtzahnärztliche Schönheitsbehandlung betreibt und erfolgreich an einer Ausbildung der Firma TEOXANE teilgenommen hat.

TEOXANE GmbH
Tel.: 0 81 61/1 48 05-0
www.teoxane.de

Instrument:

Entdecken Sie **schlaue** Vibrationen



ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

Compothixo ist ein intelligentes Schwingungsinstrument zur Platzierung und Modellierung von Kompositen. Die neue Technologie verändert die thixotropen Eigenschaften des Komposit (Viskosität), ohne jedoch die chemischen und mechanischen Eigenschaften des Materials zu beeinflussen. Das Komposit verbessert die Qualität der Restauration durch bessere Benetzbarkeit, überdurchschnittliche Adaptation des Komposit an der Kavitätenwand, Reduktion

von Lufteinschlüssen, präzise Applikation, Schichtstärkenkontrolle, verbesserte Modellierbarkeit und reduziert Klebrigkeit. Die Indikationen: Modellierung von Kompositen, okklusale Modellierung von Fissuren und Entfernen von Überschüssen, Schichttechnik, Bulk-Technik in kleinen Kavitäten und direkte Verblendungen.

KerrHawe SA
Tel.: 0 72 22/9 68 97-0
www.kerrdental.eu

Archivmappe:

Praxisorganisation vom Spezialisten



Perfekte Organisation für die Zahnarztpraxis ist das Motto der Firma BEYCODENT aus Herdorf seit 40 Jahren. Besonders im Blickpunkt steht auch 2010 die Archivierung und Dokumentation im Zeitalter der EDV. Die Universal-Karteimappe im A4-Format, angelehnt an die DIN 821, wird den Ansprüchen einer individuell ausgerichteten Zahnarztpraxis besonders gerecht: Ausgerichtet auf einen langjährigen Einsatz bietet die tech-

nisch ausgereifte Ausstattung viel Platz für Dokumente im A4-Format, ohne dass diese gefaltet werden. Eine großzügig ausgestattete Innentasche für Schriftgut, Notizen und evtl. Röntgenaufnahmen macht diese Mappe besonders interessant. Der Platzbedarf für die Archivmappe kann auf ein Minimum reduziert werden, sodass auch bei beengten Raumverhältnissen genügend Platz in der Rezeption verbleibt. Der besondere Pfiff der Ablagemöglichkeit besteht darin, dass man die Karteimappen nicht nur wie üblich in Kästen (Container) abstellen kann, sondern auch für die Hängeregistratur mit einem Hängestab versehen kann.

Als weitere interessante Lösung bietet sich an, die Karteimappen in normalen Büro-Ordnerschränken zu platzieren, in dem sie vertikal abgestellt werden.

BEYCODENT
Tel.: 0 27 44/9 20 00
www.beycodent.de

Prophylaxeeinheit:

Kombination von Air-Polishing und Scaling

Um dem Zahnarzt sub- und supragingivales Air-Polishing und Scaling in einer Prophylaxeeinheit zu ermöglichen, hat man sich bei der EMS Zentrale in Nyon, Schweiz, wieder etwas Neues einfallen lassen: Mit dem neuen Air-Flow Master Piezon geht laut EMS für jeden Prophylaxeprofi jetzt die Rechnung auf – von der Diagnose über die Initialbehandlung bis hin zum Recall.

Getragen vom Erfolg des Piezon Master 700, der für den Patienten Schmerzen praktisch ausschließen und maximale Schonung des oralen Epitheliums erlauben soll, bedeute diese Neuerung Patientenkomfort allererster Güte. Diese Bilanz und die glatten Zahnoberflächen seien nur mit den linearen,



parallel zum Zahn verlaufenden Schwingungen der „Original Swiss Instruments“ von EMS erzielbar.

Dazu käme als weiteres Plus die optimierte Sicht auf die Behandlungsfläche durch die neuen, mit iPiezon-Technologie gesteuerten, Handstücke mit LED-Licht. Auch ließen sich Parodontitis oder Periimplantitis mit dem Air-Flow Master Piezon effektiv behandeln. Die für den Einmalgebrauch konstruierte Perio-Flow Düse verwirbelt Wasser und das Pulver-Luft-Gemisch gleichzeitig, sodass man mit dieser Technik zusätzlich Emphyse vermeiden könne.

Gespeist aus maximal zwei Pulverkammern mit großen Volumen, agieren das Air-Flow Handstück und das Perio-Flow Handstück im supragingivalen als auch subgingivalen Bereichen.


Seitlich, magnetisch befestigt, lassen sich die Handstücke leicht abnehmen und nach der Behandlung einfach ablegen.

EMS Electro Medical Systems GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0
www.ems-ch.de

ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

Ästhetik:

Neue Generation lichthärtender Glasfasern



In der ästhetischen Zahnmedizin von heute werden die Vorteile von Glasfasern auf vielfältige Weise genutzt. Die formbaren und lichthärtenden Dentapreg™-Glasfasern sind extrem belastbar, durchsichtig, silanisert

und gebondet. Es handelt sich um fein strukturierte und äußerst flexible Streifen aus Glasfasern, die sich durch eine hohe Festigkeit auszeichnen und mit lichthärtendem Resin umhüllt sind. Dentapreg™ wird in der

Praxis und im Labor eingesetzt und dient unter anderem der Versorgung von Einzelzahn- und Mehrfachzahnlücken, der Verstärkung von Langzeitprovisorien sowie der Schienung luxierter Zähne in der Parodontologie und Traumatologie. Bestens bewährt hat sich das Produkt auch bei der Herstellung individueller glasfaserverstärkter Stiftaufbauten und bei der Schienung kieferorthopädisch behandelter Zähne. Die Streifen bieten minimale Invasivität und hervorragende Ästhetik. Sie sind in verschiedenen Querschnitten erhältlich, welche genau auf die spezifischen Anwendungen zugeschnitten sind.

American Dental Systems GmbH
Tel.: 0 81 06/3 00-3 00
www.ADSsystems.de

ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

ANZEIGE

KENTZLER
KASCHNER
DENTAL

NEUE HALLERKLAMMER

der Kampf mit den Watterollen ist zu Ende!

KKD®

! Die neue Hallerklammer ist ein Qualitätsprodukt mit vielen Vorteilen in der zahnmedizinischen Arbeitspraxis

- Abhaltung von Zunge und Wange
- Fixierung von Watterollen
- Retraktion der Gingiva
- Trockenhaltung des Arbeitsfeldes
- Trockenhaltung bei allen Aufgaben der adhäsiven Zahnheilkunde
- Erleichterung bei der Delegation
- Arbeiten ohne Assistenz möglich
- Verbesserung beim optischen Abdruck (Cerec)

CE

REF 52200 € 64,40 zzgl. gesetzl. MwSt.

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH · Mühlgraben 36 · 73479 Ellwangen/Jagst
Tel.: +49(0)7961-90 73-0 · Fax +49(0)7961-5 20 31 · info@kkd-topdent.de · www.kkd-topdent.de

Zahnpasta:

Gegen die fünf Zeichen der Zeit



Für die verbesserte Rundpflege von Zähnen und Zahnfleisch bringen die Dental-Experten von Unilever jetzt die neue Signal anti-age Zahnpasta auf den Markt. Mit der neuen Signal-Formel unterstützt sie die Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch und hilft fünf Zeichen der Zahnalterung zu vermindern. Es ist ein natürlicher Prozess: Abnutzung, Zahnschmelzerosion und Karies nehmen im Laufe eines Menschenlebens zu. Verstärkt werden kann dies durch äußere Einflüsse wie zum Beispiel Medikamente, die den natürlichen Schutz des Speichels reduzieren. Deshalb klagen Zahnarztpatienten mit steigendem Alter vermehrt über Zahnfleischrückgang, Zahnschmelzabnutzung,

zunehmende Verfärbungen, empfindliches Zahnfleisch und sensible Zähne. Für die Patienten sind diese Ageing-Prozesse natürlich unangenehm – lassen sich aber oft spürbar reduzieren. So hilft beispielsweise die neue Signal anti-age Zahnpasta mit ihrer anti-ageing-Formel, die fünf erwähnten Zeichen der Zeit zu vermindern.

Die Calcium Serum Technology mit Calcium Hydroxyapatit stärkt gezielt den Zahnschmelz und macht ihn widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse. Antibakteriell wirkendes Zinkcitrat hemmt zudem den Bakterienstoffwechsel im Zahnbelag und hilft dadurch die Gesundheit des Zahnfleisches zu verbessern, während Kaliumcitrat gegen Überemp-

findlichkeit des Dentins und somit bei schmerzempfindlichen Zähnen hilft. Außerdem enthält die Formel das Antioxidans Vitamin E, das in der Kosmetik schon lange zum Schutz vor freien Radikalen zum Einsatz kommt, sowie das Hydrated Silica System, das zunehmenden Verfärbungen entgegenwirkt. Das Resultat der Zusammensetzung in der neuen Signal anti-age Zahnpasta ist ein wissenschaftlich nachgewiesener Mehrfachschutz gegen fünf Zeichen der Zahnalterung.

Unilever
Deutschland Holding GmbH
Tel.: 0 40/34 93-0
www.unilever.de

Prothetikschauber:

Sichere und exakte Befestigung

Der neue NSK Prothetikschauber iSD900 bietet höchste Sicherheit beim Befestigen von Halte- bzw. Abutmentschrauben. Mit drei Geschwindigkeiten (15, 20, 25 U/Min.) sowie zwischen 10 und 40 Ncm frei wählbaren Anzugsmomenten (anwählbar in 1- und 5-Ncm-Schritten) ist er bestens geeignet für alle gängigen Implantatsysteme. Das speziell für diese Anwendung konzipierte Drehmoment-Kalibriersystem stellt dabei sicher, dass stets das exakt erforderliche Drehmoment anliegt. Gegenüber herkömmlichen Befestigungssystemen, wie zum Beispiel manuellen Ratschen, bietet der iSD900 eine deutliche Zeitersparnis bei gleichzeitig bester Zugänglichkeit. Der Behandler kann sich so auf das Wesentliche dieser Prozedur konzentrieren, nämlich Schrauben ohne Verkanten zu platzieren. Der iSD900 ist so leicht und klein wie eine elektrische Zahnbürste und aufgrund seiner Aufladung durch Induktion (d.h. keine Kontaktkorrosion an elektrischen Kontakten) und seinem sterilisierbaren Verlängerungs-An/Aus-Schalter höchst benutzerfreundlich und kinderleicht in der Anwendung. Für den Betrieb des Prothetikschaubers sind handelsübliche AAA-Akkus geeignet.



NSK Europe GmbH
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0
www.nsk-europe.de

ZWP online
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

Spezialzahnseide:

Flauschfloss von der Rolle

Mit Mirafloss Implant chx wird erstmals Flauschfloss am laufenden Meter im miradent-Phylaxesortiment von Hager & Werken angeboten. Die Spezialzahnseide zeichnet sich durch zwei starre Enden und einen flauschigen Mittelteil aus. Mittels Abrisskante an der Spenderbox kann das Floss hygienisch in 50 einzelne Fäden portioniert werden. Beim Gebrauch erleichtern die starren Enden eines solchen Fadens zunächst das Einfädeln. Mit dem flauschigen Mittelteil, das in 0,2%iger Chlorhexidinlösung getränkt ist, lassen sich dann Implantate, Brücken, kieferorthopädische Apparaturen sowie große Zahnzwischenräume gut reinigen. Dabei hemmt die antibakterielle Wirkung von Chlorhexidin das Anhaften von Plaquebakterien und verhindert damit ihre weitere Vermehrung. Mirafloss Implant chx ist in den zwei Stärken fein (Ø 1,5 mm) und medium (Ø 2,2 mm) erhältlich.



Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.miradent.de

ZWP online
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

ANZEIGE

ULTRADENT

Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG
 D-85649 Brunnthäl · Eugen-Sänger-Ring 10
 Tel. 089-420992-70 · Fax 089-420992-50
www.ultradent.de · info@ultradent.de

Solaris LED

Solaris LED ist cool.
 Solaris LED ist klein.
 Solaris LED ist stark.
 Solaris LED ist sparsam.
 Solaris LED ist variabel.
 Solaris LED ist vielseitig.

Bestes Licht für die beste Behandlung.

Sensor:

Das komfortable Workflow-Wunder

In der zahnärztlichen Praxis galten Sensoren lange Zeit als schwer positionierbar. Ganz anders stellt sich nun der neue GXS-700 dar. Die extrem kleinen Gehäuseabmessungen im Verhältnis zur Aufnahmefläche ermöglichen problemlos jede Aufnahmeposition. Dennoch bleibt die Anwendung für den Patienten komfortabel. Der direkte USB-Anschluss des GXS-700 erlaubt völlige Freiheit in der Anwendung und höchste Mobilität im Praxiseinsatz. Ein automatischer Softwarestart und die automatische Aktivierung reduzieren den Beachtungsaufwand und verhindern Bedienfehler. Das neu entwickelte Rechtwinkel-Positioniersystem mit spezifisch an die Sensorergonomie angepasstem Halter ist spielend einfach vorbereitet und ange-



ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info


Selbst in der Bildauflösung von Sensoren, die im Allgemeinen deutlich besser ist als bei anderen digitalen Verfahren, setzt der GXS-700 den Maßstab nochmals höher. Modernste CMOS-Sensortechnologie, verbunden mit einem fortschrittlichen Premium-Scintillator, erzeugt eine bislang unerreichte Bildqualität mit einer Bildauflösung oberhalb der üblichen 20 LP/mm. An diese Leistungsfähigkeit angepasst, liefert ein entsprechendes diagnostisches Instrumentarium in der neuen VixWin Platinum 2.0 Software Bildergebnisse von erstaunlicher Schärfe und Detailtreue.

KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 40/89 96 88-0
www.kavo.com

Digitales Komplettsystem:

Scan und Design auf höchstem Niveau

Der absolute Ceramics matchpoint ist ein flexibles System zum einfachen Scannen und Gestalten von vollkeramischen und metallkeramischen Restaurationen in Zahnarztpraxis und Labor. Der matchpoint ist mit einem Komplettpreis von 12.800 Euro (zzgl. MwSt.) günstig, flexibel und platzsparend einsetzbar und deckt ein sehr breites Indikationsspektrum ab. Neben Inlays, Teilkronen und Kronen kann auch die innovative Infix-Technologie in Form von Kronen- und Brückenmodellierungen realisiert werden. Das Komplettsystem zeichnet sich durch ein einfaches, schnelles Bestellsystem für die zentrale Fertigung der Restaurationen aus und enthält wertvolle Funktionen wie die Erstellung von Kostenvoranschlägen. Das System ist auf Wunsch auch mit einer offenen Schnittstelle erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Streifenlichtscanner, eine 3D-Maus zum Modellieren, ein vorkonfigurierter PC inklusive Monitor, Tastatur und konventioneller Maus sowie die lizenzierten Softwareprogramme für Scan und Design –



ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

inklusive kostenfreier Updates. Das Komplettsystem wird persönlich von unserem Fachberater ausgeliefert und eingerichtet. Im Servicepaket sind u.a. eine Komplettschulung für zwei Mitarbeiter und umfangreiche Garantieleistungen enthalten.
absolute Ceramics/biodentis GmbH
Servicenummer: 0800/93 94 95 6
www.absolute-ceramics.com

ANZEIGE





Krönung der Woche.

Ihr Vorteil bei QM: steril verpackte EINWEG-Produkte

Egal ob Sie Amalgam, Kronen, Brücken oder NEM trennen. Mit unseren Einweg-Kronentrennern haben Sie bei jedem Patienten 100% Schneidleistung. Effizientes Arbeiten, ohne Anpressdruck. Zusätzlich jetzt steril verpackt, so dass Sie die Bohrer sofort einsetzen können. Testen auch Sie unsere Könige.

Stück € *

1,69

zzgl. MwSt.

Steril verpackt!

C.FD1558

Wir beraten Sie gerne.
Kostenloses Muster unter:

0800/2002332

*plus einmalig 3,99 € Versandkosten.
Änderungen vorbehalten.

Elektrische Zahnbürste:

Kleine Aufsteckbürste – große Wirkung

Die neue Oral-B PrecisionClean Aufsteckbürste wurde in vierjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit weiter optimiert, um noch gründlicher und sanfter zu reinigen. Sie verfügt über neuartige, patentierte Einzel-Filamente sowie rund 30 Prozent mehr Borsten und eine höhere Borstendichte insgesamt. Auch das Borstenfeld mit einem patentierten bogenförmigen Schnitt wurde grundlegend überarbeitet. Durch den veränderten Schnitt wird der Zahn besser umschlossen, und die Borsten dringen um bis zu fast 30 Prozent tiefer in die Zahnzwischenräume ein. Denn hier verbirgt sich ebenfalls schädliche Plaque, die beim Zähneputzen sonst oft nicht erreicht wird. Außerdem wird mithilfe der Aufsteckbürste die Gesundheit des Zahnfleisches schon nach 30 Tagen verbessert (K. Janusz, B. Nelson, R.D. Bartizek, P.A. Walters, A.R. Biesbrock. J Clin Dent. 2010; 21[1]: 8–12.). Die optimale Wirkung erzielt der neue PrecisionClean Bürstenkopf in Kombination mit einer der verschiedenen elektrischen Zahnbürsten von Oral-B mit rotierend-pulsierender Reinigungstechnolo-



gie. Dazu führen sie bis zu 8.800 rotierende und 40.000 pulsierende Bewegungen pro Minute aus, um den Plaque mechanisch zu lösen und zu entfernen. Alle Aufsätze sind auf das Basisgerät abgestimmt. Auf diese Weise entfernen die Bürstenköpfe erwiesenermaßen zweimal so viel Plaque, verglichen mit einer normalen Handzahnbürste (van der Weijden GA, Rosema NAM, Versteeg PA, Timmerman MF, Velden UVD. J Dent Res. 2006; 85 [Special Issue B]: Abstract 2266.). Die neue PrecisionClean ist Bestandteil einer breiten Auswahl von Bürstenköpfen von Oral-B: Ob Standard- oder extra sanfte Plaqueentfernung, die Reinigung der Zahnzwischenräume, natürliche Zahnaufhellung, das Putzen von Kinderzähnen oder mit Schalltechnologie.

Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG
Tel.: 0 61 96/89-15 70
www.pg.com

Behandlungseinheiten:

Für höchste Ansprüche

Mit den Behandlungseinheiten U 1500, U 5000S und U 5000F hat die Dental-Manufaktur ULTRADENT aus München eine ganz neue Geräteklasse geschaffen, die auch im Segment der Kompakt-Behandlungseinheiten exklusive Premium-Standards anbietet. Die spezielle ULTRADENT-Modulbauweise macht eine individuelle Ausstattung nach den Wünschen und Vorgaben des Zahnarztes möglich. Höchste Maßstäbe wurden auch in der Konstruktion und der Verarbeitungsqualität gesetzt. Die Zahnarztgeräte für diese Behandlungsplätze sind ebenfalls neu konzipiert, um in Sachen Positionierung, Programmierung und Information keine Wünsche offen zu lassen und die Behandlung mit vielen exklusiven Instrumenten und allen Optionen zu unterstützen. Vom ZEG über neue Micromotore mit Dreh-



momentsteuerung und erweitertem Drehzahlband, über Intraoralkamera bis hin zum Elektro-Chirurgie-Gerät und eine integrierte Kochsalzpumpe kann alles über die Zentraleinheit gesteuert werden. Die einfache, symbolgesteuerte Programmierung umfasst alle Instrumente und die Stuhlpositionen. Natürlich ist auch dieser Arbeitsplatz mit dem Multimedia-System ULTRADENT-VISION auszustatten.

ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co.KG
Tel.: 0 89/42 09 92-70
www.ultradent.de

ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

Nano-Hybrid-Füllungsmaterial:

Das zahnähnlichste Composite

Grandio®SO, das neue universelle Nano-Hybrid-Füllungsmaterial für alle Kavitätenklassen, erfüllt höchste Ansprüche bei Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich.

Es eignet sich für Füllungen der Klassen I bis V, die Rekonstruktion traumatisch beschädigter Frontzähne, die Verblockung und Schienung von gelockerten Zähnen, Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik, Kronenstumpfaufbauten und die Fertigung von Composite-Inlays. Das Composite zeichnet sich durch seine guten Materialei-



genschaften aus und ist in der Summe seiner physikalischen Parameter das zahnähnlichste Füllungsmaterial weltweit. Mit einem sehr hohen Füllstoffgehalt (89 Gew.-%) und niedriger Schrumpfung (1,61%), einer hohen Druck- und Biegefestigkeit (439 MPa bzw. 187 MPa), einer dentinähnlichen E-Modul (16,65 GPa) und thermischen Ausdehnungsverhalten ($\alpha = 27,3 \times [10^{-6} \times K^{-1}]$), einer hohen Oberflächenhärte (160 MHV), einer geringen Abrasion (18 μm , ACTA mit 200.000 Zyklen) sowie der optimalen Abstimmung von Transparenz und Opazität ermöglicht dieses neue Composite ebenso beständige wie ästhetische Restaurationen.

Es ist sehr gut zu polieren und aufgrund seiner Abrasionsbeständigkeit bleibt der Glanz der Restauration dauerhaft bestehen. Mit 16 Farben einschließlich der neuen Farben $^{VC}A3.25$ und $^{VC}A5$ wird das zahnmedizinisch relevante Farbspektrum vollständig abgedeckt.

VOCO GmbH

Tel.: 0 47 21/7 19-0

www.voco.de

**einfach, erfolgreich & bezahlbar
minimal-invasiv statt kostenintensiv**

Von einem bekannten
deutschen Hersteller gefertigt

€ 74 + MWSt.

CE 0297
510(k) registriert
bei der FDA



**Champions-Vierkant
jetzt ab 6 mm Länge**

- Champions® begeistern in allen Indikationen
- Sparen Sie am Preis, nicht an der Qualität
- Beste Primärstabilität durch krestales Mikrogewinde \rightarrow sichere Sofortbelastung
- Bereits über 1200 Champions®-Praxen/Kliniken in Deutschland
- Geniales Prothetik-Konzept
- Kommissionslieferungen für die ersten zwei Fälle
- Spaß und Erfolg bei der Arbeit

**Fortbildung, die begeistert ...
denn SIE bohren & implantieren selbst!**



**Champions®-Individual Coaching
– step by step**



NEU!

In vielen Städten –
auch in Ihrer Nähe

... und für Ihr Team die

TeamDays

Ihre besten Mitarbeiter/Innen lernen auf diesem praxis-orientierten ‚Power-Seminar‘, was Ihre Patienten von moderner Implantologie, Prothetikkonzepten und Servicebereitschaft zukünftig erwarten können.

Themen sind u. a. Patientenführung, Rhetorik, Service, Provisorium-Erstellung, Abformung, Abrechnung.

Dr. Armin Nedjat

Zahnarzt, Spezialist Implantologie, Diplomate ICOI, Entwickler & Referent

Alle Infos & Kurstermine:

Telefon (0 67 34) 69 91 · Fax 10 53

Info & Online-Bestellung:

www.champions-implants.com



Instrumenten-Kits:

Zwei Spitzenteams für den endodontischen Erfolg



ZWP online
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

Mit den beiden Endo-Success-Kits Retreatment und Apikale Chirurgie von Satelec (Acteon Group) ist der Zahnarzt nun bestens für die endodontische Weiterbehandlung ausgerüstet, denn für jeden Arbeitsschritt und jede anatomische Situation steht ihm ein spezieller Ansatz zur Verfügung – ob orthograde oder retrograde Behandlung. Dank unterschiedlicher Längen und Konizitäten

und der patentierten Titanium-Niobium-Legierung entfernen die insgesamt zwölf neuen Hochleistungs-Mikrospitzen sicher und zuverlässig Kalzifizierungen, Instrumentenbruchstücke und Silberstifte – besonders gut auch in stark gekrümmten Wurzelkanälen.

Die neuen Mikrospitzen der Instrumenten-kits Endo-Success Retreatment und Apikale Chirurgie, die ab sofort in einer exklusiven Edelstahlbox erhältlich sind, werden mit einer mittleren Arbeitsleistung und einer hohen Amplitude eingesetzt (CCS-Farbcode Gelb auf dem Display der Newtron- und Piezotome-Ultraschallgeneratoren) – für eine minimalinvasive Kanalpräparation mit minimalem Fehlerrisiko.

Acteon Germany GmbH
Tel.: 0800/7 28 35 32
www.de.acteongroup.com

Kompositsystem:

Unkomplizierte, unsichtbare Restaurationen

Mit dem neuen lichthärtenden Komposit-Füllungsmaterial G-ænial von GC lassen sich schnell und unkompliziert natürlich aussehende Restaurationen für höchste Ansprüche und jede Patientengruppe verwirklichen. Ob Front- oder Seitenzahnbereich, kleine Zahnhals- oder große Klasse I- und Klasse II-Kavitäten: Dank seiner einzigartigen Füllerstruktur und des neu entwickelten Sortiments an

Anterior-, Posterior- und Spezialfarben in unterschiedlichen Transluzenzen ermöglicht das neue radiopake Komplettsystem hoch ästhetische Versorgungen, und das sowohl in der Mehr- als auch in der Einschichttechnik. Aufgrund der perfekten Balance zwischen Farbnuance, Chroma, Helligkeit und Transluzenz lassen sich mit G-ænial Anterior (insgesamt 22 Farben in drei Opazitäten) und Posterior (sechs Farben in zwei Opazitäten) bereits mit nur einer Standardfarbe außergewöhnlich

ästhetische Versorgungen herstellen. Der Chamäleoneneffekt sorgt dabei für eine natürliche Farbadaption. Die Kombination mehrerer Farben ermöglicht dem Zahnarzt ästhetische Meisterstücke bei anspruchsvollen Restaurationen. Dank seiner nicht klebrigen Konsistenz lässt sich G-ænial schnell und glatt über die gesamte Dentin- und Schmelzoberfläche verteilen; gleichzeitig lässt es sich aufgrund der perfekt ausbalancierten Viskosität problemlos modellieren.

Die von GC patentierten HDR-Mikrofüller (High Density and Radiopaque) garantieren nicht nur eine sehr gute Röntgensichtbarkeit, sondern auch eine hohe Abrasions- und Bruchfestigkeit bei okklusaler Belastung sowie ein niedriges Elastizitätsmodul.

Die 22 G-ænial Anterior- und die sechs Posterior-Farben sind ab sofort einzeln in Unipips oder in Spritzen erhältlich. G-ænial Anterior gibt es zudem in einem kompakten Quick Start-Kit mit sieben Frontzahnfarbtönen.

GC Germany GmbH
Tel.: 0 61 72/99 59 60
www.germany.gceurope.com



Aufgrund der perfekten Balance zwischen Farbnuance, Chroma, Helligkeit und Transluzenz lassen sich mit G-ænial Anterior (insgesamt 22 Farben in drei Opazitäten) und Posterior (sechs Farben in zwei Opazitäten) bereits mit nur einer Standardfarbe außergewöhnlich

Glasfaserbändersortiment:

Spart Zeit und Geld bei den Schienungen

Seit mehreren Jahren vermarktet Polydentia erfolgreich Fiber-Splint, ein komplettes Glasfaserbändersortiment, welches metallfreie, ästhetische, nichtinvasive Lösungen bei lockeren Zähnen, posttraumatischer Zahnlockerung und reimplantierten Zähnen bietet und die Verstärkung provisorischer Brücken und orthodontische Schienungen ermöglicht. Weltneuheit in dieser Produktpalette ist F-Splint-Aid: eine smarte Flasche mit Polydentia Bond und mehrlagigem Glasfaserband, Fiber-Splint ML Multi-Layer.

Gedacht für vier bis fünf Applikationen, ist dieses Produkt bei Notfallsituationen die beste Lösung. Die Anwendung ist äußerst schnell: ein Stück des imprägnierten Fiber-Splint ML in der gewünschten Länge schneiden, auf die geätzte und mit Bond behandelte orale Fläche positionieren, mit den Applikationsklammern fixieren und aushärten.



Das Band franzt beim Schneiden nicht aus, was eine Verkürzung der Finier- und Polierphase ermöglicht. Keine Bond-Verschwendung mehr und kein Zeitverlust für die Imprägnierung der Glasfaserbänder mit Haftmittel. Äußerst ästhetisch und angenehm für den Patienten ist F-Splint-Aid ein zuverlässiges und flexibles Glasfaserband für hervorragende Ergebnisse. Die ideale Komplettlösung, um Zeit und Geld für die Schienungen zu sparen.

Polydentia SA
Tel.: +41-91/946 29 48
www.polydentia.com

BRITE VENEERS®

Smile Design –

Ihr Einstieg in den Zukunftstrend non-prep Veneers

Zertifizierungskurs (9 Fortbildungspunkte)



vorher



10
Veneers in
1 Stunde



nachher

Erlernen Sie die **einfache Handhabung** des revolutionären BriteVeneers® non-prep Systems zum Wohle Ihrer Patienten und Ihrer Praxis

Vorteile für Ihre Patienten

- schmerzfrei – keine Spritze
- schonend – keine Entfernung gesunder Zahnschubstanz
- schnell – keine Provisorien
- strahlend – einfach schöne Zähne

Vorteile für Ihre Praxis

- attraktive Neupatienten/Praxisumsatzsteigerung
- überregionale Marketing- und Werbeunterstützung
- breit gefächertes non-prep Veneersystem
- einfache Möglichkeit der Form- und Farbveränderung

In einer kleinen Arbeitsgruppe erleben Sie die Anwendung des BriteVeneers®-Systems bei der Komplettbehandlung durch den zahnärztlichen Trainer. Zudem erlernen Sie Schritt für Schritt das BriteVeneers®-System, indem Sie persönlich einen kompletten Veneerbogen (8 Veneers) im Rahmen einer praxisnahen Behandlung an Phantomköpfen selbstständig einsetzen.

Wählen Sie individuell nach dem Anspruch Ihrer Patienten das passende Veneersystem

BriteVeneers® One-Step hybrid

kostengünstiges
Einstiegerveneer

Hybridkomposit

BriteVeneers® One-Step ceramic

Zeitersparnis mit der zum
Patent angemeldeten Traytechnologie

100 % Keramik

BriteVeneers® handcrafted ceramic

individuelle Kreation mit maximalen
Transluzenz- und Farbvariationen

100 % Keramik

Kurse 2010

München
23.10.10

Hamburg
30.10.10

Wien
13.11.10

Berlin
20.11.10

Düsseldorf
27.11.10

Kursdauer: 10.00–15.00 Uhr 1. Teil: Theoretische Einführung in das BriteVeneers®-System • 2. Teil: Demonstration aller Behandlungsschritte am Beispiel eines Phantomkopfes • 3. Teil: 15.00–18.00 Uhr Praktischer Workshop/Zertifizierung

MELDEN
SIE SICH
JETZT AN!

Tel.: +49-3 41/9 60 00 60 · Fax: +49-3 41/4 84 74 600 · E-Mail: info@brite-veneers.com · www.brite-veneers.com

Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfehlungen der KZBV einschließlich der Punktebewertungsempfehlung des Beirates Fortbildung der BZÄK und der DGZMK. **9 Fortbildungspunkte** (Teil 3)