

Dr. Liebe

## Pflege für Zähne und Zahnfleisch mit mehr Fluorid und ohne Titandioxid

In ihrer optimierten Formulierung schützt die neue Aminomed Zahncreme die Zähne noch wirksamer vor Karies: Das spezielle Doppel-Fluorid-System aus Aminfluorid und Natriumfluorid erhöhte Hersteller Dr. Liebe auf insgesamt 1.450 ppmF. Es härtet den Zahnschmelz, beugt Karies vor und zeichnet sich durch eine sehr gute Bioverfügbarkeit aus.<sup>1</sup> Ohne den weißenden Inhaltsstoff Titandioxid werden die Extrakte der echten Kamille und die ätherischen Öle in einer natürlichen Färbung sichtbar. In einer klinischen Anwendungsstudie erhielt die neu formulierte Zahncreme klinisch-dermatologisch und dentalmedizinisch das Urteil „sehr gut“.<sup>2</sup> Es konnte u. a. nachgewiesen werden, dass sich schon nach sieben Tagen Anwendung das Schmerzempfinden von Zähnen und freiliegenden Zahnhälsen um 54,1 Prozent reduziert.<sup>2</sup> Aminomed ist besonders geeignet für schmerzempfindliche Sensitivpatienten und bei ersten Zahnfleischproblemen. Natürliche Parodontitisprophylaxe leisten antibakterielle und entzündungshemmende Inhaltsstoffe wie Bisabolol, Panthenol und echte Kamille. Sie helfen, das Zahnfleisch zu pflegen, zu kräftigen und bestehende Entzündungen abklingen zu lassen. Der RDA-Wert liegt bei sanften 31.<sup>3</sup>

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 711 7585779-11 • www.drliede.de



Hager & Werken

## Magnetostruktive Ultraschalltechnologie für höchsten Patientenkomfort

Mit dem Cavitron 300 ist es Dentsply Sirona erneut gelungen, auf Wünsche der Patienten und Praxisteams einzugehen: Die magnetostruktiven Schwingungen bewirken – anders als bei den linearen der piezoelektrisch angetriebenen Spitzen – ein ovales Muster der Inserts. Dadurch stehen neben den beiden labialen Seitenbereichen auch die Vorderseite für die Entfernung von Konkrementen und Biofilm zur Verfügung. Das macht die Arbeit mit den Ultraschallspitzen intuitiv, sicher und einfach. Selbst bei eng stehenden und verschachtelten Zähnen gelingt es so, eine passende Adaption zu finden. Neben dem bewährten Schwingungsverhalten schont das um 360 Grad leicht zu drehende Handstück die Handgelenke. Häufiges Lob aus dem Team bekommt das Cavitron für seine „Quick Connect Inserts“. Diese werden einfach aufgesteckt und eingerastet. Die neue Software steuert den Wasserdruck sehr präzise und sorgt dafür, dass nur angenehm vortemperaturiertes Wasser in den Mund des Patienten gelangt. Gleichzeitig ist das Gerät noch einmal deutlich leiser während seiner Anwendung. Die neue flachere Form des Cavitron 300 ermöglicht die praktische Unterbringung nun auch in Schubladen oder flachen Carts (Integra Cart Smart, Hager & Werken). Das moderne Touchdisplay ist sehr hygienisch, lässt sich intuitiv bedienen und ideal mit dem kabellosen funkbetriebenen Fußschalter ergänzen. Die vorab einzustellenden Programme ermöglichen ein ermüdungsfreies effizientes Arbeiten und kreieren klinisch

hervorragende Ergebnisse. Klinische Studien haben gezeigt, dass eine Behandlung mittels magnetostruktiver Ultraschallinstrumente deutlich schonender für die Wurzeloberflächen ist, als die Behandlung mit Handinstrumenten.<sup>1-6</sup> Bis zum 30. Juni bietet Hager & Werken in Kooperation mit Dentsply Sirona eine Cashback-Aktion an. Senden Sie Ihr altes Ultraschallgerät (herstellerunabhängig) ein und sichern Sie sich einen Gutschein über 300 Euro für den Kauf des neuen Cavitron 300. Das Rücksendeformular finden Sie auf [www.hagerwerken.de](http://www.hagerwerken.de)

Hager & Werken GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 203 99269-0  
[www.hagerwerken.de](http://www.hagerwerken.de)



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.