

Editorial

- 3 Pulpale Erkrankungen:
Umdenken ist gefragt
Prof. Dr. Kerstin Galler, Ph. D.

Fachbeitrag

- 6 Kombinierte endodontische Therapien
zur Erweiterung des Zahnerhalts
Dr. Andreas Simka M.Sc.
- 12 Fragmententfernung aus
Wurzelkanälen, Teil 1
Dr. Sebastian Riedel
- 16 Verbindung von Feilengeometrie,
Zugangswinkel und Dentinerhalt
Marius Urmann

Praxismanagement

- 18 Wertschätzung und Klarheit als Motor
der Kommunikation im Praxisteam
Gudrun Mentel

Markt | Produktinformationen

- 26 Neue Single-Feile
in reziproker Bewegung
- 27 Dentalprodukte nach allen
Regeln der Kunst

Interview

- 28 ER Wurzelstifte –
stark in ihrer Vielfalt, Teil 2
Ein Interview mit Dr. Britta Dorothea Werner
- 32 Fortbildung mit Spaßfaktor
Ein Interview mit Prof. Dr. Dr. Florian Stelzle
- 36 „Hier geht es um mehr, als nur
die Feile bis zum Apex zu bewegen“
Ein Interview mit Univ.-Prof. Dr. Rainer Hahn

Events

- 38 IDS 2021: Zehn gute Gründe,
um die Messe zu besuchen

22 Markt | Produktinformationen

40 News

42 Termine/Impressum



Titelbild: CanalPro™ Jeni – das digitale Assistenz-System zur Kanalaufbereitung von COLTENE

+
**WE
KNOW
ENDO.**



MAILLEFER

Gutta-Smart™

Dreidimensionale Obturation mit Conform Fit™ Technologie

Das kabellose Obturationssystem ist in Verbindung mit der Conform Fit™ Guttapercha eine bequeme Lösung für die warme vertikale Obturation. Optimieren Sie die warme vertikale Obturation mit der kompletten Niedertemperaturlösung.



Effiziente Gesamtlösung – gleiche Conform Fit™ Guttapercha in den Guttaperchastiften und Gutta-Smart™ Kartuschen



Behandlungskomfort – durch die Conform Fit™ Guttapercha mit niedrigerer Fließtemperatur



Leistungsstarke Akkus – Ganztägige Nutzung mit einer einzigen Ladung.¹

¹ Die Batteriekapazitäten der Flow- und Pack-Handstücke ermöglichen es, bis zu fünf Wurzelkanalbehandlungen pro Tag mit einer einzigen Ladung durchzuführen.

dentsplysirona.com