

van der ven 4D

Hightech leicht gemacht

Ob EDV, CAD/CAM-Systeme, dentale Volumetomografen oder intraorale Kamera – Hightech ist in der Zahnmedizin heute Alltag. Unter den unzähligen Lösungen die richtige Auswahl für Praxis oder Labor zu treffen, ist für den Kunden schwierig. Zudem müssen die Geräte perfekt miteinander vernetzt sein, um den wirtschaftlichen Nutzen voll zu realisieren. Auf alle Fragen in Sachen IT, CAD/CAM, digitale Diagnostik und DVT hat das neu gegründete Unternehmen van der ven 4D die richtige Antwort. „Vorteile für unsere Kunden sind, dass wir die State of the Art-Produkte vieler Hersteller im Sortiment haben und auch miteinander kombinieren, um optimalen Workflow zu garantieren. Wir beraten herstellerunabhängig und



erarbeiten Konzepte für unterschiedlichste Anforderungsprofile“, so der geschäftsführende Gesellschafter Ralph Fülber (Foto). Die „Task Force 4D“ ist auch zur Stelle, wenn später bei der Nutzung der Geräte Fragen oder Probleme auftreten. Ein Kurs- und Schulungsangebot rundet das Leistungsspektrum von van der ven 4D ab, sodass Praxis- und Laborinhaber jede Phase der Zusammenarbeit im positivsten Sinne „erleben“.

van der ven 4D GmbH
 Albert-Hahn-Straße 25
 47269 Duisburg
 E-Mail: info@vdv4d.de
 Web: www.vdv4d.de

Dent-o-care

Die Revolution in der Prophylaxebehandlung

Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, führender Spezialist für Prophylaxe- und Mundhygieneprodukte, hat mit dem Prophylaxepulver Syc™ von OSSpray Ltd. ein revolutionäres Produkt ins Sortiment aufgenommen. Syc besteht aus Kalzium-Natrium-Phosphosilikat (Bioglas) und ist laut Hersteller das erste Prophylaxeprodukt, das drei Vorgänge in einem Arbeitsgang vereint: Desensibilisieren – Reinigen – Remineralisieren. Syc bietet dabei eine unmittelbare Desensibilisierung und Reinigung durch eine einfache, bequeme und sehr schnelle Anwendung. Darüber hinaus bildet es Hydroxycarbonatapatit (HCA), liefert also wichtige bioaktive Mineralien, die zur Restaurierung des natürlichen Dentins und Zahnschmelzes benötigt

werden. Syc überbietet nicht nur einfache herkömmliche Prophylaxepasten und -pulver. Syc spart auch Zeit, verbessert das Verfahren und kann mit jedem gängigen Pulver-Wasserstrahlgerät verwendet werden.

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
 Rosenheimer Str. 4a
 85635 Höhenkirchen
 E-Mail: info@dentocare.de
 Web: www.dentocare.de



Johnson & Johnson

Expertenmeinung gefragt!

Unter dem Motto „Listerine 14-Tage-Test – Spüren Sie den Effekt!“ können Dentalexperten Listerine im Selbstversuch zwei Wochen lang ausprobieren. Wer zweimal täglich 30 Sekunden spült, kann sich von den positiven Effekten der Mundspülung überzeugen und seine Eindrücke in einem Testbogen festhalten. Unter den eingesendeten Testbögen werden 100 Teilnehmer ausgelost, die einen Jahresbedarf



an Listerine gewinnen. Um die Testunterlagen zu erhalten, müssen Interessierte lediglich die in Fachzeitschriften beiliegende Antwortkarte ausfüllen oder den Abschnitt der Anzeige faxen. Wer möchte, kann sich auch unter www.listerine.de registrieren und sich von einem persönlichen Coach mit motivierenden Tipps unterstützen lassen. Erste Tests haben Zahnpflegeexperten bereits überzeugt: 89 Prozent der Mitarbeiter aus zahnärztlichen Berufen würden Listerine „Total Care 6-in-1-Schutz“ weiterempfehlen.¹

Im Rahmen des 14-Tage-Tests können sich die Tester aus sechs verschiedenen Varianten für eine Sorte entscheiden. Neben den Basis-Produkten Listerine „Coolmint“, „Coolcitrus“, „Zahn- und Zahnfleisch-Schutz“ sowie „Zahnsteinschutz“ stehen auch die neuesten Produkte Listerine „Total Care 6-in-1-Schutz“ für eine umfassendere Mundpflege und Listerine „Total Care Sensitive“ für schmerzempfindliche Zähne zur Auswahl. Die ätherischen Öle mit ihrer antiseptischen Wirkung sorgen selbst im Falle von Halitosis für einen lang anhaltend frischen Atem.² Nach Beendigung der zweiwöchigen Testphase können die in den Testbögen dokumentierten Erfahrungen versendet werden an:

Johnson & Johnson GmbH
 Listerine Professional Forum 14-Tage-Test
 Postfach 21 05 51, 41431 Neuss

Literatur

- 1 Produkttest mit 483 Mitarbeitern aus zahnärztlichen Berufen.
- 2 Pitts G et al., Mechanism of action of an antiseptic, anti-odor mouthwash. J Dent Res 1883; 62: 738–742.

Johnson & Johnson GmbH
 Johnson-und-Johnson-Platz 2
 41470 Neuss
 E-Mail: info@listerine.de
 Web: www.jnjgermany.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ZWP online
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info



Kerr

Neue Spezialreinigungspaste für zu Hause

Cleanicdent enthält das Mineral Perlit und ist eine über einen längeren Zeitraum anzuwendende Spezial-Zahnreinigungspaste zur Beseitigung von Zahnverfärbungen, Flecken und Belägen. Einerseits kann diese Paste dazu beitragen, das natürliche Weiß und den Glanz der Zähne nach einer professionellen Prophylaxesitzung, z.B. mit Cleanic, zu verlängern. Andererseits entfernt die Paste auch bereits bestehende Verfärbungen, wie Flecke und Beläge. Besonders hervorzuheben ist hierbei der beginnende geringe RDA-Wert 39, der sich dank des Perlits durch die Putzbewegung reduziert und somit auch polierende Wirkung hat. Weiterhin enthält Cleanicdent keine zahnbleichenden Bestandteile, die Überempfindlichkeiten hervorrufen können.

Weiß, natürliche und glänzende Zähne sind ein erstrebenswertes und realistisches Ziel jedes einzelnen in unserer Gesellschaft geworden. Interessieren sollte jedoch auch die Frage nach den Nebenefekten von extrem schnell wirksamen und aggressiven Pasten. Dies gilt sowohl für professionelle Prophy Pasten als auch für Zahnpasten für die häusliche Anwendung. Cleanicdent bietet einen guten Kompromiss zwischen Reinigungseffizienz und Schonung des Zahnes, vergleichbar zu Cleanic im professionellen Bereich. Cleanicdent mit Perlit wird zusätzlich zur üblichen Zahnpasta in der täglichen Zahnpflege angewendet.

Kerr GmbH
 Murgstraße 1/14
 76437 Rastatt
 E-Mail: info@kerrhawe.com
 Web: www.KerrHawe.com

ZWP online
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

NSK

Der Alleskönner

Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft von NSK – dem iPiezo-engine – bietet das Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen – von der sanften Minimal- bis hin zur effektiven Maximal-einstellung. Die Leistungseinstellung des Varios 970 wird so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst-effizient in der Endodontie, der Parodontologie und der Prophylaxe eingesetzt werden kann. Mit dem neuen Handstück, dem Varios2, verfügt NSK über das schlankeste und leichteste seiner Klasse und bietet dem Anwender hervorragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios2Lux-Handstück mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt.



Das Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen (je 400 ml) und ein großes, intuitiv zu benutzendes Bedienfeld sowie ein Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden. Als Varios 170 können die Vorteile des Varios2-Handstücks auch in Ihre Behandlungseinheit integriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED-Einbaumodul das kleinste der Welt und findet in praktisch jeder Einheit Platz. Varios 970 und Varios 170 sind jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüsseln und einer Steribox erhältlich.

NSK Europe GmbH
 Elly-Beinhorn-Str. 8
 65760 Eschborn
 E-Mail: info@nsk-europe.de
 Web: www.nsk-europe.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE

interprox® 5 x neu

Mehr Information?
 Tel: 06 21-84 25 97-28
 Fax: 06 21-84 25 97-29
service@dentaaid.de
www.dentaaid.de
 DENTAID GmbH
 Innstraße 34
 68199 Mannheim


Erleichtern Sie Ihren Patienten die Interdentalpflege!

DENTAID
 Kompetenz durch Erfahrung

1 interprox® plus

neue Größe interprox plus nano: noch kleiner – noch feiner!
 Ø Draht: 0,38 mm
 Ø Bürste: 1,9 mm

2 neue Technologie: noch robuster – noch langlebiger! durch einzigartige Drahtaufhängung



3 neues Design: noch attraktiver – noch eleganter! wie immer – jedes mit Käppchen



4 neue wiederverschließbare Packung für den Patienten: noch hygienischer – noch praktischer!



5 neues Interdentalgel: antibakteriell – mit 1.500 ppm Fluorid!



TePe

Interdentalbürsten für jeden Interdentalraum

Die TePe Interdentalbürsten wurden in Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Spezialisten entwickelt. Der einzigartige Griff und hochwertige Borsten sorgen für eine schonende und gründliche Reinigung der Interdentalräume. Alle Größen (sowohl Original als auch Extra weich) sind mit einem kunststoffummantelten Draht ausgestattet, um eine schonende und allergiefreie Reinigung zu garantieren. Die TePe Interdentalbürsten Original sind in neun Größen erhältlich – passend für sehr enge Zahnzwischenräume bis zu ganzen Zahnlücken. Der Griff ist kurz und handlich, so dass einer einfachen Anwendung nichts im Wege steht. Die Farbcodierung hilft dem Patienten dabei, sich besser an seine Größe zu erinnern. Die TePe Interdentalbürsten Extra weich haben speziell ausgewählte lange



und extra weiche Borsten, die raumfüllend und schonend für die Papille sind. Beginnend bei einem Drahtdurchmesser von 0,45 mm (hellorange) sind sie besonders zu empfehlen bei Patienten mit intakten Papillen, schmerzempfindlichen Zahnhälsen, Gingivitis oder Mundschleimhauterkrankungen. Zudem sind die extra weichen Bürsten besonders nach operativen Eingriffen zu empfehlen.

**TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbH**
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg
E-Mail: kontakt@tepe.com
Web: www.tepe.com

lege artis

Vorsprung auf einen Blick

Im deutschen Prophylaxemarkt hat durimplant für die Implantaterhaltung und zur Zahnfleischpflege eine weite Verbreitung in den Praxen gefunden. Empfohlen wird das Produkt i.d.R. von der Prophylaxe-Mitarbeiterin für Patienten mit Implantaten zur Prophylaxe zu Hause, zur Vermeidung von Periimplantitis und Zahnfleischentzündungen bakteriellen Ursprungs. Der Verkauf erfolgt rezeptfrei über die Apotheke oder über den Praxis-Prophylaxeshop. Zur optimalen Prophylaxe verwendet der Patient durimplant einmal wöchentlich bis einmal täglich abends nach dem letzten Zähneputzen. Hier vorab die wichtigsten Nutzen für den Verwender: durimplant ist als Dauerprophylaktikum zur täglichen Pflege geeig-



net. Es schmeckt angenehm medizinisch nach Salbei und frisch nach Minze, verbleibt lange vor Ort, wirkt über die ganze Nacht (slow release) und ist leicht und gut zu platzieren. All dies führt dazu, dass Ihre Patienten durimplant lieben werden. CHX-Gele hingegen wirken meist nur wenige Sekunden bis Minuten, schmecken bitter, führen zu Verfärbungen am Zahn und werden schnell von Speichel fortgespült. CHX-Gele sind Arzneimittel und können somit nicht über den Prophylaxeshop frei verkauft werden. durimplant hat all diese Nachteile nicht: einfacher Verkauf über den Prophylaxeshop, keine Verfärbungen, sehr gute vorbeugende Eigenschaften. Ideale Kombination pflegender und natürlicher Inhaltsstoffe, Einwirkung mehrstündig über Nacht, angenehmer Geschmack, auch in der Apotheke erhältlich (PZN – 4999590). Eine übersichtliche Gegenüberstellung der Produkteigenschaften von durimplant zu „normalen“ CHX-Gele finden Sie im Internet unter www.durimplant.com

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Breitwasenring 1, 72135 Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.durimplant.com

Merz Dental

Flächendesinfektion aus der Spenderbox

Sicher, unkompliziert und zuverlässig im Dentalbereich: Pursept® Wipes Vliestücher sind speziell für den Einsatz im Praxisalltag entwickelte Vliestücher. Getränkt und in Kombination mit der Pursept® Wipes Spenderbox eingesetzt, ermöglichen diese eine schnelle Reinigung und sichere Desinfektion von Oberflächen aller Art. Seit September präsentiert sich die wiederbefüllbare Spenderbox in neuer und halbtransparenter Optik: Neben dem gewohnt praktisch-modernen Design bietet die Box nun raffinierte Vorteile für den Anwender und erleichtert den hygienischen Alltag mit Piktogrammen zur Anwendung, Sichtfenster zur Füllstandskontrolle



und halbtransparentem Deckel zur Beobachtung der Rolle. Das Hauptaugenmerk des Produktkonzeptes liegt dabei auf dem Smart-Protection Prinzip: Die Kombination aus speziellem Vliesmaterial und Vliesstruktur der Tücher stellt sicher, dass der Desinfektionswirkstoff optimal an die Oberfläche abgegeben wird und nicht am Tuch zurückbleibt. Gleichzeitig sorgt die feine Mikrovliesstruktur für eine verbesserte Aufnahme von Schmutzpartikeln auf der Oberfläche.

Merz Dental GmbH
Eetzweg 20
24321 Lütjenburg
E-Mail: info@merz-dental.de
Web: www.merz-dental.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Die ganze Welt
der Prophylaxe



Gesunde Zähne fest im Grip!

Proximal Grip® flex

Mit der neuen Proximal Grip® flex und ihrem innovativen, flexiblen Griff erreichen Sie besonders einfach auch die hinteren Zahnzwischenräume. Probieren Sie es aus!

NEU!

Höchste Qualität
seit über 20 Jahren:
das Proximal Grip®
Bürstenmaterial

Kunststoffumman-
telter Draht – auch
für Implantate
geeignet

Antirutsch-Profil

Handlicher und
flexibler Griff zum
optimalen Erreichen
aller Interdental-
bereiche

Angenehmes,
rutschfestes
Griff-Material

In 6 verschiedenen
Stärken erhältlich



EMS

Eins plus eins macht drei

Was sich zunächst als ein wenig paradox an-
hört, wird bei näherer Betrachtung zur logi-
schen Schlussfolgerung. Um dem Zahnarzt



sub- und supragingivales Air-Polishing und
Scaling in einer Prophylaxeinheit zu er-
möglichen, hat man sich bei EMS wieder et-
was Neues einfallen lassen. Mit dem neuen
Air-Flow Master Piezon geht laut EMS für je-
den Prophylaxeprofi jetzt die Rechnung auf:
von der Diagnose über die Initialbehandlung
bis hin zum Recall. Getragen vom Erfolg des
Piezon Master 700, der für den Patienten
Schmerzen praktisch ausschließen und ma-

ximale Schonung des oralen Epitheliums er-
lauben soll, bedeute diese Neuerung Patien-
tenkomfort allererster Güte. Diese Bilanz
und die glatten Zahnoberflächen seien nur
mit den linearen, parallel zum Zahn verlau-
fenden Schwingungen der „Original Swiss
Instruments“ von EMS erzielbar. Dazu käme
als weiteres Plus die optimierte Sicht auf
die Behandlungsfläche durch die
neuen, mit i.Piezon-Technologie ge-
steuerten Handstücke mit LED-Licht.
Auch ließen sich Parodontitis oder
Periimplantitis mit dem Air-Flow
Master Piezon effektiv behandeln. So
glaubt man bei EMS mit der im Gerät
integrierten „Original Methode Air-
Flow Perio“ dem Übel sprichwörtlich
auf den Grund gehen zu können. „Mit
unserer neuen Kombinationseinheit
von Air-Polishing mit kinetischer
Energie, Air-Flow Perio und Scaling
wollen wir dem Zahnarzt neue Felder
einer optimalen Prophylaxebehand-
lung erschließen“, so Torsten Fremerey, Ge-
schäftsführer der EMS Electro Medical Sys-
tems in Deutschland.

**EMS Electro Medical
Systems GmbH**
Schatzbogen 86
81829 München
E-Mail: info@ems-dent.de
Web: www.ems-dent.com

ZWP online
Weitere Informationen zu diesem
Unternehmen befinden sich auf
www.zwp-online.info

American Dental Systems

Mehr Fluoridaufnahme durch ACP

Im Vergleich zu herkömmlichen Fluoridlack-
en erhöht Enamel Pro® Varnish durch die
einzigartige ACP-Technologie die Fluorid-
aufnahme in den Zahnschmelz um das
Doppelte. Die ausgezeichnete Auflösung
der Kalzium-, Phosphat- und Fluorid-
Salze in Enamel Pro®
Varnish steigert die Durch-
lässigkeit. So werden die
Zähne kontinuierlich mit
Fluorid-, Kalzium- und
Phosphat-Ionen versorgt.
Diese nachhaltige und
reichliche Abgabe stellt si-
cher, dass alle Zahnflächen
signifikant mehr Fluorid
erhalten, insbesondere die
schwer zu erreichenden
proximalen, zervikalen und
okklusalen Bereiche. Der lösliche ACP- und
ACP-Fluorid-Komplex fördert die Remine-
ralisierung und verwandelt sich schnell
in eine sehr stabile kristalline Substanz
aus Kalzium-Phosphat, die zahnbildendes

Apatit beinhaltet. Dank Enamel Pro® Varnish
werden Dentinhypersensibilität und hy-
draulische Leitfähigkeit verringert. Das
Produkt gibt es in zwei Geschmacksrich-
tungen in der effizienten Packungseinheit
35 x 0,4 ml.



American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 42
85591 Vaterstetten
E-Mail: info@ADSystems.de
Web: www.ADSystems.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

08102-7772888

Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Straße 4a
85635 Höhenkirchen
www.dentocare.de

ZWP online
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

Philips

Innovative Schalltechnologie

Regelmäßige zahnmedizinische Prophylaxe ist die Basis für gesunde Zähne. Wichtig ist, was zwischen den Kontrolluntersuchungen passiert. Mit elektrischen Zahnbürsten kann die Motivation der Patienten deutlich gesteigert und die Putzdauer verlängert werden.¹ Die patentierte Schalltechnologie der Philips Sonicare hilft, die häusliche Mundpflege zu verbessern und sorgt für eine nachhaltige Mundhygiene. Mit den in vielen wissenschaftlichen Studien untersuchten Sonicare Schallzahnbürsten kann nicht nur eine gründlichere Plaque-Entfernung als mit Handzahnbürsten erreicht werden, sondern auch ein deutlicher Rückgang von Zahnfleischentzündungen.² Während herkömmliche elektrische Zahnbürsten mit rotierend oszillierenden Putzbewegungen arbeiten, schwingt der Bürstenkopf der Sonicare mit 31.000 Bewegungen pro Minute hin und her. Durch die Kombination aus hoher Frequenz und der Amplitude von etwa sechs Millimetern entsteht eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung im Mund.



Diese unterstützt die Plaque-Entfernung durch die Borsten auch an schwer erreichbaren Stellen der Zahnzwischenräume. Dank dieser dynamischen Reinigungswirkung ist die Schallzahnbürste schonender für das Dentin als eine Handzahnbürste.³ Die extrem weichen, abgerundeten Borsten passen sich optimal der Form der Zähne an und schonen das Zahnfleisch. Zwei Interdentalspitzen können noch tiefer in die Zahnzwischenräume vordringen.

Literatur

- 1 Milleman K et al. Brushing Duration of Manual Versus Sonic Toothbrushes in Preteens/Teens. J Dent Res 2006;85 (spec Iss B):1306.
- 2 DeLaurenti M et al. Plaque removal by Sonicare and manual toothbrushes in orthodontic subjects. J Dent Res 2008;87 (spec Iss B):2044.
- 3 De Jager M et al. In vitro assessment of toothbrushing wear on natural and restorative materials. Compend Contin Educ Dent. 2007;28 (suppl 1):42-50.

Philips Oral Healthcare GmbH

Lübeckertordamm 5

20099 Hamburg

E-Mail: sonicare.deutschland@philips.com

Web: www.philips.com

Unilever

Fünf Zeichen der Zeit vermindern

Für die verbesserte Rundumpflege von Zähnen und Zahnfleisch bringen die Dental-Experten von Unilever jetzt die neue Signal anti-age Zahnpasta auf den Markt.



Es ist ein natürlicher Prozess: Abnutzung, Zahnschmelzerosion und Karies nehmen im Laufe eines Menschenlebens zu. Verstärkt werden kann dies durch äußere Einflüsse wie z.B. Medikamente, die den natürlichen Schutz des Speichels reduzieren. Deshalb klagen Zahnarztpatienten mit steigendem Alter vermehrt über Zahnfleischrückgang, Zahnschmelzabnutzung, zunehmende Verfärbungen, empfindliches Zahnfleisch und sensible Zähne. Für die Patienten sind diese Aging-

Prozesse natürlich unangenehm – lassen sich aber oft spürbar reduzieren. Mit der neuen Signal-Formel wird die Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch unterstützt und fünf Zeichen der Zahnalterung vermindert. Die Calcium Serum Technology mit Calcium-Hydroxyapatit stärkt gezielt den Zahnschmelz und macht ihn widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse. Antibakteriell wirkendes Zinkcitrat hemmt zudem den Bakterienstoffwechsel im Zahnbelag und hilft dadurch die Gesundheit des Zahnfleisches zu verbessern, während Kaliumcitrat gegen Überempfindlichkeit des Dentins und somit bei schmerzempfindlichen Zähnen hilft. Außerdem enthält die Formel das Antioxidans Vitamin E, das in der Kosmetik schon lange zum Schutz vor freien Radikalen zum Einsatz kommt, sowie das Hydrated Silica System, das zunehmenden Verfärbungen entgegenwirkt.

Unilever Deutschland GmbH

Strandkai 1

20457 Hamburg

E-Mail: du.verbraucherservice@unilever.com

Web: www.signal-zahnpflege.de

TANDEX

Gepflegte Zahnzwischenräume

Das TANDEX GEL zählt zu den bevorzugten Prophylaxeprodukten, denn es steht für eine effiziente Pflege der Zahnzwischenräume. Dank der klassischen Kombination aus Chlorhexidin und Fluorid wirkt es sowohl antibakteriell als auch remineralisierend. Das Gel ist alkoholfrei und angenehm mild im Geschmack. Die dünne Tubenspitze ermöglicht eine sehr präzise Dosierung. In Kombination mit einer Flexi Interdentalbürste lassen sich die Zahnzwischenräume optimal reinigen. Die Verwendung des TANDEX GELS empfiehlt sich als Kuranwendung bei Patienten mit einer Anfälligkeit für Karies, Plaque, Gin-



givitis, Parodontitis und Periimplantitis. Das TANDEX GEL in der handlichen 15-ml-Tube können Patienten jederzeit in der Apotheke oder ggf. im Prophylaxeshop ihrer Zahnarztpraxis beziehen. Für den Praxisgebrauch ist das TANDEX GEL sowohl bei den Dentaldepots als auch direkt bei der TANDEX gmbh erhältlich.

TANDEX gmbh

Graf-Zeppelin-Str. 20

24941 Flensburg

E-Mail: germany@tandex.dk

Web: www.tandex.dk

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

DENTAID

Antibakterielle Prävention

Antibakterielle Prävention ist für Patienten sinnvoll, die zu Gingivitis neigen oder bereits eine Parodontitisbehandlung hinter sich hatten und einem Rückfall vorbeugen wollen. Immer mehr an Bedeutung gewinnt sie auch bei Patienten, die mit Implantaten versorgt sind.

Chlorhexidin-Mundspülungen in wirksamer Zubereitung gelten als Goldstandard bei der Bekämpfung von Bakterien, können aber aufgrund von Verfärbungen und Geschmacksirritationen nicht für die tägliche Mundpflege eingesetzt werden.

VITIS gingival Mundspülung enthält als antibakterielle Substanz Cetylpyridiniumchlorid (CPC), dessen Wirkung in klinischen Studien bewiesen ist, das aber nicht die Nebenwirkungen einer CHX-Mundspülung zeigt. VITIS gingival Mundspülung



ist alkoholfrei – ein wichtiger Faktor, auf den gerade bei Mundpflegeprodukten, die jeden Tag verwendet werden, geachtet werden muss.

VITIS gingival Mundspülung enthält weitere, die Gingiva pflegende Inhaltsstoffe wie Permethol, Provitamin B5 sowie Xylit. Passend zur Mundspülung gibt es auch die mild reinigende VITIS gingival Zahnpasta mit 1.500 ppm Fluorid. Alle Produkte sind nur in (Internet-) Apotheken oder in Dentalshops erhältlich.

DENTAID GmbH
Innstr. 34
68199 Mannheim
E-Mail: service@dentaid.de
Web: www.dentaid.de

HUMANCHEMIE

35 Jahre – 35 Preise

Am 6. November 2010 begeht die HUMANCHEMIE GmbH ihr 35-jähriges Firmenjubiläum. Das Unternehmen feiert dies mit einem Gewinnspiel. Die HUMANCHEMIE GmbH wird heute gemeinsam



von der Firmengründerin Ursel Knappwost und ihrer Tochter Dr. Constanze Knappwost-Gieseke geführt. Bekannt ist das Unternehmen vor allem durch die Präparate Tiefenfluorid® und Cupral® bzw. durch die intergrale Wurzelbehandlung mit der Depotphorese® mit Cupral®. Anlässlich des Jubiläums veranstaltet Humanchemie ein großes Gewinnspiel unter dem Motto 35 Jahre – 35 Preise. Um an der Verlosung teilzunehmen, muss die richtige Lösung eines Preisräts-

sels eingereicht werden. Als erster Preis winkt eine Woche Ostseeurlaub für zwei Personen im Vier-Sterne Seehotel Boltenhagen. Als weitere Preise werden ein Wellness-Wochenende für zwei Personen in Lindau am Bodensee, ein Krimidinner für zwei Personen und Produktpakete verlost. Außerdem sucht das Team der HUMANCHEMIE GmbH die Praxis mit dem ältesten Depotphorese®-Gerät. Der Besitzer darf mit einem Überraschungspreis rechnen. Der Jubiläumsflyer mit dem Preisrätsel, auf dem zusätzlich auch noch das Firmenporträt nachzulesen ist, erhalten Sie an den Messeständen der HUMANCHEMIE GmbH, auf der HUMANCHEMIE-Homepage sowie unter der untenstehenden Kontaktadresse. Einsendeschluss für die Auslosung ist der 31. Dezember 2010. Die Gewinner werden zu Beginn des neuen Geschäftsjahres ausgelost.

HUMANCHEMIE GmbH
Hinter dem Krüge 5, 31061 Alfeld
E-Mail: info@humanchemie.de
Web: www.humanchemie.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE



**LEGASED
natur**

**der natürliche Schutz für
die entzündete Mundschleimhaut**

spezielles Mund-Wund-Pflaster mit natürlichen Inhaltsstoffen

die Film bildende Flüssigkeit schützt die entzündete Mundschleimhaut und fördert die Heilung.


lege artis Pharma GmbH + Co KG, D-72135 Dettenhausen
Tel.: +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0, eMail: info@legeartis.de, www.legeartis.de

EMS

ZWP online
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

Effiziente Zahnsteinentfernung

Der Piezon Master 700 ist eine neue Dentaleinheit des Erfinders des piezokeramischen Antriebs zur Zahnsteinentfernung. Intelligente und besonders leistungsstarke iPiezon-Technologie erweitert das zahnärztliche Anwendungsgebiet. Sanfte und präzise Leistungsabgabe ermöglicht im Zusammenwirken mit darauf abgestimmten Handstücken und hochwertigen Swiss Instruments extrem glatte Zahnoberflächen bei praktisch schmerzfreier Behandlung. Touchpanel-Technologie mit blauen LEDs, schlanke Hand-



stücke mit zirkulärer Lichtemission sowie der Komfort, während der Behandlung zwischen zwei Handstücken wählen zu können, unterstützen schnelles und effizientes Arbeiten. Mit klarem Design ohne jegliche Fugen setzt der Piezon Master 700 Hygienestandards in der Zahnarztpraxis.

EMS Electro Medical Systems GmbH
 Schatzbogen 86
 81829 München
 E-Mail: info@ems-dent.de
 Web: www.ems-dent.com

GC

Mehr Aufklärung – mehr Kariesschutz!

Mit den Zahnschutzcremes MI Paste Plus und Tooth Mousse von GC sind die Zähne stärker vor einer Demineralisierung geschützt, und mit den risikogruppenspezifischen Broschüren aus dem neuen Patienteninformationspaket sind die Patienten besser über maximalen Kariesschutz informiert. Unter dem Motto „Dein persönliches Risiko – unser spezielles Angebot“ informieren die kostenlos erhältlichen Flyer und Broschüren besonders gefährdete Patientengruppen über Kariesvorbeugung sowie über Indikation und Anwendung der kariesprotektiven Cremes. Um die Patienten noch besser über Prävention aufklären und sensibilisieren zu können, stellt GC den Zahnarztpraxen ab sofort eine kostenlose Patienteninformationsbox zur Verfügung. Sie enthält einen attraktiven Dispenser mit fünfmal 20 themenspezifischen Patientenflyern, je eine fachwissenschaftliche Broschüre über Tooth Mousse und „White Spots“ sowie einen niedlichen Stoffkuh-Anhänger als Praxisgeschenk und als Symbol für den Hauptbestandteil der Cremes: das laktosefreie Milchprotein Kasein. Die Infoblätter sind speziell für Kinder, Senioren, Sportler sowie KFO-Patienten und Menschen mit empfindlichen Zähnen konzi-

piert und vermitteln kurz und ansprechend Indikation, Wirkungsweise und Handhabung der Zahnschutzcremes. Wer sein Serviceangebot erweitern und damit auch sein Prophylaxeimage verbessern möchte, kann die neue Patienteninfobox bei Bestellung einer 10er-Packung Tooth Mousse oder MI Paste Plus kostenlos beim GC-Außendienst erhalten oder direkt bestellen bei:

GC Germany GmbH
 Seifgrundstraße 2
 61348 Bad Homburg
 E-Mail: info@gcgermany.de
 Web: www.gceurope.com



ZWP online
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf www.zwp-online.info

KaVo

Prophylaxe – einfach und angenehm

Als Komplettanbieter für professionelle Prophylaxe-Lösungen liefert KaVo alle notwendigen Erfolgskomponenten für eine effiziente Prophylaxe. Somit kann der Patient jetzt Schritt für Schritt zu einem perfekten Lächeln geführt werden.



Prophylaxe mit KaVo

Alles. Einfach. Angenehm.

Step 1 – Workflow:

Mit der Primus 1058 schafft KaVo die perfekte Integration und den optimalen Prophylaxe-Workflow. Die Einheit mit komfortablem Softpolster für eine angenehme Patientenlagerung kann als professionelles Prophylaxesystem und als vollwertige Behandlungseinheit genutzt werden.

Step 2 – Zahnbelagentfernung:

Mit dem leistungsstarken, leisen SONICflex quick 2008L – auch für Sirona-Kupplungen erhältlich – werden harte Beläge gründlich und

zeitschonend entfernt. Aufgrund der sanften Oszillationen ist die Behandlung selbst für schmerzempfindliche Patienten angenehm.

Step 3 – Zahnreinigung:

Die Zahnreinigung mit dem PROPHYpearls ist nicht nur angenehm und sanft, sondern erzielt gleichzeitig ein erstklassiges Reinigungsergebnis.

Step 4 – Zahnpolitur:

Den perfekten Abschluss der professionellen Zahnreinigung bildet die Politur. Die KaVo Prophylaxeinstrumente DURatec 2933 und INTRAmatic 31 ES vereinfachen Patient und Behandler dank der sanften Vibrationen die Behandlung.

Step 5 – Karieserkennung:

Der DIAGNOdent pen erkennt Karies einfach und sicher – und zwar schon im Frühstadium. Mit über 90-prozentiger Erkennungsquote bei Fissuren- bzw. Approximalkaries und der Konkrementdetektion ermöglicht das Instrument eine nahezu unschlagbare Früherkennung.

KaVo Dental GmbH
 Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riß
 E-Mail: info@kavo.com
 Web: www.kavo.com/prophylaxe

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Diese neuartige Technologie wird
ihre Prophylaxe-Behandlung
revolutionieren.



Desensibilisieren
Reinigen
Zahnschmelz aufbauen
... in einem einzigen
Arbeitsgang!

Für mehr Informationen:

Frau Simone Herrmann | White-Cross GmbH | Brückenstrasse 45 | D-69120 Heidelberg | Tel (0180) 502271 | www.osspray.com



OSSPRAY™

Procter & Gamble

Besonders elastisch und wirksam

Aufgeklebt, nicht aufgesteckt – auf der letzten Ausgabe des Dentalhygiene Journals prangte die neue Precision Clean Aufsteckbürste von Oral-B. Und so konnte der eine oder andere Leser bereits eine solche Produktprobe testen und selbst feststellen: Die Zahnpflege mit 29 Prozent mehr elastischen Borsten ist sehr viel angenehmer!



Oral-B Precision Clean Aufsteckbürste



Mit der kleinen Aufsteckbürste zu sanft gereinigten Zähnen ...

Die elektrische Mundpflege hat sich längst als besonders effizient zur Unterstützung des oralen Hygienestatus erwiesen: Mit ihrer Hilfe wird Plaque wirksam entfernt – und damit auch das Risiko verringert, an einer Gingivitis oder Parodontitis zu erkranken. Voraussetzung dafür ist eine ausreichend lange und routinierte Pflege, am besten mit einer Elektrozahnbürste mit spezialisierten Aufsteckbürsten. Die neue Oral-B Precision Clean Aufsteckbürste wurde in vierjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit weiter optimiert,

um noch gründlicher und sanfter zu reinigen. Sie verfügt über neuartige, patentierte Einzel-Filamente sowie rund 30 Prozent mehr Borsten und eine höhere Borstendichte insgesamt. Auch das Borstenfeld mit einem patentierten bogenförmigen Schnitt wurde grundlegend überarbeitet.

... und gesünderem Zahnfleisch!

Durch den veränderten Schnitt wird der Zahn besser umschlossen und die Borsten dringen um bis zu fast 30 Prozent tiefer in die Zahnzwischenräume ein. Denn hier verbirgt sich ebenfalls schädliche Plaque, die beim Zähneputzen sonst oft nicht erreicht wird. Außerdem wird mithilfe der Aufsteckbürste die Gesundheit des Zahnfleisches schon nach 30 Tagen verbessert.¹ Die optimale Wirkung erzielt der neue Precision Clean Bürstenkopf in Kombination mit einer der verschiedenen elektrischen Zahnbürsten von Oral-B mit rotierend-pulsierender Reinigungstechnologie. Dazu führen sie bis zu 8.800 rotierende und 40.000 pulsierende Bewegungen pro Minute aus, um die Plaque mechanisch zu lösen und zu entfernen. Alle Aufsätze sind auf das Basisgerät abgestimmt. Auf diese Weise entfernen die Bürstenköpfe erwiesenermaßen zweimal so viel Plaque, verglichen mit einer normalen Handzahnbürste.²

Die neue Precision Clean ist Bestandteil einer breiten Auswahl von Bürstenköpfen von Oral-B: Ob Standard- oder extra sanfte Plaqueentfernung, die Reinigung der Zahnzwischenräume, natürliche Zahnaufhellung, das Putzen von Kinderzähnen oder mit Schalltechnologie – für jedes Mundpflegebedürfnis steht eine Aufsteckbürste von Oral-B zur Verfügung.

Mit der Smart Technology ist die Elektrozahnbürste ein Hightech-Produkt, das den Patienten in verschiedener Hinsicht unterstützt, eine auf seine individuellen Bedürfnisse angepasste Mundpflege zu

betreiben. Bis zu fünf verschiedene Reinigungsstufen stehen ihm hierbei zur Verfügung: Der Modus „Reinigen“ sorgt für eine außergewöhnlich gründliche Plaque-Entfernung; die Stufe „Sanfte Reinigung“ eignet sich zur schonenden, aber effizienten Reinigung empfindlicher Bereiche, während der dritte Modus eigens zum „Polieren“ und natürlichen Aufhellen der Zähne entwickelt wurde; mit „Massieren“ lässt sich das Zahnfleisch sanft stimulieren und für diejenigen, die lieber drei Minuten lang putzen möchten statt der zwei Minuten, die der automatische Timer signalisiert, gibt es das Modul „Gründliche Reinigung“.



Literatur

- 1 K. Janusz, B. Nelson, R.D. Bartizek, P.A. Walters, A.R. Biesbrock. J Clin Dent. 2010;21(1):8–12.
- 2 van der Weijden GA, Rosema NAM, Versteeg PA, Timmerman MF, Velden UVD. J Dent Res. 2006;85 (Special Issue B):Abstract 2266.

Lebenslange Mundgesundheits für all Ihre Patienten – mit den elektrischen Zahnbürsten von Oral-B®

Zahnpflegebedürfnis	Empfohlene Aufsteckbürste
Tägliche Zahnpflege	Oral-B® Precision Clean Für sauberere Zähne und gesundes Zahnfleisch* NEU
Entfernung von Plaque	Oral-B® MicroPulse™ Mit MicroPulse Borsten für eine außergewöhnliche Reinigung in den Zahnzwischenräumen
Entfernung von Verfärbungen (z. B. durch Kaffee und Tabak)	Oral-B® 3D White Für natürlich weißere Zähne in 21 Tagen*
Bei empfindlichem Zahnfleisch und sensiblen Zähnen	Oral-B® Sensitive Besonders schonende und sanfte Reinigung durch extraweiche Borsten
Reinigung bei Brücken, Kronen und Implantaten	Oral-B® Interspace Die Interspace Borsten reinigen in Zahnzwischenräumen sowie unter Brücken, Kronen und Implantaten
Reinigung bei fest sitzender Zahnsperre	Oral-B® Ortho Spezieller Borstenkranz für die Plaque-Entfernung rund um die fest sitzende Zahnsperre

* Verglichen mit einer herkömmlichen Handzahnbürste

Procter & Gamble Germany GmbH
Sulzbacher Straße 40
65824 Schwalbach am Taunus
Web: www.oralbprofessional.com

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



We care for healthy smiles

Vertrauen Sie dem
Marktführer*



*Quelle: Nielsen Interdentalprodukte in dt. Apotheken 2010