

Editorial

- 3 Übung macht den Meister – das gilt besonders in der Endodontie
Dr. Tomas Lang

Fachbeitrag

- 6 Therapie eines Oberkieferprämolaren
Dr. Tobias Mackert
- 12 Fragmententfernung aus Wurzelkanälen, Teil 2
Dr. Sebastian Riedel

Anwenderbericht

- 16 Oberkiefermolar mit stark gekrümmter mesiobukkaler Wurzel
Dr. Jens Emmelmann

Praxismanagement

- 20 Wie sag ich es Kolleg*innen?
Gudrun Mentel

Markt | Produktinformationen

- 07 Starkes Duo zur Revision

Interview

- 28 Bioaktive Materialien erweitern die Möglichkeiten der Wurzelkanalfüllung
Ein Interview mit Univ.-Prof. Dr. Rainer Hahn
- 30 ER Wurzelstifte – stark in ihrer Vielfalt, Teil 3
Ein Interview mit Dr. Britta Dorothea Werner

Events

- 32 Jubiläumstagung der DGET: Zahnerhaltung interdisziplinär gedacht
Nadja Reichert

Tipp

- 34 MDR und die Auswirkungen für die Zahnarztpraxis
DH Marija Krauß

24 Markt | Produktinformationen

38 News

42 Termine/Impressum



Titelbild: Rattiya Thongdumhyu/Shutterstock.com



teethan®
stay balanced

Die Technologie für die digitale Analyse der Zahnokklusion

Teethan® ist ein **innovatives digitales Instrument**, das auf einfache, schnelle und nichtinvasive Weise die wissenschaftlichen Parameter der Zahnokklusion messen kann.

WOFÜR WIRD TEETHAN VERWENDET?

- Es ermöglicht die objektive Messung der dentalen Okklusion.
- Es integriert klinische Erfahrung mit realen und quantitativen Daten.
- Es hilft Ihnen bei der einfachen Kommunikation mit Patienten.
- Es unterstützt Sie im Falle von rechtlichen Streitigkeiten.
- Es steigert den Gewinn
- Es erhöht die Rentabilität der Klinik.
- Es ermöglicht und verbessert die Kommunikation mit Physiotherapeuten und Posturologen.

