

# Praxistest für Revisionen und Obturationen

Umfrageergebnisse bestätigen deutlichen Effizienzgewinn.

In einem breit angelegten Praxistest des internationalen Dentalspezialisten COLTENE wurde insbesondere das Handling bei endodontischen Revisionsbehandlungen untersucht. Zum Einsatz kamen die speziellen Revisionsfeilen aus der COLTENE-Unternehmensgruppe in Kombination mit dem keramischen Sealer GuttaFlow bioseal.

Je nach persönlicher Präferenz konnten die annähernd 600 Praxen zwischen dem Remover für HyFlex oder MicroMega Feilensysteme wählen. Die Umfrageergebnisse bestätigten den deutlichen Effizienzgewinn beim Umstieg von diversen Handfeilen sowie existierenden Revisionsystemen auf die Revision mit einer einzigen Remover NiTi-Feile: 42 Prozent der Befragten beurteilen die Leistung beim Entfernen von Obturationsmaterial als «exzellent», weitere 47 Prozent als «gut». Über die Hälfte gab eine spürbare Zeitersparnis im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise an. Über 85 Prozent gaben nach dem Test an, dass sie die Feile künftig weiternutzen werden.


Beim anschließenden Füllen und Versiegeln des Wurzelkanals mit dem keramischen Sealer GuttaFlow bioseal nannte die Mehrheit der Befragten das einfache Handling (60 Prozent) als herausragendste Eigenschaft des Obturationsmaterials. Auch die schnelle Aushärtung in nur 12 bis 16 Minuten, die gute Röntgensichtbarkeit und die Fließfähigkeit wurden positiv bewertet. Über 72 Prozent der Tester waren mit dem Gesamtergebnis der Behandlung sehr zufrieden bzw. zufrieden und drei Viertel der Zahnärzte können sich vorstellen, GuttaFlow bioseal künftig weiter in ihrer Praxis zu verwenden. [DT](#)

Coltene/Whaledent AG

Tel.: +41 71 7575-300  
www.coltene.com




## Produktbewertung Remover für HyFlex und MicroMega Feilensysteme\*



## Produktbewertung für GuttaFlow bioseal

Das hat die Tester am meisten überzeugt\*



# Diamantbeschichtete Schleifstreifen

Garrisons FitStrip™ Finier- und Konturiersystem zur Gestaltung von Approximalkontakten.

Das umfangreiche Starterset enthält acht verschiedene diamantbeschichtete Schleifstreifen, zwei Approximalsägen und zwei auswechselbare Griffe.

- FitStrip™ eignet sich
- für die Anwendung bei der approximalen Schmelzreduktion,
  - zur Reduktion von Kontaktpunkten,
  - zum Finieren und Konturieren von Approximalkontakten,
  - zur Entfernung von Zement bzw.
  - zur Reinigung bei Kronen und Brücken sowie
  - zur Trennung von versehentlich verbundenen Zähnen.

Das Set enthält sowohl einseitig als auch doppelseitig beschichtete Streifen. Alle Streifen sind mit einer einzigartigen Eigenschaft ausgestattet: Durch einfaches Drehen des farbcodierten Zylinders lässt sich der gerade Streifen (für die Reduktion von Kontaktpunkten) in einen gebogenen Streifen (für die approximale Konturierung) verwandeln. Diese simple Handbewegung schont die Muskeln des Behandlers. Der auswechselbare Griff lässt sich leicht an allen FitStrip™ Komponenten befestigen, wodurch der Bedien- und Patientenkomfort beträchtlich gesteigert werden. Die Hand des Zahnarztes bleibt außerhalb des Mundes und dadurch werden freie Sicht und einfacheres Arbeiten ermöglicht.



## Schnell, einfach und effektiv

Zudem ist FitStrip die beste Lösung für eine approximale Schmelzreduktion (ASR), da es bei Bedarf den Raum für eine minimale Bewegung der Zähne schafft. Die auf kieferorthopädische Behandlungsmethoden, etwa Clear Correct™, Invisalign™, Six Month Smiles™ usw., abgestimmten farbcodierten Streifen ermöglichen es, die gewünschte approximale Schmelzreduktion schnell, einfach und effektiv zu erreichen. Kein anderes System ist mit der Flexibilität und dem Bedienkomfort von FitStrip vergleichbar.

## Einzel nachbestellbar

Das FitStrip™ Finier- und Konturiersystem für Approximalkontakte ist nicht nur farbcodiert und praktisch geordnet, sondern alle Komponenten können auch einzeln nachbestellt werden. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Garrison Dental Solutions unter der angegebenen Telefonnummer oder schauen Sie in unseren Online-Katalog <http://katalog.garrisdental.net>. [DT](#)

Garrison Dental Solutions

Tel.: +49 2451 971-409 · [www.garrisdental.com](http://www.garrisdental.com)

ANZEIGE

## WERDEN SIE AUTOR

Dental Tribune D-A-CH Edition

Wir sind interessiert an:

- Fundierten Fachbeiträgen
- Praxisnahen Anwenderberichten
- Veranstaltungsinformationen

Kontaktieren Sie **Majang Hartwig-Kramer**:  
[m.hartwig-kramer@oemus-media.de](mailto:m.hartwig-kramer@oemus-media.de)  
Tel.: + 49 341 48474-113



[www.oemus.com](http://www.oemus.com)