

Hygienisch sicher auf den ersten Wisch

Gebrauchsfertige Wischdesinfektionstücher für Medizinprodukte von ALPRO MEDICAL.

Ein Patient geht, der nächste wartet bereits – nun muss jeder Handgriff sitzen: Für das Praxisteam gilt bedingt durch die entste-



henden Aerosole sowie durch direkten Kontakt, den kontaminierten Behandlungsbereich schnell und sicher mittels Wischdesinfektion aufzubereiten. In nur fünf Minuten umfassend wirksam sind die PlastiSept eco Wipes von ALPRO MEDICAL. Die alkoholfreien Feuchttücher sind sofort gebrauchsfertig, RKI-konform und VAH/DGHM-zertifiziert.

Die aldehyd-, phenol- und phosphatfreien PlastiSept eco Wipes wirken umfassend gegen Bakterien (inkl. TBC), Pilze sowie alle unbehüllten Viren sowie Noroviren und eignen sich speziell für besonders sensible Oberflächen, die alkoholempfindlich sind: Sitzflächen und Kopfstützen von Be-

handlungseinheiten lassen sich mit den PlastiSept eco Wipes ebenso materialschonend desinfizieren wie Schwebetische oder Folientastaturen. Dabei verfügen die getränkten Tücher über eine gute Haptik und sind angenehm neutral im Duft. Dank der speziellen fusselfreien Tuchqualität aus 70 Prozent Cellulose und 30 Prozent Synthetik haben die Tücher eine hervorragende Wischleistung und Formstabilität. Die Cotton-Touch-Qualität ist neben den bewährten 50g-Tüchern jetzt auch für die 30g-Tücher gegeben. Nach dem Wischen mit den PlastiSept eco Wipes verbleibt ein unsichtbarer Wirkstoffrückstand auf der Oberfläche, der bewirkt, dass Keime sich dort nicht so leicht ausbreiten können.

Egal, ob Flow Pack, Jumbo oder Maxi – die PlastiSept eco Wipes von ALPRO MEDICAL sagen der mikrobiellen Kontamination von Flächen und Gegenständen im zahnärztlichen Behandlungsalltag den Kampf an und stehen für jeden Anwendungsbereich in der passenden Produktgröße und -variante bereit. **DT**

ALPRO MEDICAL GMBH

Tel.: +49 7725 9392-0
www.alpro-medical.de

Infos zum Unternehmen



ANZEIGE

WIESBADEN

FORUM FÜR INNOVATIVE IMPLANTOLOGIE

29./30. April 2022

Wiesbaden – Dorint Pallas Hotel

ONLINE-ANMELDUNG/
KONGRESSPROGRAMM



www.wiesbadener-forum.info

Jetzt
anmelden!

Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz/Wiesbaden

Einfach, universell und effizient

Neun Bürstenkopf-Geometrien, vier Anwendungsmöglichkeiten und nur ein Verbindungssystem.

Sie suchen ein Interdentalsystem mit aufeinander abgestimmten Komponenten und vielen Anwendungsmöglichkeiten? Dann wird Ihnen das *paro[®]isola F* System gefallen!

Dank des Bajonettverschlusses ist das *paro[®]isola F* System universell einsetzbar, vom Handgriff bis zur Schallzahnbürste, von der Handzahnbürste bis zum Handy grip. Ganz nach Ihren Bedürfnissen und immer mit einem optimalen Reinigungseffekt. Neun verschiedene konische und zylindrische Bürsten sorgen für die



Handy Grip

optimale und effiziente Reinigung und sind für jede Interdentallücke geeignet. Der Bajonettverschluss sorgt für ein einfaches Handling, ist kompatibel für die *paro[®]* Handzahnbürsten mit Interdentalfunktion, den Einsatz im Handgriff und im Interdental-Set. Last, but not least lassen sich die Interdentalbürsten sogar mit der neuen hydrodynamischen Schallzahnbürste verwenden, die spezielle Interdentalfunktion der *paro[®]sonic* macht dies möglich.

Das verstehen wir unter „einfach, universell und effizient“ – testen Sie das *paro[®]isola F* System!

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.paroswiss.de, gerne schicken wir Ihnen Ihr Set noch heute in die Praxis. **DT**

Infos zum Unternehmen



paro/Esro AG

Vertrieb in Deutschland:

ParoSwiss Deutschland GmbH

Tel.: +49 251 60900103 und
+49 178 6618180

www.paroswiss.de



Schallzahnbürste