

Neu:

# Perfectha® Hyaluronfiller mit Lidocain Bewährte Formel – mehr Behandlungskomfort

Sinclair kündigt jetzt die Einführung von Perfectha® Lidocain an, eine Neuformulierung des erfolgreichen Perfectha® Hyaluronsäure-Fillers. Der HA-Filler enthält zukünftig das vorgemischte Lokalanästhetikum Lidocain, was den Behandlungskomfort für die Patienten optimiert.

Perfectha® Lidocain behält die hohe volumengebende Wirkung und den wettbewerbsfähigen Preis der ursprünglichen Perfectha®-Produktlinie bei. Ästhetisch arbeitenden Ärzten bietet sich dank Perfectha® Lidocain jetzt die Möglichkeit, besonders der immer jünger werdenden Zielgruppe von Patienten attraktive, schmerzarme und sehr bewährte Unterspritzungsbehandlungen bieten zu können.

## Das Perfectha® Konzept

Perfectha® besteht aus einer Range von vier spezialisierten Fillern: „Perfectha® Finelines“ für feine Fältchen, Krähenfüße oder sogenannte Raucherfältchen, „Perfectha® Derm“ für mehr Lippenvolumen und zur Verbesserung der Lippenkontur. „Perfectha® Deep“ ist für die Betonung der Wangenknochen und die Konturierung der Kinnpartie entwickelt worden. Außerdem wird der Filler bei Lach-, Marionetten und Nasolabialfalten angewendet. Und schließlich wird „Perfectha® Subskin“ eingesetzt, um Volumen aufzubauen sowie die Konturen im Gesicht zu verfeinern, und sogar der Nasenrücken und die vorzeitigen Alterungsprozesse an den Händen können mit dem Filler optimiert werden.

Chris Spooner, CEO von Sinclair, kommentiert: „Die Verwendung von Perfectha® Lidocain ist eine Möglichkeit, natürlich aussehende, lang anhaltende Ergebnisse mit einem integrierten Anästhe-



tikum für höchsten Patientenkomfort zu erzielen. Es verfügt über die gleichen Qualitäts- und Sicherheitsstandards, die unsere Kunden von Perfectha erwarten, und ergänzt die bisherige Produktlinie sinnvoll. Als eines der weltweit führenden Unternehmen für wissenschaftlich fortschrittliche ästhetische Produkte achten wir bei Sinclair genau auf Patiententrends und entwickeln kontinuierlich neue Produkte, die der Marktnachfrage entsprechen. Dies ermöglicht es unseren Ärzten, ihren Patienten ein günstiges, komfortables und sicheres Erlebnis zu bieten und gleichzeitig natürlich aussehende Ergebnisse zu erzielen.“

## Fillerbehandlungen – State of the Art auch 2022

Bereits seit vielen Jahren zählen Unterspritzungen mit Fillern auf Basis von Hyaluronsäure zu den State-of-the-Art-Behandlungen in jeder ästhetisch arbeitenden Praxis. Hyaluronsäure ist ein körpereigener Bestandteil, der durch seine Fähigkeit, große Mengen Wasser zu binden, für den Feuchtigkeitsgehalt der Haut verantwortlich ist. HA sorgt also unmittelbar für die Straffheit der Haut. Daraus resultiert, dass die für die minimalinvasive Behandlung speziell aufbereitete HA vom Körper eigenständig wieder abgebaut werden kann. Das dauert in der Regel ein paar Monate und ist von dem körpereigenen Stoffwechsel sowie dem verwendeten Präparat abhängig.

Mit zunehmendem Alter entleeren sich die HA-Depots im Körper. An der Haut zeigt sich dies an einer abnehmenden Durchfeuchtung, an der Ausbildung von Fältchen und einem Verlust an Elastizität. Bei einer Faltenunterspritzung mit HA wird das gelartige Produkt in die entsprechenden Falten injiziert, und diese werden so angehoben. Das HA-Gel hebt das Behandlungsareal auf Hautniveau an und füllt es durch die Wasserbindungskapazität auf. Die Haut sieht glatter aus, das Gesicht wirkt frischer.

*Für weitere Informationen oder die Buchung eines Workshops besuchen Sie unsere Website unter:*

**Sinclair | Spezialist für Ästhetik – Sinclair Deutschland**

Sinclair Pharma GmbH

Tel.: +49 6221 4550-530 • [www.sinclairpharma.com/de](http://www.sinclairpharma.com/de)

# ICE AESTHETIC®

360° Bodyforming

## CRISTAL Fit®

Behandlung bei Rektusdiastase

### MIT CRISTAL Fit® GEZIELTES TRAINING DER LANGEN BAUCHMUSKELN

Effizienter Muskelaufbau mit Magnetwellen  
Verhindert Trainingsfehler durch falsche Übungen

500 Trainingseinheiten in 30 Minuten

Schnelle Erfolge, wirkungsvoll und sicher



JETZT INFORMIEREN UNTER  
[WWW.CRISTAL.FIT](http://WWW.CRISTAL.FIT)

CE  
2797