

**HERSTELLERINFORMATION** // Fest steht: Das beste Kaufkriterium ist eine überzeugende Anwendung im Praxisalltag. Aus diesem Grund bietet W&H im Segment Prophylaxe das Proxeo Twist Cordless Handstück, das dazugehörige Prophylaxewinkelstück sowie das LatchShort Polishing System zwei Wochen lang kostenfrei zum Testen in der eigenen Praxis an.

## KOSTENLOS TESTEN: PROPHYLAXE-INSTRUMENTE

Christin Hiller/Leipzig

Geht es um eine mögliche Neuanschaffung, ist es eine gleichermaßen authentische wie nutzerfreundliche Variante, das Produkt vorab in den eigenen Praxisräumen ausgiebig testen zu können. W&H ermöglicht Interessierten seit nunmehr vier Jahren genau das für fast alle seiner Groß- und Kleinprodukte.

### Easy-Prophylaxe mit W&H

Die Kombination von Proxeo Twist Cordless und LatchShort hat seit letztem Herbst in den Prophylaxe-Zimmern eine neue Ära der rotierenden Politur eröffnet. Denn kabelloses Polieren bedeutet Polieren ganz ohne Einschränkungen. Nutzer

schätzen neben der komplett kabellosen Bewegungsfreiheit insbesondere das modulare System: das bevorzugte Kelchsystem ist frei wählbar. Für ein Perfect Match sorgt das dazugehörige LatchShort Polishing System und stellt eine besonders smarte Lösung für die professionelle Zahnpolitur dar.

---

Produkt-Power im Segment Prophylaxe: Die W&H Proxeo Hand- und Winkelstücke unterstützen eine effiziente Behandlung durch ergonomisches Design mit einem kleinen Kopf sowie optimale Drehzahlen direkt am Zahn.





Das kabellose Proxeo Twist Cordless Handstück mit drahtloser Fußsteuerung und den innovativen LatchShort Prophy-Kelchen mit bis zu 4 mm geringerer Arbeitshöhe: für besseren Zugang und hochergonomisches Arbeiten.

Produkt zwei Wochen kostenfrei getestet werden, dann erfolgt die Rücksendung an W&H. Bei komplexen Produkten – also einweisungspflichtigen Produkten – wird ein Termin mit der Praxis und dem Außendienst vereinbart, sodass das Produkt gemeinsam vor Ort in Betrieb genommen wird und alle Funktionen erklärt werden.

### Einfache Abwicklung im Vor- und Nachfeld

Gut zu wissen: Das Testgeräte-Kontingent ist so groß, dass eine Praxis bei Testwunsch in der Regel innerhalb von ein bis zwei Wochen mit dem Produkt bestückt werden kann. Bei allen Testgeräten handelt es sich immer um die jeweils neueste technische Version. Jedes Produkt kann nach Beendigung der Testwochen zum Sonderpreis erworben werden, die Praxis erhält dann ein Neuprodukt zum Austausch.

Konkret stehen folgende Prophylaxe-Produkte zum Testen zur Verfügung:

- Proxeo Twist Cordless mit kabelloser Fußsteuerung und LatchShort Winkelstückaufsatz
- Proxeo Twist LatchShort Prophylaxe-Winkelstück für W&H LatchShort Kelche und Bürsten
- Proxeo Winkelstücke für marktübliche Prophylaxekelche und -bürsten mit 2,35 mm Schaft, System Universal oder System Young

### How-to: Lieblingsprodukt zwei Wochen lang kostenfrei und unverbindlich testen

Interessenten steht für den Test ein Formular zur Verfügung. Wurde dies vollständig ausgefüllt, setzt sich der W&H Kundenservice sehr zeitnah mit der Praxis in Verbindung und informiert zum weiteren Vorgehen. Handelt es sich um ein einfach zu erklärendes Produkt, dann wird dies per Post zugestellt. In der Praxis kann das

W&H DEUTSCHLAND GMBH

Tel.: +49 8682 8967-0

www.wh.com

ANZEIGE

# METASYS GREEN&CLEAN

## DESINFEKTION

### ALLES CLEAN AUS EINER HAND

- >> optimale Hygiene in allen Bereichen der zahnärztlichen Praxis
- >> umfassende Lösung im Sinne aller Hygieneanforderungen und Richtlinien
- >> Sicherheit und Infektionsschutz

OHNE ALKOHOL  
schnell  
wirksam

STOPP  
den  
Legionellen

VOLL  
VIRUZID  
in nur  
60 Sek

HOCH  
WIRKSAM  
in nur  
60 Min

