

### Professionelles Dentalhygiene-Programm

Neben der häuslichen Zahn- und Mundhygiene ist die professionelle Dentalhygiene eine wichtige Ergänzung für den langfristigen Erhalt der Zähne. Die Präparate des Humanchemie-Dentalhygiene-Programms bieten dabei umfassende Unterstützung für die Arbeit in der täglichen Praxis. Alle Produkte zeichnen sich dabei durch einfache Anwendung aus und sind bereits langjährig erprobt. Das *Hämostatikum Al-Cu* gilt als fortschrittliches Hämostyptikum, welches Kapillarblutungen sofort stoppt. Dies ermöglicht nicht nur

eine saubere unblutige Prophylaxearbeit, auch der Umgang mit Abformmaterialien an frischen Wunden wird deutlich erleichtert.



*Cupral*® ist als Breitbandtherapeutikum – frei von Antibiotika – ohne Resistenzbildung in der Parodontitis-Behandlung bewährt. Neben dem für die Wirksamkeit notwendigen hohen pH von >12 enthält Cupral® eine hohe Dotation mit Cu-Ionen. Diese unterliegen einem speziellen Regenerationsprozess, der in einer permanent keimtötenden Wirkung resultiert. Dabei verhält sich Cupral® gegenüber gesundem Gewebe schonend. Ursache hierfür ist die auch von Calciumhydroxid-Präparaten bekannte Membranbildung, welche eine tiefer gehende „Gewebeschädigung“ verhindert.

*Tiefenfluorid* bildet als stark remineralisierende lokale Fluoridierung den idealen Abschluss der Prophylaxesitzung. Die nachhaltige Wirkung der Tiefenfluoridierung zur Kariesprophylaxe, Remineralisation von Entkalkungsflecken, Zahnhalsdesensibilisierung und mineralischen Fissurenversiegelung konnte in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten belegt werden.

**HUMANCHEMIE GmbH**  
Tel.: 0 51 81/2 46 33  
[www.humanchemie.de](http://www.humanchemie.de)

### Der Alleskönner

Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft von NSK – dem iPiezo engine – bietet das Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen – von der sanften Minimalbis hin zur effektiven Maximaleinstellung.

Die Leistungseinstellung wird dabei so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst effizient in der Endodontie, der Parodontologie und der Prophylaxe eingesetzt werden kann. Mit dem neuen Handstück, dem Varios 2, verfügt NSK über das schlankste und leichteste seiner Klasse und bietet dem Anwender hervorragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios2 Lux-Handstück mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. Das Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen (je 400 ml) und ein großes, intuitiv zu bedienendes Bedienfeld sowie ein Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden. Als Varios 170 können die Vorteile des Varios 2-Handstücks auch in die vorhandene Behandlungseinheit integriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED Einbaumodul das kleinste der Welt und findet in praktisch jeder Einheit Platz.

Varios 970 und Varios 170 steht jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüsseln und einer Steribox zur Verfügung.



**NSK Europe GmbH**  
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0  
E-Mail: [info@nsk-europe.de](mailto:info@nsk-europe.de)

**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

### Hightech Zungenreinigung

Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, führender Spezialist für Prophylaxe- und Mundhygieneprodukte, hat mit dem Tongue Sweeper® einen neuen Zungenreiniger ins Sortiment aufgenommen, der sich hervorragend für den Einsatz in der Praxis eignet.

Eine regelmäßige Zungenreinigung ist hilfreich gegen Mundgeruch und kann zudem das individuelle Kariesrisiko reduzieren und die allgemeine Mundgesundheit verbessern.

Das Modell „Pro“ ist aus Edelstahl gefertigt und hat eine hypoallergene spezialvergoldete „Surecoat“-Oberfläche in medizinischer Instrumentenqualität. Es ist autoklavierbar und der Hersteller bietet bei sachge-



mäßer Benutzung eine Lifetime-Garantie. Das schlanke Design, der optimale Anstellwinkel und die abgerundete Kante machen den Tongue Sweeper® zu einem idealen Instrument zur Patientenaufklärung sowie natürlich auch für die eigene Anwendung. Für den besonderen Fall ist noch das Modell „Titan“ erhältlich, das durch sein Material und die Optik als „Rolls-Royce“ der Zungenreiniger angesehen werden kann.

**Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH**  
Tel.: 0 81 02/7 77 28 88  
[www.dentocare.de](http://www.dentocare.de)

# Partner auf www.zwp-online.info

**ZWP online** NEWS FACHGEBIETE FIRMEN & PRODUKTE EVENTS KAMMERN & VERBÄNDE AUS- & WEITERBILDUNG

Firmen Fachhandel Produkte Produktinformationen Fachverlage Unternehmensberatung & Agenturen Anwälte

Firmen Suche  Alle Bereiche

### Zantomed GmbH

Ackerstraße 1, 47269 Duisburg  
Telefon: 0203-8051045  
Telefax: 0203-8051044  
E-Mail: [info@zantomed.de](mailto:info@zantomed.de)  
Internet: <http://www.zantomed.de>

**ChioSite**

+ mehr zum Produkt

**ENTSPANNEN Sie Ihre Patienten**

+ zum PDF

**Literaturlisten**

21.10.2010  
Relaxierungs- und Schutzschiene  
Autor: Carla Senf  
[Zum Artikel](#)

12.11.2009  
Zukunftstrend oder Patientenmagnet  
Autor: Marcus van Dijk  
[Zum Artikel](#)

### Über Uns

Die Zantomed GmbH ist ein junges, direkt vertreibendes Unternehmen, das eine Reihe von Dentalspezialitäten in den Bereichen Prophylaxe, Ästhetik, Parodontologie, Implantologie und Funktion offeriert. Die angebotene Produktpalette stellt das Unternehmen selber her oder vertreibt diese im Exklusivvertrieb in Deutschland und Österreich.

Neben der eigenen Serie von Mundpflege- und Prophylaxeprodukten vermarktet das Unternehmen die bemerkenswerten White Veneers®, die dem Zahnmediziner dank der patentierten Einsetzhilfe 80 % der Arbeitszeit ersparen und so eine überdurchschnittliche Profitabilität erwirtschaften. Das System vereint darüber hinaus weitere Zusatznutzen für den Patienten als auch für den Zahnarzt, die in einer schnelleren, einfacheren Anwendung und einer gesteigerten Effizienz münden.

Aufgrund des schlanken, direkten Vertriebs ohne weiteren Zwischenhandel ist Zantomed in der Lage, gehobene Qualität zu moderaten Preisen anbieten zu können.

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter: [www.zantomed.de](http://www.zantomed.de) und [www.white-veneers.de](http://www.white-veneers.de)

### Produktportfolio

**Prophylaxe:**

- PDT Instrumentenserie
- Prophylaxe und Mundpflegeserie

**Ästhetik:**

- Non-invasive White Veneers®
- EasyFiller Faltenunterspritzung

**Implantologie:**

- FasioGraft Bio-Knochenregeneration

**Parodontologie:**

- ChioSite PerioSchutz Gel

**Funktion / CMD:**

- NTI-iss CMD-Schiene

**Zubehör:**

- rotierende Instrumente, Applikatoren, Handschuhe
- Zahnbürsten als Private Label Produkt für Ihre Praxis
- Praxismarketing

### White Veneers

White Veneers® repräsentieren eine neue Technologie von noo-prep Veneers und vereinen eine Reihe von Vorteilen sowohl für den Zahnmediziner als auch für den Patienten. Die patentierte Einsetzhilfe des White Veneers® Systems vereinfacht dem Zahnarzt die sonst aufwendige und langwierige Prozedur der adhäsiven Veneeringeinführung und spart etwa 80 % der sonst üblichen Behandlungszeit. Dieser Zeitvorteil kann der Profitabilität der Praxis zugute kommen oder bietet die Möglichkeit auch interessierten Patienten mit geringerem Einkommen Zugang zu idealistischen, weißen Zähnen zu ermöglichen.

In den meisten Fällen muss kein Zahnschmelz entfernt werden und White Veneers® lassen sich auch auf bereits vorhandene Kompositrestaurationen oder Keramikzirkonen aufbringen.

Schnell, schmerzfrei, schön, bezahbar – mit dieser Maxime werden aktuell auch in Endverbrauchermedien Leser über die neuen Möglichkeiten informiert und führen den registrierten Praxen regelmäßig neue Patienten für stetig steigendes Praxiswachstum zu.

Weiterführende Informationen hält das Unternehmen auf seinen Internetseiten [www.white-veneers.de](http://www.white-veneers.de) bereit und stellt Ihnen unter Tel. 0203/8050548 auch mit Rat und Tat gerne zur Seite.

Jetzt auch als iPad- und Tablet-PC-Version verfügbar!

Besuchen Sie uns auf: [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)



### Waterpik Mundduschen – effizienter als Zahnseide

Die intersanté GmbH kann über positive Testergebnisse mit Waterpik Mundduschen berichten. Für eine aktuelle klinische Studie war das Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) federführend. Die Resultate wurden auf der diesjährigen Tagung der International Association of Dental Research (IADR) im Juli 2010 in Barcelona präsentiert.

Das Ergebnis: Die Waterpik Mundduschen bewirken eine starke Reduktion von Zahnfleischbluten. Dass Mundduschen im Vergleich zur Zahnseide bessere Leistungswerte aufweisen, konnte schon in einer Reihe von Untersuchungen nachgewiesen werden. In mehr als 50 klinischen Studien wird die Fähigkeiten der Waterpik Munddusche belegt. Bereits vor einigen Jahren ermittelte die Universität von Nebraska (2005 veröffentlicht im Journal of Clinical Dentistry), dass die Mundduschen eine effektive Alternative zu Zahnseide ist, vor allem in Bezug auf die Reduzierung von Zahnfleischbluten, supragingivaler Plaque und Zahnfleischentzündungen.

Des Weiteren gibt es eine Untersuchung an der University of Southern California Centre for Biofilms, Los Angeles, unter Leitung des Biofilm-Experten John W. Costeron. Danach entfernen die Mundduschen 99,9 Prozent des Plaque-Biofilms nach einer kurzen Behandlungszeit.

Trotz aller Anstrengungen und Aufklärung von Zahnärzten und Prophylaxeangestellten benutzen nur weniger als 10 Prozent der Bevölkerung regelmäßig Zahnseide. Nach wie vor gibt es Nach-

holbedarf in Bezug auf die optimale Mundhygiene. Ziel muss es sein, Patienten vor der Gefahr von ernsthaften Erkrankungen wie beispielsweise Parodontitis, Zahnfleischtaschen oder Periimplantitis zu schützen. Warum findet Zahnseide bei der Bevölkerung so wenig Anerkennung? Die Argumente

sind immer die gleichen: „Die Säuberung mit Zahnseide ist kompliziert und zeitaufwendig.“ Eine Alternative ist in der Handhabung einfach, erfrischend und wirksam: die medizinische Munddusche. Die Anwendungsbereiche der Mundduschen sind vielfältig. Zum Beispiel bietet die Waterpik die Pflege von Implantaten und Brackets, die Beseitigung von Mundgeruch und zur Stimulation des Zahnfleisches. Weitere Einzelheiten zur aktuellen Studie:



intersanté GmbH  
Tel.: 0 62 51/93 28-0  
www.intersante.de

**Einfacher, erfrischender und wirkungsvoller als Zahnseide\***  
\*Barnes CM und Kollegen, in Journal of Clinical Dentistry, 2005, 16(3): 71-77

### Neue Wechselköpfe für elektrische Zahnbürsten

Die motorisierte Mundhygiene hat sich etabliert: 20 Prozent aller Befragten einer repräsentativen forsa-Umfrage verwenden ausschließlich eine elektrische Zahnbürste, und weitere zwölf



Prozent wechseln zwischen dem Elektromodell und einer Handzahnbürste. Der Grund: Zähneputzen ist mit der elektrischen Zahnbürste einfach und bequem. Außerdem können Fehler bei der Putztechnik ausgeglichen werden. So zumindest begründen die Teilnehmer einer qualifizierten Marktanalyse vom Juni

2010 ihre Entscheidung für die motorisierte Putzhilfe. Doch jeder Mund ist anders. Die Dr.Best® Forschung hat jetzt zwei verschiedene Wechselkopf-Varianten für elektrische Zahnbürsten von Oral-B entwickelt, die auf die unterschiedlichen Mundhygiene-Bedürfnisse der Zahnbürstenverwender abgestimmt sind. Beide bestehen aus zwei Materialkomponenten und machen somit erstmals eine deutliche Farbunterscheidung möglich.




Der neue Dr.Best® Zwischenzahn® Wechselkopf hat spezielle Seidenfein-Borsten, die von der Zahnseide inspiriert sind. Dank ihrer besonders feinen Borstenenden gelangen sie tief in enge Zahnzwischenräume und reinigen auch nachweislich effektiv den Zahnfleischrand. Mit dem neuen Dr.Best® Hoch-Tief Wechselkopf können Verwender jetzt erstmals zwischen den unterschiedlichen Härtegraden „weich“ und „mittel“ wählen.

Die beiden Wechselköpfe gibt es ab sofort in vier Farben (tannengrün, saphirblau, kristallblau, mint) in aus-

gewählten Drogerie- und Lebensmittelmärkten und unter [www.amazon.de](http://www.amazon.de)

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.KG  
Katharina Heiler  
Tel.: 0 72 23/76-22 71  
Fax: 0 72 23/76-32 71  
E-Mail: [katharina.k.heiler@gsk.com](mailto:katharina.k.heiler@gsk.com)  
[www.dr-best.de/aufsteckbursten](http://www.dr-best.de/aufsteckbursten)





We care for healthy smiles

Ihr Spezialist für

# Professionelle Mundhygiene



Vertrauen Sie dem  
**Marktführer\***

\*Quelle: Nielsen Interdentialprodukte in dt. Apotheken 2010

### Gepflegte Zahnzwischenräume

Das TANDEX GEL zählt zu den bevorzugten Prophylaxeprodukten, denn es steht für eine effiziente Pflege der Zahnzwischenräume. Dank der klassischen Kombination aus Chlorhexidin und Fluorid wirkt es sowohl antibakteriell als auch remineralisierend. Das Gel ist alkoholfrei und angenehm mild im Geschmack. Die dünne Tubenspitze ermöglicht eine sehr präzise Dosierung. In Kombination mit einer Flexi Interdentalbürste lassen sich die Zahnzwischenräume optimal reinigen.

Die Verwendung des TANDEX GELS empfiehlt sich als Kuranwendung bei Patienten mit einer Anfälligkeit für Karies, Plaque, Gingivitis, Parodontitis und Periimplantitis.

Das TANDEX GEL in der handlichen 15 ml Tube können Patienten jederzeit in der Apotheke oder ggf. im Prophylaxeshop ihrer Zahnarztpraxis beziehen. Für den Praxisgebrauch ist das TANDEX GEL sowohl bei




den Dentaldepots als auch direkt bei der TANDEX GmbH erhältlich.

**TANDEX GmbH**  
Tel.: 04 61/4 80 79 80  
[www.tandex.dk](http://www.tandex.dk)

### Sicheres Vergnügen bei Zahnreinigung

Die Proxeo Systeme UNIVERSAL und YOUNG sorgen für Sicherheit und Flexibilität in der Zahnreinigung: Maßgeschneiderte Dichtsysteme garantieren, dass das Instrument noch nach Jahren ein strahlendes Lächeln hervorzaubert.

Das Proxeo UNIVERSAL System kann mit allen gängigen Kappen und Bürsten kombiniert werden. Der Wechsel klappt sekundenschnell und flexibel, denn mit der Screw-in bzw. Snap-on Technik können die Kappen je nach Wunsch aufgeschraubt oder aufgesteckt werden. Mit dem von W&H eigens entwickelten Dichtungssystem bleiben Paste und Behandlungspartikel außen vor. Das schont die Technik und garantiert eine lange Lebensdauer auch bei härtesten Einsätzen.



Mit seinen vielseitigen

Talenten ist Proxeo YOUNG so benutzerfreundlich wie kaum ein anderes Instrument: Das YOUNG Einwegwinkelstück passt perfekt auf das Proxeo Handstück und wird nach der Anwendung als Ganzes entfernt – einfacher kann Prophylaxe nicht sein. Die einzigartige Triple Seal Dichtung des Systems verhindert außerdem das Eindringen auch kleinster Schleifpartikel in das Instrument. Die Dichtung erneuert sich bei jedem Kappenwechsel und sorgt so bei jeder Anwendung für beste Hygienebedingungen und einen langfristigen Einsatz auf Top-Niveau.

24 Monate Garantie und die einzigartige W&H-Qualität machen Proxeo zu einem Begleiter, auf den man sich verlassen kann. Proxeo ist thermodesinfizierbar und bis zu 135°C sterilisierbar. Die kompakte Bauweise und die glatten Oberflächen tragen zu einem überdurchschnittlichen Hygieneniveau bei.

**W&H Deutschland GmbH**  
Tel.: 0 86 82/89 67-22  
[www.wh.com](http://www.wh.com)

**ZWP online**

Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

### Interdentalbürsten für jeden Interdentalraum

TePe Zahnbürsten, Interdentalbürsten und Zahnhölzer werden heute in über 50 Ländern weltweit vertrieben. Aktuelle Marktdaten (Nielsen Interdentalraumpflege Apotheken 2010) haben bestätigt, dass TePe im Interdentalbereich mit über 50 % Marktanteil Marktführer in deutschen Apotheken ist.

Die TePe Interdentalbürsten wurden in Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Spezialisten entwickelt. Der einzigartige Griff und hochwertige Borsten sorgen für eine schonende und gründliche Reinigung der Interdentalräume. Alle Größen (sowohl Original als auch Extra weich) sind mit einem kunststoffummantelten Draht ausgestattet, um eine schonende und allergiefreie Reinigung zu garantieren.



Die TePe Interdentalbürsten Original sind in neun Größen erhältlich – neu im Sortiment ist die schwarze Interdentalbürste (1,5 mm) – passend für sehr enge Zahnzwischenräume bis zu ganzen Zahnlücken. Der Griff ist kurz und handlich, sodass einer einfachen Anwendung nichts im Wege steht. Die Farbcodierung hilft dem Patienten dabei, sich besser an seine Größe zu erinnern.

Die feinsten und mittleren Größen wurden mit dem neuen G2™-Hals ausgestattet, wodurch eine erhöhte Haltbarkeit, eine verbesserte Zugänglichkeit und eine schonendere Reinigung erzielt wurden. Die TePe Interdentalbürsten Extra weich haben speziell ausgewählte lange und extra weiche Borsten, die raumfüllend und schonend für die Papille sind. Beginnend bei einem Drahtdurchmesser von 0,45 mm (hellorange) sind sie besonders zu empfehlen bei Patienten mit intakten Papillen, schmerzempfindlichen Zahnhälsen, Gingivitis oder Mundschleimhauterkrankungen. Zudem sind die extra weichen Bürsten besonders nach operativen Eingriffen zu empfehlen.

**TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH**  
Tel.: 0 40/51 49 16 05  
[www.tepe.com](http://www.tepe.com)

## Reinigungspulver mit gutem Anwenderergebnis

Sylc – das neue Reinigungspulver aus bioaktivem Glas auf Basis von Novamin – fand seit der Neueinführung bereits nach kurzer Zeit großen Anklang auf dem deutschen Markt. Über 200 Zahnarztpraxen konnten sich nun in einer umfangreichen Anwenderbefragung zu dem Produkt äußern.

Sylc vereint drei Funktionen in einem Arbeitsgang: Desensibilisieren – Reinigen und Remineralisieren. Dies bedeutet für den Anwender eine große Zeit- und Kostenersparnis, da nach der Prophylaxe-Sitzung keine weiteren Schritte mehr notwendig sind. Die positive Resonanz der Anwender durch eine schriftliche Befragung bestätigte die guten Erfahrungen und Testergebnisse des Herstellers OS-spray mit Sitz in London.

Bei der Befragung wurden insbesondere die desensibilisierende Wirkung bereits während der Anwendung und die schnelle Belagsentfernung gelobt. Nach Aussage der Anwender sei die Entfernung der Beläge und Verfärbungen deutlich effektiver und schneller, jedoch trotzdem schonender als bei herkömmlichen Pulvern. Zitat eines Anwenders: „Sanfte Zahnreinigung im Vergleich zu anderen Pulvern.“ Schleimhautreizungen sind vermindert und der Geschmack wurde von den Patienten als angenehm beschrieben, so die Anwender. Des Weiteren wurde von den Befragten bestätigt, dass Sylc deutlich weniger Aerosole versprüht und somit der Patientenkomfort von der Mehrheit der Anwender als sehr gut bewertet wurde. Zudem empfanden die befragten Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen es als sehr angenehm, dass die Pulver-Wasser-Strahlgeräte verschiedener Hersteller bedeutend weniger bis gar nicht verstopften. Wenn Sie Sylc selbst einmal testen möchten, um sich von den Vorzügen zu überzeugen, können Sie gerne Informationsmaterial inklusive Probe bei der Firma white cross oder bei den Vertriebspartnern Dent-o-Care und Curaden anfordern.

white cross GmbH  
Tel.: 0180/5 02 27 71  
[www.osspray.com](http://www.osspray.com)



## Zur Vorbeugung von Periimplantitis

Im deutschen Prophylaxemarkt hat durimplant für die Implantaterhaltung und zur Zahnfleischpflege eine weite Verbreitung in den Praxen gefunden. Empfohlen wird das Produkt i.d.R. von der Prophylaxe-Mitarbeiterin für Patienten mit Implantaten zur Prophylaxe zu Hause, zur Vermeidung von Periimplantitis und Zahnfleischentzündungen bakteriellen Ursprungs. Der Verkauf erfolgt rezeptfrei über die Apotheke oder über den Praxis-Prophylaxeshop. Zur optimalen Prophylaxe verwendet der Patient durimplant einmal wöchentlich bis einmal täglich abends nach dem letzten Zähneputzen.

Hier vorab die wichtigsten Nutzen für den Verwender: durimplant ist als Dauerprophylaktikum zur täglichen Pflege geeignet. Es schmeckt angenehm medizinisch nach Salbei und frisch nach Minze, verbleibt lange vor Ort, wirkt über die ganze Nacht (*slow release*) und ist leicht und gut zu platzieren. All dies führt dazu, dass Ihre Patienten durimplant lieben werden.

CHX-Gele hingegen wirken meist nur wenige Sekunden bis Minuten, schmecken bitter, führen zu Verfärbungen am Zahn und werden schnell von Speichel fortgespült. CHX-Gele sind Arzneimittel und können somit nicht über den Prophylaxeshop frei verkauft werden. durimplant hat all diese Nachteile nicht: einfacher Verkauf über den Prophylaxeshop, keine Verfärbungen, sehr gute vorbeugende Eigenschaften. Ideale Kombination pflegender und natürlicher Inhaltsstoffe, Einwirkung mehrstündig über Nacht und angenehmer Geschmack.

Eine übersichtliche Gegenüberstellung der Produkteigenschaften von durimplant zu ‚normalen‘ CHX-Gele finden Sie unter [www.durimplant.com](http://www.durimplant.com). Oder fordern Sie sie einfach kostenlos beim Hersteller an.

lege artis  
Pharma GmbH + Co KG  
Tel.: 0 71 57/56 45-0  
[www.durimplant.com](http://www.durimplant.com)



## Geschmackvolle Zahnreinigung

Dafür steht der Name Dan Fischer: Praxisgerechte Materialien, die das Arbeiten, das Ergebnis und den Patientenkomfort wesentlich verbessern. Das neueste Familienmitglied ist Ultrapro Tx. Diese neuentwickelte Prophy-Paste steht in drei verschiedenen Körnungen zur Verfügung. Eine spezielle Komposition vermeidet das Spritzen. Drei Aromen – Cool Mint, Waltherberry und Bubble Gum – erhöhen das Wohlbefinden des Patienten. Die Pasten in



verschiedenen Farben sind klar in den praktischen Portionsnapfchen zu erkennen. Nach der Behandlung ist Ultrapro Tx

leicht und vollständig abzuspülen, so gibt es kein

nachträgliches „sandiges“ Gefühl auf den Zähnen. Der Gehalt an Fluoriden und Kaliumnitrat wirkt Zahneempfindlichkeiten entgegen und stärkt den Schmelz. Ein typisches Dan Fischer-Produkt eben.

Ultradent Products, USA  
Tel.: 0 22 03/35 92-15  
[www.updental.de](http://www.updental.de)

**ZWP online**

Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

**Sub- und supragingivales Air-Polishing sowie Scaling in einer Einheit**



Um dem Zahnarzt sub- und supragingivales Air-Polishing und Scaling in einer Prophylaxeinheit zu ermöglichen, hat man sich bei der EMS Zentrale in Nyon, Schweiz, wieder etwas Neues einfallen lassen.

Mit dem neuen Air-Flow Master Piezon geht laut EMS für jeden Prophylaxeprofi jetzt die Rechnung auf: von der Diagnose über die

Initialbehandlung bis hin zum Recall. Getragen vom Erfolg des Piezon Master 700, der für den Patienten Schmerzen praktisch ausschließen und maximale Schonung des oralen Epitheliums erlaubt, bedeutet diese Neuerung Patientenkomfort allererster Güte. Diese Bilanz und die glatten Zahnoberflächen sind nur mit den linearen, parallel zum Zahn verlaufenden Schwingungen der „Original Swiss Instruments“ erzielbar. Dazu kommt als weiteres Plus die optimierte Sicht auf die Behandlungsfläche durch die neuen, mit i.Piezon-Technologie gesteuerten, Handstücke mit LED-Licht.

Auch lassen sich Parodontitis oder Periimplantitis mit dem Air-Flow Master Piezon effektiv behandeln. Mit der im Gerät integrierten „Original Methode Air-Flow Perio“ kann man dem Übel sprichwörtlich auf den Grund gehen. Die für den Einmalgebrauch konstruierte Perio-Flow Düse verwirbelt Wasser und das Pulver-Luft-Gemisch gleichzeitig, sodass man mit dieser Technik zusätzlich Emphyseme vermeidet. Gespeist aus maximal zwei Pulverkammern mit großem Volumen, agieren das Air-Flow Handstück und das Perio-Flow Handstück im supragingivalen als auch subgingivalen Bereichen. Seitlich, magnetisch befestigt, lassen sich die Handstücke leicht abnehmen und nach der Behandlung einfach ablegen.

Mit der neuen Kombinationseinheit von Air-Polishing mit kinetischer Energie, Air-Flow Perio und Scaling erschließen sich dem Zahnarzt neue Felder einer optimalen Prophylaxebehandlung.

**EMS Electro Medical Systems GmbH**  
 Tel.: 0 89/42 71 61-0  
[www.ems-ch.de](http://www.ems-ch.de)

**ZWP online**  
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

**IMPRESSUM**

Ein Supplement von



**Verlagsanschrift**

OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 03 41/4 84 74-0, Fax: 03 41/4 84 74-1 90, kontakt@oemus-media.de

|                        |   |  |   |
|------------------------|---|--|---|
| <b>Chefredaktion</b>   | Dipl.-Päd. Jürgen Isbaner<br>(V.i.S.d.P.)                         | Tel.: 03 41/4 84 74-3 21                             | isbaner@oemus-media.de                            |
| <b>Redaktion</b>       | Carla Senf<br>Antje Isbaner                                       | Tel.: 03 41/4 84 74-1 21<br>Tel.: 03 41/4 84 74-1 20 | c.senf@oemus-media.de<br>a.isbaner@oemus-media.de |
| <b>Anzeigenleitung</b> | Stefan Thieme   | Tel.: 03 41/4 84 74-2 24                             | s.thieme@oemus-media.de                           |
| <b>Grafik/Satz</b>     | Josephine Ritter  | Tel.: 03 41/4 84 74-1 19                             | j.ritter@oemus-media.de                           |
| <b>Druck</b>           | Dierichs Druck + Media GmbH, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel |  |   |



# Einfach bestellen ist nur 1 Klick entfernt.



Fragen Sie sich manchmal, warum das Bestellen von Verbrauchsmaterial für die Praxis immer so ein Aufwand sein muss? Wir haben die Antwort: Bestellen Sie einfach im Internet. Der Web-Shop von NETdental hat alles, was die Praxis täglich braucht. Und ist so einfach gemacht, dass jeder auf Anhieb damit klarkommt.

Probieren Sie's mal aus!

**NET**dental

*So einfach ist das.*

### KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER mit Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)

NSK präsentiert den kabellosen iSD900 Prothetikschrauber mit Drehmoment-Kalibriersystem (TCS) zum Festziehen von Halteschrauben. Der iSD900 trägt entscheidend zur Zeiteinsparung bei und ermöglicht dank seines einzigartigen, höchst einfach zu bedienenden Drehmoment-Kalibriersystems das präzise und risikofreie Befestigen von Abutment-Schrauben.

Darauf können Sie sich verlassen.



- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halteschrauben
- Universell einsetzbar für große Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl wählbar (15, 20, 25 U/min)
- Ergonomischer An-/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- & Ladetechnologie

iSD900

**1.495,- €\***

\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

