

GC Aligner Connect™

Lichthärtendes Komposit zur Herstellung von Aligner-Attachments.



(Bilder: © GC Orthodontics)

Seit über 100 Jahren entwickelt GC kontinuierlich Innovationen für den Dentalbereich und die Kieferorthopädie. Nach dem Erfolg mit GC Ortho Connect zum Kleben von Brackets und GC Ortho Connect Flow zum Befestigen von Lingualretainern wurde GC Aligner Connect speziell zur Herstellung von Aligner-Attachments entwickelt.

Stärke des GC Aligner Connect sind die deutliche Vereinfachung klinischer Abläufe bei der Aligner-Attachment-Herstellung sowie die hohe Abrasionsstabilität und damit eine sehr gute Langzeitstabilität. Bei Lichthärtung durch die Alignerschleife zeigt GC Aligner Connect eine höhere Durchhärtungstiefe als andere der Anwendung entsprechende Produkte. Der zusätzlich höhere Härtegrad als bei herkömmlichen Kompositen gewährleistet zuverlässige Abrasions- und Langzeitstabilität. Während der Behandlung sorgt die einzigartige Mimikry-Eigenschaft für eine hervorragende Ästhetik und minimiert den Bedarf an verschiedenen Produktfarben. GC Aligner Connect behält seine optische Beschaffenheit auch nach 12.000 Zahnbürststrichen (entspricht Nutzung für ein Jahr) und bietet damit eine langfristige Ästhetik.

GC Aligner Connect basiert auf aromatischen Methacrylatmonomeren mit TEGDMA als Matrix und ist mit

anderen Methacrylat-basierten Adhäsivkompositensystemen kombinierbar, sodass alle in der Praxis gängigen Primer/Bondingsysteme kompatibel sind und somit weiterverwendet werden können. Durch die optimale Viskosität ist es sicher und exakt zu applizieren, ohne Fäden zu ziehen.

Einen weiteren Vorteil für Behandler und Patienten bildet die fluoreszierende Eigenschaft unter Einsatz von UV-Licht. Dies unterstützt und vereinfacht die rückstandslose und daher zahnschmelzschonende Entfernung des Materials beim Umsetzen von Attachments oder nach Beendigung der Behandlung.

Die Verpackungseinheit umfasst eine Spritze mit 3,4 g inklusive Applikationsspitzen. Das vorhandene Klebprotokoll mit G-Premio Bond (Universalhaftvermittler, ebenfalls von GC) hilft bei der einfachen Herstellung ästhetischer und haltbarer Aligner-Attachments. Nähere Infos unter angegebenem Kontakt.

kontakt

GC Orthodontics Europe GmbH
Harkortstraße 2
58339 Breckerfeld
Tel.: +49 2338 801-888
info.gco.germay@gc.dental
www.gorthodontics.eu



(Bild: © Dr. Marcus Holzmeier)

Putzmunter

Das Zahnspiel mit dem Spaßfaktor.

Der Verein für Zahnhygiene e.V. bringt Spieleklassiker nach rund 20 Jahren mit frischen Illustrationen und neuer Spielmechanik neu heraus. Das Brettspiel „Putzmunter“ vermittelt Kindern spielerisch Wissen rund um die Mund- und Zahnhygiene. Das Lauf- und Memospiel rund um Zahngesundheit und Ernährung bietet zwei bis fünf Kindern ab vier Jahren viele wertvolle Informationen und Empfehlungen. Es ist pädagogisch wertvoll, weil spielend lernen nachweislich einen intensiveren Wissenstransfer fördert und sich Wissen im Gedächtnis der Kinder länger verankert.

Mithilfe des liebevoll gestalteten Spielbretts und der Aktionskarten lernen Kinder, zahnfremde und zahnunfreundliche Mahlzeiten zu unterscheiden. Selbstverständlich werden zahnfremde Mahlzeiten, Zähneputzen und der Besuch in der Praxis von „Dr. Zahn“ belohnt. Eine gut verständliche Anleitung mit vielen Illustrationen vermittelt Erwachsenen, wie sie das Spiel Kindern leicht verständlich erklä-



(Bild: © Verein für Zahnhygiene e.V.)

ren, und enthält auch Anregungen zur Vorbereitung auf das Spiel. Zusätzlich gibt es ein DIN A1-Anleitungsposter, welches ohne Text den Spielverlauf einfach erklärt. Die Neuauflage ist für öffentliche Einrichtungen wie z. B. Schulen, Kindergärten oder Zahnarztpraxen und ab sofort online bestellbar (Preis: 22,10 Euro).

kontakt

Verein für Zahnhygiene e.V.
Liebigstraße 25
64293 Darmstadt
Tel.: +49 6151 13737-10
Fax: +49 6151 13737-30
info@zahnhygiene.de
www.zahnhygiene.de

CLB™ Chois Lingual Bracket

OrthoDepot präsentiert neues Bracketsystem für die Lingualtechnik.



CLB™ Chois Lingual Bracket-System. (Bild: © Osstem™ Orthodontics)

Das CLB™ Chois Lingual Bracket-System von Osstem™ Orthodontics ist das neueste Produkt im umfangreichen Sortiment von OrthoDepot. Die im Rahmen von Lingualbehandlungen einsetzbaren Straight-wire-Metalbrackets verfügen im Frontzahnbereich über zwei Slots, wodurch eine optimale Kontrolle der Frontzahnstellung sowie eine maximale Flexibilität während des Therapieverlaufs gewährleistet werden. Die Prämolarenbrackets des konventionell ligierbaren CLB™ Systems sind so gestaltet, dass auf die übliche Pilzform („Mushroom“) der Be-

handlungsbögen verzichtet werden kann. Für eine maximale Verankerung bieten die Molarenbrackets eine besonders breite Basis. Des Weiteren sind die Bracketflügel so gestaltet, dass ein absolutes Einfaches Ligieren ermöglicht wird. Chois Lingual Brackets sind durch Einsatz hochmoderner Produktionsanlagen gefertigt, wodurch eine gleichbleibend sehr hohe Qualität garantiert werden kann, und das zu einem außergewöhnlich attraktiven Preis. Unter www.orthodepot.de kann ein Video zu dieser brandneuen Produktinnovation eingese-

hen werden. Die Brackets sind ab sofort unter angegebenem Kontakt bestellbar.

kontakt

OrthoDepot GmbH
Bahnhofstraße 11
90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 274288-0
Fax: +49 911 274288-60
info@orthodepot.com
www.orthodepot.de