

# Komplikationen in der rekonstruktiven Zahnmedizin

SSRD und Swiss Dental Forum laden zur Jahrestagung 2013 nach Thun.

Am 25. und 26. Oktober 2013 findet die 33. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin im Kultur- und Kongresszentrum Thun statt. Die Veranstalter haben sich in diesem Jahr dem Thema „Vermeidung und Management von Komplikationen in der rekonstruktiven Zahnmedizin“ gewidmet.

Die Präsidentin der SSRD, Frau Prof. Dr. Regina Mericske, freut sich über die Kooperation mit dem Swiss Dental Forum: „Es ist uns erstmals gelungen, einen gemeinsamen Anlass der Schweizerischen Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin SSRD und des Swiss Dental Forums – der neuen Bildungsplattform aller zahn-technischen Verbände (VZLS – Verband der Zahntechnischen Laboratorien in der Schweiz, SZV – Schweizerische Zahntechniker-Vereinigung, ASMO – Zahntechniker Meisterverband Schweiz und VZLM – Verband Zahntechnischer Lehrmeister) zu organisieren. Unser primäres Ziel ist es, den fachlichen Austausch zwischen der gesamten Branche Zahntechnik und der spezialisierten Zahnmedizin zu fördern.“

Das Thema der rekonstruktiven Zahnmedizin betrifft Zahnärzte und

Zahntechniker gleichermaßen. Es ergeben sich somit viele Schnittpunkte für branchenübergreifende Diskussionen. Auf dieser Basis wurde ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Nach

nem Beitrag der Berner Wissenschaftler Prof. Dr. Regina Mericske und Dr. Joannis Katsoulis. Weitere vier Workshops bieten anschliessend die Gelegenheit, sich mit Fallplanungen und Diskussionen einen Überblick zu

Schiff aus dem Jahre 1963 erwartet in der Werft Thun, nur wenige Gehminuten von der Kongresslokalität entfernt, die Teilnehmer zu einem gemütlichen Zusammensein. Die ca. vierstündige Fahrt auf dem Thunersee bietet der SSRD-Familie und den Mitgliedern des Swiss Dental Forums neben feinem Essen auch die Möglichkeit zum Kennenlernen und zu interessanten Gesprächen.

Am Samstag, 26. Oktober 2013, findet der eigentliche Kongress statt, im Rahmen dessen erstklassige Referenten aus dem In- und Ausland, u. a. aus Frankreich, Schweden und den USA, das ganze Spektrum an Management von kritischen Situationen in der rekonstruktiven Zahnmedizin samt Schnittstellen zur Zahntechnik präsentieren werden.

Die Vorträge des Kongresses werden simultan in Französisch und Deutsch übersetzt.

Die Anmeldeformalitäten können über die Website der SSRD realisiert werden. Die Teilnahmegebühr beinhaltet alle Vorträge, die Kaffeepausen und das Mittagessen. Während der Veranstaltung wird im Foyer des KKThun eine Posterpräsentation gezeigt. [DT](http://www.ssr.ch)

Quelle: [www.ssr.ch](http://www.ssr.ch)



der Begrüssung am Freitagmittag durch den Präsidenten der wissenschaftlichen Kommission PD Dr. Ronald E. Jung startet der Vorkongress mit „Komplikationen in der CAD/CAM-Rekonstruktion“ (Gerüste/Stege, Zirkoniumdioxid/Titan), ei-

verschaffen über praxisnahe Tipps und Tricks im Umgang mit Komplikationen in der rekonstruktiven Zahnmedizin.

„Herzlich willkommen auf der MS „Beatus“ heisst es am Freitagabend bei der Get-together-Party. Das

Anlässlich der 33. Jahrestagung der SSRD in Thun wird Klinikern und Forschern die Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag über folgende Themen geboten: Festsitzende/abnehmbare Prothetik, Alters- und Behindertenzahnmedizin, Orofaziale Schmerzen.

Zugelassen sind Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland unter 40 Jahren. Die Beiträge können aus der Praxis oder der Universität stammen. Die ausgewählten Vorträge sind auf zehn Minuten begrenzt, gefolgt von einer Diskussion von fünf Minuten.

Das Abstract muss in Englisch im IADR-Format mit max. 1'000 Worten (Aim[s]), Material and Methods, Results, Conclusions) in digitaler Form via E-Mail bis zum 31. Juli 2013 an das SSRD Kongresssekretariat eingereicht werden.

Die beste Präsentation wird mit CHF 3'000 (2. Platz mit CHF 1'500, 3. Platz mit CHF 500) honoriert. Details unter: „Regulations for the SSRD Research Award“ auf der Website der SSRD.

ANZEIGE

## BRINGEN SIE FARBE IN IHRE PRAXIS – MIT UNSEREM KENNENLERN-ANGEBOT!



**Dentatrend®  
Sprühdeseinfektion**

Gebrauchsfertige alkoholische Desinfektion für den ärztlichen und zahnärztlichen Bereich zur Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten und Flächen.

5 L Kanister Neutral  
REF D0102



**Dentatrend®  
Abformdeseinfektion**

Aldehydfreie, gebrauchsfertige Abformdeseinfektion auf Basis quartärer Ammoniumsalze. Frei von Aldehyden, mit angenehmem Zitrus-Geruch. Zur Desinfektion und Reinigung aller dentaler Abformmaterialien sowie prothetischer Arbeiten.

2.5 L Flasche  
REF D0210



**Dentatrend® orange  
Schnelldeseinfektion**

Gebrauchsfertige wässrige Flächen-deseinfektion für den ärztlichen und zahnärztlichen Bereich zur Schnelldeseinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten. Besonders geeignet zur Anwendung auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas.

5 L Kanister  
REF D0122



**Dentatrend® orange Solvent**

Reinigungslösung auf Basis von natürlichen Orangenölen.

250 ml Flasche  
REF D0065



**Dentatrend® Hygienetücher**

Alkoholische Feuchttücher zur Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten und Flächen.

1 Dose mit 100 Tüchern,  
190 g Desinfektionslösung  
REF D0032

1 Nachfüllpackung mit 100 Tüchern,  
190 g Desinfektionslösung  
REF D0033



**Dentatrend® Surgotol  
Sauganlagendeseinfektion**

Hochleistungskonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von dentalen Absauganlagen und Mundspülbecken.

2.5 L Flasche  
REF D0114

**oneway® Einwegfilter für  
Absauganlagen**

Für Absauganlagen, Separierautomatik und Selektivablagen.

Packung mit 12 Stück, rot  
REF OW1010



**Dentatrend®  
Instrumentendeseinfektion**

Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden und chirurgischen Instrumenten aller Art.

2.5 L Flasche  
REF D0084



**Dentatrend®  
Bohrerdesinfektion**

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von Bohren und rotierenden Dental-Instrumenten aller Art.

2.5 L Flasche  
REF D0056



**Dentatrend® Händedeseinfektion &  
Dentatrend® Händedeseinfektions-Gel**

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedeseinfektion. Zur Neutralisierung von Schadorganismen.

1 L Flasche Händedeseinfektion  
REF D0070

500 ml Glockenflasche  
Händedeseinfektions-Gel  
REF D0101

ALLE 12  
PRODUKTE  
FÜR NUR

199,- CHF

exkl. Porto + MwSt.



Swiss design  
Swiss experience  
Swiss logistics  
Swiss product safety

Interesse? Wir informieren Sie gerne:

**Dr. Ihde Dental AG**  
Dorfplatz 11  
CH-8737 Gommiswald / SG

Tel.: +41 (0) 55 293 23 23  
Fax: +41 (0) 55 293 23 00  
[contact@implant.com](mailto:contact@implant.com)  
[www.implant.com](http://www.implant.com)

