

Einfach injizieren

Beautifil Flow Plus: Indikationserweiterung für Flowables für okklusionstragende Klasse I- und II-Restorationen.

Das Entwicklungskonzept von Beautifil Flow Plus basiert auf der Erzielung möglichst hoher mechanischer Kennwerte unter Beibehaltung der für Flow-Materialien typischen einfachen Handhabung. Beautifil Flow Plus steht in einer injektionsfähigen, aber



absolut standfesten Variante „F00“ und einer moderat fließfähigen Variante „F03“ zur Verfügung. Die physikalische Basis für diese Indikationserweiterung sind die gegenüber den klassischen Flowmaterialien um mehr als 50 Prozent erhöhte Dehngren-

ze und um fast 30 Prozent erhöhte Biegefestigkeit.

Durch die Verfügbarkeit direkt injizierbarer und zugleich absolut standfester Flow-Materialien ist die sogenannte „cone technique“ entstanden. Bei dieser Schichttechnik werden praktisch alle wichtigen Strukturen der Restauration in einem Schritt direkt appliziert und polymerisiert, ohne die Bondingschicht kritischen Spannungen auszusetzen.

Das Verhältnis von gebundenen zu freien Oberflächen und damit der



C-Faktor werden erstrebenswert klein gehalten, da zwar ein beträchtli-

ches Kompositvolumen eingebracht wird, aber durch die einzelnen, sich nach okklusal konisch verjüngenden Strukturen ergeben sich eben größtenteils freie Oberflächen. Abschließend wird die Restauration mit dem weniger standfesten Flow Plus F03 komplettiert. Optional kann vorhergehend ein klassisches Flow im Sinne eines Liners am Kavitätenboden eingebracht werden.

Mit der Erweiterung um die Flow-Plus-Produkte ist das Beautifil-Restaurationssystem um ein einzigartiges Plus für den Anwender bereichert worden: die für Beautifil typischen ästhetischen Qualitäten können mit angenehmsten Handling-Eigenschaften und praxisökonomischen Arbeitsstrategien kombiniert in allen Indikationsbereichen umgesetzt werden.

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17, 40878 Ratingen
Tel.: 02102 8664-0, Fax: 02102 8664-65
info@shofu.de, www.shofu.de



Sanfte Unterspritzung

TEOSYAL® Kiss jetzt auch mit Lidocain zur Lippenbehandlung.

TEOSYAL® Kiss mit 0,3 % Lidocain ist ein innovatives und exklusives Gel, das speziell für die Behandlung von Lippen, Lippenkontur und für den Bereich um den Mund herum konzipiert wurde. Um eine verlängerte Haltbarkeit und somit eine optimale Langzeitwirkung zu erzielen, ist das Gel stark vernetzt. Es empfiehlt sich, eine Nachbehandlung nach sechs bis neun Monaten, bei der jedoch eine geringere Menge des Präparats nachgespritzt wird.



TEOSYAL® Kiss ist sehr viskös und besitzt eine starke Füllkraft. Die Injektion mit einer Nadel 27G oder 30G, jeweils zur Hälfte gefüllt, ermöglicht eine besonders feine und präzise Korrektur der Lippen sowie der Konturen im Mundbereich. Um ein harmonisches Ergebnis zu erzielen, sollte bei der Einspritzung des Gels beachtet werden, den gesamten Mund zu behandeln – also auch das Lippenrot und die um den Mund befindlichen Falten.

Zur weiteren Optimierung einer deutlich schmerzreduzierten Applikation der Hyaluronsäure, nicht nur zur Volumenaugmentation, sondern auch zur intradermalen Faltenbehandlung, bieten sich stumpfe Kanülen an. Diese gibt es in den entsprechenden Stärken von 27G–18G.

TEOXANE GmbH

Am Lohmühlbach 17
85356 Freising
Tel.: 08161 14805-0, Fax: 08161 14805-15
info@teoxane.de, www.teoxane.de
www.teoxane-cosmetic.de



Natürlich metallfrei.

ZERAMEX®T

ZERAMEX®T setzt mit metallfreiem Zirkonoxid ganz auf die Natur. Das technisch ausgereifte, 2-teilige Implantatsystem zeichnet sich durch **Ästhetik, Biokompatibilität, Bruchstabilität und Plaquesistenz** aus.

ZERAMEX®T ein Plus für Sie und Ihre Patienten!
Überzeugen Sie sich selbst!
Gerne beraten wir Sie umfassend.



swiss made

Telefon Schweiz, 044 388 36 36
Telefon Deutschland, 07621 1612 749
www.dentalpoint-implants.com

DENTALPOINT
Swiss Implant Solutions

Optimale Zahnreinigung

Neue Produktkombination bietet dem Anwender die Möglichkeit von Zahnreinigung und Hochglanzpolitur.

Eine parodontale Erhaltungstherapie ist ohne regelmäßige professionelle Zahnreinigung undenkbar. Trotz täglicher häuslicher Mundhygiene mit einer elektrischen Zahnbürste und je nach Umfang auch Zahnseide oder Interdentalbürsten bilden sich oft Ablagerungen oder hartnäckige Verfärbungen, verursacht durch Kaffee, Tee, Nikotin oder Rotwein. Hier setzt die regelmäßige professionelle Zahnreinigung durch Zahnarzt und geschulte zahnmedizinische Fachangestellte an. Durch diese ergänzende Zusatzleistung wird die orale Hygiene maßgeblich verbessert.

Um die Wirksamkeit der professionellen Zahnreinigung weiter zu erhöhen, hat EVE in Zusammenarbeit mit Zahnärzten ein vollständiges Produktsortiment für diese Anwendung entwickelt. Die integralen Bestandteile dieses Instrumentariums sind einerseits das Zahnreinigungsinstrument EVE PROPHYCLEAN® und andererseits die Einwegprophylaxe- und Hochglanzpoliturkette EVE PROPHY ONE®. Dem Anwender steht somit eine

optimale Produktkombination einerseits zur Entfernung hartnäckiger Beläge auch an schwer zugänglichen Stellen, andererseits für die Hochglanzpolitur zur Verfügung.

EVE PROPHYCLEAN® eignet sich darüber hinaus auch zur Entfernung von Bracketkleberresten und Zementüberschüssen bei adhäsiver Befestigung von Restaurationen. Weiterhin poliert das Instrument den Zahnschmelz neben der Reinigung, ohne Gefahr ihn hierbei zu verletzen. Mit dem EVE PROPHYCLEAN® hat die Firma EVE Ernst Vetter GmbH ein bisher einzigartiges Instrument entwickelt, welches bei keiner professionellen Zahnreinigung fehlen darf, ergänzt durch die Einwegprophylaxe- und Hochglanzpoliturkette EVE PROPHY ONE®.

EVE Ernst Vetter GmbH

Rastatter Straße 30

75179 Pforzheim

Tel.: 07231 9777-0

Fax: 07231 9777-99

info@eve-rotary.com, www.eve-rotary.com



Recall-Postkarten für Zahnarztmuffel

Mit witzigen Motiven die Patienten mobilisieren.

Jeder dritte Bundesbürger geht nicht regelmäßig zur Vorsorge beim Zahnarzt, das hat der neue Zahnreport der Krankenkasse Barmer GEK ergeben. Da stellt sich die Frage, ob das individuelle Zahnarztangst ist oder ob die größer werdenden privaten Finanzierungsanteile abschrecken. Genau hier unterstützt Semperdent, einer der Pioniere für ausländischen Zahnersatz in Deutschland, die Zahnarztpraxen jetzt doppelt: Erstens hat

der neue Serviceansatz entwickelt, um seinen Zahnartzkunden die tägliche Arbeit zu erleichtern.

Zwei Postkartenmotive

Die neuen Recall-Postkarten sollen dem Zahnarzt bei der Erinnerung der Patienten an die nächste Prophylaxe oder Kontrolluntersuchung helfen. Ganz nebenbei sensibilisieren die witzigen Postkarten die Patienten für das Problem Zahngesundheit. Vielen

Patienten ist unter Umständen bis jetzt nicht bewusst, dass auch die „ersetzten“ Zähne gründlich und regelmäßig geputzt und halbjährlich vom Zahnarzt kontrolliert werden müssen.

Die Recall-Postkarten werden ausschließlich an Zahnarztpraxen abgegeben. Sie sind kostenlos erhältlich, solange der Vorrat reicht. Ein Set besteht aus 2 x 50 Karten. Die Postkarten können online bestellt werden, alternativ ist eine Bestellung per Telefon oder schriftlich per Post bzw. Fax möglich.

Semperdent GmbH

Tackenweide 25, 46446 Emmerich

Tel.: 02822 981070, Fax: 02822 99209

www.semperdent.de



Semperdent zwei Postkartenmotive zur Patientenmobilisierung entwerfen lassen und zweitens bietet Semperdent Premium-Zahnersatz zu Preisen, die Patienten bezahlen wollen und können.

Semperdent versteht sich als Partner der Zahnarztpraxen, der qualitativ und ästhetisch optimalen Zahnersatz liefert, der schnell und unkompliziert zu erreichen ist, Probleme unbürokratisch und kompetent löst und gleichzeitig immer wie-

ANZEIGE

2+1 AKTION

Beim Kauf von 2 Boxen erhalten Sie 1 Box oder 1 Adapter* kostenlos dazu!

*Bitte nennen Sie uns bei der Bestellung Name und Baujahr Ihrer Einheit. Aktion gültig bis 15.09.2011. Preis zzgl. MwSt.

je Box á 250 Stück

PREIS
53,85 €

Lakritze

Anis

Mandarine

Johannisbeere

ART by RISKONTROL®

Infektionsrisiko Multifunktionsspritze

- 4 frische Düfte & 4 neue Farben!
- Biegsam - schnell und einfach individuell anzupassen
- Adapter für jede Multifunktionsspritze

Neugierig geworden? Rufen Sie uns an!
Infos unter 0800 / 728 35 32
oder fragen Sie Ihr Depot!

ACTEON Germany GmbH • Industriestraße 9 • D-40822 Mettmann
Tel.: +49 (0) 21 04 / 95 65 10 • Fax: +49 (0) 21 04 / 95 65 11
info@de.acteongroup.com • www.de.acteongroup.com
Hotline: 0800 / 728 35 32

PIERRE ROLLAND
ACTEON

DT 6/11

Verlangen Sie nach der **whiteness®**. Ein schönes Lächeln für Ihre Patienten und ein gutes Ergebnis für Ihre Praxis.

FGM, der führende Anbieter von
Zahnbleachinganwendungen in Lateinamerika,
präsentiert die vollständigste Produktlinie für die
Zahnästhetik.

Neueste Technologie im Zahnbleichen bietet
Spitzenleistung für ästhetische Ergebnisse.
Praktisch in der Anwendung und profitabel für
Anwender. Für mehr Patientenzufriedenheit.



whitenessperfect

Zufriedenheit und Qualität
vom Marktführer aus Brasilien
und Lateinamerika

Das Whiteness Perfect® Zahnweißgel auf
Carbamide Peroxide-Basis ist für den
Hausgebrauch nach zahnärztlicher Anleitung
geeignet und in den Konzentrationen 10%, 16%,
und 22% erhältlich. Und für noch mehr Komfort:
zweifache Desensitivierung durch Kaliumnitrat und
Natriumfluorid.



whitenessHP Blue

Spitzentechnologie und praktisch
in der Anwendung

Whiteness HP Blue® ist ein Gel auf Wasserstoffperoxid-Basis
20% und 35% für vitale Zähne, das durch Spitzentechnologie
in-office Bleaching praktischer macht, ohne dabei auf
Schnelligkeit, Komfort und entsprechende Ergebnisse
verzichten zu müssen. Da es ein selbstkatalysierendes
Produkt ist, wirkt es aktiver, effizienter und verzichtet
vollständig auf Beschleuniger. Vordosierte Mengen erlauben
eine optimalere Zeiteinteilung in der Praxis.



whitenessHPmaxx

Sicherheit und Schutz.

Whiteness HP Maxx® ist ein in-office
Bleaching-System auf Wasserstoffperoxid-Basis 35%
für das Aufhellen von vitalen und nichtvitalen
Zähnen. Es enthält einen Wärmeblocker, der von
Lichtquellen abgegebene Wärme eindämmt und
damit für mehr Komfort beim Patienten sorgt.
Daneben ist es ph-neutral um einer
Demineralisierung des Zahnschmelzes vorzubeugen.