

# digital

## dentistry

\_practice & science

4<sup>2016</sup>

### Fachbeitrag

Intraoralscan komplettiert  
digitalen Laborworkflow

### Spezial

Konzepte für erfolgreiches  
Praxismarketing

### Interview

„Wichtig ist Transparenz  
und Nähe zum Kunden“

dentis




# Im Labor. Im Mund. Immer stabil.

Stärkstes Material für splitterfreies Beschleifen und geringe Abrasion.\*



VITA PHYSIODENS® mit der geringsten mittleren Verschleißtiefe [µm] bei künstlichen Zähnen\*



## VITA Zähne

Gut aufgestellt – mit dem einzigartigen MRP-Material und VITA-Nachpressverfahren für:

- splitterfreies Beschleifen und ausgezeichnete Polierbarkeit
- außerordentliche Abrasionsfestigkeit und Farbstabilität
- exzellenten Tragekomfort und lange Lebensdauer der Prothese



\* VITA Whitepaper 10374 D (Download über den QR-Code)